

Produktinformation

Gäller: Cross | Transit

Syrgashållare

etac®

Vi har nu tagit fram en egen ny syrgashållare till Cross och Transit.

Artikelnummer 28937 är komplett och inkluderar två olika fästen för montering på olika rullstolar.

Art 83981 är vinklat fäste för att passa till ramen på Cross 6, endast för montering på vänster sida.

Art 83983 är rakt fäste och passar till Transit, Cross 5 och Cross 5XL, för montering på höger eller vänster sida.



Vår egen modell av Syrgashållare.

Det raka fästet (1) passar till Cross 5, Cross XL samt Transit.

Det vinklade fästet (2) passar till Cross 6.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Syrgashållare kpl		28937
Fäste syrgashållare vä	Cross 6	83981
Fäste syrgashållare hö/vä	Cross 5XL, Transit, Cross 5	83983
Leverans		Vecka 10, 2024

2024-02-27 ID: P35186A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities