

Produktinformation

Gäller: R82 Huvudstöd

Adapterplattor för nya turtlestag

R82[®]

I samband med lanseringen av x:panda shape och Flamingo Curo introducerades även en ny generation turtlestag.

Nu lanserar vi adapterplattor som gör det möjligt att kombinera äldre huvudstöd tillsammans med de nya stagen. Adapterplattorna säkerställer kompatibilitet mellan olika generationer av huvudstöd och gör det möjligt att ta del av den förbättrade funktionaliteten i de nya turtlestagen.

Adapterplattorna finns i två färger: svart och vitt. Den svarta används tillsammans med svarta huvudstöd och stag, medan den vita används tillsammans med grå eller blå huvudstöd och vita stag.

Adapterplattorna ger ökad flexibilitet, förlänger produkternas användningstid och en smidigare övergång till det uppdaterade sortimentet.



Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Adapterplatta huvudstöd R82	för turtlestag std förlängt och förlängt 3D svart	3199600-60
Adapterplatta huvudstöd R82	för turtlestag std förlängt och förlängt 3D vit	3199600-90
Leverans		Finns i lager

För artikelnummer på stag huvudstöd – se utprovningsprotokoll huvudstöd.

2026-03-18

1/1

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities