

Produktinformation

Gäller: R82 x:panda shape

R82[®]

Alternativa suffletter

Suffletten som lanserades tillsammans med Chilla är nu även kompatibel med x:panda shape. Hållarna till suffletten monteras på sitsen övre rygg och kan justeras i bredd för att passa ryggens olika bredder.

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Hållare sufflett xpanda shape	par	31881080-KIT2
Leverans		Finns i lager

Nedan visas en översikt över vilken sufflett som ska väljas beroende på ryggens höjd.

Ryggstödshöjd	Sufflett
140 mm	31881080-30
180 mm	31881080-30
220 mm	31881080-40
270 mm	318740120
340 mm	318740120



Hållare sufflett



Sufflett på x:panda shape

2026-03-06

1/1

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities