

Produktinformation

Gäller: Cross 6 | Cross 5XL | Xact | Prio

Reservdelar – Uppdatering av däck

etac®

I samband med de senaste uppdateringarna av drivhjul genomför vi nu förändringar i vårt utbud av däck som reservdelar.

Alla däck som levereras till Etacs rullstolar testas enligt relevanta standarder för att säkerställa korrekt bromsprestanda. Dessutom verifierar vi att varje däck sitter säkert på fälgen och inte lämnar märken på inomhusytor.

Massiva däck

- Grå massiva däck kommer att ersättas av svarta, icke-märkande massiva däck.
- Dessa däck passar följande drivhjul: **C5, C5 vårdarbromsade (VB), C6 och Maxx.**

OBS:

Lagret av grå däck är begränsat. När det nuvarande lagret är slut kommer dessa artiklar att utgå – **senast den 31 december 2026.**

Högtrycksdäck

- Högtrycksdäck ersätts av **Speedlite** och **Trailblazer**.
- Artikelnummer för ersättande däck och kompatibla drivhjul presenteras nedan.

OBS:

Drivhjul 22" C5 och C5 VB har ETRTO 498, medan 22" Speedlite och Trailblazer har ETRTO 501. På grund av denna skillnad i dimension passar Speedlite och Trailblazer inte till 22" drivhjul C5- eller C5 VB.

För mer information om tillgängliga däck, se www.etac.se



Svarta massiva däck samt Speedlite och Trailblazer

2026-03-20 ID: P32087A

1/2

Vid frågor, kontakta kundservice:

☎ 0371-587 300

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Nytt		Fasas ut		Kompatibel med			
Art. nr.	Benämning	Art. nr.	Benämning	C5	C5 VB	C6	Maxx
83347	Däck 20x1 3/8 (37-451) mass	80787	Däck 20 massivt grå	✓	✓	✓	✓
83348	Däck 22x1 3/8 (37-498/501) mass	81384	Däck 22 massivt grå	✓	✓	✓	✓
83349	Däck 24x1 1/4 (32-540) mass	80768	Däck 24 massivt grå	✓	✓	✓	✓
84017	Däck 22x1 (25-501) mass			✓	✓	✓	✓
84018	Däck 24x1 (25-540) mass			✓	✓	✓	✓
84019	Däck 25x1 (25-559) mass					✓	✓
83202	Däck 22x1 (25-498) Innova*	81125	Däck 22x1 högtryck	✓	✓		
83897	Däck 20x1 (25-451) Speedlite	82198	Däck 20x1 högtryck	✓	✓	✓	
83898	Däck 22x1 (25-501) Speedlite					✓	✓
83899	Däck 24x1 (25-540) Speedlite	80558	Däck 24x1 högtryck				
		83329	Däck 24x1 (25-540) högtryck svart	✓	✓	✓	✓
		83300	Däck 24x1 Schwalbe Right run				
83902	Däck 25x1 (25-559) Speedlite						✓
83350	Däck 22x1 (25-501) Trailblazer					✓	✓
83351	Däck 24x1 (25-540) Trailblazer	81985	Däck 24 luft grovmönstrat	✓	✓	✓	✓
		83301	Däck 24x1 Schwalbe Marathon Plus				
83900	Däck 25x1 (25-559) Trailblazer						✓
83360	Däck 26x1 (25-590) Trailblazer			✓			✓
	Ingen ersättning	81983	Däck 22 luft grovmönstrat	✓	✓		
	Ingen ersättning	81981	Däck 20 luft grovmönstrat	✓	✓		

*Tillgänglig 26Q2

Vid frågor, kontakta kundservice:

☎ 0371-587 300

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se