



Produktinformation
från Etac 2017

 **etac**®

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Manuella rullstolar

Ryggprofil 3A.....	3-6
Ryggprofil 3A - Bålstöd, reglerbart	7-9
Ryggprofil 3A - Tvärstag/Huvudstödsfäste ..	10-11
Ryggprofil 3A - Kilpaket.....	12
Ryggprofil 3A - Sidostopp.....	13
Ryggprofil 3A - Sidodyna.....	14
Drivhjul - Nytt utförande	15-16
Etac M100 - Flagga.....	17
Etac Cross 5 - Nytt traditionellt huvudstöd	18
Etac Cross 5 - Färgbyte.....	19
Etiketter - Uppdatering.....	20
Etac Next - Drivhjul utgår.....	21
Reservdel Cross Armstöd äldre mod - Utgår....	22
Etac M100 - Färgbyte länkhjulsinfästning.....	23
Tippskydd - Ny skruv och mutter	24
Sitsklädsel med extra kardborre.....	25-26
Etac Prio - Ny generation	27
Etac Prio - Syrgaskorg.....	28
Etac Prio - Hel fotplatta.....	29
Etac Prio - Droppställning	30
Etac Cross 5 - Droppställning.....	31
Etac M100 - Droppställning.....	32

Bad & Toalett

Komfortsitsar mobila duschstolar.....	33
Etac Clean 75 mm länkhjul - Ny design	34

Junior

R82 Flamingo - Ryggförstärkning.....	35
R82 High-low/High-low:x - tiltreglage körbygel..	36
R82 Flamingo - Fasta bålstöd	37
R82 Kudu - Formade dynor	38-39
R82 x:panda - Polstringsdynor	40
R82 Caribou - Överarmstöd - Nyhet.....	41
R82 Crocodile - Ledsagarhandtag - Nyhet.....	42
R82 Toucan - Hjulsats byter färg	43
R82 Kudu - Ny broms.....	44
R82 Flamingo - Tiltlås	45
H-sele med snäpplås - Utgår.....	46
Komfortrullstol R82 Panther - Utgår.....	47
R82 Caribou - Fasta bålstöd.....	48

Lyftar & Selar

Molift Smart 150 - Ny Transportväska	49
Quick release axel Molift Air/Mover 180.....	50
Molift EvoSling Shadow HighBack - Nyhet.....	51
Molift UnoSling HighBack.....	52

Manuell förflyttning

Immedia SatinSheet - Facelift.....	53-55
Molift Raiser - Nytt tillbehör Molift RaiserBelt ..	56
Kardborreband produktförbättring	57
Immedia 2Move förflyttningsskiva	58-59

Tryckavlastning

Förändringar sittdyna ROHO Hybrid Elite	60-68
---	-------

Hjälpmotor

Etac Lille Viking - Ny batterilåda.....	69
---	----

Småhjälpmedel

Strumppådragare Socky Kort.....	70
Kniv Relieve med tandat blad - Utgår.....	71

Kontakt	72-73
----------------------	-------

Produktinformation

Ryggprofil 3A

Ett flertal mindre utvecklingsprojekt har resulterat i en uppdatering av ryggprofilen 3A samt nya tillbehör därtill. Allt med det allmänna temat att skapa form och stöd för alla kroppstyper.



Ryggprofil

Ny profil och nytt ryggöverdrag.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggchassi Cross mod 3 tri hö		27436-01-1
Ryggchassi Cross mod 3 tri vä		27436-01-2
Ryggchassi Cross 3A hög tri hö		27609-01-1
Ryggchassi Cross 3A hög tri vä		27609-01-2
Utgår fr.o.m.		Vecka 35. 2017

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Cross 5 35-40 cm	3A tri mod 4	27382
Ryggpaket Cross 5 42.5-50 cm	3A tri mod 4	27386
Ryggpaket Cross 5 52.5-60cm	3A tri mod 4	27390
Ryggpaket Cross 5 35-40 cm	3A tri hög mod 4	27953
Ryggpaket Cross 5 42.5-50 cm	3A tri hög mod 4	27990
Ryggpaket Cross 5 52.5-60 cm	3A tri hög mod 4	27991
Löpande fr.o.m.		Vecka 13. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter



Ryggskena & Ändavslut, ny

Den nya profilen är designad med en slät insida och slätare ändavslut samt skåror som förenklar montering av de tillbehör som fästes i profilen.

Den nya designen kommer att ge mer utrymme mellan profilerna vilket ger bättre utrymme för bälten. Ryggbandet tillåter även fler justeringar och möjligheter att skapa form och stöd i ryggstödet.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggskena Cr 3A hö mod 4		83013-1
Ryggskena Cr 3A vä mod 4		83013-2
Ryggskena Cr 3A hög hö mod 4		83014-1
Ryggskena Cr 3A hög hö mod 4		83014-2
Ändavslutning rygg 1 mod 4	Crossrygg 3A	51130
Ändavslutning rygg 2 mod 4	Crossrygg 3A	51131
Skruv MRX M 4x8 sv	Fe/Zn8/P4	11441
Leverans fr.o.m.		Vecka 35. 2017



Ryggskena & Ändavslut, ändrad

Den gamla profilen finns kvar som reservdel i 5 år från vecka 35 2016.

Benämning ändrad artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggskena Cross 3A hö		82444-1
Ryggskena Cross 3A vä		82444-2
Ryggskena Cross 3A hög hö		82582-1
Ryggskena Cross 3A hög hö		82582-2
Ändavslutning rygg 1		50995
Ändavslutning rygg 2		50996
Skruv M 4x 12 MRX svkr 4.8 pos		11637
Utgår		Vecka 35. 2022

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Ryggöverdrag

Ryggöverdragen har gjorts bredare för att följa de nya generösare inställningarna samt anpassats för att passa formen på den nya profilen.



Ryggöverdrag
Gammal modell.



Ryggöverdrag
Ny modell med uppdaterad form.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg Cross 3A 35 cm	mörkgrå	62941-60
Överdrag rygg Cross 3A 37.5 cm	mörkgrå	62942-60
Överdrag rygg Cross 3A 40 cm	mörkgrå	62943-60
Överdrag rygg Cross 3A 42.5 cm	mörkgrå	62944-60
Överdrag rygg Cross 3A 45 cm	mörkgrå	62945-60
Överdrag rygg Cross 3A 47.5 cm	mörkgrå	62946-60
Överdrag rygg Cross 3A 50 cm	mörkgrå	62947-60
Överdrag rygg Cross 3A 52.5 cm	mörkgrå	62948-60
Överdrag rygg Cross 3A 55 cm	mörkgrå	62949-60
Överdrag rygg Cross 3A 57.5 cm	mörkgrå	62950-60
Överdrag rygg Cross 3A 60 cm	mörkgrå	62951-60

Löpande

Vecka 9. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg Cross 3A komf	35 cm mörkgrå	62956-60
Överdrag rygg Cross 3A komf	37.5 cm mörkgrå	62957-60
Överdrag rygg Cross 3A komf	40 cm mörkgrå	62958-60
Överdrag rygg Cross 3A komf	42.5 cm mörkgrå	62959-60
Överdrag rygg Cross 3A komf	45 cm mörkgrå	62960-60
Överdrag rygg Cross 3A komf	47.5 cm mörkgrå	62961-60
Överdrag rygg Cross 3A komf	50 cm mörkgrå	62962-60
Överdrag rygg Cross 3A komf	52.5 cm mörkgrå	62963-60
Överdrag rygg Cross 3A komf	55 cm mörkgrå	62964-60
Överdrag rygg Cross 3A komf	57.5 cm mörkgrå	62965-60
Överdrag rygg Cross 3A komf	60 cm mörkgrå	62966-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	35 cm mörkgrå	63020-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	37.5 cm mörkgrå	63021-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	40 cm mörkgrå	63022-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	42.5 cm mörkgrå	63023-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	45 cm mörkgrå	63024-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	47.5 cm mörkgrå	63025-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	50 cm mörkgrå	63026-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	52.5 cm mörkgrå	63027-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	55 cm mörkgrå	63028-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	57.5 cm mörkgrå	63029-60
Överdrag rygg Cross 3A hög	60 cm mörkgrå	63030-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	35 cm mörkgrå	63033-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	37.5 cm mörkgrå	63034-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	40 cm mörkgrå	63035-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	42.5 cm mörkgrå	63036-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	45 cm mörkgrå	63037-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	47.5 cm mörkgrå	63038-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	50 cm mörkgrå	63039-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	52.5 cm mörkgrå	63040-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	55 cm mörkgrå	63041-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	57.5 cm mörkgrå	63042-60
Överdrag rygg Cross 3A komfhög	60 cm mörkgrå	63043-60

Löpande

Vecka 9. 2017

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.com
 www.etac.se

 **etac**[®]
 Skapar möjligheter



Produktinformation

Ryggprofil 3A - Bålstöd, reglerbart

Vårt nya reglerbara bålstöd som du enkelt monterar i sidoskenan.

Det reglerbara bålstödet kan justeras i höjd och längd och dynan kan roteras för två alternativa former.

Levereras med 4 varianter av dynplåtar.



Dimensioner

A. Längd / min - max	25 - 75 mm	
B. Höjd	+15	+10 - +60 mm
	0	-5 - +45 mm
	-15	-20 - +30 mm
	-45	-50 - 0 mm
C. Djup	20 - 70 mm	
D. Längd dyna	120 mm	
E. Höjd dyna	90 mm	
F. Tjocklek dyna	23 mm	

Vikt

Produktvikt	0,8 kg
-------------	--------

Material

Dyna	Plast (PUR), Stål
Arm	Stål
Fäste	Stål
Fästelement	Stål, Aluminium

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ryggprofil 3A - Bålstöd, svängbart

Det svängbara bålstödet från Prio passar även Cross 5.

Det har en ny solid design med samma dyna och montering som det reglerbara bålstödet. Armstödet kan monteras av utan att bålstödet påverkas.



Dimensioner

A. Längd / min - max	20 - 100 mm	
B. Höjd	0	-5 - +45
	-15	-20 - +30
	-45	-50 - 0
C. Djup	30 - 80 mm	
D. Längd dyna	120 mm	
E. Höjd dyna	90 mm	
F. Tjocklek dyna	23 mm	

Vikt

Produktvikt	1,2 kg
-------------	--------

Material

Dyna	Plast (PUR), Stål
Arm	Stål
Fäste	Stål
Fästelement	Stål, Aluminium

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bålstöd 3A kompl 0 mm		28142
Bålstöd 3A kompl +15 mm		28143
Bålstöd 3A kompl -15 mm		28144
Bålstöd 3A kompl -45 mm		28145
BÅLSTÖD 3A kompl ssb hö -45 mm		28141-1
BÅLSTÖD 3A kompl ssb vä -45 mm		28141-2
BÅLSTÖD 3A kompl ssb hö 0 mm		28181-1
BÅLSTÖD 3A kompl ssb vä 0 mm		28181-2
BÅLSTÖD 3A kompl ssb hö -15mm		28180-1
BÅLSTÖD 3A kompl ssb vä -15mm		28180-2
Bålstöd dynplåt -45 mm		83002
Bålstöd dynplåt -15 mm		83017
Bålstöd dynplåt 0 mm		83018
Bålstöd dynplåt +15 mm		83019
Bålstödsfäste 3A kompl		28146
Bålstöd dynplåt ssb 0 mm		83046
Bålstöd dynplåt ssb-15 mm		83045
Bålstöd dynplåt ssb-45 mm		83001
Dyna inkl skruvar o brickor		28276

Leverans

Vecka 13. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ryggprofil 3A - Tvärstag & Huvudstödsfäste

Det stabiliserande tvärstaget är standard på Cross 5 XL och tillbehör för de som vill stabilisera ryggen på Cross 5. Fästena skjuts in i skårorna i 3A profilen och staget klickas och vrids på plats, vilket gör monteringen enkel. För en mer diskret design har tvärstagets djup kortats ner.



Tvärstag

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tvärstag 3A 35 cm kompl mod4		28114
Tvärstag 3A 37,5 cm kompl mod4		28115
Tvärstag 3A 40 cm kompl mod4		28116
Tvärstag 3A 42,5 cm kompl mod4		28117
Tvärstag 3A 45 cm kompl mod4		28118
Tvärstag 3A 47,5 cm kompl mod4		28119
Tvärstag 3A 50 cm kompl mod4		28120
Tvärstag 3A 52,5 cm kompl mod4		28121
Tvärstag 3A 55 cm kompl mod 4		28122
Tvärstag 3A 57,5 cm kompl mod4		28123
Tvärstag 3A 60 cm kompl mod 4		28124

Leverans

Vecka 13. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ryggprofil 3A - Huvudstödsfäste

Med dagens lösning är det svårt att kombinera huvudstöd och vårdarbroms, detta för att huvudstödet kräver att körbygel används i kombination. Befintligt huvudstödsfäste som kläms fast runt körbygeln går heller inte att förankra tillräckligt för att hindra rotation vid kraftig påfrestning. Med den nya lösningen säkras rotationen och monteringen görs enkelt genom att fästena skjuts in i skårorna i 3A profilen och staget klickas på plats. Huvudstödet monteras oberoende av körhandtagen.



Huvudstödsfäste

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstödsfäste 3A 35 cm	kompl mod 4	28125
Huvudstödsfäste 3A 37,5 cm	kompl mod 4	28126
Huvudstödsfäste 3A 40 cm	kompl mod 4	28127
Huvudstödsfäste 3A 42,5 cm	kompl mod 4	28128
Huvudstödsfäste 3A 45 cm	kompl mod 4	28129
Huvudstödsfäste 3A 47,5 cm	kompl mod 4	28130
Huvudstödsfäste 3A 50 cm	kompl mod 4	28131
Huvudstödsfäste 3A 52,5 cm	kompl mod 4	28132
Huvudstödsfäste 3A 55 cm	kompl mod 4	28133
Huvudstödsfäste 3A 57,5 cm	kompl mod 4	28134
Huvudstödsfäste 3A 60 cm	kompl mod 4	28135

Leverans

Vecka 13. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp


tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ryggprofil 3A - Kilpaket

De nya komfortkilarna finns i tre storlekar. De kan användas en och en eller kombineras, samt klippas till önskad passform. Materialet är polyetylenskum. Till varje kil medföljer en bit självhäftande kardborre för enkel montering.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Komfortkil H20 B90 L130 par	Prio/ 3A	28030
Komfortkil H20 B110 L185 par	Prio/ 3A	28139
Komfortkil H25 B175 L200 par	Prio/ 3A	28140

Leverans Vecka 9. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ryggprofil 3A - Sidostopp

Sidostoppen finns i tre olika utföranden och storlekar. De kan antingen användas för sig som ett litet extra stöd tillsammans ryggöverdraget, eller kombineras med kilar eller sidodyna för att skapa en stadigare och mer stabiliserande form. Till varje sidostopp medföljer en bit självhäftande kardborre för att enkelt kunna fästa den mot kil eller sidodyna.




Sidostopp

Sidostopp i tre olika storlekar och utföranden, att användas för att få extra stöd och stabilitet efter önskemål. Sidostoppen monteras enkelt i ryggskenan där den skruvas fast i önskad höjd.

Självhäftande kardborre

Använd den medföljande självhäftande kardborren för att enkelt fästa sidostoppet till en kil eller sidodyna.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sidostopp rygg breddning 30 mm		28173
Sidostopp rygg rak 40 mm		28136
Sidostopp rygg breddning 15 mm		28137
Leverans		Vecka 13. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ryggprofil 3A - Sidodyna

Vår lösning på sidodyna är unik då vi drar nytta av de befintliga ryggbanden där man enkelt fäster sidodynans. Dynan kan vändas för att få två alternativa former, och den användes med fördel tillsammans med vårt sidostopp. Sidodynans är försedd med dragkedja för att du enkelt ska kunna öppna den och lägga till kilar, för perfekt önskat resultat.



Sidodyna

Sidodynans har fästen av kardborre vilket gör att du enkelt fäster den i ryggbanden och vid behov även flyttar den lika enkelt.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sidodyna rygg hö kpl		63171-60-1
Sidodyna rygg vä kpl		63171-60-2
Leverans		Vecka 13. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Drivhjul - Nytt utförande

Vi inför ett drivhjul i nytt utförande. Detta drivhjul har ett förbättrat skydd mot väta, genom tätade drivringar, rostfria ekrar samt ett nav i aluminium.



Vattentåligt drivhjul

Vårt nya drivhjul med ett flertal vattentåliga egenskaper.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 20 C5 matt nav lågtr/	utan drivring exkl axel	28073
Drivhjul 20 C5 matt nav lågtr/	plastad exkl axel	28074
Drivhjul 20 C5 matt nav lågtr/	rfr exkl axel	28075
Drivhjul 20 C5 matt nav mass/	utan drivring exkl axel	28076
Drivhjul 20 C5 matt nav mass/	plastad exkl axel	28077
Drivhjul 20 C5 matt nav mass/	rfr exkl axel	28078
Drivhjul 20 C5 matt nav u däck	slang drivring exkl axel	28079
Drivhjul 22 C5 matt nav högtr/	utan drivring exkl axel	28080
Drivhjul 22 C5 matt nav högtr/	plastad exkl axel	28081
Drivhjul 22 C5 matt nav högtr/	rfr exkl axel	28082
Drivhjul 22 C5 matt nav mass/	utan drivring exkl axel	28083
Drivhjul 22 C5 matt nav mass/	plastad exkl axel	28084
Drivhjul 22 C5 matt nav mass/	rfr exkl axel	28085

Leverans

Vecka 13. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 22 C5 matt nav u däck	slang drivring exkl axel	28086
Drivhjul 24 C5 matt nav högtr/	utan drivring exkl axel	28087
Drivhjul 24 C5 matt nav högtr/	plastad exkl axel	28088
Drivhjul 24 C5 matt nav högtr/	rfr exkl axel	28089
Drivhjul 24 C5 matt nav mass/	utan drivring exkl axel	28090
Drivhjul 24 C5 matt nav mass/	plastad exkl axel	28091
Drivhjul 24 C5 matt nav mass/	rfr exkl axel	28092
Drivhjul 24 C5 matt nav u däck	slang drivring exkl axel	28093
Drivhjul 26 C5 matt nav högtr/	rfr exkl axel	28094
Drivhjul 24 carbon/titan/	med packning exkl axel	28095
Drivhjul 20 VB matt nav mass/	RFR	28097
Drivhjul 20 VB matt nav mass/	utan drivring exkl axel	28096
Drivhjul 20 VB matt nav lågtr/	RFR	28098
Drivhjul 20 VB matt nav lågtr/	utan drivring exkl axel	28099
Drivhjul 22 VB matt nav mass/	utan drivring exkl axel	28100
Drivhjul 22 VB matt nav mass/	plastad	28101
Drivhjul 22 VB matt nav mass/	rfr	28102
Drivhjul 22 VB matt nav högtr/	plastad	28103
Drivhjul 22 VB matt nav högtr/	rfr	28104
Drivhjul 22 VB matt nav högtr/	utan drivring exkl axel	28105
Drivhjul 24 VB matt nav mass/	utan drivring exkl axel	28106
Drivhjul 24 VB matt nav mass/	plastad	28107
Drivhjul 24 VB matt nav mass/	rfr	28108
Drivhjul 24 VB matt nav högtr/	plastad	28109
Drivhjul 24 VB matt nav högtr/	rfr	28110
Drivhjul 24 VB matt nav högtr/	utan drivring exkl axel	28111
Drivhjul 26 VB halvmass/rfr/	med packning exkl axel	28112
Drivring D465 hjul 20 rfr	med packning	83006
Drivring D500 hjul 22" rfr	med packning	83007
Drivring D540 hjul 24" rfr	med packning	83008
Drivring D585 hjul 26 rfr	med packning	83009
Drivring D465 hjul 20 plastad	tät nit	83010
Drivring D500 hjul 22" plastad	tät nit	83011
Drivring D540 hjul 24" plastad	tät nit	83012
Monteringssats drivring m pack		28113

Leverans

Vecka 13. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Flagga till M100

Vi har tagit fram en flagga till M100. Flaggan levereras inklusive fäste och har en höjd på 140 cm.

**Flagga inkl. fäste**

Fästet monteras enkelt fast på baksidan av ramen och därefter skruvar du fast flaggan i fästet.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Flagga inkl. fäste	M100	28138
Leverans	Vecka 13. 2017	

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Cross 5 – Nytt Traditionellt Huvudstöd

Traditionellt Huvudstöd byts löpande ut till ny version, denna nya version har möjlighet till sidojustering samt ett nytt överdrag som lättare kan plockas av. Introduktion sker succesivt från vecka 17.



Tillkommer:

Nytt traditionellt huvudstöd med uppdaterade egenskaper.



Utgående:

Traditionellt huvudstöd i utgående modell.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstöd mod 1 mörkgrå		24462-60
Huvudstöd mod 1 Dartex		24462-63
Slutförbrukas fr.o.m		Vecka 17. 2017

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstöd mod 4 mörkgrå		28223-60
Huvudstöd mod 4 hygien grå		28223-65
Löpande fr.o.m		Vecka 17. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Cross 5 – Färgbyte

Den blå färgen på Cross 5 byts ut, den nya färgen -93 Mörkblå har en slätare yta och en högre glans. -93 Mörkblå ersätter dagens -98 Midnattsblå.

Den nya färgen, -93 Mörkblå, fasas in successivt från och med vecka 35.



Tillkommer:
-93 Mörkblå



Utgår:
-98 Midnattsblå

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bättringsfärg Mörkblå		80517-93
Gavel Cross 5 kort hö	mörkblå	27520-93-1
Gavel Cross 5 kort vä	mörkblå	27520-93-2
Gavel Cross 5 lång hö	mörkblå	27521-93-1
Gavel Cross 5 lång vä	mörkblå	27521-93-2
Fasas in fr.o.m		Vecka 35. 2017

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Gavel Cross 5 kort hö	midnattsblå	27520-98-1
Gavel Cross 5 kort vä	midnattsblå	27520-98-2
Gavel Cross 5 lång hö	midnattsblå	27521-98-1
Gavel Cross 5 lång vä	midnattsblå	27521-98-2
Slutförbrukas fr.o.m		Vecka 35. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Etiketter Uppdatering

Vi inför nu en uppdatering av varningsetiketter till våra rullstolar. Introduktionen sker löpande från vecka 18.

**Ny etikett**

Ny variant av varningsetikett.

**Utgående etiketter**

Varningsetiketter av tidigare utförande.

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp


tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Drivhjul Next - Utgå

26" drivhjul till Next utgå ur sortimentet.



Drivhjul Next 26"
Utgående modell.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul BS 26 halvmassivt/alu	Next	26863
Drivhjul BS 26 halvmassivt/pla	Next	26864

Utgår fr.o.m. nu

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul BS 26 halvmassivt/rfr	Next	26865

Slutförbrukas t.o.m.

Vecka 52. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**®

Produktinformation

Reservdel Cross Armstöd – Äldre modell utgå

Reservdel, armstöd äldre modell till Cross, utgår ur sortimentet.



Armstöd, reservdel

Utgående äldre modell.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd Cross	L246 omont hö	25286-1
Armstöd Cross	L246 omont vä	25286-2
Armstöd Cross	L376 omont hö	25287-1
Armstöd Cross	L376 omont vä	25287-2

Leverans fr.o.m

Vecka 22. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 etac®

Produktinformation

Färgbyte av Länkhjulsinfästning – Etac M100

Färgen på länkhjulsinfästning inkl. framgaffel för M100 ändras från Grå till Svart. Utgående Grå komponenter som framgaffel och plastlock finns tillgängliga som reservdelar, vilka slutförbrukas. Ändringen införs omgående och medför ett enhetligare utseende för M100. Samma komponent används även till Etac Prio.



Utgående
Grå länkhjulsinfästning.



Ny
Svart länkhjulsinfästning.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Framgaffelfäste M100	grå	82222
Framgaffel 6 tum		82789
Lock framgaffelfäste M100	grå	50473
Framgaffel 24 M100	exklusive axel	82275
Framgaffel M100	standard	27126-42

Slutförbrukas

Vecka 27. 2017

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Framgaffelfäste M100 Prio	svart	83029
Framgaffel 6 tum	svart	83031
Lock framgaffelfäste	svart	51136
Framgaffel 24 M100	exklusive axel svart	83030
Framgaffel Prio	standard inklusive axel svart	28214-01

Leverans

Vecka 27. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®

Produktinformation

Tippskydd – Ny Skruv och Mutter

Vi byter nu ut tippskyddets svartkromade skruv och mutter mot blankförzinkade.

**Äldre variant**

Tippskydd med svart skruv och mutter.

**Ny variant**

Tippskydd med blank skruv och mutter.

Benämning artikel		Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd teleskop Cross 5			27526
Tippskydd teleskop Cross	höger		26869-1
Tippskydd teleskop Cross	vänster		26869-2
Tippskydd teleskop Transit 12	komplett		26891
Tippskydd teleskop Next	Transit 16 kompl		26895

Leverans

Vecka 36. 2017

Benämning artikel		Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd Cross hjul 20			25302
Tippskydd Sting hjul 20			25303

Leverans

Vecka 44. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation


Basic/Cross 3A/Cross 5 – Sitsklädsel med extra kardborre

Den främre delen av samtliga Basic sitsklädsel kommer utrustas med extra kardborreband från och med vecka 40. Förändringen införs för att ge ökad friktion mot sittdyna.



Äldre variant

Sitsklädsel med mindre kardborreband.



Ny variant

Sitsklädsel med extra kardborreband.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits Basic kort 35 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62718-60
Klädsel sits Basic kort 37.5	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62719-60
Klädsel sits Basic kort 40 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62720-60
Klädsel sits Basic kort 42.5	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62721-60
Klädsel sits Basic kort 45 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62722-60
Klädsel sits Basic kort 47.5	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62978-60
Klädsel sits Basic kort 50 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62979-60
Klädsel sits Basic kort 52.5	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62980-60
Klädsel sits Basic kort 55 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62981-60
Klädsel sits Basic kort 57.5	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62982-60
Klädsel sits Basic kort 60 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62983-60
Klädsel sits Basic lång 35 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62728-60
Klädsel sits Basic lång 37.5	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62729-60

Löpande fr.o.m.

Vecka 40. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits Basic lång 40 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62730-60
Klädsel sits Basic lång 42.5	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62731-60
Klädsel sits Basic lång 45 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62732-60
Klädsel sits Basic lång 47.5	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62984-60
Klädsel sits Basic lång 50 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62985-60
Klädsel sits Basic lång 52.5	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62986-60
Klädsel sits Basic lång 55 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62987-60
Klädsel sits Basic lång 57.5	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62988-60
Klädsel sits Basic lång 60 cm	Basic/Cross 3A/Cross 5 svart	62989-60

Löpande fr.o.m.

Vecka 40. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ny Generation – Etac Prio

Vi lanserar nu en ny generation av komfortrollstolen Etac Prio. Uppdateringen innefattar nytt chassi som möjliggör 5 cm lägre sitshöjd. Det nya intervallet sträcker sig från 38-52,5 cm, jämfört med tidigare intervall, 43-52,5 cm. Utöver detta har stolen fått gemensamt teleskopiskt tippskydd och länkhjulsinfästning, med Cross 5.



Nya generationen Etac Prio
Med lägre sitshöjd



Tidigare version Etac Prio
Utgått

Benämning ny huvudartikel	Beskrivning	Art. nr.
Prio	B40	13420305
Prio	B45	13420309
Prio	B50	13420313
Prio	B55	13420317

Leverans

Finns i lager

Benämng utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Prio	B40	13420205
Prio	B45	13420209
Prio	B50	13420213
Prio	B55	13420217

Leverans

Utgått

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Syrgaskorg – Prio

Nytt utförande av syrgaskorg för uppdaterat chassi.



Syrgaskorg

Nytt utförande för uppdaterat chassi.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Korg komplett Prio modell 2	Sitshöjd 43–52,5 cm	28316
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®

Produktinformation

Fotplatta Hel – Prio

Vi lägger nu till Cross Hel Fotplatta som ett tillbehör för Prio.



Fotplatta hel
Nytt tillbehör till Prio.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta hel komplett 40-47,5 cm		25937
Fotplatta hel komplett 50-60 cm		26853
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®

Produktinformation

Droppställning – Prio

Nytt utförande av droppställning för uppdaterade chassi som möjliggör låga sitthöjder.



Droppställning
För det uppdaterade chassit.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Droppställning komplett	Prio	28341
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®

Produktinformation

Droppställning – Nytt tillbehör till Etac Cross 5

Nu kan vi erbjuda droppställning som nytt tillbehör till rullstol Etac Cross 5.



Droppställning

Droppställning till Cross 5 – nytt tillbehör.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Droppställning komplett Cross 5		28323
Leverans		I lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Droppställning – Nytt tillbehör till Etac M100

Nu kan vi erbjuda droppställning som nytt tillbehör till rullstol Etac M100.



Droppställning

Droppställning till M100 – nytt tillbehör.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Droppställning komplett M100		28324
Leverans		I lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Komfortsitsar mobila duschstolar – Sortimentstvätt

Till våra mobila duschstolar Clean och Swift fasar vi nu ut en av våra modeller på komfortsitsar. Artiklarna kommer att slutförbrukas och därefter utgå ur sortiment. För övriga komfortsitsar hänvisas till vår hemsida www.etac.se



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.	Beräknas utgå
Komfortsits Clean		80209248	September 2016
Komfortsits Swift Mobil		80209433	Oktober 2016
Slutförbrukas			2016

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Clean 75 mm Länkhjul – Ny Design

Clean 75 mm Länkhjul har designats om med flera fördelar.

Den nya formgivningen motsvarar utseende- och egenskapsmässigt 125 mm hjulet. Designen är ny och modern samt har en formgivning som underlättar vid rengöring.



Äldre 75 mm länkhjul

Länkhjul med tidigare formgivning.

Nytt 75 mm länkhjul

Länkhjul med ny design.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hjul 75 mm låsbara Clean lagun	fram par	80209513
Hjul 75 mm låsbara Clean lagun	bakre par	80209514
Dusch/toastol Clean 44 cm lagun	grön	80229209
Dusch/toastol Clean 44 cm inkl	bäckengejder 4 låsbara hjul lagungrön	80229309

Införs successivt

fr o m Vecka 24. 2017

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hjul 75 mm låsbara Clean vit	fram par	80209515
Hjul 75 mm låsbara Clean vit	bakre par	80209516
Dusch/toastol Clean 44 cm vit	4 låsbara hjul	80229269
Dusch/toastol Clean 44 cm inkl	bäckengejder 4 låsbara hjul vit	80229294

Införs successivt

fr o m Vecka 39. 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ryggförstärkning – Dusch- och toalettstol R82 Flamingo

Ryggförstärkningen till Flamingo har genomgått en produktförbättring. Med detta nya förbättrade ryggförstärkningskit kan ryggen nu fällas framåt helt vid exempelvis transport. Staget monteras på sitsen och kan enkelt lossas vilket gör det möjligt att fälla ryggen.

Detta kit är främst avsedd för Flamingo sits storlek 4 men kan även användas på storlek 3. Passar både på Flamingo och Flamingo high-low.

Utgående modell slutförbrukas och ersätts successivt.



Ryggförstärkning R82 Flamingo
Utgående modell (vä) – Ny modell (hö)



Ryggförstärkning monterad på rygg

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggförstärkning Flamingo	stl 3–4	31880154
Ersätts av ny artikel		Art. nr.
Ryggförstärkning Flamingo	stl 3–4 ryggfällbar	31880155

Leverans

Utgående artikel slutförbrukas och ersätts successivt.

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt tillbehör – Tiltreglage körbygel till inneunderrede R82 High-low och High-low:x

Som tillbehör till R82 inneunderrede High-low och High-low:x finns nu tiltreglage att montera på körbygel, för att reglera sitstiltningen. För inneunderrede High-low och High-low:x stl 1-2 finns även möjlighet att montera rpå körbygel för att reglera höjdjusteringen på sitsen. För High-low:x stl 3 med finns endast tiltreglage, då höjdjustering regleras med el.



Tiltreglage körbygel

Monteras på följande körbyglar i kombination med Innunderrede High-low:x / High-low:

Art. nr.

Körbygel inneunderrede High-low:x

318910545

Körbygel vrb inneunderrede High-low:x

318910555

Körbygel vrb lång inneunderrede High-low High-low:x

318910565

Benämning ny artikel

Beskrivning

Art. nr.

Tilten:

Tiltreglage monteringsats

till körbygel High-low/High-low:x stl 1-2

3189550-TILT

Tiltreglage monteringsats

till körbygel High-low:x stl 3

318910550-KIT

Höjdjustering:

Höjdregrage monteringsats

till körbygel High-low/High-low:x stl 1-2

3189550-LIFT

Leverans

Finns på lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Fasta bålstöd – Bad- och toalettstol R82 Flamingo

Fasta raka bålstöd modell "x:panda" finns nu även till bad- och toalettstol Flamingo.

Justerbara 5 cm på varje sida. Möjliggör en mycket smal montering till en placering strax utanför ryggen, beroende på användarens bålstorlek och behov av nära stöd.



Fasta bålstöd R82 Flamingo



Fasta bålstöd
Monterade på Flamingo



Fasta bålstöd
Med smal montering

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bålstöd fasta Flamingo typ 0	par 9x10 cm	3188401-10
Bålstöd fasta Flamingo typ 6	par 12x14 cm	3188401-20
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Sid 1/2

Formade dynor – Komfortrullstol R82 Kudu

Vi kan nu erbjuda formade sitt- och ryggdynor som tillhör R82 Kudu.

Den formade ryggdynan ger ett extra stöd i sidorna och sittdynan ger ett extra stöd för låren.
Vid beställning av överdrag rygg – välj en storlek mindre än den formade ryggdynan.



Formad dynor R82 Kudu



Formade dynor och överdrag rygg.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna formad Kudu stl 1	inkl överdrag	3195751-160
Ryggdyna formad Kudu stl 2	inkl överdrag	3195751-260
Ryggdyna formad Kudu stl 3	inkl överdrag	3195751-360
Ryggdyna formad Kudu stl 4	inkl överdrag	3195751-460
Överdrag rygg Kudu stl 0		3195744-060
Överdrag rygg Kudu stl 1		3195744-160
Överdrag rygg Kudu stl 2		3195744-260
Överdrag rygg Kudu stl 3		3195744-360
Sittdyna formad Kudu stl 1	inkl överdrag	3195752-160
Sittdyna formad Kudu stl 2	inkl överdrag	3195752-260
Sittdyna formad Kudu stl 3	inkl överdrag	3195752-360
Sittdyna formad Kudu stl 4	inkl överdrag	3195752-460

Leverans

Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Reservdelar

Sid 2/2

Benämning ny artikel (reservdel)		Art. nr.
Överdrag ryggdyna formad Kudu stl 1		3195771-160
Överdrag ryggdyna formad Kudu stl 2		3195771-260
Överdrag ryggdyna formad Kudu stl 3		3195771-360
Överdrag ryggdyna formad Kudu stl 4		3195771-460
Benämning befintlig artikel (reservdel)		Art. nr.
Överdrag sittdyna Kudu stl 1		3195762-160
Överdrag sittdyna Kudu stl 2		3195762-260
Överdrag sittdyna Kudu stl 3		3195762-360
Överdrag sittdyna Kudu stl 4		3195762-460
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Polstringsdynor – Sits R82 x:panda

Extra polstringsdynor för x:pandas yttre och inre knästöd samt höftstöden. Set med extra vadderung/polstring när behov av kroppsnära positionering är nödvändig. Polstringsdynorna monteras genom att enkelt trä dem över de befintliga stöden. Tjocklek 2 cm.



Polstringsdynor sits x:panda

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Polstringsdynor sits x:panda	sits stl 1 höftstöd och inre/ytte knästöd set	318910404-PAD1
Polstringsdynor sits x:panda	sits stl 2 höftstöd och inre/ytte knästöd set	318910404-PAD2
Polstringsdynor sits x:panda	sits stl 3 höftstöd och inre/ytte knästöd set	318910404-PAD3
Polstringsdynor sits x:panda	sits stl 4 höftstöd och inre/ytte knästöd set	318910404-PAD4
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Överarmstöd – Nytt tillbehör till tippbräda R82 Caribou

Nu kan vi erbjuda ett överarmstöd som nytt tillbehör till tippbräda R82 Caribou. Caribou överarmstöd stödjer överarmen. De monteras i profilerna på baksidan av toppdynan, vilket möjliggör separat justering i höjd och bredd samt vinkeln mot toppdynan.



Överarmstöd Caribou
Nytt tillbehör

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överarmstöd Caribou small	B:12.5 H:34 cm	31861109-10
Överarmstöd Caribou large	B:16.5 H:52 cm	31861109-20
Komplement till:		
Dyna breddning toppdyna stl 1	Caribou B:7.5 H:19 D:5 cm	31861126-1
Dyna breddning toppdyna stl 2	Caribou B:8.5 H:24 D:5 cm	31861126-2
Dyna breddning toppdyna stl 3	Caribou B:10 H:31.5 D:5 cm	31861126-3
Dyna breddning toppdyna stl 4	Caribou B:11 H:39 D:5 cm	31861126-4
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ledsagarhandtag – nytt tillbehör till rollator R82 Crocodile

Nu finns ledsagarhandtag som tillbehör till Crocodile stl 1 och 2. Ledsagarhandtaget gör det möjligt för hjälparen att korrigera och assistera när användaren går.

Ledsagarhandtaget kan monteras på höger eller vänster sida och kan användas framför eller bakom Crocodile. Handtaget kan justeras i höjd och vinkel. Sitter kvar när Crocodile fälls ihop.

Ledsagarhandtag Crocodile
Nytt tillbehör



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ledsagarhandtag Crocodile	Stl 1–2	3186866
Leverans	Finns i lager	

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Reservdel Hjulsats – Ståstöd R82 Toucan

Hjulet i reservdel Hjulsats Ståstöd Toucan byter färg till grå mot tidigare transparent. Detta medför ett nytt artikelnummer. Se nedan.



Hjul Toucan
Tidigare utseende – Utgåår



Hjul Toucan
Nytt utseende

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hjulsats Toucan stl 1–3	exkl fästskruvar 1 st	315086102
Hjulsats Toucan stl 4–5	exkl fästskruvar 1 st	315086101
Ersätts av nya artiklar:		
Hjulsats Toucan stl 1–3	mörkgrå exkl fästskruvar 1st	315086102-1
Hjulsats Toucan stl 4–5	mörkgrå exkl fästskruvar 1st	315086101-1
Leverans		Införs successivt

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ny broms – R82 Kudu stl 3–4

Under hösten har vi infört en ny förbättrad broms på Kudu stl 3–4. Denna nya broms är en variant av bromsen som finns på Etac's rollstol Cross. Handtaget på bromsen är rött och vinklat för att underlätta användning.



R82 Kudu med ny förbättrad broms

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Broms Kudu vinklat handtag hö	stl 3-4 20/22/24 stl 1-2 20	31121228
Broms Kudu vinklat handtag vä	stl 3-4 20/22/24 stl 1-2 20	31121229

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Broms Kudu stl 3-4 hö	20/22/24 stl 1-2 hö 20	31101994
Broms Kudu stl 3-4 vä	20/22/24 stl 1-2 vä 20	31102562

Leverans	Finns i lager
----------	---------------

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Tiltlås – Bad- & toalettstol R82 Flamingo

Nu finns tiltlås för eftermontering på Flamingo stl 3, artnr 31880003-NL. Används vid behov av extra stabil tilt. Som standard är tiltlås monterad på Flamingo stl 4.

På Flamingo stl 3 tillverkade från 19 jan 2017 passar detta tiltlås. För Flamingo stl 3 före detta datum väljer man Sitsram inkl tiltlås, se nedan tabell.



Tiltlås Flamingo

Nytt tillbehör

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tiltlås Flamingo stl 3	set	31880156
Sitsram Flamingo stl 3	inkl tiltlås	31880156-FRAME
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Utgående produkt – H-sele med snäpplås

H-sele med snäpplås stl 2, 3 och 4 utgår ur sortimentet. Se artikelnummer nedan.

För alternativ till H-sele med snäpplås se vår hemsida www.etac.se.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
H-sele med snäpplås stl 2	L38/12+44 cm	3189103-2
H-sele med snäpplås stl 3	L46/17+44 cm	3189103-3
H-sele med snäpplås stl 4	L46/17+44 cm	3189103-4
Leverans		Slutförbrukas

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Komfortrollstol R82 Panther – utgår ur sortimentet

Komfortrollstol R82 Panther utgår ur vårt sortiment fr.o.m 1 december 2017.

Tillbehör och reservdelar till R82 Panther levereras i fem år efter att huvudprodukten utgått.

Vi hänvisar till vår komfortrollstol R82 Kudu. Kudu är en praktisk och flexibel komfortrollstol för barn, som lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk. Den kombinerar form och funktionalitet och tillhandahåller på så sätt rätt passform och bekväm sittställning. Den finns i 4 storlekar och har många funktioner som kan anpassas i takt med att barnet växer. Läs mer om Kudu på vår hemsida, www.etac.se.



R82 Panther
Utgår



R82 Kudu

Benämning utgående artikel

Art. nr.

Panther B28 blå VB	31941212881
Panther B32 blå VB	31942212881
Panther B36 blå VB	31943612881
Panther B40 blå VB	31944612881
Panther B28 blå	31941212481
Panther B32 blå	31942212581
Panther B36 blå	31943612581
Panther B40 blå	31944612581

Leverans

Slutförbrukas

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Fasta bålstöd – tippbräda R82 Caribou

Nu kan vi äntligen erbjuda fasta bålstöd till Tippbräda Caribou! Dessa fasta bålstöd är av samma typ som befintliga bålstöd som idag erbjuds till flertalet av R82's produkter. Bålstöden är tunna och med ett överdrag av neopren för skön komfort.

De kan kombineras med både breddning toppdyna (art.nr 31861126-1/-2/-3/-4) och överarmstöd (art.nr 31861109-10/-20). Till de fasta bålstöden passar Bälte sidostöd (art.nr. 31862103-1/-2/-3). För info se monteringsanvisning på vår hemsida.

De nuvarande sidostöden (31861102-1/-2/-3) finns kvar i sortimentet och fungerar även som alternativ till höftstöd.



Fasta bålstöd – R82 Caribou

Nytt tillbehör

Benämning ny artikel

Art. nr.

Bålstöd fasta Caribou typ 7	11x12 cm förskjutning 3,5 cm/sida passar Caribou stl 1-2	31861102-10
Bålstöd fasta Caribou typ 5	16x15 cm förskjutning 5 cm/sida passar Caribou stl 1-3	31861102-20

Leverans

Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Transportväska – Molift Smart 150

Från och med Januari 2017 har vi en ny mjuk Transportväska till Molift Smart 150. Den gamla modellen har utgått.

Den nya mjuka transportväskan är enkel att använda. När Molift Smart 150 fälls ihop kan den snabbt och lätt packas ned i den mjuka transportväskan. Väskan skyddar lyften, batteri, laddare och sele under resan och gör det lätt att transportera lyften.



Gammal modell



Ny modell har redan införts

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Transportväska Smart 150	mjuk bag	3049175
Ersätts av ny artikel		Art. nr.
Transportväska Smart 150	mjuk bag mod 2	3049177
Gäller från		januari 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation


Produktförbättring Quick release axel lyftbygel Molift Air/Mover 180

Vi har gjort en produktförbättring på Quick Release axeln till lyftbygel på Lyftmotor Molift Air och Personlyft Mover 180. Anledningen är att det ska bli enklare att hantera.

Den nya har Quick Release axeln har en fläns, som underlättar vid hantering. (se nedan bild)

Införs successivt från vecka 36 på Lyftmotor Molift Air och Personlyft Mover 180.

Den nya förbättrade Quick Release axeln passar befintliga produkter.



Gammal modell
Quick release axel lyftbygel, Art.nr 1810010



Ny modell
Quick release axel lyftbygel Molift Air / Mover 180,
Art.nr 1810011

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Quick release axel lyftbygel	Molift Air	1810010
Ersätts av ny artikel		Art. nr.
Quick release axel lyftbygel	med fläns Molift Air / Mover 180	1810011
Införs successivt från		V 36

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nyhet – Molift EvoSling Shadow HighBack

Lyftsele EvoSling Shadow är en ny sele i vårt sortiment. Den passar många lyftsituationer men är speciellt lämplig vid förflyttning till rullstol/ formgjuten sits då lyftselen behöver lämnas kvar under brukaren.

EvoSling Shadow HighBack är tillverkad i polyesternät som är följamt och släpper igenom fukt och värme.

För mer info se vår hemsida.



Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Lyftsele EvoSling Shadow XXS	hög rygg skalsele polysternät	1723900
Lyftsele EvoSling Shadow XS	hög rygg skalsele polysternät	1723910
Lyftsele EvoSling Shadow S	hög rygg skalsele polysternät	1723920
Lyftsele EvoSling Shadow M	hög rygg skalsele polysternät	1723930
Lyftsele EvoSling Shadow L	hög rygg skalsele polysternät	1723940
Lyftsele EvoSling Shadow XL	hög rygg skalsele polysternät	1723950
Leverans	Finns i lager	

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nyhet – Molift UnoSling HighBack

Lyftselen Molift UnoSling HighBack är en ny lyftsele i vårt sortiment. Lyftselen är en personbunden förbrukningsartikel som har designats för att möta behovet och utmaningarna i dagens sjukhusmiljö.

UnoSling är tillverkad av ett starkt nonwoven-material som inte är tvättbart. Lyftselen ska kastas när den blivit smutsig, skadad eller brukaren inte längre behöver den.

Selarna säljs i multipack enligt nedan tabell.

För mer info se vår hemsida



Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Lyftsele Molift UnoSling S	hög rygg enpatient personbunden 20 st/box	3060020
Lyftsele Molift UnoSling M	hög rygg enpatient personbunden 20 st/box	3060030
Lyftsele Molift UnoSling L	hög rygg enpatient personbunden 20 st/box	3060040
Lyftsele Molift UnoSling XL	hög rygg enpatient personbunden 20 st/box	3060050
Lyftsele Molift UnoSling XXL	hög rygg enpatient personbunden 10 st/box	3060060
Leverans	Finns i lager	

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Produktförbättring / Facelift av Immedia SatinSheet

Under våren 2017 genomgår våra glidlakan Immedia SatinSheet en facelift. Detta för att förenkla användandet av SatinSheet. Produktförbättringarna innefattar bland annat ett nytt intuitivt mönster, nya storlekar och utföranden.

Ingen förändring av befintliga artikelnummer. Bytet till nytt mönster sker successivt.

Nyheter:

- Nytt intuitivt mönster
- Fler utförande
- Nya och fler storlekar
- Ny kortinstruktions etikett




Nytt Intuitivt mönster:


Mönstret indikerar glidriktningen
Grönt med vita ränder = glidlakan 2Direction



Vitt med gröna ränder = Draglakan



Grönt med rutor i vitt = gliddraglakan 4Direction



Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Nya utföranden och storlekar:

IM4142S:

Glidlakan SatinSheet 2D Elastic Fit formsytt:

Öppning i hörn för ex. slang från en växel madrass



IM4115SH och IM4121SH:

Gliddraglakan SatinSheet 4Direction med handtag, för att använda tillsammans med en lyft.






IM4140S och IM4140SH:

Inkontinensdraglakan In2Sheet 4Direction ny storlek och ny storlek med handtag, för att använda tillsammans med en lyft



Nya kort instruktions-etiketter:

Etiketterna beskriver användningsområdet och har fått QR koder som kan användas för ytterligare information.



Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Artikel nr	Beskrivning	Storlek	
Baslakan: Glidlakan SatinSheet 2Direction			
IM4133S	Glidlakan SatinSheet 2D Mini	195x105 cm glidyta 60 cm	
IM4108S	Glidlakan SatinSheet 2D Mini	195x105 cm glidyta 70 cm	
IM4175S	Glidlakan SatinSheet 2D Mini	230x105 cm glidyta 85 cm	Ny storlek
IM4178S	Glidlakan SatinSheet 2D Mini	230x105 cm glidyta 96 cm	Ny storlek
IM4119S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	200x140 cm glidyta 60 cm	
IM4113S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	200x140 cm glidyta 70 cm	
IM4176S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	230x140 cm glidyta 85 cm	Ny storlek
IM4179S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	230x140 cm glidyta 96 cm	Ny storlek
IM4181S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	200x200 cm glidyta 60 cm	Ny storlek
IM4114S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	200x200 cm glidyta 70 cm	
IM4177S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	230x200 cm glidyta 85 cm	Ny storlek
IM4180S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	230x200 cm glidyta 96 cm	
IM4122S	Glidlakan SatinSheet 2D Double	280x200 cm glidyta 60 cm på en sängsida	
IM4112S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi Fit formsytt	90x200 cm glidyta 70/90 cm	
IM4142S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi Elastic Fit formsytt	90x200 cm glidyta 70/90 cm	Nytt utförande
IM4107S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi Corner	resår i hörn 85x200 cm glidyta 65 cm	
IM4147S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi Corner	resår i hörn 105x200 cm glidyta 80 cm	Ny storlek
IM4137S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi Corner	resår i hörn 120x200 cm glidyta 90 cm	Ny storlek
Draglakan SatinSheet DrawSheet			
IM4116S	Draglakan SatinSheet DrawSheet Mini	200x100 cm	
IM4118S	Draglakan SatinSheet DrawSheet Midi	200x140 cm	
Gliddraglakan SatinSheet 4Direction			
IM4115S	Gliddraglakan SatinSheet 4D Midi	200x140 satin 147x140 cm	
IM4115SH	Gliddraglakan SatinSheet 4D Midi	200x140 cm med handtag satin 147x140 cm	Nytt utförande
IM4121S	Gliddraglakan SatinSheet 4D Maxi	200x200 satin 147x200 cm	
IM4121SH	Gliddraglakan SatinSheet 4D Maxi	200x200 cm med handtag satin 147x200 cm	Nytt utförande
Inkontinensdraglakan SatinSheet In2Sheet 4Direction			
IM4110S	Inkontinensdraglakan In2S 4D Mini	85x90 cm satin 85x90 cm med vingar 50 cm	
IM4110SH	Inkontinensdraglakan In2S 4D Mini	85x90 cm satin 85x90 cm med handtag o vingar 50cm	Nytt utförande
IM4140S	Inkontinensdraglakan In2S 4D Midi	120x140 cm satin 120x140 cm med vingar 50cm	Nytt utförande och storlek
IM4140SH	Inkontinensdraglakan In2S 4D Midi	120x140 cm satin 120x140 cm med handtag o vingar 50cm	Nytt utförande och storlek
Örngott SatinSheet			
IM4117S	Örngott SatinSheet	70x60 cm	
Inkontinensdraglakan In2sheet			
IM4109	Inkontinensdraglakan In2sheet	85x90 cm med handtag satin 85x90cm	
IM4128	Inkontinensdraglakan In2sheet	105x125 cm med handtag satin 105x125cm	Nytt utförande

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

etac[®]
 Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt tillbehör till Molift Raiser

Trygghetsband – Molift RaiserBelt

Molift Raiser Belt är en vidareutveckling av Raiser Strap+.
Molift Raiser Belt består av trygghetsband och ett bälte med spänne.

Raiser Belt underlättar för vårdare som assisterar en brukare vid uppresning till stående. Raiser Belt är stabilt och sitter säkert på plats när det är fastspänt.

Finns i två storlekar S/M och L/XL.



För mer info se produktblad Molift Raiser Belt på vår hemsida etac.se:
https://www.etac.com/c4documents/molift%20raiser%20belt-170216-high_573734.pdf

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Trygghetsband Raiser Belt	S/M, B 7 cm x L 145 cm med bälte Molift Raiser	82964
Trygghetsband Raiser Belt	L/XL, B 7 cm x L 180 cm med bälte Molift Raiser	82965

Leverans	Finns från och med nu
----------	-----------------------

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Produktförbättring av kardborreband


Kardborrebanden som finns på våra Immedia-produkter kommer successivt att bytas ut till en ny förbättrad typ av kardborreband som är mer hygienisk.

Fördelar:

- Tunnare material, vilket gör att användaren inte ligger på en "bula"
- Mjukare han- och hon-del, vilket gör materialet smidigare och mer följsamt på produkten.
- Mindre hake på han-delen, vilket gör att damm och överskottsmaterial inte fastnar och den hakar inte fast i andra material (kläder mm)
- Tystare när man öppnar och låser
- Enklare att öppna och låsa
- Enklare rengöring för bättre hygien.

Tips! Tryck två gånger på kardborrebandet när det låses.

Ingen förändring av befintliga artikelnummer. Bytet till nya kardborreband sker successivt under hösten. Gäller nedan artikelnummer.



Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidmadrass TwinSheet4Glide	underdel 150x140 cm	IM150/140N
Glidmadrass TwinSheet4Glide	överdel 150x85 cm	IM150/75N
Inkontinensunderlägg TwinSheet	överdel 150x85	IM150/75
Inkontinensunderlägg TwinSheet	underdel 150x85	IM150/85
Glidvinge Butterfly L	35x40 cm till glidbräda	IM4001
Glidvinge Butterfly XL	35x47cm till glidbräda	IM4002
Förflyttningsbår MiniBoard	44x100 cm 4 handtag	IM8010044
Förflyttningsbår MiniBoard	54x110 cm 4 handtag	IM8011054
Förflyttningsbår MiniBoard	54x124 cm 7 handtag med huvudstöd	IM8012454
Förflyttningsbår MiniBoard	54x150 cm 6 handtag	IM8015054
Förflyttningsbår MiniBoard	54x200 cm 11 handtag med huvudstöd	IM8020054
Nylonlakan 4WayGlide	85x200 med antihalkkant och tre glidluckor	IM85/2003LPL
Glidpåse Thorax SlideSecure	56x47 cm öppen 56 cm	IM4017

Leverans

införs successivt

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.com
 www.etac.se

etac[®]
 Skapar möjligheter

Produktinformation

Produktförbättring av Immedia 2Move förflyttningsskiva

Vi har gjort en facelift av Immedia 2Move förflyttningsskiva.
Det innefattar: Ny design, nytt material och nya funktioner.

Immedia 2Move förflyttningsskiva överbryggar avståndet och utjämnar höjdskillnader vid liggande förflyttning mellan två liggplatser, som tex mellan säng och duschvagn, operations-, röntgen- eller behandlingsbord.

Immedia 2Move förflyttningsskiva finns i två längder, kort och lång. Lång modell finns som vikbar och ej vikbar.

För mer info se hemsida www.etac.se.



Nya artiklar

Benämning	Beskrivning	Artikelnummer
Förflyttningsskiva 2Move S	50 x 95 cm exkl överdrag	IM8050095
Förflyttningsskiva 2Move L	50 x 190 cm exkl överdrag vikbar	IM8050190
Förflyttningsskiva 2Move L	50 x 190 cm exkl överdrag ej vikbar	IM8150190
Förflyttningsskiva 2Move XL	70 x 190 cm exkl överdrag bred vikbar	IM8070190
Förflyttningsskiva 2Move L set	50 x 190 cm inkl överdrag IM8050190 + IM4048	IM4318
Förflyttningsskiva 2Move S set	50 x 95 cm inkl överdrag IM8050095 + IM4047	IM4319
Överdrag 2Move S vattentät	51,5 x 79 cm PU-nylon grön för IM8050095	IM4047
Överdrag engångs plast 60 x 100 cm	100 cm/st perforerad 100 st/rulle grön	IM4035
Överdrag 2Move L vattentät	51,5 x 161 cm PU-nylon grön för IM8050190 + IM8150190	IM4048
Överdrag engångs plast 60 x 210 cm	210 cm/st perforerad 40 st/rulle grön	IM4034
Överdrag 2Move XL vattentät	71,5 x 161 cm PU-nylon grön för IM8070190	IM4049

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter



Utgående modell av
Immedia 2Move

Utgående artiklar

Utgår	Benämning	Beskrivning	Ersätts av
IM8050090	Förflyttningsskiva 2Move S	kort 50 x 90 cm	IM8050095
IM8050180	Förflyttningsskiva 2Move L	lång 50 x 180 cm vikbar	IM8050190
IM8150180	Förflyttningsskiva 2Move L	lång 50 x 180 cm ej vikbar	IM8150190
IM8070180	Förflyttningsskiva 2Move XL	lång bred 70 x 180 cm vikbar	IM8070190
IM4045	Överdrag 2Move nylon 50 x 90 cm	vattentät för IM8050090	IM4047
IM4031	Överdrag engångs plast 60 x 100	för IM8050090 perforerad rulle 150 st	IM4035
IM4044	Överdrag 2Move nylon 50 x 180 cm	vattentät för IM8050180+IM8150180	IM4048
IM4030	Överdrag engångs plast 60 x 200	för IM8050180+IM8150180 perforerad rulle 75 st	IM4034
IM4046	Överdrag 2Move nylon 70 x 180 cm	vattentät för IM8070180	IM4049
IM4307	Förflyttningsskiva 2Move L set	Inkluderar IM8050180+IM4044	IM4318
IM4308	Förflyttningsskiva 2Move S set	Inkluderar IM8050090+IM4045	IM4319
IM4042	Överdrag 2Move nylon 50x180 cm	för IM8050180+IM8150180	Ingen ersättning
IM4043	Överdrag 2Move nylon 50x90 cm	för IM8050090	Ingen ersättning

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se


etac[®]
Skapar möjligheter



Förändringar på sittdyna ROHO Hybrid Elite

Överdrag:

Ventilen kommer nu ut ur sidan på överdraget och döljs under en ficka istället för att komma ut ur den främre delen av överdraget.



Den främre delen av överdraget kommer nu att vara formad efter konturerna i sittdynan.



Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Skuminsatsen i urtagen för benen:

Förändring av skummet:

- Är inte längre fastsydd i överdraget
- Byte från retikulerat skum till HR-skum för att ökad hållbarheten
- Har ett eget skydd som är vattenavvisande
- Anatomiskt utformad
- Ansluts till basen med ett fäste
- Har en flik för att fästa på undersidan av basen för att förhindra förskjutning.



Luftpåfyllnad:



Fäste för skuminsatsen:

- sveper runt sidan av sittbasen och sätts fast av kardborreband på undersidan av sittbasen.
- Har elastiska öglor för att hålla luftslingor på plats.
- Fäste för att förhindrar förflyttning av skuminsatsen när den sitter på sittbasen.

Förändringar:


- För både 1 kamardynan och 2 kamardynan, kommer längden på slangen bli kortare.
- För 1 kamardynan, kommer en avluftsventil läggas till bakom uppblåsningsventilen.
- För 1 kamardynan kommer en snabbkopplingen läggas till på den ena ventilen för att tillåta Smart Check användning




Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

**Skumbasen:**

Fyra stycken kardborreband finns nu i urtagen för benen. Detta för att ge en fästpunkt för skuminsatsen. Två kardborreband finns nu även på undersidan.



Förändringar på baksidan av skumbasen enligt ovan.

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Sittdyna Hybrid Elite samt överdrag i det gamla utförandet kommer att slutförbrukas och därefter ersättas med nya artikelnummer.

Hybrid Elite 1 kammardyna kommer att ändra artikelnumret enligt nedanstående exempel:

Utgående artikelnummer sittdyna: 341RHY1414C

Nytt artikelnummer sittdyna: 34341RHE1414C-SR

Hybrid Elite 2 kammardyna kommer att ändra artikelnumret enligt nedanstående exempel:

Utgående artikelnummer sittdyna: 342RHY1414C

Nytt artikelnummer sittdyna: 34342RHE1414C

Se alla förändringar i nedanstående tabell:

	Hybrid Elite 1 kammardyna	
Utgående artikelnummer	Benämning	Ersättande artikelnummer
341RHY1414C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 35x 37,5 cm	34341RHE1414C-SR
341RHY1415C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 35 x 40 cm	34341RHE1415C-SR
341RHY1416C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 35 x 43 cm	34341RHE1416C-SR
341RHY1516C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 37,5 x 43 cm	34341RHE1516C-SR
341RHY1515C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 37,5 x 40 cm	34341RHE1515C-SR
341RHY1517C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 37,5 X 45 cm	34341RHE1517C-SR
341RHY1617C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 45 cm	34341RHE1617C-SR
341RHY1718C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 43 x 48 cm	34341RHE1718C-SR
341RHY1716C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 43 x 43 cm	34341RHE1716C-SR
341RHY1816C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 43 cm	34341RHE1816C-SR
341RHY1616C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 43 cm	34341RHE1616C-SR
341RHY1717C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 43 x 45 cm	34341RHE1717C-SR
341RHY1615C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 40 cm	34341RHE1615C-SR
341RHY1618C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 48 cm	34341RHE1618C-SR
341RHY1620C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 40x53 cm	34341RHE1620C-SR
341RHY1817C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 45 cm	34341RHE1817C-SR
341RHY1818C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 48 cm	34341RHE1818C-SR
341RHY1820C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 53 cm	34341RHE1820C-SR
341RHY2018C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 50 x 48 cm	34341RHE2018C-SR
341RHY2020C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 50 x 53 cm	34341RHE2020C-SR
341RHY2218C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 55,5 x 48 cm	34341RHE2218C-SR
341RHY2220C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 55,5 x 53 cm	34341RHE2220C-SR
341RHY2418C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 60,5 X 48 cm	34341RHE2418C-SR
341RHY2420C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 60,5 x 53 cm	34341RHE2420C-SR

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



	Hybrid Elite 2 kammardyna	
Utgående artikelnummer	Benämning	Ersättande artikelnummer
342RHY1414C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 35x37.5 cm	34342RHE1414C
342RHY1415C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 35x40cm	34342RHE1415C
342RHY1416C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 35x43cm	34342RHE1416C
342RHY1515C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 37,5x40cm	34342RHE1515C
342RHY1516C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 37,5x43cm	34342RHE1516C
342RHY1517C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 37,5x45cm	34342RHE1517C
342RHY1615C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 40x40cm	34342RHE1615C
342RHY1616C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 40x43cm	34342RHE1616C
342RHY1617C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 40x45cm	34342RHE1617C
342RHY1618C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 40x48cm	34342RHE1618C
342RHY1620C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 40x53cm	34342RHE1620C
342RHY1716C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 43x43cm	34342RHE1716C
342RHY1717C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 43x45cm	34342RHE1717C
342RHY1718C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 43x48cm	34342RHE1718C
342RHY1817C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 45x45cm	34342RHE1817C
342RHY1816C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 45x43cm	34342RHE1816C
342RHY1818C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 45x48cm	34342RHE1818C
342RHY1820C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 45x53cm	34342RHE1820C
342RHY2017C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 50x45cm	34342RHE2017C
342RHY2018C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 50x48cm	34342RHE2018C
342RHY2020C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 50x53cm	34342RHE2020C
342RHY2218C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 55,5x48cm	34342RHE2218C
342RHY2220C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 55,5x53cm	34342RHE2220C
342RHY2418C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 60,5x48cm	34342RHE2418C
342RHY2420C	Sittdyna ROHO Hybrid Elite 2 kammardyna 60,5x53cm	34342RHE2420C

	Standardöverdrag Hybrid Elite	
Utgående artikelnummer	Benämning	Ersättande artikelnummer
34COV-HY1414	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 35x 37,5 cm	34COV-HE1414
34COV-HY1415	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 35 x 40 cm	34COV-HE1415
34COV-HY1416	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 35 x 43 cm	34COV-HE1416
34COV-HY1516	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 37,5 x 43 cm	34COV-HE1516
34COV-HY1515	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 37,5 x 40 cm	34COV-HE1515
34COV-HY1517	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 37,5 X 45 cm	34COV-HE1517
34COV-HY1617	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 45 cm	34COV-HE1617

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

etac[®]
 Skapar möjligheter



34COV-HY1718	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 43 x 48 cm	34COV-HE1718
34COV-HY1716	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 43 x 43 cm	34COV-HE1716
34COV-HY1816	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 43 cm	34COV-HE1816
34COV-HY1616	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 43 cm	34COV-HE1616
34COV-HY1717	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 43 x 45 cm	34COV-HE1717
34COV-HY1615	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 40 cm	34COV-HE1615
34COV-HY1618	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 48 cm	34COV-HE1618
34COV-HY1620	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 40x53 cm	34COV-HE1620
34COV-HY1817	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 45 cm	34COV-HE1817
34COV-HY1818	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 48 cm	34COV-HE1818
34COV-HY1820	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 53 cm	34COV-HE1820
34COV-HY2018	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 50 x 48 cm	34COV-HE2018
34COV-HY2020	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 50 x 53 cm	34COV-HE2020
34COV-HY2218	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 55,5 x 48 cm	34COV-HE2218
34COV-HY2220	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 55,5 x 53 cm	34COV-HE2220
34COV-HY2418	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 60,5 X 48 cm	34COV-HE2418
34COV-HY2420	Överdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 60,5 x 53 cm	34COV-HE2420

	Inkontinensöverdrag Hybrid Elite	
Utgående artikelnummer	Benämning	Ersättande artikelnummer
34COV-HDHY1414	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 35x 37,5 cm	COV-HD77
34COV-HDHY1415	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 35 x 40 cm	COV-HD78
34COV-HDHY1416	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 35 x 43 cm	COV-HD79
34COV-HDHY1515	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 37,5 x 43 cm	COV-HD88
34COV-HDHY1516	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 37,5 x 40 cm	COV-HD89
34COV-HDHY1517	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 37,5 X 45 cm	COV-HD89
34COV-HDHY1615	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 40 cm	COV-HD98
34COV-HDHY1616	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 43 cm	COV-HD99
34COV-HDHY1617	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 45 cm	COV-HD99
34COV-HDHY1618	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 40 x 48 cm	COV-HD910
34COV-HDHY1620	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 40x53 cm	COV-HD911
34COV-HDHY1716	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 43 x 43 cm	COV-HD99
34COV-HDHY1717	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 43 x 45 cm	COV-HD99
34COV-HDHY1718	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 43 x 48 cm	COV-HD910
34COV-HDHY1817	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 45 cm	COV-HD109
34COV-HDHY1818	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 48 cm	COV-HD1010
34COV-HDHY1820	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 45 x 53 cm	COV-HD1011
34COV-HDHY2018	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 50 x 48 cm	COV-HD1110
34COV-HDHY2020	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 50 x 53 cm	COV-HD1111
34COV-HDHY2218	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 55,5 x 48 cm	COV-HD1210

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

etac[®]
 Skapar möjligheter



34COV-HDHY2220	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 55,5 x 53 cm	COV-HD1211
34COV-HDHY2418	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 60,5 X 48 cm	COV-HD1310
34COV-HDHY2420	Inkontinensöverdrag sittdyna ROHO Hybrid Elite 60,5 x 53 cm	COV-HD1311

Nya celldelar Hybrid Elite	
Artikelnummer	Benämning
341RHE1414-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1414 w/COV
341RHE1415-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1415 w/COV
341RHE1416-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1416 w/COV
341RHE1515-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1515 w/COV
341RHE1516-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1516 w/COV
341RHE1517-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1517 w/COV
341RHE1615-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1615 w/COV
341RHE1616-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1616 w/COV
341RHE1617-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1617 w/COV
341RHE1618-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1618 w/COV
341RHE1620-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1620 w/COV
341RHE1716-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1716 w/COV
341RHE1717-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1717 w/COV
341RHE1718-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1718 w/COV
341RHE1816-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1816 w/COV
341RHE1817-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1817 w/COV
341RHE1818-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1818 w/COV
341RHE1820-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 1820 w/COV
341RHE2017-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 2017 w/COV
341RHE2018-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 2018 w/COV
341RHE2020-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 2020 w/COV
341RHE2218-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 2218 w/COV
341RHE2220-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 2220 w/COV
341RHE2418-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 2418 w/COV
341RHE2420-SR	Celldel för Hybrid Elite SR 1R 2420 w/COV
342RHE1414	Celldel för Hybrid Elite 2R 1414 w/COV
342RHE1415	Celldel för Hybrid Elite 2R 1415 w/COV
342RHE1416	Celldel för Hybrid Elite 2R 1416 w/COV
342RHE1515	Celldel för Hybrid Elite 2R 1515 w/COV
342RHE1516	Celldel för Hybrid Elite 2R 1516 w/COV
342RHE1517	Celldel för Hybrid Elite 2R 1517 w/COV
342RHE1615	Celldel för Hybrid Elite 2R 1615 w/COV
342RHE1616	Celldel för Hybrid Elite 2R 1616 w/COV
342RHE1617	Celldel för Hybrid Elite 2R 1617 w/COV
342RHE1618	Celldel för Hybrid Elite 2R 1618 w/COV
342RHE1620	Celldel för Hybrid Elite 2R 1620 w/COV

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

etac®
 Skapar möjligheter



342RHE1716	Celldel för Hybrid Elite 2R 1716 w/COV
342RHE1717	Celldel för Hybrid Elite 2R 1717 w/COV
342RHE1718	Celldel för Hybrid Elite 2R 1718 w/COV
342RHE1816	Celldel för Hybrid Elite 2R 1816 w/COV
342RHE1817	Celldel för Hybrid Elite 2R 1817 w/COV
342RHE1818	Celldel för Hybrid Elite 2R 1818 w/COV
342RHE1820	Celldel för Hybrid Elite 2R 1820 w/COV
342RHE2017	Celldel för Hybrid Elite 2R 2017 w/COV
342RHE2018	Celldel för Hybrid Elite 2R 2018 w/COV
342RHE2020	Celldel för Hybrid Elite 2R 2020 w/COV
342RHE2218	Celldel för Hybrid Elite 2R 2218 w/COV
342RHE2220	Celldel för Hybrid Elite 2R 2220 w/COV
342RHE2418	Celldel för Hybrid Elite 2R 2418 w/COV
342RHE2420	Celldel för Hybrid Elite 2R 2420 w/COV

Ny skuminsats Hybrid Elite	
Artikelnummer	Benämning
3473900	Skuminsats HYBRID ELITE 1414
3473902	Skuminsats HYBRID ELITE 1415
3473904	Skuminsats HYBRID ELITE 1416
3473906	Skuminsats HYBRID ELITE 1515
3473908	Skuminsats HYBRID ELITE 1516
3473910	Skuminsats HYBRID ELITE 151347
3473912	Skuminsats HYBRID ELITE 1615
3473914	Skuminsats HYBRID ELITE 1616
3473916	Skuminsats HYBRID ELITE 161347
3473918	Skuminsats HYBRID ELITE 1618
3473920	Skuminsats HYBRID ELITE 1620
3473922	Skuminsats HYBRID ELITE 134716
3473924	Skuminsats HYBRID ELITE 13471347
3473926	Skuminsats HYBRID ELITE 134718
3473928	Skuminsats HYBRID ELITE 1816
3473930	Skuminsats HYBRID ELITE 181347
3473932	Skuminsats HYBRID ELITE 1818
3473934	Skuminsats HYBRID ELITE 1820
3473936	Skuminsats HYBRID ELITE 201347
3473938	Skuminsats HYBRID ELITE 2018
3473940	Skuminsats HYBRID ELITE 2020
3473942	Skuminsats HYBRID ELITE 2218
3473944	Skuminsats HYBRID ELITE 2220
3473946	Skuminsats HYBRID ELITE 2222
3473948	Skuminsats HYBRID ELITE 2418

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

etac[®]
 Skapar möjligheter



3473950	Skuminsats HYBRID ELITE 2420
---------	------------------------------

Ny skumbas Hybrid Elite	
Artikelnummer	Benämning
3446200	Skumbas HYBRID ELITE1R 1414 w/COV
3446202	Skumbas HYBRID ELITE1R 1415 w/COV
3446204	Skumbas HYBRID ELITE1R 1416 w/COV
3446206	Skumbas HYBRID ELITE1R 1515 w/COV
3446208	Skumbas HYBRID ELITE1R 1516 w/COV
3446210	Skumbas HYBRID ELITE1R 151347 w/COV
3446212	Skumbas HYBRID ELITE1R 1615 w/COV
3446214	Skumbas HYBRID ELITE1R 1616 w/COV
3446216	Skumbas HYBRID ELITE1R 161347 w/COV
3446218	Skumbas HYBRID ELITE1R 1618 w/COV
3446220	Skumbas HYBRID ELITE1R 1620 w/COV
3446222	Skumbas HYBRID ELITE1R 134716 w/COV
3446224	Skumbas HYBRID ELITE1R 13471347 w/COV
3446226	Skumbas HYBRID ELITE1R 134718 w/COV
3446228	Skumbas HYBRID ELITE1R 1816 w/COV
3446230	Skumbas HYBRID ELITE1R 181347 w/COV
3446232	Skumbas HYBRID ELITE1R 1818 w/COV
3446234	Skumbas HYBRID ELITE1R 1820 w/COV
3446236	Skumbas HYBRID ELITE1R 201347 w/COV
3446238	Skumbas HYBRID ELITE1R 2018 w/COV
3446240	Skumbas HYBRID ELITE1R 2020 w/COV
3446242	Skumbas HYBRID ELITE1R 2218 w/COV
3446244	Skumbas HYBRID ELITE1R 2220 w/COV
3446246	Skumbas HYBRID ELITE1R 2222 W/COV
3446248	Skumbas HYBRID ELITE1R 2418 w/COV
3446250	Skumbas HYBRID ELITE1R 2420 w/COV

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

etac[®]
 Skapar möjligheter

Produktinformation

Ny batteriladdare – Etac Lille Viking

Batteriladdaren till Etac Lille Viking har fått nytt utseende.



Ny modell

Batteriladdare Lille Viking



Gammal modell

Batteriladdare Lille Viking

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Laddare 3-stift 24V/1.5A	Lille Viking	82987
Benämning ändrad artikel	Beskrivning	Art. nr.
Lille Viking 2015 Low bow	inkl utlösarspak mont/VB fäste manöverdosa/transport säkring	27940
Lille Viking 2015 Low bow	kpl	27941
Lille Viking 2015 Flat bow	inkl utlösarspak mont/VB fäste manöverdosa/transport säkring	27942
Lille Viking 2015 Flat bow	kpl	27943
Leverans		Vecka 8. 2017

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Status
Laddare 3-stift 24V/2.5A	Lille Viking 2000/2000+ from år-09	UB12577	Utgår ersätts av 82987
Laddare 4-stift 24V/2.5A	Lille Viking 2000/2000+ tom år-08	UB2183	Utgår
Slutförbrukas		Vecka 8. 2017	

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Strumppådragare Socky Kort – Produktförbättring

För att förenkla vikningen av Strumppådragare Socky inför vi en vikmarkering i form av ett spår i plasten. Strumppådragaren i det nya utförandet kommer att införas i början av augusti. Produkten behåller samma benämning och artikelnummer som tidigare.

**Vikmarkering**

Det tillagda spåret gör vikningen enklare.

Benämning artikel

Beskrivning

Art. nr.

Strumppådragare Socky kort

80601002-2

Införs successivt

från augusti 2017

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Kniv Relieve med tandat blad – Utgår

Kniv Relieve med tandat blad utgår ur sortimentet.

Produkten slutförbrukas.



Kniv Relieve

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Kniv Relieve med tandat blad		80501001
Slutförbrukas t.o.m.		Vecka 5. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com

Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com

Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com

Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com

Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Sara Carlsson

Säljare/utbildare

sara.carlsson@etac.com

Mobil 073-078 93 96

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Cecilia Höiby

Säljare/utbildare

cecilia.hoiby@etac.com

Mobil 073-024 64 37

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och
Kronoberg



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

Samtliga sortiment
Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se