



**Produktinformation
från Etac 2018**

etac®

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Manuella rullstolar

Etac Prio - Adapterhylsa 16" hjul.....	3
Etac Prio/Cross - Huvudstöd med sidostöd	4
Etac Cross 5 - Mutter bålstöd.....	5
Etac Prio/Cross - Polstring hel fotplatta	6
Etac Prio/Cross - Polstring delad fotplatta	7
Etac Prio/Cross - Vadmatta	8
Etac Prio - Armstödspolster	9
Etac Prio - Överdrag rygg	10-11
Etac Prio - Hel fotplatta	12-13
Etac Cross 5 - Utfasning drivhjul/drivring.....	14-15
Etac Prio/Cross - Länkhjulsaxel och Mutter	16
Etac Prio - Uppdatering ryggdyna-/klädsel ...	17-19
Etac Prio - Gröna hygiendynor utgår	20-22
Etac Prio - Nytt Armstöd.....	23
Etac Cross 5 Active - Nyhet Ryggstöd 2B.....	24-26
Etac Prio - Eltilt nytt tillval	27
Etac Cross 5 - Halskydd hemibord utgår	28
Etac Prio - Vårdarbromssats.....	29
Tillbehör väskor utgår	30
Etac Prio - Armstöd i nytt utförande.....	31
Etac M100/M100TR - Utfasning färger.....	32
Etac Cross - 26" drivhjul utgår.....	33
Vadstöd lackerad plywood.....	34

Manuella rullstolar forts.

Spiderwheel - Utgår	35
Etac M100 - Färgbyte av komponenter	36-38
Etac Prio - Vårdarbromssats.....	39

Bad & Toalett

Hink med handtag och lock - Utgår	40
Etac Swift Mobil Tilt med motor - Utgår	41
Etac Swift gröna mjukdynor - Utfasning.....	42
Mjuk komfortsits - Nyhet	43

Junior

Y-bälte trochanter	44
R82 Kudu - Syrgashållare.....	45
R82 x:panda - Löpande förbättringar	46
R82 x:panda - Kilar sits	47
R82 Wombat Living - Nytt utförande	48-49
R82 Swan - Fotplatta utgår	50
R82 Crocodile - Nytt utförande	51
R82 Flamingo - Nytt utförande.....	52
R82 Heron - Fasta bålstöd	53
Kombinationer sitsar & underreden	54
R82 Kudu - Överdrag fasta armstöd.....	55
R82 Kudu - Massiva drivhjul	56-57
R82 x:panda - Överdrag knä- och höftstöd	58
R82 Kudu - Stänkskärmar 16"	59
R82 xpanda - Nytt utförande.....	60
R82 Kudu - Tipperskydd i nytt utförande.....	61
R82 Mustang - Nya hjul	62

Lyftar & Selar

Molift Quattro - Ny frilyft	63
-----------------------------------	----

Manuell förflyttning

Tvättremsa kardborreband.....	64
Glidhandske MultiGlide Glove Polstrad - Utgår	65
Glidbräda Mole röntgen - Utgår	66
Nyhet glidbräda E-board	67



Kontakta oss

Kontakt säljare/utbildare	68-69
---------------------------------	-------

Produktinformation

Adapterhylsa för 16" Hjul – Etac Prio

Nyhet! Adapterhylsa som möjliggör ytterligare två sitshöjder för Prio med 16" transporthjul. Idag är sitshöjden 45 cm. Med den nya adapterhylsan går sitshöjden att sänka till 42,5 respektive 40 cm.



Adapterhylsa som erbjuder två nya sitshöjder

Idag: Sitshöjd 45 cm i pos a2.

Med adapterhylsa: Sitshöjd 42,5 och 40 cm i pos A2 och B2.

Benämning artikel

Beskrivning

Art. nr.

Adapterhylsa 16" Prio

2 st

28414

Leverans

Vecka 3. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®

Produktinformation

Huvudstöd Med Sidostöd – Nytt tillbehör Etac Prio / Cross

Vi introducerar nu ett nytt tillbehör, huvudstöd med sidostöd, till våra rullstolar Etac Prio och Etac Cross. Det nya huvudstödet har samma infästning som ordinarie Cross huvudstöd – men med ökat stöd i sidan. Huvudstödet är justerbart i höjd, djup, vinkel och sidledes. Överdraget är avtagbart.



Nytt huvudstöd

Vårt nya huvudstöd med sidostöd till Prio och Cross.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstöd med sidostöd	Cross	28325-65
Huvudstöd med sidostöd	Prio	28326-65
Reservdel		
Överdrag huvudstöd med sidostöd	Cross/Prio	63185-65
Leverans		Vecka 3. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

 **etac**®

Produktinformation

Utbytt Mutter till Bålstöd – Etac Cross 5, Cross 5 XL

För att bättre passa nya utförandet av 3A ryggprofil byts mutter ut till nedan bålstöd. Bålstöd med ny mutter levereras från och med nu.



Ny mutter – art.nr 12166

Mutter till bålstöd i nytt utförande.



Gammal mutter – art.nr 12115

Mutter till bålstöd i äldre utförande.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Svetsmutter M 6 FK4M blankkrom		12115
Ersätts av:		
Mutter M6 fyrkant NV 12.7		12166
Benämning berörda artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Bålstöd Dartex fast	3A H10 L15 komplett	27395
Bålstöd mellan ssb höger	3A H6.5 L17 komplett	27915-1
Bålstöd mellan ssb vänster	3A H6.5 L17 komplett	27915-2
Bålstöd stor ssb höger	3A H9 L19 komplett	27916-1
Bålstöd stor ssb vänster	3A H9 L19 komplett	27916-2
Bålstöd PUR stor fast	3A H9 L19 komplett	27917
Fästbeslag ssb bålstöd höger		27947-1
Fästbeslag ssb bålstöd vänster		27947-2
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Polstring Hel fotplatta – Nytt tillbehör Etac Prio/Cross

Nyhet! Mjuk polstring för Cross Hel fotplatta.



Mjuk polstring
Passar till Cross Hel Fotplatta.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Polstring hel fotplatta 40-47,5 cm		63190-60
Polstring hel fotplatta 50-60 cm		63191-60
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®

Produktinformation

Polstring Delad Fotplatta – Nytt tillbehör Etac Prio/Cross

Nyhet! Mjuk polstring för Cross delade fotplatta.



Polstring för delad fotplatta
Ett mjukt och behagligt överdrag.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Polstring delad fotplatta höger	B35-40	63188-60-1
Polstring delad fotplatta vänster	B35-40	63188-60-2
Polstring delad fotplatta höger	B42.5-50	63189-60-1
Polstring delad fotplatta vänster	B42.5-50	63189-60-2
Polstring delad fotplatta höger	B52.5-60	63192-60-1
Polstring delad fotplatta vänster	B52.5-60	63192-60-2

Leverans

Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

 **etac**®

Produktinformation

Vadmatta – Nytt tillbehör Etac Prio/Cross

Nyhet! Vadvstöd i mjuk plysch och två bredder. Passar till Prio och Cross benstöd.



Vadmatta
Mjuk vadmatta i plysch.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vadmatta 75 cm	B 35-47,5	63186-60
Vadmatta 90 cm	B 50-60	63187-60
Leverans	Finns i lager	

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

 etac®

Produktinformation

Armstödspolster – Nytt tillbehör Etac Prio

Nyhet! Armstödsöverdrag som erbjuder en mjuk polstring för armstödsdynan.



Armstödspolster

Ett skumstoppat överdrag för extra mjukt armstöd.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstödsdyna polstrad Prio höger		63193-60-1
Armstödsdyna polstrad Prio vänster		63193-60-2
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Följsamt Överdrag rygg – Nytt tillbehör Etac Prio

Nyhet! Ett "Crosslikt" överdrag som ger möjlighet att använda sidodynor och kilar på ett nytt sätt.



Nytt överdrag

Ett tunnare överdrag med sömmar som förbättrar följsamheten för ryggen.



Större användningsområde

Det nya överdraget kombineras enkelt med exempelvis sidodynor, som på bilden ovan.

Komplett kit med 1 st överdrag samt 2 st kardborrefästen

Detta för att få överdraget att fästa mot befintlig rygglädsel med dragkedja.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg B40 komplett	inkl kardborrefäste rygglädsel Prio	28406-60
Överdrag rygg B45 komplett	inkl kardborrefäste rygglädsel Prio	28407-60
Överdrag rygg B50 komplett	inkl kardborrefäste rygglädsel Prio	28408-60
Överdrag rygg B55 komplett	inkl kardborrefäste rygglädsel Prio	28409-60
Leverans		Vecka 1. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Överdrag

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg B40 cm plysch	Prio	63200-60
Överdrag rygg B45 cm plysch	Prio	63201-60
Överdrag rygg B50 cm plysch	Prio	63202-60
Överdrag rygg B55 cm plysch	Prio	63203-60
Leverans		Vecka 1. 2018

Uppstättning med kardborrefästen

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Kardborrefäste ryggklädsel Prio	komplett	83188
Leverans		Vecka 1. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se


Skapar möjligheter

Produktinformation

Hel Fotplatta Etac Prio – Måttförändring


Den hela fotplattan till Etac Prio har fått justerade mått. Detta för att anpassas till sittdjupsjusteringen i sitsens framkant på Prio. Genom att fotplattan nu blivit smalare i bakkant kan den användas i kombination med både 6" och 6,5" länkhjul. Se tabell nedan.



Äldre fotplatta




Fotplatta i nytt utförande



Kombinationer Hel Fotplatta

Länkhjul	S1	S2	S3	M1	M2	M3
6"	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6,5"	-	OK	OK	*OK	*OK	*OK



Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta hel kompl B40	Prio	27905
Fotplatta hel kompl B45	Prio	27906
Fotplatta hel kompl B50	Prio	27907
Fotplatta hel kompl B55	Prio	27908

Slutförbrukad

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta hel kompl B40	Prio	28342
Fotplatta hel kompl B45	Prio	28343
Fotplatta hel kompl B50	Prio	28344
Fotplatta hel kompl B55	Prio	28345

Leverans

Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Drivhjul och Drivring Basic – Etac Cross – Utfasning

Vi fasar ut ett antal drivhjul och drivringar ur Basic-sortimentet.



Drivhjul och drivringar

Ett antal drivhjul och drivringar ur Basic-sortimentet fasas ut.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 22 Basic högtr	exkl drivring och axel	82178
Drivhjul 22 Basic högtr/alu	exkl axel	81774
Drivhjul 22 Basic högtr/plast	exkl axel	27157
Drivhjul 22 Basic högtr/rfr	exkl axel	81775
Drivhjul 22 Basic massiv	plastad exkl axel	27158
Drivhjul 24 Basic högtr	exkl drivring och axel	82179
Drivhjul 22 Basic massivt/alu	exkl axel	81776
Drivhjul 24 Basic högtr	plastad exkl axel	27159
Drivhjul 24 Basic högtr	exkl drivring och axel	82180
Drivhjul 24 Basic högtr/alu	exkl axel	81778
Drivhjul 24 Basic högtr/rfr	exkl axel	81779
Drivhjul 24 Basic massiv/plast	exkl axel	27160
Drivhjul 24 Basic massivt	exkl drivring och axel	82181
Drivhjul 24 Basic massivt/alu	exkl axel	81780
Drivring D465 hjul 22 alu Bas	Basic	81785
Drivring D515 hjul 24 alu Bas	Basic	81784

Utgår fr.o.m.

Vecka 14. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 22 Basic massivt/rfr	exkl axel	81777
Drivhjul 24 Basic massivt/rfr	exkl axel	81781
Drivring D470 hjul 22 rfr Bas	Basic	81794
Drivring D470 hjul 22 plastad	Basic	82175
Drivring D520 hjul 24 rfr Bas	Basic	81793
Drivring D520 hjul 24 plastad	Basic	82176
Utgår fr.o.m.		Vecka 40, 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Länkhjulsaxel och Mutter – Etac Prio, Cross

För att åstadkomma modularitet mellan Prio och Cross framgafflar har vi genomfört en designförändring. Ändringen kommer att genomföras i två steg.



Tidigare lösning

Nuvarande länkhjulsaxel med mutter.



Steg 1

Byte av mutter till 8 mm blank. Oförändrad axel innebär att axeln kommer att sticka ut genom muttern. Införs vecka 6 och beräknad slutförbrukning vecka 11.



Steg 2

Ny kortad axel anpassad till ny mutter. Beräknat införande vecka 11. Denna lösning är sedan tidigare införd på Prio 380. Ny mutter (12077) kan användas till gammal axel (20243). Ny axel (20526) får dock inte kombineras med gammal mutter (12037).



Axel och låsmuttrar

Sats om framgaffelsaxel samt 2 st låsmuttrar.

Benämning äldre artikel	Beskrivning	Art. nr.
Låsmutter låg svartkromad		12037
Axel framgaffel stål 6-kant		20243

Slutförbrukad

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Låsmutter axel framgaffel H 8		12077
Axel framgaffel stål NV18		20526
Axel framgaffel stål NV18 inkl. låsmutter		28433

Leverans

Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

 etac®

Produktinformation

Uppdatering Ryggdyna och Ryggklädsel – Etac Prio

För att öka flexibiliteten och kunna använda fler tillbehör till Prio uppdaterar vi dess Ryggdyna och Ryggklädsel. Dragkedjan på ryggklädseln ersätts av ett kardborreband och dragkedjan på ryggdynan försvinner. Detta gör att man nu kan använda ryggkilar 30 cm och 15 cm samt sidodyna, även i kombination med ryggdynan.

Ryggdyna och Ryggklädsel med dragkedja slutförbrukas, den nya klädseln beräknas införas under vecka 22–25.



Äldre dyna och klädsel samt adapter

Tidigare version av dyna och klädsel med dragkedjor på sidorna. När vi nu tar bort dragkedjorna på dynorna kommer adaptern (art nr 83188) göra att gamla ryggklädsel kan kombineras med nya ryggdynor utan dragkedjor.



Tillagt velcro

Det tillagda velcrot säkerställer att ryggdynans överdel hålls på plats.

Ny dyna och klädsel

Ny version med dragkedjan borttagen på dyna och klädsel samt tillagda velcrofästen på klädselns sidor och översta ryggband.

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg hjb Prio B40	exkl dragkedja	63226-60
Klädsel rygg hjb Prio B45	exkl dragkedja	63227-60
Klädsel rygg hjb Prio B50	exkl dragkedja	63228-60
Klädsel rygg hjb Prio B55	exkl dragkedja	63229-60
Ryggdyna 40c m plysch Prio	exkl dragkedja	28410-60
Ryggdyna 45 cm plysch Prio	exkl dragkedja	28411-60
Ryggdyna 50 cm plysch Prio	exkl dragkedja	28412-60
Ryggdyna 55 cm plysch Prio	exkl dragkedja	28413-60
Ryggdyna 40 cm hygien Prio	grå exkl dragkedja	28410-65
Ryggdyna 45 cm hygien Prio	grå exkl dragkedja	28411-65
Ryggdyna 50 cm hygien Prio	grå exkl dragkedja	28412-65
Ryggdyna 55 cm hygien Prio	grå exkl dragkedja	28413-65
Överdrag rygg plysch Prio	40 cm exkl dragkedja rh54	63230-60
Överdrag rygg plysch Prio	45 cm exkl dragkedja rh54	63231-60
Överdrag rygg plysch Prio	50 cm exkl dragkedja rh54	63232-60
Överdrag rygg plysch Prio	55 cm exkl dragkedja rh54	63233-60
Överdrag rygg hygien Prio	40 cm grå exkl dragkedja rh54	63230-65
Överdrag rygg hygien Prio	45 cm grå exkl dragkedja rh54	63231-65
Överdrag rygg hygien Prio	50 cm grå exkl dragkedja rh54	63232-65
Överdrag rygg hygien Prio	55 cm grå exkl dragkedja rh54	63233-65
Kardborrefäste ryggklädsel Prio	för klädsel inkl dragkedja o överdrag exkl dragkedja	83188

Leverans fr.o.m.

Vecka 22-25, 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg hjb Prio B40		63154-60
Klädsel rygg hjb Prio B45		63155-60
Klädsel rygg hjb Prio B50		63156-60
Klädsel rygg hjb Prio B55		63157-60
Ryggdyna 40 cm plysch	Prio	28195-60
Ryggdyna 45 cm plysch	Prio	28196-60
Ryggdyna 50 cm plysch	Prio	28197-60
Ryggdyna 55 cm plysch	Prio	28198-60
Ryggdyna 40 cm hygien grå	Prio	28195-65
Ryggdyna 45 cm hygien grå	Prio	28196-65
Ryggdyna 50 cm hygien grå	Prio	28197-65
Ryggdyna 55 cm hygien grå	Prio	28198-65
Överdrag rygg 540 plysch 40 cm	Prio	63167-60
Överdrag rygg 540 plysch 45 cm	Prio	63168-60
Överdrag rygg 540 plysch 50 cm	Prio	63169-60
Överdrag rygg 540 plysch 55 cm	Prio	63170-60
Överdrag rygg 540 hygien 40 cm	Prio	63167-65
Överdrag rygg 540 hygien 45 cm	Prio	63168-65
Överdrag rygg 540 hygien 50 cm	Prio	63169-65
Överdrag rygg 540 hygien 55 cm	Prio	63170-65
Slutförbrukas t.o.m.		Vecka 22-25. 2018

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.com
 www.etac.se

 **etac**[®]
 Skapar möjligheter

Produktinformation

Prio – Gröna hygiendynor utgår

De gröna hygiendynorna till Prio utgår ur sortimentet och slutförbrukas fr.o.m. vecka 18.

**Hygiendyna Grön**

De gröna hygiendynorna till Prio utgår.

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna 40cm hygien grön	Prio	28195-64
Ryggdyna 45cm hygien grön	Prio	28196-64
Ryggdyna 50cm hygien grön	Prio	28197-64
Ryggdyna 55cm hygien grön	Prio	28198-64
Överdrag rygg 540 hygien	40 cm grön Prio	63167-64
Överdrag rygg 540 hygien	45 cm grön Prio	63168-64
Överdrag rygg 540 hygien	50 cm grön Prio	63169-64
Överdrag rygg 540 hygien	55 cm grön Prio	63170-64
Sittdyna 40 cm kort std	hygien grön Prio	27751-64
Sittdyna 40 cm lång std	hygien grön Prio	27759-64
Sittdyna 40 kort komfort	hygien grön Prio	27755-64
Sittdyna 40 lång komfort	hygien grön Prio	27763-64
Sittdyna 45 cm kort std	hygien grön Prio	27752-64
Sittdyna 45 cm lång std	hygien grön Prio	27760-64
Sittdyna 45 kort komfort	hygien grön Prio	27756-64
Sittdyna 45 lång komfort	hygien grön Prio	27764-64
Sittdyna 50 cm kort std	hygien grön Prio	27753-64
Sittdyna 50 cm lång std	hygien grön Prio	27761-64
Sittdyna 50 kort komfort	hygien grön Prio	27757-64
Sittdyna 50 lång komfort	hygien grön Prio	27765-64
Sittdyna 55 cm kort std	hygien grön Prio	27754-64
Sittdyna 55 cm lång std	hygien grön Prio	27762-64
Sittdyna 55 kort komfort	hygien grön Prio	27758-64
Sittdyna 55 lång komfort	hygien grön Prio	27766-64
Klädsel sittdyna 40 kort	hygien grön Prio	63060-64
Klädsel sittdyna 40 lång	hygien grön Prio	63064-64
Klädsel sittdyna 45 kort	hygien grön Prio	63061-64
Klädsel sittdyna 45 lång	hygien grön Prio	63065-64
Klädsel sittdyna 50 kort	hygien grön Prio	63062-64
Klädsel sittdyna 50 lång	hygien grön Prio	63066-64
Klädsel sittdyna 55 kort	hygien grön Prio	63063-64
Klädsel sittdyna 55 lång	hygien grön Prio	63067-64
Klädsel vadplatta 40 cm	Grön hygien Prio	63056-64
Klädsel vadplatta 45 cm	Grön hygien Prio	63057-64
Klädsel vadplatta 50 cm	Grön hygien Prio	63058-64
Klädsel vadplatta 55 cm	Grön hygien Prio	63059-64

Slutförbrukas fr.o.m.

Vecka 18. 2018

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.com
 www.etac.se

etac®
 Skapar möjligheter

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vadplatta kompl 40 cm grön	Prio	27733-64
Vadplatta kompl 45 cm grön	Prio	27734-64
Vadplatta kompl 50 cm grön	Prio	27735-64
Vadplatta kompl 55 cm grön	Prio	27736-64
Benstöd vrb Prio 40 cm grön hö	inkl vadplatta /Cross 42.5-45 cm	27857-64-1
Benstöd vrb Prio 40 cm grön vä	inkl vadplatta /Cross 42.5-45 cm	27857-64-2
Benstöd vrb Prio 45 cm grön hö	inkl vadplatta /Cross 47.5-50 cm	27858-64-1
Benstöd vrb Prio 45 cm grön vä	inkl vadplatta /Cross 47.5-50 cm	27858-64-2
Benstöd vrb Prio 50 cm grön hö	inkl vadplatta /Cross 52.5-55 cm	27859-64-1
Benstöd vrb Prio 50 cm grön vä	inkl vadplatta /Cross 52.5-55 cm	27859-64-2
Benstöd vrb Prio 55 cm grön hö	inkl vadplatta /Cross 57.5-60 cm	27860-64-1
Benstöd vrb Prio 55 cm grön vä	inkl vadplatta /Cross 57.5-60 cm	27860-64-2
Slutförbrukas fr.o.m.		Vecka 18. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se


Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt Armstöd – Etac Prio

Nu kan vi erbjuda ett smalare armstöd till Etac Prio. Det nya armstödet gör det ännu lättare att komma åt drivringarna. Armstödet längd är 37,5 cm och höjden 23-32 cm. Armstödsdyna polstrad/gel lång 62283-60 och 26241-60 passar på detta armstöd.



Nytt alternativt armstöd till Prio

Ett smalare armstöd som underlättar åtkomsten av drivringarna.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd Prio L 37.5 cm hö		28380-1
Armstöd Prio L 37.5 cm vä		28380-2
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ryggstöd 2B – Nytt tillbehör till Etac Cross 5 Active

Nu erbjuder vi ett nytt ryggstöd som tillhör till Cross 5 Active. 2B ryggstödet är vårt mest aktiva ryggstöd. Överdraget passar även 3A ryggstödet i standardhöjd. De unika fördelarna med 2B ryggstödet är:



1. Det formade ryggstöret

Ryggstödet är justerbart i steg om 25 mm och finns i två höjder:

Låg: 35-40 cm

Hög: 42.5-47.5 cm



2. Ryggklädseln

Ryggklädseln är försedd med sköldar för extra omsorg vid tryck känsliga zoner.

Ryggklädseln består av två delar som kan justeras i höjdled. Det innebär att bäckenstödet kan ställas in till exakt rätt höjd utan att ryghöjden behöver ändras.

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



3. Nytt överdrag i air-mesh textil

Överdraget passar 2B samt 3A ryggstödet (endast standardhöjd för 3A ryggstödet). Materialet ger ett mer aktivt intryck och luftigare känsla.



4. Ability Based Seating

Ryggklädselns nedersta band är synlig nedanför överdragskanten. Den är märkt: Ability Based Seating™. Integrerat sidostöd och exakt bäckenstödsinställning är fördelar som främjar aktivitet. I kombination med de tryckutjämnande sköldar och det luftiga överdraget har vi skapat ytterligare ett verktyg för öka sitttoleransen över tid.



Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket 2B låg	35-40 cm inkl klädsel rh 35-40 cm	28381
Ryggpaket 2B låg	42.5-50 cm inkl klädsel rh 35-40 cm	28382
Ryggpaket 2B låg	52.5-60 cm inkl klädsel rh 35-40 cm	28383
Ryggpaket 2B hög	35-40 cm inkl klädsel rh 42.5-47.5 cm	28384
Ryggpaket 2B hög	42.5-50 cm inkl klädsel rh 42.5-47.5 cm	28385
Ryggpaket 2B hög	52.5-60 cm inkl klädsel rh 42.5-47.5 cm	28386
Överdrag rygg 2B/3A 35 cm	Airmesh	63204-68
Överdrag rygg 2B/3A 37.5 cm	Airmesh	63205-68
Överdrag rygg 2B/3A 40 cm	Airmesh	63206-68
Överdrag rygg 2B/3A 42.5 cm	Airmesh	63207-68
Överdrag rygg 2B/3A 45 cm	Airmesh	63208-68
Överdrag rygg 2B/3A 47.5 cm	Airmesh	63209-68
Överdrag rygg 2B/3A 50 cm	Airmesh	63210-68
Överdrag rygg 2B/3A 52.5 cm	Airmesh	63211-68
Överdrag rygg 2B/3A 55 cm	Airmesh	63212-68
Överdrag rygg 2B/3A 57.5 cm	Airmesh	63213-68
Överdrag rygg 2B/3A 60 cm	Airmesh	63214-68
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.com
 www.etac.se

 **etac**[®]
 Skapar möjligheter

Produktinformation

Nyhet! Eltilt – Nytt Tillval till Etac Prio

Nu erbjuder vi eltilt som nytt tillval till Etac Prio. Eltilten gör det möjligt för användaren att själv justera rygg- och sitsvinkeln. Eltilt kan beställas som tillbehör för eftermontering till Prio (f.r.o.m serienummer 38C). Vid eftermontering på Prio med 16" hjul skall även klämskydd monteras – art. nr. 28415, Klämskydd Prio 16 komplett.

Eltilten kan ej kombineras med bäckenstöd, komfortlås, QR-sprint eller korg.



Etac Prio med eltilt

Elektrisk tiltning monterad på Prio som tillval.

Eltilt handkontroll

Handkontroll med enkla och tydliga symboler.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Eltilt Prio kompl sats		28348
Klämskydd Prio 16 kompl		28415
Leverans		Vecka 16. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Halkskydd till Hemibord 42,5–50 cm – Utgår – Etac Cross 5

Halkskydd till hemibord 42,5–50 cm, art.nr 81634, utgår och ersätts av halkskydd, art.nr 81633.



Halkskydd för hemibord

Den äldre artikeln 81634 utgår och ersätts med artikel 81633.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Halkskydd hemibord 42.5-50 cm		81634
		Utgått
Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Halkskydd hemibord		81633
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Vårdarbromssats – Etac Prio

Nu finns vårdarbromssats att beställa som reservdel till Etac Prio.

Vårdarbromssatsen består av:

82822 Trumbroms hö 1 st
82823 Trumbroms vä 1 st
82585 Bromshandtag 2 st
82856 Vajerpaket 2 st



Etac Prio Vårdarbromssats

Bromshandtag, Trumbroms och vajerpaket.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vårdarbromssats exkl. hjul Prio		28423
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Tillbehör rullstolar utgår – Ryggväska, frontväska och mobilhållare

Ryggväska, frontväska och mobilhållare utgår ur vårt sortiment efter slutförbrukning.



Dessa tillbehör slutförbrukas och utgår.
Ryggväska, frontväska samt mobilhållare.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Frontväska		92008
Ryggväska		92009
Mobilhållare		92010
Slutförbrukas fr.o.m.		Vecka 25. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Armstöd i nytt utförande – Etac Prio

Armstödet till Etac Prio får ett nytt utförande. Konsolen till armstödet får en L-plåt istället för ett rör. Detta gör det möjligt att komma lägre ner med armstödet, som blir justerbart i höjden 24–33 cm.

Det nya armstödet ersätter standardarmstödet.



Utgående armstöd

Det befintliga armstödet med rör på undersidan.



Nytt armstöd

Armstöd i nytt utförande med L-plåt på undersidan.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd höger	Prio	27714-1
Armstöd vänster	Prio	27714-2
Slutförbrukas fr.o.m.		Vecka 33. 2018

Benämning ersättningsartikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd Prio L49 cm höger	H 24-33 cm	28438-1
Armstöd Prio L49 cm vänster	H 24-33 cm	28438-2
Införs successivt, fr.o.m.		Vecka 33. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Utfasning av färger – Etac M100/M100TR

Vi genomför en utfasning av färger på Etac M100/M100TR. Detta medför att Färg Ivory -85 och Färg Antilop -84 utgår på kort och långt chassi. Färgerna utgår den 31/8.



M100/M100TR Ivory

M100/M100TR i den utgående färgen Ivory-85.



M100/M100TR Antilop

M100/M100TR i den utgående färgen Antilop -84.



M100/M100TR återstående färg

Grå -42, i både kort och långt chassi.

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Reservdel drivhjul 26" utgår – Etac Cross

Drivhjul 26" vårdarbroms massiv med rostfri drivring, artikelnummer 27607, har utgått och ersatts av drivhjul 26" vårdarbroms halvmassiv rostfri drivring, artikelnummer 28112. Artikel 27607 finns ej längre i lager.



Drivhjul

Drivhjul 27607 har utgått och ersatts med drivhjul 28112.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul vårdabr 26 mass/rfr	Däck flexel. Drivring rostfri	27607
Utgått		
Benämning ersättningsartikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 26 VB halvmassiv/rfr	Med packning exkl axel	28112
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter


Produktinformation

Vadstöd – Lackerad plywood

Ett nytt utförande på baksida av vadplatta införs. Limmad textil ersätts med lackerad yta, vilket är en fördel vid bl.a rekond.



Limmad textil
Tidigare utgåva.



Lackerad yta
Ny utgåva.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vadplatta benstöd vrb 40-42.5	mörkgrå	62104-60
Vadplatta benstöd vrb 35-37.5	mörkgrå	62105-60
Vadplatta benstöd vrb 50-60 cm	mörkgrå	62451-60
Vadplatta benstöd vrb 45-47.5	mörkgrå	62484-60
Stödplatta amputationsbenstöd	mörkgrå	62335-60
Stödplatta amputationsbenstöd	Dartex	62335-63
Stödplatta amputationsbenstöd	mörkgrå höger	62452-60-1
Stödplatta amputationsbenstöd	mörkgrå vänster	62452-60-2
Stödplatta amputationsbenstöd	Dartex höger	62452-63-1
Stödplatta amputationsbenstöd	Dartex vänster	62452-63-2

Slutförbrukas fr.o.m.

Vecka 35. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter



Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Elite | Etac Act |

Spiderwheel utgå

Drivhjulet Spiderwheel utgår ur vårt sortiment efter slutförbrukning.



Spiderwheel

Drivhjulen Spiderwheel slutförbrukas.

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul SW 24 högtryck/titan	SpiderWheel svart bläster	25909
Drivhjul SW 24 högtryck/alu	SpiderWheel svart bläster	25910
Drivhjul SW 24 högtryck/plast	SpiderWheel svart bläster	25912
Drivhjul SW 24 högtryck/titan	SpiderWheel svart	25949
Drivhjul SW 24 högtryck/alu	SpiderWheel svart	25950
Drivhjul SW 24 högtryck/plast	SpiderWheel svart	25951

Slutförbrukas, fr.o.m.

Vecka: 43

2018-10-31 ID: 35106B

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter




Produktinformation

Gäller: Etac M100 | Etac M100TR |

Färgbyte från grå till svarta komponenter

M100/M100TR kommer under 2018 och 2019 successivt att uppdateras med svarta komponenter istället för som nu med grå (se nedan).

Delarna kommer bytas ut successivt. Detta medför att en rullstol kan vara monterad med både grå och svarta detaljer. Funktionen på rullstolen förblir densamma.



Följande delar kommer att ändras från grått till svart:

Kryss (1) och krysspinn (2), fäste kryss (3) och fästplåt kryss (4), tippskyddsfäste (5) och trampor (6), armstödsfäste (7), broms (8).



Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Kryssdel M100 kort 37.5 cm		27092-42
Kryssdel M100 kort 40 cm		27093-42
Kryssdel M100 kort 42.5 cm		27094-42
Kryssdel M100 kort 45 cm		27095-42
Kryssdel M100 kort 47.5 cm		27096-42
Kryssdel M100 kort 50 cm		27097-42
Kryssdel M100 lång 37.5 cm hö		27115-42-1
Kryssdel M100 lång 37.5 cm vä		27115-42-2
Kryssdel M100 lång 40 cm hö		27116-42-1
Kryssdel M100 lång 40 cm vä		27116-42-2
Kryssdel M100 lång 42.5 cm hö		27117-42-1
Kryssdel M100 lång 42.5 cm vä		27117-42-2
Kryssdel M100 lång 45 cm hö		27118-42-1
Kryssdel M100 lång 45 cm vä		27118-42-2
Kryssdel M100 lång 47.5 cm hö		27119-42-1
Kryssdel M100 lång 47.5 cm vä		27119-42-2
Kryssdel M100 lång 50 cm hö		27120-42-1
Kryssdel M100 lång 50 cm vä		27120-42-2
Fäste kryss M100 grå		50477
Krysspinne M100 37.5-42.5 cm	grå	50474
Krysspinne M100 45-50 cm	grå	50475
Armstödsfäste M100		50859
Tramprör M100 grå		50472
Tippskydd M100 kompl	grå	27234
Broms M100 hö		27232-1
Broms M100 vä		27232-2
Slutförbrukas, fr.o.m.		Vecka: 43



Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Kryssdel kort 37.5 cm svart		27092-01
Kryssdel kort 40 cm svart		27093-01
Kryssdel kort 42.5 cm svart		27094-01
Kryssdel kort 45 cm svart		27095-01
Kryssdel kort 47.5 cm svart		27096-01
Kryssdel kort 50 cm svart		27097-01
Kryssdel M100 lång 37.5 cm hö	svart	27115-01-1
Kryssdel M100 lång 37.5 cm vä	svart	27115-01-2
Kryssdel M100 lång 40 cm hö	svart	27116-01-1
Kryssdel M100 lång 40 cm vä	svart	27116-01-2
Kryssdel M100 lång 42.5 cm hö	svart	27117-01-1
Kryssdel M100 lång 42.5 cm vä	svart	27117-01-2
Kryssdel M100 lång 45 cm hö	svart	27118-01-1
Kryssdel M100 lång 45 cm vä	svart	27118-01-2
Kryssdel M100 lång 47.5 cm hö	svart	27119-01-1
Kryssdel M100 lång 47.5 cm vä	svart	27119-01-2
Kryssdel M100 lång 50 cm hö	svart	27120-01-1
Kryssdel M100 lång 50 cm vä	svart	27120-01-2
Fäste kryss svart		51163
Krysspinne 37.5-42.5 cm svart		51160
Krysspinne 45-50 cm svart		51161
Armstödsfäste svart		51162
Tramprör svart		51159
Tippskydd M100 kompl	svart	28453
Broms M100 vinkl svart hö		28444-1
Broms M100 vinkl svart vä		28444-2
Införs successivt, fr.o.m.		Vecka: 43



Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Vårdarbromssats Etac Prio – Uppdaterad info

Nu finns Prio vårdarbromssats att beställa som reservdel till samtliga drivhjulstorlekar.

Monteringssats vårdarbroms 16" består av:

82585 Bromshandtag 2 st
82856 Vajerpaket 2 st
82846 Distans 12x24x10 2st
13040 Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb 2 st
12076 Mutter M12 FZB Låg DIN 439B 2 st
82814 Distans 6.5x15.9x30 2 st
11231 Skruv M 6x 45 MC6S 12.9 sv 2 st
13030 Bricka 6.5x12x1.5 4 st
12035 Låsmutter M 6 Zn8/P4 DIN 985-6 2 st

Monteringssats vårdarbroms 20"/22"/24" består av:

82822 Trumbroms hö 1 st
82823 Trumbroms vä 1 st
82585 Bromshandtag 2 st
82856 Vajerpaket 2 st
81325 Axel VB 2 st
13084 Schnorrbricka 2 st



Etac Prio Vårdarbromssats

Bromshandtag, Trumbroms och vajerpaket.

Benämning	Beskrivning	Art nr.
Monteringssats vårdarbroms Prio 16		28459
Monteringssats vårdarbroms Prio 20/22/24		28423
Leverans		Finns i lager

2018-12-05 ID: 35092C

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Hink med handtag och lock – Utgå

Hink med handtag och lock art. nr 80302026 utgår och ersätts av Hink med handtag och lock art. nr 80209265. Den nya hinken är 1 cm högre och Ø är 1 cm större. Passform och funktion är detsamma som tidigare.



Hink med lock som utgår.
Artikel 80302026.



Ny hink med lock.
Artikel 80209265.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hink med handtag och lock		80302026
Slutförbrukas t.o.m.		Vecka 4. 2018

Benämning ersättningsartikel	Beskrivning	Art. nr.
Hink med handtag och lock		80209265
Leverans		Vecka 4. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Swift Mobil Tilt med motor – Utfasning

Vi fasar ut Swift Mobil Tilt med motor.



Swift Mobil med motor.
*Befintligt lager beräknas
vara slutsålt Q3 2018.*

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Dusch/toastol Swift Mobil tilt	Med motor	80209490
Dusch/toastol Swift Mobil tilt	Med motor. inkl hinkgejder	80209491
Dusch/toastol Swift Mobil tilt	Med motor inkl bäckengejder	80209492
Dusch/toastol Swift Mobil tilt	Med motor, med bäckengejder ufb fotplattor Danmark	80209493

Slutförbrukas t.o.m. Vecka 39. 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®

Produktinformation

Swift Mjukdynor gröna – utfasning

Vi fasar ut gröna mjukdynor till Swift duschstol. Mjukdynor finns kvar i grått.

**Swift mjukdyna rygg**

Befintligt lager av mjukdyna rygg
beräknas vara slutsålt Q1 2019.

**Swift mjukdyna sits**

Befintligt lager av mjukdyna sits
beräknas vara slutsålt Q4 2019.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Mjukdyna rygg grön till Swift duschstol		8170 1130
Slutförbrukas t.o.m.		Vecka 13. 2019

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Mjukdyna sits till Swift duschstol		8170 1132
Slutförbrukas t.o.m.		Vecka 52. 2019

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**®



Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil | Etac Clean |

Mjuk komfortsits

Nya lägre mjuksitsar till Clean och Swift Mobil blir tillgängliga för beställning inom kort, se nedan.

Dessa sitsar passar utmärkt om man vill ge brukaren en mjuk sits utan att den höjer sitthöjden med mer än ca: 1,5 cm.

Kontakta din säljare om du vill prova!



Mjuk Komfortsits Clean



Mjuk Komfortsits Swift Mobil

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Mjuk Komfortsits Clean		80209517
Mjuk Komfortsits Swift Mobil	höjd 2 cm, sluten baktill	80209306
Leverans		vecka: 45

2018-11-02 ID: 36004A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Y-bälte trochanter – Nya artikelnummer

Y-bälte trochanter får nya artikelnummer. Vi kan dessutom erbjuda ytterligare en storlek på Y-bälte, stl 0. Y-bälte trochanter ger stöd för bäckenet samt positionerar användaren i stolen/sitsen. Y-bältet har remmar med tvådrag för symmetrisk fixering.



Y-bälte trochanter

Benämning utgående artikel		Art. nr.
Y-bälte stl 1 trochanter		3185427-1SPC
Y-bälte stl 2 trochanter		3185427-2SPC
Y-bälte stl 3 trochanter		3185427-3SPC
Y-bälte stl 4 trochanter		3185427-4SPC

Benämning ny artikel		Art. nr.
Y-bälte stl 0 trochanter	med tvådrag	3185427-0T
Y-bälte stl 1 trochanter	med tvådrag	3185427-1T
Y-bälte stl 2 trochanter	med tvådrag	3185427-2T
Y-bälte stl 3 trochanter	med tvådrag	3185427-3T
Y-bälte stl 4 trochanter	med tvådrag	3185427-4T

Leverans	Finns i lager
----------	---------------

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt tillbehör – Syrgashållare komfortrollstol R82 Kudu

Nu kan vi erbjuda syrgashållare som tillbehör till komfortrollstol R82 Kudu.

Syrgashållaren är justerbar för att passa olika former och storlekar av flaskor och placering på Kudu. Max belastning 10 kg.



Syrgashållare – R82 Kudu

Nytt tillbehör

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Syrgashållare Kudu	max 10 kg	319576295
Leverans	Finns i lager	

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation


Löpande produktförbättringar – sittsystem R82 x:panda

x:panda kommer under 2018 genomgå en facelift. Som ett led i detta sker löpande produktförbättringar på befintliga x:panda. I ett första steg innebär förbättringarna bland annat markeringar i sits och rygg för enklare användning och justering.

Produktförbättringarna införs successivt. Mer detaljerad info kommer löpande under våren.



R82 x:panda



Förbättrade markeringar

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se


etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Kilar sits i nytt utförande – sittsystem R82 x:panda

Produktförbättringar 2018

Kilar sits x:panda får ett nya artikelnummer i samband med att x:panda under 2018 genomgår en facelift. De nya kilarna kommer att kunna fästas med en skruv i x:panda när facelift för x:panda är genomförd. Kilarna (utan skruv) kommer fortsatt passa på befintlig version av x:panda.



Kilar sits – R82 x:panda
Nytt utförande



Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Kilar sits x:panda stl 1	6 cm par	318910405-1
Kilar sits x:panda stl 1-2	8 cm par	318910405-2
Kilar sits x:panda stl 1-3	10 cm par	318910405-3
Kilar sits x:panda stl 2-3	12 cm par	318910405-4
Kilar sits x:panda stl 3	15 cm par	318910405-5
Kildynor x:panda stl 4 small	par	318910405-11
Kildynor x:panda stl 4 medium	par	318910405-12
Kildynor x:panda stl 4 large	par	318910405-13

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Kilar sits x:panda stl 1	6 cm inkl skruv par	318910400-1
Kilar sits x:panda stl 1-2	8 cm inkl skruv par	318910400-2
Kilar sits x:panda stl 1-3	10 cm inkl skruv par	318910400-3
Kilar sits x:panda stl 2-3	12 cm inkl skruv par	318910400-4
Kilar sits x:panda stl 3	15 cm inkl skruv par	318910400-5
Kilar sits x:panda stl 4 S	13 cm inkl skruv par	318910400-11
Kilar sits x:panda stl 4 M	16 cm inkl skruv par	318910400-12
Kilar sits x:panda stl 4 L	19 cm inkl skruv par	318910400-13

Leverans

Slutförbrukas och ersätts successivt från jan 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt utförande – Arbetsstol R82 Wombat Living Step 2

Arbetsstol R82 Wombat Living kommer från och med nu i ett nytt utförande. I det nya utförandet ingår sitsmonterad körbygel med tiltreglage monterat på körbygeln. Ny sitsplatta med alternativ placering av höftstöd längre fram på sitsen. Höftstöden har ny infästning för Wombat Living Step 2.

Wombat med hög rygg finns att välja som alternativ. Till den höga ryggen kan man välja bäckenstöd med och utan sidor som tillbehör.

Wombat levereras utan sitt och ryggdyna för flexibilitet vid val av dyna. För alternativ av dynor se vår hemsida.

På nya Wombat Living har även armstöden förbättrats med steg vilket gör det enklare att justera symmetriskt och fixera. Passar även tidigare version av Wombat.

För mer info, se hemsidan.



Wombat Living
Dynor beställs separat



Hög rygg



Körbygel
med monterat tiltreglage




Sitsplatta
med alternativ infästning




Höftstöd



Bäckenstöd
med sidor



Bäckenstöd
utan sidor



Armstöd

För artikelnummer, se sid 2 »»

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Arbetsstol Wombat Living stl 1	gaskolv CB grå körbygel u dynor	31951232-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	gaskolv CB grå körbygel u dynor	31952232-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	gaskolv CB grå körbygel u dynor	31953232-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	gaskolv CB grå körbygel u dynor hög rygg	31955232-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	gaskolv CB grå körbygel u dynor hög rygg	31956232-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	gaskolv CB grå körbygel u dynor hög rygg	31957232-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	el CB grå körbygel u dynor	31951236-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	el CB grå körbygel u dynor	31952236-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	el CB grå körbygel u dynor	31953236-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	el CB grå körbygel u dynor hög rygg	31955236-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	el CB grå körbygel u dynor hög rygg	31956236-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	el CB grå körbygel u dynor hög rygg	31957236-00
Sittdyna formad Wombat stl 1	svart inkl inkontinensöverdrag	31955021-237
Sittdyna formad Wombat stl 2	svart inkl inkontinensöverdrag	31955022-237
Sittdyna formad Wombat stl 3	svart inkl inkontinensöverdrag	31955023-237
Armstöd Wombat Living stl 1-2	H 6-18 cm L26 cm par	3195112-1
Armstöd Wombat Living stl 1-2	H12-21 cm L29 cm par	3195113-1
Höftstöd Wombat Living stl 1-2		3195110-1
Höftstöd Wombat Living stl 3		3195111-1
Bäckenstöd Wombat Living	stl 1-2 u sidor	3195140-61
Bäckenstöd Wombat Living	stl 3 u sidor	3195140-63
Bäckenstöd Wombat Living	stl 1 m sidor	3195140-64
Bäckenstöd Wombat Living	stl 2 m sidor	3195140-65
Bäckenstöd Wombat Living	stl 3 m sidor	3195140-66
Ombyggnadskit rygg Wombat	stl 1 till hög rygg	3195560-1
Ombyggnadskit rygg Wombat	stl 2 till hög rygg	3195561-1
Ombyggnadskit sits/rygg Wombat	stl 1 till sits WL2/hög rygg	3195560
Ombyggnadskit sits/rygg Wombat	stl 2 till sits WL2/hög rygg	3195561

Leverans

Finns i lager

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Arbetsstol Wombat Living stl 1	gaskolv centralbroms grå/grå	31951231-28
Arbetsstol Wombat Living stl 2	gaskolv centralbroms grå/grå	31952231-28
Arbetsstol Wombat Living stl 3	gaskolv centralbroms grå/grå	31953231-28
Arbetsstol Wombat Living stl 1	el centralbroms grå/grå	31951235-28
Arbetsstol Wombat Living stl 2	el centralbroms grå/grå	31952235-28
Arbetsstol Wombat Living stl 3	el centralbroms grå/grå	31953235-28
Armstöd Wombat stl 1-2	H 6-18 cm L26 cm par	3195112
Armstöd Wombat stl 1-2	H12-21 cm L29 cm par	3195113

Leverans

Slutförbrukas

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

etac[®]
 Skapar möjligheter

Produktinformation

Fotplatta utgår – Hygienstol R82 Swan

Fotplatta Swan utgår ur sortimentet och ersätts av ny funktionell hel fotplatta, som är uppfällbar och justerbar i höjd och vinkel. Denna modell av fotplatta finns sen tidigare till flera R82-produkter.



Fotplatta Swan
Utgår



Fotplatta Swan, hel
Ersätter utgående fotplatta

Benämning utgående artikel	Benämning	Art. nr.
Fotplatta Swan stl 1	till Swan stl 1–2	3187124
Fotplatta Swan stl 2	till Swan stl 3–5	3187123
Fotplatta Swan stl 3	till Swan stl 6–7	3187125
Benämning – ersätts av artikel	Benämning	Art. nr.
Fotplatta Swan stl 1 vit	31x19 vjb ufb	3187145-1
Fotplatta Swan stl 2 vit	36x23 vjb ufb	3187145-2
Fotplatta Swan stl 3 vit	41x24 vjb ufb	3187145-3
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt utförande – Rollator R82 Crocodile

Nu finns rollator R82 Crocodile i ett nytt utförande där tippskyddet ingår i standardutförandet. Detta för att vissa användare har behov av extra säkerhet för att förhindra att rollatorn tippar bakåt. Tippskydd rekommenderas när backspärren aktiveras.

Som standard på Crocodile ingår alltid riktningsspärr på framhjulen, släpbromsfunktion och backspärr på bakhjulen. Nu kan man alltså välja Crocodile med eller utan tippskydd i grundutförande. Tippskydd finns som tillbehör till befintliga Crocodile.



R82 Crocodile med tippskydd

Benämning ny artikel	Benämning	Art. nr.
Rollator Crocodile stl 1	inkl tippskydd gul	3186801-ATS
Rollator Crocodile stl 2	inkl tippskydd orange	3186802-ATS
Rollator Crocodile stl 2	inkl tippskydd svart	3186852-ATS
Rollator Crocodile stl 3	inkl tippskydd grå metallic	3186803-ATS

Leverans

Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt utförande – Hygienstol R82 Flamingo

På grund av stor efterfrågan kan vi nu erbjuda Hygienstol R82 Flamingo stl 3 och 4 med ryggförstärkningskit, 31880155, monterat som standard.

Hygienstol R82 Flamingo stl 3 och 4 finns alltså att välja i två utföranden med eller utan ryggförstärkningskit. Ryggförstärkningskit, 31880155, finns kvar att beställa som tillbehör.



R82 Flamingo med ryggförstärkningskit

Benämning ny artikel		Art. nr.
Hygienstol Flamingo stl 3 grå	inkl ryggförstärkning 31880155	31885503-NL
Hygienstol Flamingo stl 4 grå	inkl ryggförstärkning 31880155	31885504-NL
Hygienstol Flamingo High-low	stl 3 grå inkl ryggförstärkning 31880155	31885503
Hygienstol Flamingo High-low	stl 4 grå inkl ryggförstärkning 31880155	31885504
Sits Flamingo stl 3 grå	inkl ryggförstärkning 31880155	318805503
Sits Flamingo stl 4 grå	inkl ryggförstärkning 31880155	318805504
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nyhet – Fasta bålstöd till Hygienstol R82 Heron

Nu kan vi äntligen erbjuda ett fast bålstöd till Heron. Bålstöden är i vitt utförande med grå Decutex-polstring i storlek typ 5. Individuellt justerbara i höjd och i vinkel på båda sidor.

Bålstöden kan kombineras med sidodelar rygg, art.nr 31880508-01.



Nya fasta bålstöd till R82 Heron

Benämning artikel	Benämning	Art. nr.
Bålstöd fasta Heron typ 5	15x15 cm	31880508-09

Leverans	Finns i lager
----------	---------------

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nya kombinationer – R82 Sitsar och Underreden

Nu finns det utökade möjligheter att kombinera sitsar med underreden.
Se vår nya uppdaterade kombinationsöversikt.

Kombinationsöversikt underreden och sitsar

Version: 2018-06-19

Välj underredes- och satskombination för att hitta max. brukarvikt (alla mått är angivna i kg)

Produkt		Vikt kg	Panda Futura Aktiv stl 2	Panda Futura Aktiv stl 2½	Panda Futura Aktiv stl 3	Panda Futura Aktiv stl 4	Panda Futura Standard stl 1	Panda Futura Standard stl 2	Panda Futura Standard stl 2½	Panda Futura Standard stl 3	Panda Futura Standard stl 4	xpanda stl 1 small	xpanda stl 1 medium	xpanda stl 1 large	xpanda stl 2 small	xpanda stl 2 medium	xpanda stl 2 large	xpanda stl 3 small	xpanda stl 3 medium	xpanda stl 3 large	xpanda stl 4 small	xpanda stl 4 medium	xpanda stl 4 large	Stingray stl 1	Stingray stl 2
			Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg	Max brukarvikt sits kg
	Max last kg		50	50	50	50	50	50	50	50	50	45	45	45	50	50	50	60	60	60	80	80	80	40	40
	Genomsnittsvikt bilbehör		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
High-Low inneunderrede stl 1	60		30	50	50	50	30	30	50	50	50	30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-	-
High-Low uteunderrede stl 1	60	Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	43	43	43	30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-	-
High-Low x inneunderrede stl 1	60		30	50*	50*	50*	30*	30*	50*	50*	50*	30*	30*	30*	30*	30*	30*	-	-	-	-	-	-	-	-
High-Low x inneunderrede stl 2	60		30	50*	50*	50*	30*	30*	50*	50*	50*	-	-	-	-	-	-	50	50	50	-	-	-	-	-
High-Low x inneunderrede stl 3	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	60*	-	-	-	-	-	60	60	60	80	80	80	-	-
High-Low x uteunderrede stl 1	60	Transport i fordon	-	-	-	-	30*	30*	43*	43*	43*	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
High-Low x uteunderrede stl 2	60	Transport i fordon	-	-	-	-	30*	30*	43*	43*	43*	-	-	-	-	-	-	43	43	43	-	-	-	-	-
Multi Frame stl 1 – 12½*	100		30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-	-	-
Multi Frame stl 1 – 22*	100	Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	-	-	-	-	-	-
Multi Frame stl 2 – 12½*	100		30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	60	-	-	-	-	-
Multi Frame stl 2 – 22*	100	Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	60	-	-	-	-	-
Multi Frame stl 3 – 12½*	100		30	50	50	60	30	30	50	50	60	30	30	30	30	30	30	60	60	60	80	80	80	-	-
Multi Frame stl 3 – 22*	100	Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	50	50	57	30	30	30	30	30	30	60	60	60	75	75	75	-	-
Stingray	40	Transport i fordon	-	-	-	-	30	30	40	-	-	30	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	40	40
Strong Base	120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	40	40

* Val av adapter behöver göras, se kombinationsöversikt för sitsar och adapter på nästa sida.

Forts. →

www.etac.se

Kombinationsöversikt sitsar och underreden

Uppdaterad version med nya kombinationer

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt överdrag armstöd – Komfortrollstol R82 Kudu

Nu kan vi erbjuda överdrag till fasta armstöd.
Det nya överdraget har extra vaddering är lätt att montera.

Överdraget passar på armstöd med artikelnummer 3195712-2 och 3195712-4 och levereras i par.

**Nyhet!**

Överdrag till fasta armstöd

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag fasta armstöd Kudu	one zize par	3195712-PAD

Leverans	Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nya massiva drivhjul – Komfortrullstol R82 Kudu

Nu introducerar vi ett nytt drivhjul, det så kallade Smart Inlay hjulet. På denna typ av punkteringsfria hjul fyller man en massa via ventilen vilket ger hjulet en extra bra lastkapacitet kombinerat med utmärkta köregenskaper. Efter påfyllningen har ventilen uppfyllt sitt syfte och har ingen funktion. För enkel identifiering av de nya hjulen sätts ett ljusgrönt lock på "ventilerna".

De nya hjulen införs successivt och ersätter befintliga hjul som slutförbrukas.



Nyhet!

Massivt drivhjul "Smart Inlay" med grön lock.

Benämning ny artikel	Benämning	Art. nr.
Drivhjul 20 massivt Kudu	inkl drivring exkl axel Smart Inlay	313102015
Drivhjul 20 VB massivt Kudu	inkl drivring exkl axel Smart Inlay	313102025
Drivhjul 22 massivt Kudu	inkl drivring exkl axel Smart Inlay	313102215
Drivhjul 22 VB massivt Kudu	inkl drivring exkl axel Smart Inlay	313102225
Drivhjul 24 massivt Kudu	inkl drivring exkl axel Smart Inlay	313102415
Drivhjul 24 VB massivt Kudu	inkl drivring exkl axel Smart Inlay	313102425

Leverans	Införs successivt
----------	-------------------

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Benämning utgående artikel	Benämning	Art. nr.
Drivhjul 20 massivt Kudu	inkl drivring exkl axel	313202015
Drivhjul 20 VB massivt Kudu	inkl drivring exkl axel	313202025
Drivhjul 22 massivt Kudu	inkl drivring exkl axel	313202215
Drivhjul 22 VB massivt Kudu	inkl drivring exkl axel	313202225
Drivhjul 24 massivt Kudu	inkl drivring exkl axel	313202415
Drivhjul 24 VB massivt Kudu	inkl drivring exkl axel	313202425

Slutförbrukas

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp


tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **etac**[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt överdragsset för knä och höftstöd – Sittsystem R82 x:panda

De nya överdragen är fyllda med extra skum för mjukare komfort. Överdraget är avtagbart och kan tvättas i 60 grader.



Nytt överdragsset för knä- och höftstöd på x:panda.

Benämning utgående artikel	Art. nr.
Överdragsset x:panda knä och höftstöd stl 1	318910404-C1
Överdragsset x:panda knä och höftstöd stl 2	318910404-C2
Överdragsset x:panda knä och höftstöd stl 3	318910404-C3
Benämning ny artikel	Art. nr.
Överdragsset x:panda knä och höftstöd stl 1	318910404-C10
Överdragsset x:panda knä och höftstöd stl 2	318910404-C20
Överdragsset x:panda knä och höftstöd stl 3	318910404-C30
Leverans	Införs successivt

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt tillbehör – Stänkskärmar till R82 Kudu 16" hjul

Nu kan vi erbjuda stänkskärmar som tillbehör till Kudu med 16" hjul.

Vid användning av stänkskärmar i kombination med transportfäste, krävs ett särskilt transportfäste för 16" hjul.

För användning av stänkskärmar på en befintlig Kudu måste transportfästet bytas.



Stänkskärmar Kudu 16" hjul

Nytt tillbehör

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Stänkskärm Kudu 16 drivhjul	par	31952016
Transportfäste Kudu 16		3195900-16
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nya x:panda med förbättrad perfektion!

Utveckling av R82 x:panda

x:panda är ett modulärt sittsystem som kan konfigureras för att möta upp de krav som ställs för att hantera postural kontroll och växa med barnet. Vi har omprövat hela konceptet och är stolta över att presentera utvecklingen av R82 x:panda.

NYA funktioner



Armstöd

Nya armstöd & överdrag med "click & move snap system".



Dynor

Dynor och överdrag med mer komfort och stöd.



Synlig märkning

Synlig märkning för enklare användning



Fixerade kilar

Fixerade kilar förhindra att kilar hamnar fel.



Överdrag med extra komfort!

Nya överdrag till bålstöd, knä- och höftstöd med extra skum för mjukare komfort. Alla överdrag kan tvättas i 60°C.



Nya artiklar

Nya versionen av x:panda införs successivt och ersätter befintlig modell.

För komplett artikellista, vänligen kontakta vår kundservice.

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter


Produktinformation

Nytt utförande – Tippskydd R82 Kudu

Tippskyddet till R82 Kudu får nytt, förbättrat utförande!

Det nya tippskyddet är höjdjusterbart och kommer successivt ersätta befintlig modell av tippskydd.

Tippskyddet ingår i Kudu standardutförande och finns tillgänglig som reservdel. Se artikelnummer nedan.



Tippskydd Kudu höjdjusterbart
Nytt utförande



Tippskydd Kudu
Befintligt utförande – utgår

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd Kudu kompl	till 12½,16,20,22,24 hjul	31950953-1
Tippskydd Kudu kompl	22+24 drivhjul/ 7 länkhjul par	31950958-1
Leverans		Införs successivt

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nya hjul – Gåstöd R82 Mustang

Nu kan vi erbjuda ett ombygnads-kit med smalare hjul till gåstöd Mustang. De nya smalare hjulen gör det enklare att manövrera Mustang. Hjulen passar till Mustang i alla storlekar med 200 mm hjul.



R82 Mustang med smalare hjul
Nyhet



Smalare hjul
Nyhet

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hjul 200 mm Slimline Mustang	kompl 4 st hjul	3179439-SLKIT
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Ny frilyft – Molift Quattro



Detta fristående system med fyra ben är perfekt vid tillfälliga lyft eller i miljöer där fasta installationer inte är möjliga. Enkel att installera utan att fästa i tak eller vägg

Lättviktskonstruktion

Molift Quattro är tillverkad i aluminium och har en funktionell design, vilket gör att den är enkel att installera, demontera och flytta någon annanstans.

I kombination med Molift AIR lyftmotor och lyftsele löser Molift Quattro alla lyftsituationer oavsett miljö. Med en lyftkapacitet på max 300kg är den idealisk för att lyfta och förflytta personer till och från säng, golv, stol, rullstol, toalett osv.

Molift Quattro kan leveras i två storlekar 3x3 meter och 4x4 meter.



A: Längd travers	3 eller 4 m
B: Höjd utan fötter	2,33 m
Med höjjusterbara fötter (tillbehör)	2,38 - 2,43 m
C: Innerhöjd utan fötter	2,19 m
D: Bredd	3,16 - 4,16 m
E: Djup	3,16 - 4,16 m
A x C: Max innermått utan fötter	3 x 2,19 m 4 x 2,19 m
Med höjjusterbara fötter	3 x 2,24 m - 2,29 m 4 x 2,24 m - 2,29 m

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Frilyft MRS Quattro	3 x 3 meter	1600030
Frilyft MRS Quattro	4 x 4 meter	1600035
Tillbehör:		
Justerbar fot	1 styck	1610200
Hörndel MRS Quattro		1610090
Ben MRS Quattro		1610092
Plastplugg 60x60 MRS Quattro		1610093
Leverans		Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nytt tillbehör – Tvättremsa kardborrdeband

På handelen av kardborren till TwinSheet4Glide och/eller TwinSheet kan det under tvätt i tvättmaskin eller torktumlare ibland fastna damm/ludd eller andra tyger/textilier.

Därför har vi nu gjort en tvättremsa som lätt kan fästas på handelen vid tvätt om du inte har möjlighet att koppla ihop han- och hondel. Efter tvätt tar du loss tvättremsan genom att dra i Etac-stroppen.



Fäst tvättremsan över hela handelen av kardborren.



Efter tvätt tar du loss tvättremsan genom att dra i Etac-stroppen.



Levereras 2 st i en plastpåse.

Benämning

Tvättremsa kardborrdeband

Beskrivning

5 x 50 cm handel, 2 st

Art. nr.

IMLWS50

Leverans

Finns i lager

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac®
Skapar möjligheter

Produktinformation

Glidhandske MultiGlide Glove Polstrad – Utgå

Glidhandske MultiGlide Glove 15 x 35 cm polstrad nylon utgår ur sortimentet. Produkten slutförbrukas.



Utgår: Glidhandske MultiGlide Glove
15 x 35 cm polstrad nylon 1st



Ersätts av: Glidhandske MultiGlide Glove
20 x 50 cm vattentät nylon, par.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Glidhandske MultiGlide Glove	15 x 35 cm polstrad nylon 1st	IM8000701
Slutförbrukas		

Benämning ersättningsartikel	Beskrivning	Art. nr.
Glidhandskar MultiGlide Glove	20 x 50 cm vattentät nylon par	IM35
Finns i sortimentet		

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Glidbräda Mole röntgen – Utgå

Glidbräda Mole röntgen utgår i sortimentet.



Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidbräda Mole röntgen	40x80 cm	IM407

Slutförbrukas

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Nyhet – Glidbräda Oval

Glidbräda E-Board Oval är lämplig för förflyttning mellan till exempel säng till säng, säng till rullstol/mobil duschstol. E-Board Oval har en låg friktion som underlättar vid placering och borttagning.

E-Board Oval L

Är lämplig för förflyttning mellan 2 sängar eller överflyttande i sttande position

E-Board Oval S

Är en liten glidbräda som används till att flyttas bakåt i en stol.



E-Board Oval L



E-Board Oval S

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidbräda E-Board Oval L	L850 x B390 x H3 mm, 2 st	IM411
Glidbräda E-Board Oval S	L450 x B200 x H3 mm, 2 st	IM412

Finns på lager från 14 augusti 2018

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com

Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com

Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com

Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com

Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Sara Carlsson

Säljare/utbildare

sara.carlsson@etac.com

Mobil 073-078 93 96

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Cecilia Höiby

Säljare/utbildare

cecilia.hoiby@etac.com

Mobil 073-024 64 37

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och
Kronoberg



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

Samtliga sortiment
Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se