



Produktinformation
från Etac 2020

 **etac**[®]

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Manuella rullstolar

Nytt tippskydd modell Multi.....	3-4
Etac M100 – Sitsklädsel utgår.....	5-6
Etac Prio – Ryggvinkelbegränsning.....	7
Klädsel rygg reglerbar.....	8-9
Hjul 16" – Mutter.....	10
Etac Prio – Dynamiskt bäckenstöd.....	11
Etac Cross – Drivhjul utgår.....	12-14
Etac M100 – Armstöd utgår.....	15-16
Etac Cross 5 – Förbättrat framgaffelfäste	17
Etac Cross 5 – Benstöd vrb mod 2 utgår	18
Etac Prio – Huvudstöd Anatomiskt R82.....	19
Etac Prio – Hållare handkontroll eltilt.....	20-21
Etac Prio – Ryggdyna 3D i nytt utförande.....	22-24
Etac Prio – Nytt huvudstödsfäste	25-27
Återvunnet material i fotplattor.....	28
Etac Prio – Armstöd i nytt utförande.....	29-30
Etac M100/Crissy – Nytt tippskydd.....	31
Etac Cross/Crissy – Däck 24" högtryck.....	32-33

Nyheter Etac Prio

Polstring armstöd.....	34
Nytt huvudstödsfäste.....	35
Förlängningsdel ryggklädsel.....	36

Manuella rullstolar forts.

Nyheter Etac Prio forts.

Fäste positioneringsbälte	37
Armstödsdyna bred.....	38
Vajrar, ny längd.....	39
Etac Transit III – Tippskydd modell Multi.....	40-41
Nytt tillbehör – Polstring bålstöd.....	42
Nytt tillbehör – Tryckfördelande polstring	43

Bad & Toalett

Etac Swift Mobil Tilt-2 – XL rygg.....	44-45
Etac Swift Mobil-2 – Nytt hälband	46-47
Etac Swift Mobil-2 – Nytt höft- och bröstbälte ..	48
Etac Kaskad – Toagejder utgår.....	49
Mjuksits för toaletsitsförhöjare.....	50
Duschstolar och duschpallar – ny färg och max brukarvikt	51-52
Etac Swift Mobil-2 – Tippskydd fram.....	53

Junior

R82 Kudu – Ryggvinklinskit nytt tillbehör	54
R82 Flamingo High-low – Uppdaterad ver.....	55
R82 Crocodile – Handtagskit NYHET.....	56
R82 Kudu – Transportfäste.....	57
R82 Cricket – Bröstbälte NYHET.....	58
R82 Mustang – Komfortsits NYHET	59
R82 Stingray – Ny pil på körhandtag.....	60
R82 Cricket – Ny varukorg	61
R82 Heron – Distanskit till höftstöd.....	62
Västar & bälten – Nytt sortiment	63-65

Tryckavlastning

Star Sittdynor – Överdrag i nytt utförande ...	66-70
Star – Kartong sittdynor 5 cm utgår.....	71-72

Hjälpmotor

Etac Lille Viking – Nytt utförande.....	73-74
---	-------

Kontakta oss

Kontakt säljare/utbildare	75-76
---------------------------------	-------



Produktinformation

Gäller: Etac Cross 5 | Etac Prio | Etac Transit III | Etac Cross 2 | Etac Next

Nytt tippskydd modell Multi – Uppdaterat leveransdatum

Vi inför ett förbättrat tippskydd till Cross 5/Prio och Transit III/Cross 2/Next. Tippskyddet finns i två utföranden. Införandet kommer att ske enligt nedan:

1. Cross 5/Prio (28457) = leverans vecka 10
2. Transit/Cross 2/Next (28458) = leverans september 2020.

Rullstol Cross 5 och Prio har stora möjligheter till justering av sitthöjd. Med detta nya tippskydd är det enkelt att ändra inställning. Tippskyddet med sin multijusterbarhet täcker sitthöjd från 34 cm till 53 cm. Med den assymetriska teleskopdelen kan man enkelt ändra höjd och längd på tippskyddet. Monteras på stol som tidigare. Ersätter tidigare versioner av tippskydd. Se tabell sidan 2 för nya och utgående tippskydd.

28457



Utförande 1:

28457 Tippskydd multi cc59 kpl Cross 5 och Prio.

Färg: svart

Fungerar i alla sitthöjder till både Cross 5 och Prio.

28458



81247/81248



Utförande 2:

28458 Tippskydd multi cc66 kpl Transit III, Cross 2 och Next.

Färg: aluminium

Ersätter gamla varianter av tippskydd till Transit III, Cross 2 och Next.

Tippskyddsfäste Cross/Twin hö/vä 81247/81248 kommer finnas kvar som reservdel.

2020-02-11 ID: 5506C

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac
Skapar möjligheter



Utförande 1:

Benämning ny artikel (ersätter utgående)	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd multi cc59	Cross 5 Prio	28457
Leverans		Vecka 10, 2020

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd teleskop Cross 5	Komplett	27526
Leverans		Slutförbrukas

Utförande 2:

Benämning ny artikel (ersätter utgående)	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd multi cc66 kpl	Transit III Cross 2 Next	28458
Leverans		September, 2020

Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd teleskop Cross 5	komplett	25969
Tippskydd Next 20 kompl	Cross 20 exkl fäste	26132
Tippskydd teleskop Next	Transit 16 kompl	26895
Tippskyddsrör Cross/Twin	20/22	26270
Tippskydd Cross/Twin 24	komplett hö	26162-1
Tippskydd Cross/Twin 24	komplett vä	26162-2
Tippskydd Cross/Twin 20-22	B och C-rad kompl hö	26270-1
Tippskydd Cross/Twin 20-22	B och C-rad kompl vä	26270-2
Tippskydd teleskop Cross hö	komplett	26869-1
Tippskydd teleskop Cross vä	komplett	26869-2
Leverans		Slutförbrukas


Benämning befintlig artikel (finns kvar som reservdel)	Beskrivning	Art. nr.
Tippskyddsfäste Cross/Twin	hö	81247
Tippskyddsfäste Cross/Twin	vä	81248
Leverans		Pågående, finns kvar i sortimentet

Produktinformation


Gäller: Etac M100

Etac M100 – Sitsklädsel utgå

Klädsel sits M100 med långt sittdjup utgår fr.o.m vecka 14..
För ersättning se lista på sidan 2.



Klädsel utgå
Sitsklädsel M100 utgå.



Ersättande sitsklädslar - Klädsel sits Basic lång (1) och Klädsel sits M100 (2)
Klädslar sits som ersätter sitsklädsel M100.

2020-03-20 ID: P31928A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av
Klädsel sits M100 lång 37.5 cm	med kardborreband	62545-70	62729-60
Klädsel sits M100 lång 40 cm	med kardborreband	62546-70	62730-60
Klädsel sits M100 lång 42.5 cm	med kardborreband	62547-70	62731-60
Klädsel sits M100 lång 45 cm	med kardborreband	62548-70	62732-60
Klädsel sits M100 lång 47.5 cm	med kardborreband	62549-70	62984-60
Klädsel sits M100 lång 50 cm	med kardborreband	62550-70	62985-60

Utgår

Vecka 14, 2020

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits Basic lång 37.5	Basic/Cross 3A svart	62729-60
Klädsel sits Basic lång 40 cm	Basic/Cross 3A svart	62730-60
Klädsel sits Basic lång 42.5	Basic/Cross 3A svart	62731-60
Klädsel sits Basic lång 45 cm	Basic/Cross 3A svart	62732-60
Klädsel sits Basic lång 47.5	Basic/Cross 3A svart	62984-60
Klädsel sits Basic lång 50 cm	Basic/Cross 3A svart	62985-60

Ersätter utgående fr.o.m.


Vecka 14, 2020

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Etac Prio Ryggvinkelbegränsning

Vi introducerar ett band för att ge möjlighet att begränsa ryggvinkeln framåt på Prio för ett aktivt sittande. Ryggvinkelbegränsning ger kontroll på sittpositionen när positionen varierar mellan aktivt- och viloläge. Genom att justera längden på bandet kontrolleras ryggstödet aktiva läge. Ryggstödet stannar i förinställd vinkel. Kan kombineras med clipsen (28163) för att begränsa ryggvinkeln bakåt.



Ryggvinkelbegränsning

Med ryggvinkelbegränsningsbandet för Prio får du ryggstödet att stanna i förinställd vinkel.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggvinkelbegränsning	Prio	28573
Leverans		Vecka: 21

2020-03-03 ID: P35103A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities


Produktinformation

Gäller: Etac M100 | Etac Transit III

Klädsel rygg reglerbar

Vi är i en process där vi ser över vårt breda sortiment av textilier för att göra det mer effektivt och modulärt.

Vi har i dagsläget två varianter av klädsel till M100 och Transit III, som nästan är identiska. Den enda skillnaden är öppningen för höjdregerbara körhandtag. Ryggklädseln utan öppning för hrb körhandtag utgår och ersätts av ryggklädsel med öppning.



Klädsel utan öppning utgår
Rygglämsa utan öppning för
hjb körhandtag utgår.



Ersättande klädsel, med öppning
Rygglämsa med öppning för hjb
körhandtag ersätter klädseln utan.

2020-03-20 ID: P35911A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av
Klädsel rygg M100/Twin rb	rh jb 35/37.5 cm	62364-70	62395-60
Klädsel rygg M100/Twin rb	rh jb 40/42.5 cm	62365-70	62396-60
Klädsel rygg M100/Twin rb	rh jb 45 cm	62366-70	62397-60
Klädsel rygg M100/Twin rb	rh jb 47.5/50 cm	62367-70	62398-60
Slutförbrukas från.		Vecka 21, 2020	

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg M100/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 35/37.5 cm	62395-60
Klädsel rygg M100/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 40/42.5 cm	62396-60
Klädsel rygg M100/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 45/47.5 cm	62397-60
Klädsel rygg M100/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 50/52.5 cm	62398-60
Leverans		Vecka 21, 2020

Produktinformation

Gäller: Etac Transit III | Etac Prio

Hjul 16" - mutter

etac®

Vi ändrar utförande på hjul 16". Från och med maj 2020 ingår inte låsmuttern på axeln utan beställs separat vid reservdelsbeställning av hjul 16".

Se nedan för nya artikelnummer.



Nytt utförande på 16" hjul
Från och med maj 2020
ingår inte muttern på axeln.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av
Hjul 16 massivt Transit hö		81173	83283
Hjul 16 massivt Transit vä		81174	83284
Hjul 16 luft Transit hö		81171	83281
Hjul 16 luft Transit vä		81172	83282
Slutförbrukas från		Vecka 19, 2020	

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hjul 16 massivt Transit hö	exkl mutter	83283
Hjul 16 massivt Transit vä	exkl mutter	83284
Hjul 16 luft Transit hö	exkl mutter	83281
Hjul 16 luft Transit vä	exkl mutter	83282
Låsmutter M12 fzb		12078
Införs successivt från		Vecka 19, 2020

2020-03-17 ID: P35911A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Dynamiskt bäckenstöd Prio - Nytt utförande

Vi har förbättrat det dynamiska bäckenstödet på Prio.

Vajern i bäckenbandet har fått en ny dragning för att hållas bättre på plats.

Införs successivt på de olika sittbredderna från och med nu.



Nytt förbättrat bäckenstöd

För att hållas bättre på plats har vajern i bäckenbandet fått en ny dragning.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bäckenstöd dynamiskt hrb	B40 Prio	28035
Bäckenstöd dynamiskt hrb	B45 Prio	28036
Bäckenstöd dynamiskt hrb	B50 Prio	28037
Bäckenstöd dynamiskt hrb	B55 Prio	28038
Införs successivt fr.o.m.		Vecka 12, 2020

2020-03-17 ID: P31870A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Cross

Drivhjul Cross utgår

Drivhjul till äldre rullstolar utgår efter slutförbrukning. Ersättning finns, se följande sida.
Gäller 20 - 24" drivhjul med massiva däck, högtrycksdäck och massiv innerslang.

Följande reservdelar finns kvar till drivhjulen:

- 20349 Axel QR D11.9 alunav
- 82580 Axel QR D11.9 Cross 5
- Drivringar: aluminium, rostfri, plastad, cellgummi.



Vi städar drivhjulssortimentet till Cross

Drivhjul till äldre rullstolar utgår efter slutförbrukning, ersättning finns.

2020-03-20 ID: P31932A

1/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av C5
Drivhjul 24 högtryck	u drivring	25023	27557
Drivhjul 24 högtryck/cellgummi		25806	27559
Drivhjul 24 högtryck/titan		25093	27562
Drivhjul 24 högtryck/plast		25792	28064
Drivhjul 24 högtryck/plastad		25832	28064
Drivhjul 24 högtryck/alu		25182	27558
Drivhjul 24 högtryck/rfr		25097	27561
Drivhjul 24 massivt u drivring		25106	27563
Drivhjul 24 massivt/cellgummi		25808	27565
Drivhjul 24 massivt/titan		25819	27568
Drivhjul 24 massivt/alu		25717	27564
Drivhjul 24 massivt/plastad		25833	27566
Drivhjul 24 massivt/rfr		25103	27567
Drivhjul 20 massivt u drivring		25486	27541
Drivhjul 20 massivt/cellgummi		25816	27543
Drivhjul 20 massivt/rfr		25822	27544
Drivhjul 20 massivt/alu grå		25922	27542
Drivhjul 22 massivt u drivring		25487	27551
Drivhjul 22 massivt/plastad		25834	27957
Drivhjul 22 massivt/alu		25716	27552
Drivhjul 22 massivt/cellgummi		25811	27553
Drivhjul 22 massivt/rfr		25514	27555
Drivhjul 22 högtryck	u drivring	25681	27546
Drivhjul 22 högtryck/rfr		25678	27550
Drivhjul 22 högtryck/cellgummi		25884	27548
Drivhjul 22 högtryck/plastad		25881	27549
Drivhjul 22 högtryck/alu		25679	27547
Drivhjul 22 högtryck/plast		25793	27549
Drivhjul 24 högtryck	drivring cellgummi sidoförskjutet 3 mm	25825	Ingen ersättning
Drivhjul 20 halvmassiv/rfr	massiv innerslang	26277	27683
Drivhjul 22 halvmassiv/rfr	massiv innerslang	26278	27687
Drivhjul 24 halvmassiv/rfr	massiv innerslang	26279	27691
Drivhjul 22 u däck	slang drivring	25201	27556
Drivhjul 24 u däck	slang drivring	25202	27569
Drivhjul 20 u däck	slang drivring	25200	27545

Utgår succesivt, efter slutförbrukning, fr.o.m.

Vecka 12, 2020

Benämning ersättande artikel C5	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 24 C5 högtryck utan	drivring exkl axel	27557
Drivhjul 24 C5 högtr/cellgummi	exkl axel	27559
Drivhjul 24 C5 högtr/titan	exkl axel	27562
Drivhjul 24 C5 högtr/plastad	matt. exkl axel	28064
Drivhjul 24 C5 högtr/alu	exkl axel	27558
Drivhjul 24 C5 högtr/rfr	exkl axel	27561
Drivhjul 24 C5 massivt utan	drivring exkl axel	27563
Drivhjul 24 C5 mass/cellgummi	exkl axel	27565
Drivhjul 24 C5 mass/titan	exkl axel	27568
Drivhjul 24 C5 mass/alu	exkl axel	27564
Drivhjul 24 C5 mass/plastad	exkl axel	27566
Drivhjul 24 C5 mass/rfr	exkl axel	27567
Drivhjul 20 C5 massivt utan	drivring exkl axel	27541
Drivhjul 20 C5 mass/cellgummi	exkl axel	27543
Drivhjul 20 C5 mass/rfr	exkl axel	27544
Drivhjul 20 C5 mass/alu grå	exkl axel	27542
Drivhjul 22 C5 massivt utan	drivring exkl axel	27551
Drivhjul 20 C5 mass/plastad	exkl axel	27957
Drivhjul 22 C5 mass/alu	exkl axel	27552
Drivhjul 22 C5 mass/cellgummi	exkl axel	27553
Drivhjul 22 C5 mass/rfr	exkl axel	27555
Drivhjul 22 C5 högtryck utan	drivring exkl axel	27546
Drivhjul 22 C5 högtr/rfr	exkl axel	27550
Drivhjul 22 C5 högtr/cellgummi	exkl axel	27548
Drivhjul 22 C5 högtr/plastad	matt. exkl axel	27549
Drivhjul 22 C5 högtr/alu	exkl axel	27547
Drivhjul 22 C5 högtr/plastad	matt. exkl axel	27549
Drivhjul 20 C5 mass slang/rfr	exkl axel	27683
Drivhjul 22 C5 mass slang/rfr	exkl axel	27687
Drivhjul 24 C5 mass slang/rfr	exkl axel	27691
Drivhjul 22 C5 u däck	exkl axel	27556
Drivhjul 24 C5 u däck	slang drivring exkl axel	27569
Drivhjul 20 C5 u däck	slang drivring exkl axel	27545

Leverans

Finns i lager

Produktinformation

Gäller: Etac M100

Etac M100 – Armstöd utgår

Armstöd M100 med avtagbar armstödsplatta utgår och ersätts av Armstöd Cross.



Armstöd M100
Armstöd M100 utgår.



Armstöd Cross
Armstöd Cross ersätter
armstöd M100.

2020-03-20 ID: P31928A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av
Armstöd M100/Cross kort hö	L 25 cm höjdbar	27230-1	25172-1
Armstöd M100/Cross kort vä	L 25 cm höjdbar	27230-2	25172-2
Preliminär slutförbrukning fr.o.m.		Vecka 36, 2020	

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd Cross kort hö	L 25 cm	25172-1
Armstöd Cross kort vä	L 25 cm	25172-2
Preliminär leverans fr.o.m.		Vecka 36, 2020

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av
Armstöd M100/Cross lång hö	L 35 cm höjdbar	27231-1	25173-1
Armstöd M100/Cross lång vä	L 35 cm höjdbar	27231-2	25173-2
Preliminär slutförbrukning fr.o.m.		Vecka 52, 2020	

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd Cross lång hö	L 38 cm	25173-1
Armstöd Cross lång vä	L 38 cm	25173-2
Preliminär leverans fr.o.m.		Vecka 52, 2020

Produktinformation

Gäller: Etac Cross 5

Förbättrat framgaffelfäste för låg sitthöjd – Etac Cross

Framgaffelfäste lågt har fått ny utformning, vilket gör det enklare vid montering av Cross 5 i sitthöjd 34 cm med 4" länkhjul.

Det nya fästet gör det också möjligt att med 5" länkhjul i extra kort gaffel komma ned till sitthöjd 35 cm.

Ändringen medför nya artikelnummer, se nedan.

Införande kommer att ske successivt.



Nytt framgaffelfäste

Förbättrat lågt framgaffelfäste till Cross, med mer plats för länkhjulet att svänga runt.



Äldre framgaffelfäste

Befintligt lågt framgaffelfästet. Fåses ut successivt.

Benämning artikel	Beskrivning	Gammalt art. nr.	Nytt art. nr.
Framgaffelfäste lågt Cross	kompl	28175	28633
Framgaffelfäste lågt Cross		27207	83417
Leverans		Införs löpande, 2020	

2020-06-03 ID: P31938B

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Cross 5 | Etac Cross 5 XL

Benstöd vinkelreglerbart mod 2 – Utgå

Benstöd vinkelreglerbart mod 2, med uppfällbar vadplatta utgår efter slutförbrukning.
För val av vinkelreglerbara benstöd se vårt övriga sortiment av benstöd.



*Benstöd vinkelreglerbart mod 2
utgår efter slutförbrukning.*

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Benstöd vrb med vadplatta	mod 2 hö	25567-1
Benstöd vrb med vadplatta	mod 2 vä	25567-2
Slutförbrukas fr.o.m.		Vecka 20, 2020

2020-04-03 ID: P31943A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Huvudstöd Anatomiskt R82 till Etac Prio

Det finns nu möjlighet att välja R82's anatomiska huvudstöd som tillbehör till Prio. Vi erbjuder huvudstöden i 2 storlekar – medium och stort.

Huvudstödet form och material ger ett bra stöd för huvud och nacke.

De är försedda med sidostöd som gör att man kan åstadkomma avlastning och stöd i sidled.


Material i tålig plast, polstrat med kallskum och försett med överdrag.



Stort

Medium

Nytt



Mått Stort:
A: 17 cm **B:** 14 cm **C:** 32 cm

Mått Medium:
A: 15.5 cm **B:** 14 cm **C:** 26 cm

Anatomiskt huvudstöd
R82's anatomiska huvudstöd finns i två storlekar – Stort och Medium.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstöd anatomiskt medium	turtlestag 25 cm svart	319945493-83
Huvudstöd anatomiskt stort	turtlestag 25 cm svart	319967493-83
Leverans		Finns i lager

2020-06-23 ID: P35108A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Hållare för handkontroll Prio med eltilt – nytt utförande

Hållare för handkontroll till Prio med el-tiltfunktion ändrar utförande för att passa både på höger och vänster armstöd. Hållaren går även att montera på båda varianterna av armstödsdyna.

Ingår som standard i 28348 Eltilt Prio kompl sats.

Införs successivt från vecka 34.



Hankontrollshållare Prio med Eltilt
Monteras på höger eller vänster sida.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Handkontrollshållare kpl	Prio hö/vä	28577
Införs successivt, från		Vecka 34, 2020

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fäste handkontroll Prio höger		83193
Utgår successivt från		Vecka 34, 2020

2020-06-03 ID: P5528-2A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta kort 35 cm hö/vä	mod 2	25653-1/2
Fotplatta kort 37.5 cm hö/vä	mod 2	25654-1/2
Fotplatta kort 40 cm hö/vä	mod 2	25655-1/2
Fotplatta kort 42.5 cm hö/vä	mod 2	25656-1/2
Fotplatta kort 45 cm hö/vä	mod 2	25657-1/2
Fotplatta kort 47.5 cm hö/vä	mod 2	25738-1/2

Leverans		Införs löpande, 2020
-----------------	--	----------------------

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta lång 35 cm hö/vä	mod 2	25647-1/2
Fotplatta lång 37.5 cm hö/vä	mod 2	25648-1/2
Fotplatta lång 40 cm hö/vä	mod 2	25649-1/2
Fotplatta lång 42.5 cm hö/vä	mod 2	25650-1/2
Fotplatta lång 45 cm hö/vä	mod 2	25651-1/2
Fotplatta lång 47.5 cm hö/vä	mod 2	25737-1/2

Leverans		Införs löpande, 2020
-----------------	--	----------------------

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Ryggdyna 3D – Nytt utförande

För att öka flexibiliteten och kunna använda fler tillbehör till Prio med 3D-rygg uppdaterar vi dess ryggdyna och ryggklädsel. Dragkedjan på ryggklädseln ersätts av ett kardborreband och dragkedjan på ryggdynan försvinner och ersätts med backing. Detta gör att man nu kan använda ryggkilar 30 och 15 cm samt våra fina sidodynor, även i kombination med 3D-ryggdynan.

Adapter kardborrfäste ryggklädsel Prio (art nr 83188) gör att gamla ryggklädselar kan kombineras med nya ryggdynor utan dragkedjor.

Ryggdyna 3D med dragkedja och ryggklädsel med dragkedja slutförbrukas, den nya klädseln beräknas införas under vecka 21-23.

I samband med att ryggklädseln får fastsättning med kardborreband, blir det möjligt att använda samtliga Prios ryggdynor och överdrag på Prio med låg rygg. Beakta att montering kan ge varierande resultat beroende på rygginställningen.



2020-04-03 ID: P35129A



1/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Nytt



Ny dyna

Ryggdyna med backing
istället för dragkedja.



Utgående dyna

Ryggdyna med
dragkedja utgår.

Nytt



Ny klädsel

Rygglädsel med
kardborre istället för
dragkedja.



Utgående klädsel

Rygglädsel med
dragkedja utgår.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna 3D Prio B40	plysch	63267-60
Ryggdyna 3D Prio B45	plysch	63268-60
Ryggdyna 3D Prio B50	plysch	63269-60
Ryggdyna 3D Prio B55	plysch	63270-60
Klädsel rygg 3D Prio B40	kardborre	63263-60
Klädsel rygg 3D Prio B45	kardborre	63264-60
Klädsel rygg 3D Prio B50	kardborre	63265-60
Klädsel rygg 3D Prio B55	kardborre	63266-60
Kardborrefäste ryggklädsel Prio	för klädsel inkl dragkedja	83188
Fäste överdrag Prio	2 st	28611

Leverans

Vecka 21-23, 2020

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna B40 3D plysch	hjb rygg Prio	28015-60
Ryggdyna B45 3D plysch	hjb rygg Prio	28016-60
Ryggdyna B50 3D plysch	hjb rygg Prio	28017-60
Ryggdyna B55 3D plysch	hjb rygg Prio	28018-60
Klädsel rygg 3D Prio B40		63148-60
Klädsel rygg 3D Prio B45		63149-60
Klädsel rygg 3D Prio B50		63150-60
Klädsel rygg 3D Prio B55		63151-60

Utgår

Vecka 21-23, 2020

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Rullstol Prio – Nytt huvudstödsfäste

Vi inför ett nytt huvudstödsfäste till Prio för huvudstöd med fyrkantsstag, vilket gör det enklare att ställa in efter brukarens behov.

Det nya huvudstödsfästet ersätter befintligt fäste, som har fastsättning av huvudstöd med runda rör.

Huvudstödfästet kombineras med traditionellt huvudstöd med turtlestag och tidigare stag (se PI - Nytt huvudstöd).

Huvudstödsfäste ingår som standard i rullstolens konfiguration.

Preliminär tidpunkt för införande är vecka 23.

Minnesfunktion - nytt tillbehör

I samband med införandet av nytt huvudstödsfäste har vi tagit fram en minnesfunktion som passar staget till det traditionella huvudstödet. Beställs som tillbehör.

Huvudstöd Soft - utgår

Huvudstöd Soft och huvudstödfäste 45° utgår i samband med införandet av nytt huvudstödsfäste.

Överdrag till huvudstöd Soft kommer att finnas kvar som reservdel.

Huvudstöd Soft och huvudstödsfäste 45° utgår efter slutförbrukning.



Huvudstödsfäste med fyrkantsstag

Huvudstödfästet kombineras med traditionellt huvudstöd och minnesfunktion.

2020-04-02 ID: P35120A

1/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities



Huvudstödsfäste med runda rör och huvudstöd Soft utgår

I samband med införandet av nytt huvudstödsfäste utgår huvudstöd Soft.



Huvudstödsfäste 45° utgår

I samband med införandet av nytt huvudstödsfäste utgår huvudstödfäste 45°.

2020-04-02 ID: P35120A

2/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstödsfäste L320	B40 Prio mod 2	28549-01
Huvudstödsfäste L370	B45 Prio mod 2	28550-01
Huvudstödsfäste L420	B50 Prio mod 2	28551-01
Huvudstödsfäste L470	B55 Prio mod 2	28552-01
Minnesfunktion huvudstöd		28564
Preliminär leverans		Vecka 21-23, 2020

Huvudstöd Soft

Benämning artikel, utgående	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstöd soft	plysch	28152-60
Huvudstöd soft	hygien grå	28152-65
Huvudstöd soft	hygien grön	28152-64
Huvudstödfäste 45°		28024
Huvudstödsfäste Prio	B40cm	28007-01
Huvudstödsfäste Prio	B45cm	28008-01
Huvudstödsfäste Prio	B50cm	28009-01
Huvudstödsfäste Prio	B55cm	28010-01
Leverans		Utgår efter slutförbrukning

Benämning artikel, utgående reservdel	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstödsdyna soft Prio	plysch	28192-60
Huvudstödsdyna soft Hygien	grå	28192-65
Huvudstödsdyna soft Hygien	grön	28192-64
Klädsel huvudstöd soft hygien	Prio grön	63158-64
Leverans		Utgår efter slutförbrukning

Benämning artikel, reservdel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel huvudstöd soft plysch	Prio grå	63158-60
Klädsel huvudstöd soft hygien	Prio grå	63158-65
Leverans		Finns kvar som reservdel

Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Prio | Etac Transit | Etac M100


Återvunnet material i fotplattor

Som ett led i Etacs miljöarbete har vi under en längre tid utvärderat och testat material till fotplattorna. I vår utvärdering har vi använt delvis återvunnet material som visat bra resultat. Vi kommer därför införa återvunnet material, med samma specifikation av material, som dagens fotplattor.

Fotplattans yta kan eventuellt upplevas som lite flammigare än det nuvarande.

En ny märkning i form av ett E, läggs till på undersidan, se nedan bild.

Ingen ändring av artikelnummer. Införs succesivt i produktion.



Fotplattor i återvunnet material

De nya fotplattorna är märkta med ett E på undersidan. Fotplattans yta kan eventuellt upplevas som lite flammigare än nuvarande.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta std 35 cm hö/vä	mod 2	25641-1/2
Fotplatta std 37.5 cm hö/vä	mod 2	25642-1/2
Fotplatta std 40 cm hö/vä	mod 2	25643-1/2
Fotplatta std 42.5 cm hö/vä	mod 2	25644-1/2
Fotplatta std 45 cm hö/vä	mod 2	25645-1/2
Fotplatta std 47.5 cm hö/vä	mod 2	25736-1/2
Leverans		Införs löpande, 2020

2020-04-03 ID: P31943A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Armstöd Prio – nytt utförande

Vi har gjort en rad förbättringar på Prio armstödet.

- Enkel teleskopprofil för höjdjustering ersätter dubbelprofil.
- Sidoskyddsskivan har en ny design med slät insida och är förstärkt för bättre support.
- Höjdjusteringen har flyttats till utsidan och görs nu enkelt med 1 skruv, tidigare från insidan med 2 skruvar.
- I samband med förändringen införs ett lägre armstödsfäste.

Armstödet finns i tre utföranden:

1. Armstöd teleskop L49 cm = Lång dyna - säkerställer glapp mellan ryggprofilen och armstödet vid tiltning av rygg.
2. Armstöd teleskop L38 cm = Kort och aktiv - för bättre åtkomst till drivhjul.
3. Armstöd teleskop u dyna = Utan dyna - möjlighet att montera valfri dyna.

Ersätter befintliga armstöd. Preliminär leverans från vecka 47.

Nytt utförande av armstöd passar även äldre Prio.

Under hösten introduceras en ny polstring till den nya sidoskyddsskivan för att ge ökad komfort och möjlighet till en minskad sittbredd.


Komplett Armstöd hemi Prio utgår och ersätts av befintligt tillbehör.

Armstödsdyna hemi Cross (25770-60-1/-2) för montering på

Armstöd teleskop L38- kort aktiv (28511-1/-2).



Nytt



Armstödet Prio i tre utföranden

Armstöd Lång dyna, kort/aktiv och utan dyna med enkel teleskopprofil. Ersätter armstöd med dubbelprofil.

2020-09-15 ID: P5528A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities



Armstödsdyna Hemi:

Armstödsdyna hemi Cross (25770-60-1/-2) för montering på Armstöd teleskop L38- kort aktiv (28511-1/-2).

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L 38 cm hö	Prio H21-30 cm	28511-1
Armstöd teleskop L 38 cm vä	Prio H21-30 cm	28511-2
Armstöd teleskop L49 cm hö	Prio H24-33 cm	28512-1
Armstöd teleskop L49 cm vä	Prio H24-33 cm	28512-2
Armstöd teleskop u dyna hö	Prio	28513-1
Armstöd teleskop u dyna hö	Prio	28513-2
Armstödsdyna hemi Cross	Höger	25770-60-1
Armstödsdyna hemi Cross	Vänster	25770-60-2
Preliminär leverans från		Vecka 47, 2020

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av
Armstöd Prio L37.5 cm hö		28380-1	28511-1
Armstöd Prio L37.5 cm vä		28380-2	28511-2
Armstöd Prio L49 cm hö	H24-33 cm	28438-1	28512-1
Armstöd Prio L49 cm vä	H24-33 cm	28438-2	28512-2
Armstöd hemi Prio hö		28034-60-1	25770-60-1/28511-1
Armstöd hemi Prio vä		28034-60-2	25770-60-2/28511-2
Utgår successivt från			Vecka 47, 2020

2020-09-15 ID: P5528A

2/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Crissy | Etac M100

Nytt tipskydd – Etac Crissy och M100

Vi kommer att införa ett nytt förbättrat tipskydd med snyggare design och svart sidosvängbart rör. Tipskydd för Crissy och M100 med artikelnummer 28453 utgår efter slutförbrukning.



Nytt tipskydd
Art. nr. 28600



Tippskydd som utgår
Det gamla tipskyddet för Crissy och M100.
Art. nr. 28453

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd sidosvängbart kpl	Crissy/M100	28600
Leverans		Vecka 43, 2020

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd Crissy/M100 kompl	Crissy/M100	28453
Utgår		Efter slutförbrukning

Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Crissy

Drivhjul 24" högtryck – nytt däck

Nu genomför vi ett byte av vårt däcksortiment. Våra 24" luftpumpade däck utgår och ersätts med Schwalbe däck. Bytet gäller även vårdarbromsade hjul.

Valbara däck är Schwalbe Rightrun samt Marathon Plus. Rightrun kommer att vara standard däck. Marathon Plus är tillval och kommer att ha något längre leveranstid.



Nya däck

De nya däck som man kan välja mellan är Schwalbe Rightrun samt Marathon Plus.

2020-09-15 ID: P35125A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 24 C5 högtryck utan	drivring Schwalbe Rightrun exkl axel	28580
Drivhjul 24 C5 högtr/alu	Schwalbe Rightrun exkl axel	28581
Drivhjul 24 C5 högtr/cellgummi	Schwalbe Rightrun exkl axel	28582
Drivhjul 24 C5 högtr/plastad	Schwalbe Rightrun exkl axel	28583
Drivhjul 24 C5 högtr/rfr	Schwalbe Rightrun exkl axel	28584
Drivhjul 24 C5 högtr/titan	Schwalbe Rightrun exkl axel	28585
Drivhjul 24 VB högtryck utan	drivring Schwalbe Rightrun exkl axel	83413
Drivhjul 24 VB högtr/rfr	Schwalbe Rightrun exkl axel	28624
Drivhjul 24 VB högtr/pla	Schwalbe Rightrun exkl axel	28626
Drivhjul 24 VB högtr/alu	Schwalbe Rightrun exkl axel	28625
Drivhjul 24 C5 högtr/alu	Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28603
Drivhjul 24 C5 högtr/cellgummi	Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28604
Drivhjul 24 C5 högtr/plastad	Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28605
Drivhjul 24 C5 högtr/rfr	Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28606
Drivhjul 24 C5 högtr/titan	Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28607
Drivhjul 24 C5 högtr utan	drivring Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28608
Däck 24 Schwalbe Rightrun		83300
Däck 24 Schwalbe Maraton Plus		83301

Leverans Cross

Successivt från vecka 40, 2020

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 24 C5 högtryck utan	drivring exkl axel	27557
Drivhjul 24 C5 högtr/alu	exkl axel	27558
Drivhjul 24 C5 högtr/cellgummi	exkl axel	27559
Drivhjul 24 C5 högtr/rfr	exkl axel	27561
Drivhjul 24 C5 högtr/titan	exkl axel	27562
Drivhjul 24 C5 högtr/plastad	exkl axel matt	28064
Drivhjul vårdarbr 24 högtr/pla	matt	81350
Drivhjul vårdarbr 24 högtr/rfr	exkl axel	81351
Drivhjul vårdarbr 24 högtr/alu	exkl axel	81349
Drivhjul VB 24 högtryck	utan drivring exkl axel	83097
Drivhjul 24 C5 matt nav högtr	utan drivring exkl axel	28087
Drivhjul 24 C5 matt nav högtr/	plastad exkl axel	28088
Drivhjul 24 C5 matt nav högtr/	rfr exkl axel	28089
Drivhjul 24 VB matt nav högtr	utan drivring exkl axel	28111
Drivhjul 24 VB matt nav högtr/	plastad	28109
Drivhjul 24 VB matt nav högtr/	rfr	28110

Utgår

Q1 2021

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Polstring sidoskydd Armstöd Prio – för ökad komfort och minskad sittbredd

etac®

Nu kommer en ny polstring till Armstöd Prio med artikelnummer 28511-1/-2, 28512-1/-2 och 28513-1/-2 (de nya Prioarmstöden). Polstringen ger ökad komfort och minskar sittbredden mellan armstöden med ca 1,5 cm per sida. Polstringen är i bakkant ca 8 mm tjockare än den främre delen, detta för att utjämna sitsens bredd i förhållande till ryggens bredd.



Polstring för sidoskydd

Polstringen ger ökad komfort och minskar sittbredden med ca 1,5 cm per sida. Polstringens bakkant är tjockare för att utjämna sitsens bredd.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Polstring sidoskydd Prio hö	kpl	63271-1
Polstring sidoskydd Prio vä	kpl	63271-2
Leverans		Vecka 50, 2020

2020-12-02 ID: P5528A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Komfortrullstol Etac Prio – Nytt huvudstödsfäste

Vi har infört ett nytt huvudstödsfäste till Prio för huvudstöd med fyrkantsstag vilket gör det enklare att ställa in efter användarens behov, se tidigare Produktinformation.

I samband med detta har vi också tagit fram nya kompletta artikelnummer för huvudstödsfästen där även fästdetaljer (2 st skruvar och 2 st brickor) och låsratt för huvudstödet ingår. Detta för att enkelt kunna uppgradera tidigare varianter av Prio med det nya huvudstödsfästet.



Huvudstödsfäste med fyrkantsstag

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Huvudstödsfäste B40 kompl	Prio	28650
Huvudstödsfäste B45 kompl	Prio	28651
Huvudstödsfäste B50 kompl	Prio	28652
Huvudstödsfäste B55 kompl	Prio	28653
Leverans		Finns i lager

2020-11-11

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Förlängningsdel ryggklädsel – Nytt tillbehör

etac®

Vi har tagit fram en förlängningsdel till ryggklädseln på Prio. Används för att diskret täcka glappet mellan sits och rygg vid högre rygghöjder, exempelvis om användaren använder inkontinensskydd. Ger också ett extra stöd för sittdynan. Passar alla sitsbredder på Prio.



Nytt tillbehör

Kan användas för att diskret täcka glappet mellan sits och rygg vid högre rygghöjder.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Förlängningsdel ryggklädsel	Prio	28657
Leverans		Vecka 5, 2021

2020-12-09 ID: P35140-4A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation



Gäller: Etac Prio

Fäste positioneringsbälte – Nytt tillbehör

etac®

Vi kan nu erbjuda ett extra fäste för positioneringsbälte till Prio.

Detta främre fäste möjliggör montering av både 2- och 4-punktsbälten. Fästet är försett med spår för individuell justering. Montering i armstödsfästet. Levereras i sats för montering på båda sidor.



Fäste för positioneringsbälte Prio

Det nya extra främre fästet möjliggör montering av 2- och 4-punktsbälten.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fäste positioneringsbälte kpl	Prio	28641
Leverans		Vecka 5, 2021

2020-12-02 ID: P35140A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Armstödsdyna bred – Nytt tillbehör

etac®

Armstödsdynan är ett nytt tillbehör till Prios armstöd, som ger mjuk och skön avlastning för armbågen. Vad vi har gjort är att lägga till extra infästningshål på befintlig armstödsdyna hemi för att kunna montera på Prios armstöd, 28512-1/-2 eller 28513-1/-2. Levereras med fingerskruv för enkel djupledsjustering. Passar både höger och vänster sida.



Prio armstödsdyna bred

Monteras på armstöd 28512-1/-2 eller 28513-1/-2.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstödsdyna mjuk bred inkl	fingerskruv	28640
Preliminär leverans		Vecka 15, 2021

2020-12-04 ID: P35140-3A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Vajrar Etac Prio – ny längd

etac®

Vi kortar nu vajrarna för ryggvinkling och sitsvinkling på Prio. Anledningen är att vi har fått synpunkter på att de är för långa. Vi har kortat dem så mycket vi kan utan att påverka vinklingsfunktionen. De kortare vajrarna gör att det vid rygghöjder över 60 cm inte är möjligt att montera av körhandtagen.

Vajer ryggvinkling kortas 150 mm, från 1880 mm till 1730 mm.

Vajer sitsvinkling kortas 80 mm, från 1420 mm till 1340 mm.

Införs successivt från vecka 47.



Ny längd på vajrar till Prio

Vajrarna för ryggvinkling och sitsvinkling kortas.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av
Vajer sitsvinkel	L1420mm Prio	82662	83302
Vajer ryggvinkel	L1880mm Prio	82663	83303
Slutförbrukas, från		Vecka 47, 2020	

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vajer sitsvinkel	L1340 Prio	83302
Vajer ryggvinkel	L1730 Prio	83303
Införs successivt, från		Vecka 47, 2020

2020-12-01 ID: P31870A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Transit III | Etac Cross 2 | Etac Next

Tippskydd modell Multi Transit III - Uppdaterat leveransdatum

Införandet av det förbättrade tipskyddet modell Multi till Transit III/Cross2/Next kommer preliminärt att ske i mars 2021.

Tippskydd modell Multi artikel 28457 är sedan tidigare infört på Cross 5 och Prio.

28458



81247/81248



Tippskydd Multi

28458 Tippskydd Multi cc66 kpl Transit III, Cross 2 och Next.

Färg: aluminium

Ersätter gamla varianter av tipskydd till Transit III, Cross 2 och Next.

Tippskyddsfäste Cross/Twin hö/vä 81247/81248 kommer finnas kvar som reservdel.

Benämning ny artikel (ersätter utgående)	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd multi cc66 kpl	Transit III Cross 2 Next	28458
Leverans		Preliminärt införande mars 2021

Benämning utgående artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd Next/Transit III	kompl	25969
Tippskydd teleskop Next	Transit 16 kompl	26895
Tippskyddsrör Cross/Twin	20/22	26270
Tippskydd Next 20 kompl	Cross 20 exkl fäste	26132
Tippskydd Cross/Twin 24	komplett hö	26162-1
Tippskydd Cross/Twin 24	komplett vä	26162-2
Tippskydd Cross/Twin 20-22	B och C-rad kompl hö	26270-1
Tippskydd Cross/Twin 20-22	B och C-rad kompl vä	26270-2
Tippskydd teleskop Cross hö	komplett	26869-1
Tippskydd teleskop Cross vä	komplett	26869-2
Leverans		Slutförbrukas

Benämning befintlig artikel (finns kvar som reservdel)	Beskrivning	Art. nr.
Tippskyddsfäste Cross/Twin	hö	81247
Tippskyddsfäste Cross/Twin	vä	81248
Leverans		Pågående, finns kvar i sortimentet

Produktinformation

Gäller: Etac Prio | Etac Cross

Polstring bålstöd – Nytt tillbehör

etac®

Vi kan nu erbjuda polstring i grå plysch till bålstöd med liten rak dyna.

Passar på följande bålstöd:

28019-1/2, 28020, 28142, 28143, 28144, 28415, 28181-1/2, 28180-1/2, 28141-1/2.

Säljs i styck. Leverans från vecka 5, 2021.



Polstring bålstöd

Nu finns en mjuk polstring till bålstöd.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag bålstöd kpl	st	28647
Leverans		Vecka 5, 2021

2020-12-02 ID: P35140-2A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio | Etac Cross | Etac Crissy

Tryckfördelande polstring – Nytt tillbehör

etac®

Vi har tagit fram en tryckfördelande polstring, som i kombination med ryggdyna 3D på Prio fördelar trycket från ryggprofilen. Kan även användas som breddning av ryggen.

Den består av polstring i kombination med ett flexibelt ilägg, mått 20 x 15 x 1 cm.

Den tryckfördelande polstringen kan användas på alla våra rullstolar med justerbar ryggklädsel.



Tryckfördelande polstring/breddningssköld rygg

Med den nya polstringen med ett flexibelt ilägg breddar man lätt ryggen samt fördelar trycket från ryggprofilen då den används i kombination med ryggdyna 3D på Prio.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Breddningssköld rygg	st	28637
Leverans		Vecka 50, 2020

2020-12-09 ID: P35141A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil Tilt-2 XL rygg

Etac Swift Mobil Tilt-2 XL rygg


etac®

Swift Mobil-2 lanserades för drygt 6 månaders sedan och har fått ett mycket positivt mottagande på marknaden. Nu fortsätter vi att addera efterfrågade varianter och lanserar inom kort Swift Mobil Tilt-2 XL rygg.

Swift Mobil Tilt-2 XL rygg ger mer plats för större brukare. Ryggpartiet är breddat vilket gör att utrymmet mellan armstöden ökar med 6 cm. Utöver det är XL-ryggen försedd med de breddningsbara/höjdställbara armstöden som kan justeras så att man får ytterligare 6 cm utrymme mellan armstöden.

Swift Mobil Tilt-2 med XL rygg kan endast köpas som färdig stol.

För att undvika en ny större transportkartong kommer Swift Mobil Tilt-2 XL rygg att levereras med armstöden i det smalaste läget. Torx-nycklar inkl instruktion för eventuell justering av armstödsbredden vid leverans kommer medfölja stolen.



Etac Swift Mobil Tilt-2 XL rygg

Swift Mobil Tilt-2 XL rygg ger mer plats för större brukare.

2020-02-13 ID: P36030A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Breddningsbara/höjdställbara armstöd



Standardutförande för bred rygg

Armstödshöjd från sits: 22 cm.
Bredd mellan armstöd: 54 cm.



Förhöjt läge för bred rygg

Armstödshöjd från sits: 28 cm.
Bredd mellan armstöd: 54 cm.



Breddat läge för bred rygg

Armstödshöjd från sits: 25 cm.
Bredd mellan armstöd: 60 cm.



Smalt läge för bred rygg

Armstödshöjd från sits: 25 cm.
Bredd mellan armstöd: 48 cm.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Dusch/toast Swift M Tilt-2 XL	monterad	80229480
Dusch/toast Swift M Tilt-2 XL	monterad inkl bäckengejder	80229481
Leverans		Vecka: ca. 14

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil-2 | Etac Swift Mobil-2 XL rygg | Etac Swift Mobil Tilt-2 | Etac Swift Mobil Tilt-2 XL rygg

Nytt hälband till Swift Mobil-2



Det nya hälbandet och infästningen kommer monteras som standard på alla Swift Mobil Tilt-2 och kan beställas som tillbehör till övriga Swift Mobil-2 modeller.

I den uppdaterade versionen av hälband så kommer det vara ett elastiskt band som ersätter det befintliga bandet. Det elastiska bandet fördelar ut trycket ännu bättre och formar sig efter hälen för varje individuell användare. Allt detta bidrar till en känsla av mjukhet och följsamhet.

Den nya infästningen är utformad på ett sådant sätt att den viker undan vid belastning. Tillsammans med det nya elastiska hälbandet får vi ett säkrare och mer bekvämt hälstöd.



Befintlig version av hälband

Den nuvarande versionen kommer utgå och ersättas av den nya.



Ny version av hälband

Swift Mobils nya hälbandsinfästning med elastiskt band.

2020-02-13 ID: P5533A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Creating Possibilities



Kompatibilitet

Det nya hälbandet kan användas på samtliga av Swift Mobil-familjens benstöd, även äldre modeller. Nytt hälband passar endast med ny infästning.

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Hälband Swift Mobil-2		80209522
Leverans		Vecka: 10

Utgående artiklar

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Hälband Swift Mobil		80209432
Hälband Swift Mobil 2-pack		84001318
Utgår		Vecka: 10

2020-02-13 ID: P5533A

2/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil-2 | Etac Swift Mobil Tilt-2 | Etac Clean

Nytt tillbehör:



Höft- och bröstbälte i mjukt snabbtorkande material

Ett mjukt och följsamt positioneringsbälte med mittspänne som kan användas både som höftbälte och bröstbälte.

Bältet är justerbart på 3 ställen och har en ställbarhet från 65 till 130 cm.

Det är gjort i ett skönt snabbtorkande material, och en konstruktion som erbjuder stabilitet där det behövs.

Bältet fästes enkelt under sitsen som höftbälte/positioneringsbälte eller tillsammans med ryggklädseln som bröstbälte.

Alla fästen ingår och levereras i samma kit.



Höft- och bröstbälte

Vårt nya justerbara bälte kan användas både som positioneringsbälte och bröstbälte.

OBS! Bältet kan även användas med Clean stolar. För Clean med mjuk rygg används bältet precis som med Swift Mobil.

Notera dock att för Clean med standardrygg kan bältet enbart användas som höftbälte då inget lämpligt fäste för ryggen finns.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Höft-/Bröstbälte-polstrat	Delbart inklusive fästen för positionering vid höft eller bröstorg	80209524
Leverans		Vecka: ca. 14

2020-02-13 ID: P36030A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Kaskad

Toagejder till fristående Kaskad utgår

etac®

Toagejder, artikel 80302025, till fristående Kaskad fasas ut ur sortimentet.

Preliminär slutförbrukning är v 27, 2020.



Gejder Kaskad

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Toagejder Kaskad		80302025
Preliminär slutförbrukning		Vecka 27, 2020

2020-04-29 ID: P36048A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac My-Loo fastmonterad | Etac My-Loo med kantsopp | Etac Hi-Loo | Etac Cloo | Etac Supporter

Nytt tillbehör – Mjuksits för toalettsitsförhöjare

etac®

Mjuksits för toalettsitsförhöjare som är ergonomiskt formad med skön mjukhet. Ger god avlastning och bekvämt stöd. Mjuksitsen är avsedd och utvecklad för My-Loo olika sitsar men fungerar även till Etacs andra toalettsitsförhöjare. Material: Polyurethane



Mjuksits

Tillbehör för toalettsitsförhöjare.



Mjuksits

Mjuksitsen fungerar även till andra toalettsitsförhöjare från Etac.

Benämning tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Mjuksits	Tillbehör för toalettsitsförhöjare	80301604
Leverans		Finns att beställa

2020-11-10

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Duschpall/Duschstol och Duschpallar | Etac Easy | Etac Edge | Etac Smart

Uppdatering av färg och max brukarvikt

etac®

Nu uppdaterar vi våra duschpallar och duschstolar med att introducera vit färg och högre brukarvikt till sortimentet. Swift Duschpall/duschstol samt nedan pallar som är i färgen grå stannar kvar i sortimentet, medan Swift Duschpall/duschstol i grönt utgår.

Max brukarvikt på Etac duschpallar Easy och Smart ökar från 150 kg till 200 kg och Swift Duschpall/duschstol ökar från 130 kg till 160 kg.

Notera att duschpallen Etac Edge ligger kvar på nuvarande max brukarvikt 130 kg.



Ny färg på duschpallar och duschstolar

Etac har ett brett sortiment duschpallar /duschstolar designade för att uppnå högsta komfort och säkerhet.

Benämning nya artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Duschpall Swift	vit	81701610
Duschpall Swift m armstöd	vit	81701620
Duschstol Swift m armstöd	vit med ryggstöd	81701630
Duschpall Edge	vit	81801060
Duschpall Easy	vit	81901060
Duschpall Smart	vit	81951060
Beräknad säljstart		Vecka 13, 2021

Benämning nya tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Ryggstöd Swift	vit	84006196
Armstöd Swift par	vit	84006197
Beräknad säljstart		Vecka 13 2021

2020-12-21 ID: P5443-2A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Ökad brukarvikt

Produkt	Max brukarvikt idag	Ny max brukarvikt
Swift Duschpall/duschstol	130 kg	160 kg
Duschpall Easy	150 kg	200 kg
Duschpall Smart	150 kg	200 kg
Duschpall Edge	130 kg	130 kg (ingen förändring)

Ökad max brukarvikt på nuvarande artikelnummer fr.o.m serienummer:

Benämning artiklar	Beskrivning	Art. nr.	Serienummer
Duschpall Swift	grå	81701410	153180
Duschpall Swift m armstöd	grå	81701420	078558
Duschstol Swift m armstöd	grå	81701430	166340
Duschpall Swift låg	grå	81701450	001297
Duschstol Swift låg armst	grå	81701460	001855
Duschpall Easy	grå	81901010	037546
Duschpall Easy	inkl vridplatta	81901050	037546
Duschpall Smart	grå	81951010	049750
Duschpall Smart låg	grå	81951030	00289
Duschpall Smart inkl vridplatt	grå	81951050	049750
Leverans	Löpande ändring. Befintligt lager säljs ut först.		

Swift Duschpall/duschstol i grön färg utgår

Benämning utfasade artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Duschpall Swift	grön	81701010
Swift Duschpall	grön med armstöd	81701020
Swift Duschstol	grön med armstöd och ryggstöd	81701030
Fasas ut, t.o.m.		Q1, 2021

Benämning utfasade tillbehör/reservdelar	Beskrivning	Art. nr.
Ryggstöd Swift	grön	84006182
Armstöd Swift	grön	84006185
Ben grön kompl	1st/frp	84005054
Doppsko Swift 4 st	grön	84005053
Fasas ut, fr.o.m.		Q1, 2021

Utfasning

I samband med färgförändringen i duschpall- och duschstolssortimentet fasas nedan artiklar ut ur vårt sortiment.

Benämning utfasade artiklar	Beskrivning	Art. nr.
Tvål kopp	ljusgrön	81701140
Tvål kopp	isblå	81701340
Smart Duschpall låg	isblå	81951040
Swift duschpall med armstöd	isblå	81701520
Fasas ut, t.o.m.		Q1, 2021

2020-12-21 ID: P5443-2A

2/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil-2

Etac Swift Mobil-2 – Tippskydd fram

etac®

Vi har tagit fram tippskydd till Swift Mobil som monteras fram.
Detta är ett nytt tillbehör som passar samtliga stolar i Swift Mobil familjen.



Tippskydd fram

Tippskyddet kommer att finnas tillgängligt för samtliga stolar av Swift Mobil familjen.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd fram Swift Mobil	inkl. fäste, par	80209526
Leverans		Vecka: 51, 2020

2020-11-30 ID: P36046A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Kudu

Ryggvinklingskit R82 Kudu – Nytt tillbehör

Nu kan det bli enklare att justera ryggvinklingen på din Kudu.

Ryggvinklingskitet monteras på körbygeln eller körhandtagen för enkel och smidig justering.



Ryggvinklingskit monterat på körhandtag

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggvinklingskit Kudu stl 1	mont på körbygel	3195164-1
Ryggvinklingskit Kudu stl 2	mont på körbygel	3195164-2
Ryggvinklingskit Kudu stl 3-4	mont på körbygel	3195164-3
Leverans		Finns i lager

2020-01-08

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities



Produktinformation

Gäller: Dusch- & toalettstol R82 Flamingo High-low

R82 Flamingo High-low i en uppdaterad version

Flamingo High-low får ett nytt och förbättrat utförande. Den största förändringen är placeringen av fotpedalen för höjd- och vinkeljustering – tilt in space. Pedalen som tidigare varit placerad baktill placeras nu fram på ramen, vilket underlättar för hjälparen vid höjdjustering över toaletten.

Även tvärstaget under sitsen får en ny utformning. Staget får en tydlig, djupare form för att passa olika sorters toalettstolar.

Artikelnumren förblir oförändrade. Se nedan.

För mer information om Flamingo High-low, besök vår hemsida etac.se.



Benämning	Beskrivning	Nytt art nr.
Hygienstol Falmingo High-low stl 1	grå	31880401
Hygienstol Falmingo High-low stl 2	grå	31880402
Hygienstol Falmingo High-low stl 3	grå	31880403
Hygienstol Falmingo High-low stl 4	grå	31880404
Hygienstol Falmingo High-low stl 3	grå inkl ryggförstärkning	31885503
Hygienstol Falmingo High-low stl 4	grå inkl ryggförstärkning	31885504
Leverans		Införs successivt

2020-01-08

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter

Produktinformation

Gäller: R82 Crocodile

Handtagskit R82 Crocodile

Nu finns ett nytt tillbehör till Crocodile stl 1 som gör att den kan användas även av mindre barn.

Med det nya handtagskitet kan barn börja använda Crocodile när de uppnår en längd på ca 70 cm, beroende på kroppsbyggnad. Det innebär att Crocodile stl 1 kan användas av barn från 70–115 cm, vilket förlänger användningstiden.

Bredd mellan handtagen

Med det nya handtagskitet placeras handtagen 10 cm närmare varandra. Handtagen kommer då närmare kroppen och ger barnet maximal stabilitet. Mått med handtagskit: 90–250 mm, storlek 1: 190–350 mm



Höjd golv till handtag

Crocodile med handtagskit gör att höjden blir lägre för att passa mindre barn. Ramen är fortsatt höjdbar vilket gör att den kan växa med barnet. Mått med handtagskit: 380–700 mm, storlek 1: 420–715 mm



Handtagskit – nytt tillbehör



Crocodile stl 1 med handtagskit

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Handtagskit Crocodile stl 0	passar till Crocodile stl 1	3186801-0
Leverans		Finns i lager

2020-06-03

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Kudu

Transportfäste R82 Kudu

Transportfästet till Kudu med 16" hjul har uppdaterats för att passa Kudu med samtliga hjulstorlekar och val av tillbehör. Detta innebär att tidigare transportfäste avsett för Kudu med 20"-24" drivhjul utgår.

Ändringen gäller fr.o.m serienummer 539121.



Transportfäste Kudu

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Transportfäste Kudu kompl sats	20"-24" drivhjul	3195900-10
Ersätts av befintlig artikel		
Transportfäste Kudu kompl sats	16"-24" drivhjul	3195900-16
Leverans		Finns i lager

2020-05-26

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Cricket

Bröstmålte R82 Cricket – Nytt tillbehör

Nu kan vi erbjuda ett nytt bröstmålte till sulky R82 Cricket.

Det nya bröstmålte är vadderat och justerbart och monteras enkelt genom slitsen i ryggen och fästs baktill bak på Cricket. Bålte justeras baktill på Cricket och stängs/öppnas enkelt framtill.

Bröstmålte finns i två storlekar. Se nedan för artikelnummer.



R82 Cricket med bröstmålte.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bröstmålte Cricket stl 1	50-70 cm	3185480-1
Bröstmålte Cricket stl 2	60-95 cm	3185480-2
Leverans		Finns i lager

2020-04-01

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Mustang

Komfortsits R82 Mustang – Nytt tillbehör

Nu kan vi äntligen erbjuda en mjuk komfortsits som tillbehör till gåstödet R82 Mustang.

Sitsen finns i två storlekar. Se nedan för artikelnummer.



Överst: Befintlig sits Mustang

Nederst: Ny komfortsits



Komfortsits monterad på Mustang

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits komfort Mustang stl 1-2	22 cm	31869115
Sits komfort Mustang stl 3-4	30 cm	31869125
Leverans		Finns i lager

2020-04-01

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Stingray

Ny pil på körhandtag – sulky R82 Stingray

Nu förbättras pilen på körhandtaget till Stingray och införs på alla Stingray chassin.

Pilen visar på vilket håll sitsen ska roteras. Den nya pilen fästs enkelt som ett clips direkt på handtaget.

Det går att beställa pilen till befintliga chassin på artikelnummer 3114889.

Pilen ersätter den befintliga etiketten och ersätts successivt.



Pil körhandtag Stingray

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Etikett körhandtag Stingray		310493180
Benämning ny artikel		
Pil körhandtag Stingray	svart plast	31149889
Leverans		Införs successivt

2020-08-06

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Cricket

Ny varukorg till sulky R82 Cricket

Nu blir det enklare att montera varukorgen på Cricket. Den nya varukorgen fästs enkelt med hjälp av kardborreband. Befintlig modell av varukorg utgår och ersätts av ny modell. Se nedan.



Varukorg utgående modell



Varukorg ny modell

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Nätkorg Cricket stl 1		3187043184-1
Nätkorg Cricket stl 2		3187043184-2
Ersätts av ny artikel		
Nätkorg Cricket stl 1	kardborrefäste	3187043184-10
Nätkorg Cricket stl 2	kardborrefäste	3187043184-20
Leverans		Finns i lager

2020-08-06

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Heron

Distanskit till höftstöd – dusch- och toalettstol R82 Heron

Nu finns det ett extra kit med distanser och skruvar till höftstöden till Heron.

Tillsammans med existerande distanser kan sitsbredden nu reduceras till ett intervall på 29–49 cm (tidigare 35-49 cm).



Sitsbredd 29–49 cm med distanskit

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Distanskit höftstöd Heron		31880508-02LB
Leverans		Finns i lager

2020-08-06

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Västar och Bälten

Nytt sortiment av Västar och Bälten från R82


Nu tar vi västar och bälten in i framtiden och lanserar ett nytt sortiment av västar, bälten och fotremmar.

Med de nya produkterna kommer en rad förbättringar som:


- Ett brett utbud ger möjlighet att utforma ett korrekt stöd för de flesta användare.
- Enkla att montera och justera.
- Utformade för att passa alla sitthjälpmedel från R82 och kan även användas med andra produkter.
- Enkla att torka av och tvätta för bättre hygien. Kan tvättas i upp till 60 °C.
- Neopren under spännena för extra komfort.
- Tillverkad i en kombination av neopren och komforttyg vilket gör de flexibla och hållbara.
- Måttguide gör det enkelt att välja rätt storlek.

Delar av vårt sortiment av västar och bälten utgår och ersätts av nya produkter.

Stöd för bålen



Torsoväst




Kryssväst



Stöd för bäcken



Y-bäle



Bäckenbälte



Stöd för fötter



Ankelsele



2020-12-10

1/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Egenskaper

Bland våra modeller finns torsoväst, kryssväst, Y-bälte, bäckenbälte och ankelselar. Dessa produkter avspeglar många års tillverkningsexpertis och har utformats med mjuka och samtidigt slitstarka material.



Dubbel åtdragning

Y-bältet och bäckenbältet har dubbel åtdragning med spännet i mitten och en åtdragningsrem på varje sida. Detta gör det möjligt att justera spänningen när bältet har fästs och att anpassa trycket så att det är lika stort på var sida om bäckenet, för en mer symmetrisk justering.



Komfort

Alla västar och bälten tillverkas med neoprentyg under spännena. Det gör dem mer bekväma för användaren att bära. Dessutom frigörs spännena genom en tryckning på sidorna, vilket innebär att man inte behöver trycka mot användaren.



Enkel rengöring

Alla västar och bälten är enkla att torka av och rengöra och kan tvättas i 60 °C.



Bättre hållbarhet

Förstärkt infästning av remmarna och spännena för förbättrad hållbarhet.



Kvalitet och säkerhet

- Produkterna uppfyller kraven i enlighet med Medical Devices Directive (93/42/EEC) (MDR).
- Produkterna är brandtestade i enlighet med SS-EN1021-1, SS-EN1021-2 samt ISO 7176-16.
- Produkterna är testade för cytotoxicitet i enlighet med ISO 10993-5.

* Kraven och testerna gäller endast för följande fem modeller: Torsoväst, kryssväst, Y-bälte, bäckenbälte och ankelselar.


2020-12-10

2/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities



Måttguide och storlekstabell

När man överväger att använda västar och bälten är det viktigt att välja korrekt storlek för att säkerställa korrekt positionering och passform.

Vid mätning av användaren ska måtten tas med ett flexibelt måttband som följer kroppens former.

- Vid mätning för en torso- eller kryssväst ska måttet tas från den bredaste delen av axeln (S) till motsatt sida av bäckenet (P)
- För Y-bälte och bäckenbälte ska måttet tas från höftben (H) till höftben (H)
- För ankelselar ska måttet tas vid omkretsen (C) av vristen precis ovanför fotknölen.

	XS	S	M	L	XL	XXL
Torsoväst	200 - 270 mm	270 - 320 mm	320 - 405 mm	405 - 470 mm	470 - 520 mm	520 - 600 mm
Kryssväst	200 - 315 mm	260 - 345 mm	345 - 450 mm	450 - 530 mm	530 - 620 mm	
Y-bälte	170 - 320 mm	210 - 350 mm	250 - 410 mm	320 - 440 mm	410 - 520 mm	
Bäckenbälte	160 - 200 mm	200 - 240 mm	240 - 280 mm			
Ankelselar	160 - 230 mm		230 - 310 mm		290 - 380 mm	

För komplett artikellista, kontakta kundservice.



Produktinformation

Gäller: STAR Sittdynor | StarLock, Stabil Air, Standard Air

Star Sittdynor - Standardöverdrag i nytt utförande med dragkedja

Vi inför successivt ett nytt och förbättrat standardöverdrag till Star sittdynor. Det blir ett nytt utförande med dragkedja istället för kardborre och handtaget kommer att flyttas till framsidan av överdraget istället för på sidan. Alla överdrag (för StarLock, Stabil Air och Standard Air) kommer även att ha en ficka på framsidan (endast StarLock har detta sedan tidigare). Materialet på överdraget förblir detsamma.

Införs successivt efter slutförbrukning från och med Februari 2020.



Utgående version av standardöverdrag, med kardborre och handtag på sidan av överdraget.

2020-01-28 ID: 10002A

1/5

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **STAR**
by Etac



Ny version av standardöverdrag, med dragkedja och handtag framtill på överdraget.

2020-01-28 ID: 10002A

2/5

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **STAR**
by Etac



**Nuvarande
StarLock
överdrag art.nr**
(reservdel)

**Nuvarande
Standard Air/
Stabil-Air över-
drag art.nr**
(reservdel)

**Nytt överdrag
art.nr**
(samma art.nr
för alla sittdynor
i samma storlek,
oavsett typ)

ESFCSL20909	ESFC20909	ESZC20909
ESFCSL20911	ESFC20911	ESZC20911
ESFCSL20913	ESFC20913	ESZC20913
ESFCSL21109	ESFC21109	ESZC21109
ESFCSL21111	ESFC21111	ESZC21111
ESFCSL21113	ESFC21113	ESZC21113
ESFCSL21115	ESFC21115	ESZC21115
ESFCSL21309	ESFC21309	ESZC21309
ESFCSL21311	ESFC21311	ESZC21311
ESFCSL21313	ESFC21313	ESZC21313
ESFCSL21315	ESFC21315	ESZC21315
ESFCSL21317	ESFC21317	ESZC21317
ESFCSL21511	ESFC21511	ESZC21511
ESFCSL21513	ESFC21513	ESZC21513
ESFCSL21515	ESFC21515	ESZC21515
ESFCSL21517	ESFC21517	ESZC21517
ESFCSL21519	ESFC21519	ESZC21519
ESFCSL21521	ESFC21521	ESZC21521
ESFCSL21713	ESFC21713	ESZC21713
ESFCSL21715	ESFC21715	ESZC21715
ESFCSL21717	ESFC21717	ESZC21717
ESFCSL21719	ESFC21719	ESZC21719
ESFCSL21721	ESFC21721	ESZC21721
ESFCSL21915	ESFC21915	ESZC21915
ESFCSL21917	ESFC21917	ESZC21917
ESFCSL21919	ESFC21919	ESZC21919
ESFCSL21921	ESFC21921	ESZC21921
ESFCSL22115	ESFC22115	ESZC22115
ESFCSL22117	ESFC22117	ESZC22117
ESFCSL22119	ESFC22119	ESZC22119
ESFCSL22121	ESFC22121	ESZC22121
ESFCSL22317	ESFC22317	ESZC22317
ESFCSL22319	ESFC22319	ESZC22319
ESFCSL22321	ESFC22321	ESZC22321
ESFCSL22323	ESFC22323	ESZC22323
ESFCSL30909	ESFC30909	ESZC30909
ESFCSL30911	ESFC30911	ESZC30911
ESFCSL30913	ESFC30913	ESZC30913
ESFCSL31109	ESFC31109	ESZC31109
ESFCSL31111	ESFC31111	ESZC31111
ESFCSL31113	ESFC31113	ESZC31113
ESFCSL31115	ESFC31115	ESZC31115
ESFCSL31309	ESFC31309	ESZC31309
ESFCSL31311	ESFC31311	ESZC31311
ESFCSL31313	ESFC31313	ESZC31313
ESFCSL31315	ESFC31315	ESZC31315
ESFCSL31317	ESFC31317	ESZC31317
ESFCSL31511	ESFC31511	ESZC31511
ESFCSL31513	ESFC31513	ESZC31513
ESFCSL31515	ESFC31515	ESZC31515
ESFCSL31517	ESFC31517	ESZC31517
ESFCSL31519	ESFC31519	ESZC31519
ESFCSL31521	ESFC31521	ESZC31521
ESFCSL31713	ESFC31713	ESZC31713
ESFCSL31715	ESFC31715	ESZC31715
ESFCSL31717	ESFC31717	ESZC31717
ESFCSL31719	ESFC31719	ESZC31719

Leverans Införs successivt fr.om. februari 2020

**Nuvarande
StarLock
överdrag art.nr**
(reservdel)

**Nuvarande
Standard Air/
Stabil-Air över-
drag art.nr**
(reservdel)

**Nytt överdrag
art.nr**
(samma art.nr
för alla sittdynor
i samma storlek,
oavsett typ)

ESFCSL31721	ESFC31721	ESZC31721
ESFCSL31915	ESFC31915	ESZC31915
ESFCSL31917	ESFC31917	ESZC31917
ESFCSL31919	ESFC31919	ESZC31919
ESFCSL31921	ESFC31921	ESZC31921
ESFCSL32115	ESFC32115	ESZC32115
ESFCSL32117	ESFC32117	ESZC32117
ESFCSL32119	ESFC32119	ESZC32119
ESFCSL32121	ESFC32121	ESZC32121
ESFCSL40909	ESFC40909	ESZC40909
ESFCSL40911	ESFC40911	ESZC40911
ESFCSL40913	ESFC40913	ESZC40913
ESFCSL41109	ESFC41109	ESZC41109
ESFCSL41111	ESFC41111	ESZC41111
ESFCSL41113	ESFC41113	ESZC41113
ESFCSL41115	ESFC41115	ESZC41115
ESFCSL41309	ESFC41309	ESZC41309
ESFCSL41311	ESFC41311	ESZC41311
ESFCSL41313	ESFC41313	ESZC41313
ESFCSL41315	ESFC41315	ESZC41315
ESFCSL41317	ESFC41317	ESZC41317
ESFCSL41511	ESFC41511	ESZC41511
ESFCSL41513	ESFC41513	ESZC41513
ESFCSL41515	ESFC41515	ESZC41515
ESFCSL41517	ESFC41517	ESZC41517
ESFCSL41519	ESFC41519	ESZC41519
ESFCSL41521	ESFC41521	ESZC41521
ESFCSL41713	ESFC41713	ESZC41713
ESFCSL41715	ESFC41715	ESZC41715
ESFCSL41717	ESFC41717	ESZC41717
ESFCSL41719	ESFC41719	ESZC41719
ESFCSL41721	ESFC41721	ESZC41721
ESFCSL41915	ESFC41915	ESZC41915
ESFCSL41917	ESFC41917	ESZC41917
ESFCSL41919	ESFC41919	ESZC41919
ESFCSL41921	ESFC41921	ESZC41921
ESFCSL42115	ESFC42115	ESZC42115
ESFCSL42117	ESFC42117	ESZC42117
ESFCSL42119	ESFC42119	ESZC42119
ESFCSL42121	ESFC42121	ESZC42121
ESFCSL42317	ESFC42317	ESZC42317
ESFCSL42319	ESFC42319	ESZC42319
ESFCSL42321	ESFC42321	ESZC42321
ESFCSL42323	ESFC42323	ESZC42323
ESFCSL51010	ESFC51010	ESZC51010
ESFCSL51012	ESFC51012	ESZC51012
ESFCSL51014	ESFC51014	ESZC51014
ESFCSL51210	ESFC51210	ESZC51210

Leverans Införs successivt fr.om. februari 2020

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

2020-01-28 ID: 10002A



**Nuvarande
StarLock
överdrag art.nr**
(reservdel)

**Nuvarande
Standard Air/
Stabil-Air över-
drag art.nr**
(reservdel)

**Nytt överdrag
art.nr**
(samma art.nr
för alla sittdynor
i samma storlek,
oavsett typ)

ESFCSL51212	ESFC51212	ESZC51212
ESFCSL51214	ESFC51214	ESZC51214
ESFCSL51216	ESFC51216	ESZC51216
ESFCSL51410	ESFC51410	ESZC51410
ESFCSL51412	ESFC51412	ESZC51412
ESFCSL51414	ESFC51414	ESZC51414
ESFCSL51416	ESFC51416	ESZC51416
ESFCSL51418	ESFC51418	ESZC51418
ESFCSL51612	ESFC51612	ESZC51612
ESFCSL51614	ESFC51614	ESZC51614
ESFCSL51616	ESFC51616	ESZC51616
ESFCSL51618	ESFC51618	ESZC51618
ESFCSL51620	ESFC51620	ESZC51620
ESFCSL51622	ESFC51622	ESZC51622
ESFCSL51814	ESFC51814	ESZC51814
ESFCSL51816	ESFC51816	ESZC51816
ESFCSL51818	ESFC51818	ESZC51818
ESFCSL51820	ESFC51820	ESZC51820
ESFCSL51822	ESFC51822	ESZC51822
ESFCSL52016	ESFC52016	ESZC52016
ESFCSL52018	ESFC52018	ESZC52018
ESFCSL52020	ESFC52020	ESZC52020
ESFCSL52022	ESFC52022	ESZC52022
ESFCSL52216	ESFC52216	ESZC52216
ESFCSL52218	ESFC52218	ESZC52218
ESFCSL52220	ESFC52220	ESZC52220
ESFCSL52222	ESFC52222	ESZC52222
ESFCSL52418	ESFC52418	ESZC52418
ESFCSL52420	ESFC52420	ESZC52420
ESFCSL52422	ESFC52422	ESZC52422
ESFCSL52424	ESFC52424	ESZC52424

Leverans Införs successivt fr.om. februari 2020

StarLock

Följande sittdynor kommer att få det nya överdraget.

ESSL20909-1	ESSL21717-1	ESSL31113-1	ESSL31919-1	ESSL41515-1	ESSL42323-1	ESSL51816-1
ESSL20911-1	ESSL21719-1	ESSL31115-1	ESSL31921-1	ESSL41517-1	ESSL51010-1	ESSL51818-1
ESSL20913-1	ESSL21721-1	ESSL31309-1	ESSL32115-1	ESSL41519-1	ESSL51012-1	ESSL51820-1
ESSL21109-1	ESSL21915-1	ESSL31311-1	ESSL32117-1	ESSL41521-1	ESSL51014-1	ESSL51822-1
ESSL21111-1	ESSL21917-1	ESSL31313-1	ESSL32119-1	ESSL41713-1	ESSL51210-1	ESSL52016-1
ESSL21113-1	ESSL21919-1	ESSL31315-1	ESSL32121-1	ESSL41715-1	ESSL51212-1	ESSL52018-1
ESSL21115-1	ESSL21921-1	ESSL31317-1	ESSL40909-1	ESSL41717-1	ESSL51214-1	ESSL52020-1
ESSL21309-1	ESSL22115-1	ESSL31511-1	ESSL40911-1	ESSL41719-1	ESSL51216-1	ESSL52022-1
ESSL21311-1	ESSL22117-1	ESSL31513-1	ESSL40913-1	ESSL41721-1	ESSL51410-1	ESSL52216-1
ESSL21313-1	ESSL22119-1	ESSL31515-1	ESSL41109-1	ESSL41915-1	ESSL51412-1	ESSL52218-1
ESSL21315-1	ESSL22121-1	ESSL31517-1	ESSL41111-1	ESSL41917-1	ESSL51414-1	ESSL52220-1
ESSL21317-1	ESSL22317-1	ESSL31519-1	ESSL41113-1	ESSL41919-1	ESSL51416-1	ESSL52222-1
ESSL21511-1	ESSL22319-1	ESSL31521-1	ESSL41115-1	ESSL41921-1	ESSL51418-1	ESSL52418-1
ESSL21513-1	ESSL22321-1	ESSL31713-1	ESSL41309-1	ESSL42115-1	ESSL51612-1	ESSL52420-1
ESSL21515-1	ESSL22323-1	ESSL31715-1	ESSL41311-1	ESSL42117-1	ESSL51614-1	ESSL52422-1
ESSL21517-1	ESSL30909-1	ESSL31717-1	ESSL41313-1	ESSL42119-1	ESSL51616-1	ESSL52424-1
ESSL21519-1	ESSL30911-1	ESSL31719-1	ESSL41315-1	ESSL42121-1	ESSL51618-1	
ESSL21521-1	ESSL30913-1	ESSL31721-1	ESSL41317-1	ESSL42317-1	ESSL51620-1	
ESSL21713-1	ESSL31109-1	ESSL31915-1	ESSL41511-1	ESSL42319-1	ESSL51622-1	
ESSL21715-1	ESSL31111-1	ESSL31917-1	ESSL41513-1	ESSL42321-1	ESSL51814-1	

Leverans

Införs successivt fr.om. februari 2020

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se



Stabil-Air

Följande sittdynor kommer att få det nya överdraget.

ESSA30909-1	ESSA31311-1	ESSA31519-1	ESSA31917-1
ESSA30911-1	ESSA31313-1	ESSA31521-1	ESSA31919-1
ESSA30913-1	ESSA31315-1	ESSA31713-1	ESSA31921-1
ESSA31109-1	ESSA31317-1	ESSA31715-1	ESSA32115-1
ESSA31111-1	ESSA31511-1	ESSA31717-1	ESSA32117-1
ESSA31113-1	ESSA31513-1	ESSA31719-1	ESSA32119-1
ESSA31115-1	ESSA31515-1	ESSA31721-1	ESSA32121-1
ESSA31309-1	ESSA31517-1	ESSA31915-1	

Leverans

Införs successivt fr.o.m februari 2020

Standard Air

Följande sittdynor kommer att få det nya överdraget.

ESSCS0909-1	ESSCS1519-1	ESSC0909-1	ESSC1519-1
ESSCS0911-1	ESSCS1521-1	ESSC0911-1	ESSC1521-1
ESSCS0913-1	ESSCS1713-1	ESSC0913-1	ESSC1713-1
ESSCS1109-1	ESSCS1715-1	ESSC1109-1	ESSC1715-1
ESSCS1111-1	ESSCS1717-1	ESSC1111-1	ESSC1717-1
ESSCS1113-1	ESSCS1719-1	ESSC1113-1	ESSC1719-1
ESSCS1115-1	ESSCS1721-1	ESSC1115-1	ESSC1721-1
ESSCS1309-1	ESSCS1915-1	ESSC1309-1	ESSC1915-1
ESSCS1311-1	ESSCS1917-1	ESSC1311-1	ESSC1917-1
ESSCS1313-1	ESSCS1919-1	ESSC1313-1	ESSC1919-1
ESSCS1315-1	ESSCS1921-1	ESSC1315-1	ESSC1921-1
ESSCS1317-1	ESSCS2115-1	ESSC1317-1	ESSC2115-1
ESSCS1511-1	ESSCS2117-1	ESSC1511-1	ESSC2117-1
ESSCS1513-1	ESSCS2119-1	ESSC1513-1	ESSC2119-1
ESSCS1515-1	ESSCS2121-1	ESSC1515-1	ESSC2121-1
ESSCS1517-1		ESSC1517-1	

Leverans

Införs successivt fr.om. februari 2020

Produktinformation

Gäller: Star sittdynor med cellhöjd 5 cm | ESSL41519-1 | ESSL41719-1 | ESSL31519-1 | ESSL31719-1

Kartongen för Star sittdynor 5 cm utgår



Alla sittdynor med cellhöjd 5 cm kommer framöver att packas i kartonger för cellhöjd 10 cm.


Undantag är ESSL21519-1, ESSL21719-1, ESSL41519-1, ESSL41719-1, ESSL31519-1 och ESSL31719-1 som kommer packas i kartonger för cellhöjd 13 cm pga den extra plats som behövs för bollpumpen.

Ändringen införs för att ge mer plats åt dynorna i kartongerna.



Nya kartonger

Nya 13 och 10 cm kartonger



Äldre kartonger

Ändringen kommer ge mer plats åt dynorna i kartongerna och förhindra att de går sönder och är svåra att stänga.

2020-06-11 ID: 10004A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se



Art.nr som framöver kommer packas i kartonger för cellhöjd 10 cm

ESSCS0909-1	ESSL20909-1	
ESSCS0911-1	ESSL20911-1	
ESSCS0913-1	ESSL20913-1	
ESSCS1109-1	ESSL21109-1	
ESSCS1111-1	ESSL21111-1	
ESSCS1113-1	ESSL21113-1	
ESSCS1115-1	ESSL21115-1	
ESSCS1309-1	ESSL21309-1	
ESSCS1311-1	ESSL21311-1	
ESSCS1313-1	ESSL21313-1	
ESSCS1315-1	ESSL21315-1	
ESSCS1317-1	ESSL21317-1	
ESSCS1511-1	ESSL21511-1	
ESSCS1513-1	ESSL21513-1	
ESSCS1515-1	ESSL21515-1	
ESSCS1517-1	ESSL21517-1	
ESSCS1519-1		
ESSCS1713-1	ESSL21713-1	
ESSCS1715-1	ESSL21715-1	
ESSCS1717-1	ESSL21717-1	
ESSCS1719-1		
ESSCS1915-1	ESSL21915-1	
ESSCS1917-1	ESSL21917-1	

Leverans

Pågående

Art.nr som framöver kommer packas i kartonger för cellhöjd 13 cm

ESSL21519-1	
ESSL21719-1	
ESSL31519-1	
ESSL31719-1	
ESSL41519-1	
ESSL41719-1	

Leverans

Pågående

Produktinformation

Gäller: Etac Hjälpmotor Lille Viking

Nytt utförande Lille Viking

etac®

Under våren inför vi nya delar på befintlig Lille Viking.


Förändringen innefattar en ny batteriindikator med förbättrad funktion och nya kontakter mellan motor och batteribox.

Gäller både Lille Viking Low Bow och Lille Viking Flat Bow.

Lille Viking får nya artikelnummer, se lista. Beräknas preliminärt införas vecka 23-25. Batteriet är samma som tidigare (UB2031D).

Reservdelar som ändras är följande:

- Motorkåpa Flat
- Motorkåpa Low
- Kontakt (-/+)
- Batteribox



2020-05-04 ID: P35091B

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.	Ersätts av
Lille Viking 2015 Low bow	inkl utlösarspak mont/VB fäste manöverdosa/transport säkring	27940	28616
Lille Viking 2015 Low bow	kpl	27941	28617
Lille Viking 2015 Flat bow	inkl utlösarspak mont/VB fäste manöverdosa/transport säkring	27942	28618
Lille Viking 2015 Flat bow	kpl	27943	28619
Kontakt (-) Lille Viking 2015	hona/hane	82893	83403
Kontakt (+) Lille Viking 2015	hona/hane	82894	83403
Motorkåpa Flat LV2015	inkl kablage nyckel med kedja	82916	83405
Motorkåpa Low LV2015	inkl kablage nyckel med kedja	82917	83406
Batteripaket Lille Viking	2015 exkl batterier	82895	83407
Utgår successivt från		Vecka 23, 2020	

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Lille Viking 2015 Low bow	mod 2 inkl utlösarspak mont/VB fäste manöverdosa/tr säkring	28616
Lille Viking 2015 Low bow	mod 2 kpl	28617
Lille Viking 2015 Flat bow	mod 2 inkl utlösarspak mont/VB fäste manöverdosa/tr säkring	28618
Lille Viking 2015 Flat bow	mod 2 kpl	28619
Kontakt Lille Viking 2015		83403
Motorkåpa Flat LV2015	inkl kablage nyckel med kedja	83405
Motorkåpa Low LV2015	inkl kablage nyckel med kedja	83406
Batteribox Lille Viking 2015	mod 2 exkl batteri	83407
Leverans från		Vecka 21-25, 2020



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com

Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com

Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com

Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com

Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Sara Carlsson

Säljare/utbildare

sara.carlsson@etac.com

Mobil 073-078 93 96

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Cecilia Höiby

Säljare/utbildare

cecilia.hoiby@etac.com

Mobil 073-024 64 37

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och
Kronoberg



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

Samtliga sortiment
Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se