



etac[®]

Etac Produktinformation

2023

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Barn & Junior

R82 Heron ny ryggvinkel.....	3
R82 Rabbit Up nytt bord.....	4
R82 Heron med el.....	5
R82 Kudu reglerbar rygg till stl. 2.....	6
R82 Wombat Living ny armstödshållare	7
R82 Wombat Living ny rem fotplatta	8
R82 Ståstöd ny fotsandal	9
R82 Toucan bord utgår.....	10
R82 Stingray bord utgår	11
R82 Combi Frame:x nytt armstöd	12
R82 High-low:xo tippskydd	13
R82 Wombat Living nytt underrede.....	14-16
R82 Panda/Panther bord utgår	17
R82 High-low delade vadvstöd utgår.....	18
R82 Caribou bord i nya utföranden	19
R82 Mustang - Låg montering.....	20
R82 Crocodile - Hängsits lättvikt nyhet	21
R82 Swan Curo - Ny produkt.....	22-25
R82 Meerkat - Bröst- & höftstöd i ny storlek ...	26
R82 Multi Frame - Syrgashållare nyhet.....	27
R82 Flamingo stl 3 - Tiltlås	28

Rullstolar

Etac Prio/Cross armstöd L 37 ny modell.....	29
Etac Rullstolar - Högtrycksdäck 24" nytt....	30-31
Etac Cross 5 XL - Blå gavel utgår	32
Etac Rullstolar - Drivhjul 24" nytt utförande	33

Hjälpmotor

Etac Lille Viking nytt hastighetsvred	34
---	----

Hygien

Etac Edge ny förpackning	35
Etac Swift Mobil-2 vinklade benstöd nytt tbh ...	36
Etac Clean utfasning ben- och vadvstöd.....	37
Etac Tripp - Utgår.....	38
Etac Swift - Placering av fästen	39
Etac Toalettsitsar - Adapter med ny design.....	40

Patientförflyttning

Molift UnoSling nytt sortiment	41
Molift Air - Ny lyftbygel 8-p med balansdon	42

Kontakt

Kontakta oss	43-44
--------------------	-------

Produktinformation

Gäller: R82 Heron

Negativ ryggvinkling R82 Heron

R82[®]

En produktförbättring har genomförts på Heron vilket innebär att ryggen kan ställas i negativ vinkel över sitsen för att underlätta för användaren vid toalettbesök samt för att minska spasticitet. Från att tidigare haft en ryggvinkling på 0° till 30° så är det nu möjligt att vinkla -10° till 30°.

Förändringen gäller på stolar från produktionsdatum 230921, dvs från och med nedan serie nr (se tabell).



Benämning artikel	Art.nr.	Från serienr.
Hygienstol Heron inkl körhandtag 4 låsbara hjul hållare potta	31880505-01	8015800
Hygienstol Heron EL armstöd laddare och kabel EU	31880505-11ELK	8016410
Leverans		I lager

2023-12-04

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Rabbit Up

Nytt tillbehör till Rabbit Up

R82®

Nu lanserar vi ett nytt bord till Rabbit med en quick release funktion som möjliggör att bordet snabbt kan plockas bort för att få åtkomst till drivhjulen. Bordet monteras runt staget för bröstplattan och kan justeras upp/ner oberoende av bröstplattan. Dessutom finns ett kit för låg montering av bordet på centerstaget som ett alternativ.

Oavsett om bordet monteras på staget till bröstplattan eller på centerstaget så kan den vinklas och justeras in/ut för optimal passform för användaren.

Bordet med bricka och leklåda känns igen från Ståstöd Toucan och kan förses med armstöd och lekbåge.



Bord monterat på centerstaget



Bord monterat på staget för bröstplattan

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bord med leklåda Rabbit QR	stl 1-4	31862525
Monteringsatts bord Rabbit	låg montering av bord 31862525	31862525-KIT
Leverans		Finns i lager

2023-10-06

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Heron

NYHET! Dusch- och toalettstol R82 Heron EL

R82®

Nu kan vi erbjuda Heron med elfunktion, vilket underlättar för hjälparen vid justering av höjd, sitstilt och ryggvinkel.

Heron med el kan höjdstjusteras från 56 till 78 cm. Max brukarvikt för Heron EL är 130 kg.



Heron med elfunktion.

Armstöd ingår i std konfiguration.

Mjukdyna sits och rygg är tillbehör.

Handkontroll för elfunktion

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hygienstol Heron EL	armstöd laddare och kabel EU	31880505-11ELK
Leverans		Finns i lager

2023-10-02

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Kudu

Ryggpaket med reglerbar ryggklädsel till R82 Kudu stl 2

Ryggpaket med reglerbar rygg finns idag som tillbehör till komfortrullstolen R82 Kudu stl 3 och 4. Nu kan vi erbjuda detta tillbehör även till Kudu stl 2.

Reglerbar ryggklädsel ökar möjligheten att anpassa och skapa form utifrån användarens behov. Den kan även användas när önskan är att komma in mer i stolen.

Med reglerbar rygg ökar möjligheten för fler användare att välja komfortrullstol Kudu för barn.

Ryggstödshöjden (mätt från sittdyna) kan ställas in steglöst i intervallen 320-380 mm i den låga modellen och 440-500 mm i den höga modellen. Det finns även en extra ryggbandsförlängning som möjliggör ytterligare 60 mm höjd.



R82 Kudu med reglerbar rygg

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 2 och 3	låg rh 32-38cm	31950031-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 2 och 3	hög rh 44-50cm	31950033-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 4	låg rh 32-38cm	31950041-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 4	hög rh 44-50cm	31950043-KIT
Leverans		Finns i lager

2023-08-31

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Wombat Living

Nytt tillbehör till Wombat Living

R82®

Nu finns möjlighet att montera en hållare för armstöden längre fram på sitsen när Wombat Living används med kort sitsdjup. Armstödshållaren passar x:panda armstöd stl 1, artikelnummer 318910615-1.



Armstödshållare - Nytt tillbehör



Armstödshållare monterad på Wombat Living

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstödshållare Wombat	kort sitsdjup för xpanda armstöd	3195112-XP
Leverans		Finns i lager

2023-08-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Wombat Living

Nytt tillbehör till Wombat Living

R82®

Rem för enkel uppfällning av fotplattan. Den ena änden fästs under fotplattan – den andra positioneras vid främre hörnet av sittdynan för användaren eller hjälparen att dra i när fotplattan ska fällas upp – till exempel vid en stående förflyttning.



Rem uppfällning fotplatta – Nytt tillbehör



Rem monterad på Wombat Living

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Rem uppfällning fotplatta	Wombat	3195145-STRAP
Leverans		Finns i lager

2023-08-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Caribou | Gazelle | Rabbit Up | Toucan | Meerkat

Fotsandal - Nytt tillbehör till R82 Ståstöd



Nu utökar vi vårt tillbehörssortiment med nya sandaler till våra ståhjälpmedel.

Fotsandalen kommer i 3 storlekar - medium, large, extra large - och moneras på befinlig fotplatta.

Fotrem ingår och är monterad i fixlock över ankeln. Extra fotrem (tillbehör) kan monteras i förberedda fixlock framtill på fotsandalen för placering av fotrem över främre delen av foten.



Fotsandal - Nytt tillbehör

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotsandal M m fixlock	Rabbit Up Toucan Caribou Gazelle L 195 mm B 61,5-105 mm	31869493-B
Fotsandal L m fixlock	Rabbit Up Toucan Caribou Gazelle L 250mm B 81,5-138mm	31869494-B
Fotsandal XL m fixlock	Rabbit Up Toucan Caribou Gazelle L 300mm B 81,5-150mm	31869495-B
Fotsandal Meerkat M m fixlock	L 195mm B 61,5-105mm	31869493-C
Fotsandal Meerkat L m fixlock	L 250mm B 81,5-138mm	31869494-C
Fotsandal Meerkat XL m fixlock	L 300mm B 81,5 150mm	31869495-C
Fotremmar fotsandal M	inkl fixlock ståstöd set	31869497
Fotremmar fotsandal L-XL	inkl fixlock ståstöd set	31869498
Leverans		Finns i lager

2023-07-06

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Toucan

Bord till ståstöd Toucan utgår

R82®

Bord till Toucan i trä utgår vid årsskiftet 2023 och kommer slutförbrukas.

Som alternativt finns nedan bord i plast med leklåda och bricka.



Bord trä – Utgår



Bord plast – Alternativ

Benämning artikel	Beskrivning	Art.nr utgår	Art. nr Alternativ
Bord trä m leklåda o bricka	Toucan stl 1	31861101	31861121
Bord trä m leklåda o bricka	Toucan stl 2	31861102	31861122
Bord trä m leklåda o bricka	Toucan stl 3	31861103	31861123
Bord trä m leklåda o bricka	Toucan stl 4	31861104	31861124
Bord trä m leklåda o bricka	Toucan stl 5	31861105	31861125
Armstöd bord trä	Toucan par	31861111	31861131
Utgår			Slutförbrukas

2023-07-06

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Stingray

Bord till sulky Stingray utgår

R82®

Bord till Stingray i transparent plast utgår vid årsskiftet 2023 och kommer slutförbrukas.

Som alternativt finns nedan bord i grå plast med kant.



Bord transparent – Utgår



Bord grå plast – Alternativ

Benämning artikel	Beskrivning	Art.nr utgår	Art. nr alternativ
Bord Stingray stl 1	transparent plast inkl fäste	318720010	318776350
Bord Stingray stl 2	transparent plast inkl fäste	318720020	318776350
Utgår			Slutförbrukas

2023-07-06

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Combi Frame:x

Nytt tillbehör till underrede Combi Frame:x

R82®

Vi lanserar nu ett nytt alternativ av armstöd som kan användas när exempelvis formgjuten sits är monterad direkt på underredet. Armstödet monteras i sidoprofilen på underredet och har extra långt stag (400 mm) som möjliggör en optimal placering av armstödet höjd i förhållande till den formgjutna sitsen.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd Combiframe x för formgjuten sits		318910619-CF
Leverans		Finns i lager

2023-06-21

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 High-low:xo

Tippskydd till underrede High-low:xo

R82[®]

Underrede High-low:xo finns i flera olika utföranden. För att veta vilket tippskydd som ska användas till resepektive utförande, kommer här en översikt.



Tippskydd inneunderrede High-low:xo



Tippskydd uteunderrede High-low:xo

Utförande	Art.nr	Benämning	Beskrivning
Inneunderrede med 75 mm eller 100 mm hjul	31890007	Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede 75mm/100mm hjul
Inneunderrede med 125 mm hjul	31890007-1	Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede 125mm hjul
Uteunderrede	31890008	Tippskydd High-Low:xo	uteunderrede
Hydraulik underrede	31890009	Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede hydraulik 100mm hjul

2023-05-04

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation


Gäller: R82 Wombat Living

NYHET! Arbetsstol R82 Wombat Living med nytt underrede

Nu lanserar vi arbetsstolen Wombat Living med ett nytt underrede. Det nya underredet har samma utförande som underrede High-low:xo, vilket ökar modulariteten, tack vare gemensamma tillbehör. Wombat Living med nytt underrede ersätter successivt befintlig arbetsstol Wombat Living som utgår och slutförbrukas.



Nyheter



Sitshöjd

Ny lägre sitshöjd

Tydliga markeringar



Fotmanövrerad centralbroms

Tillval/tillbehör

Trampkloss (tillbehör)

För tröskel assistans.

Standardutförande

Underrede

Pulverlackat stål, höjd- och vinkeljusterbart. Svart färg.

Broms

Handmanövrerad centralbroms.

Hjul

100 mm hjul, låsbara.

Rygg

Standard eller hög. Höjdinställbar och vinkeljusterbart. Exkl ryggdyna.

Sits

ABS plast, vinkeljusterbart. Exkl sittdyna.

Körbygel

Sitsmonterad inkl reglage sitstilt

Fotplatta

Avtagbar, höjd- och vinkeljusterbart, uppfällbart.

2023-04-26

1/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Nytt Art.nr
Arbetsstol Wombat Living stl 1	xo gaskolv CB svart körbygel u dynor	31950103121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	xo gaskolv CB svart körbygel u dynor hög rygg	31950503121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	xo gaskolv CB svart körbygel u dynor	31950203121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	xo gaskolv CB svartkörbygel u dynor hög rygg	31950603121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	xo gaskolv CB svart körbygel u dynor	31950303121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	xo gaskolv CB svart körbygel u dynor hög rygg	31950703121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	xo el CB svart körbygel u dynor	31950103421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	xo el CB svart körbygel u dynor hög rygg	31950503421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	xo el CB svart körbygel u dynor	31950203421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	xo el CB svart körbygel u dynor hög rygg	31950603421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	xo el CB svart körbygel u dynor	31950303421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	xo el CB svart körbygel u dynor hög rygg	31950703421-00

Leverans

Införs successivt från 3 maj 2023

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Utgående Art. nr.	Ersätts av nytt Art.nr
Arbetsstol Wombat Living stl 1	gaskolv CB grå körbygel u dynor	31951232-00	31950103121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	gaskolv CB grå körbygel u dynor hög rygg	31955232-00	31950503121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	gaskolv CB grå körbygel u dynor	31952232-00	31950203121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	gaskolv CB grå körbygel u dynor hög rygg	31956232-00	31950603121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	gaskolv CB grå körbygel u dynor	31953232-00	31950303121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	gaskolv CB grå körbygel u dynor hög rygg	31957232-00	31950703121-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	el CB grå körbygel u dynor	31951236-00	31950103421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 1	el CB grå körbygel u dynor hög rygg	31955236-00	31950503421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	el CB grå körbygel u dynor	31952236-00	31950203421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 2	el CB grå körbygel u dynor hög rygg	31956236-00	31950603421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	el CB grå körbygel u dynor	31953236-00	31950303421-00
Arbetsstol Wombat Living stl 3	el CB grå körbygel u dynor hög rygg	31957236-00	31950703421-00

Utgår

Slutförbrukas



2023-04-26

2/3

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

etac[®]
 Creating Possibilities

Nya tillbehör/tillval

För en ökad modularitet passar vissa High-low:xo tillbehör även Wombat Living.
För samtliga tillbehör, se vår hemsida etac.se.



125 mm hjul



**Tippskydd
inneunderrede**



Hållare handkontroll



**Fotmanövrerad
centralbroms**

Benämning artikel	Beskrivning	Art.nr
Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede 75mm/100mm hjul	31890007
Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede 125mm hjul	31890007-1
Centralbroms handmanövrerad	H-L xo stl 1, WL 1, 2,3 gas el	31890011-3
Centralbroms fotmanövrerad	H-L xo stl 1, WL 1, 2,3 gas el	31890012-1
Hållare handkontroll	Wombat Living	3195541
Trampkloss High-Low xo	gas/el	31890025
Fixlockset sits Wombat Living	stl 1-2 2 st fixlock	3195710
Tiltreglage monteringsatts	till körbygel Wombat Living 1-2	3195149
Hjul 75 mm 4 st*	High-Low:xo, Wombat Living	31890016
Hjul 125 mm 4 st*	High-Low:xo, Wombat Living	31890018
* Ej med centralbroms		
Leverans		3 maj 2023

Produktinformation

Gäller: R82 Panda | Panther

Bord Panda/Panther – Utgå

R82®

Bord till Panda och Panther utgår ur sortimentet och slutförbrukas.

Nedan anges möjliga alternativ till utgående artiklar. För fler alternativ, se vår hemsida.



Bord Panda/Panther plast – Utgå



Bord Panda/Panther trä – Utgå

Benämning artikel

Art. nr.

Bord Panda/Panther stl 1-4 transparent plast med kant 49x38 cm

3189230-01

Bord Panda/Panther stl 1-2 trä

3189200-2

Utgår

Slutförbrukas

Alternativa ersättningsartiklar

Bord Pn/Pt/Wo stl 1-4 grå plast med kant 49x38 cm

3189220-01

Bord Panda/Panther stl 1-2 transparent plast med kant

3189230-2

Bord plast grå 44 x 34 cm

318976350

2023-04-20

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 High-low

Delade vaddstöd – Utgår

R82®

Delade vaddstöd till High-low underreden utgår ur sortimentet.



Delade vaddstöd

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vaddstöd Panda Futura stl 1-4	delade justerbara par	3189162
Utgår		Juni 2023

2023-04-13

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Caribou

Bord Caribou – Nya utföranden



Borden till tippråda Caribou har fått nya utföranden.

Bord för mag- och ryggstående

Vredet på fästet för montering av bord har bytts ut till skruvar, för att möjliggöra en kraftigare åtdragning.

Bord lågmonterat

Det lågmonterade bordet har nu 10 cm längre horisontella stag för att öka justeringen i djupled. I samband med detta uppdateras även vilket bord som är kompatibelt med de olika storlekarna av Caribou.

Bord stl 1 passar Caribou stl 1-2 (tidigare stl 1). Bord stl 2 passar Caribou stl 3 (tidigare stl 2-3).



Bord för mag- och ryggstående



Bord lågmonterat

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bord plast m leklåda och lock	Caribou stl 1-2	31862130-2
Bord plast m leklåda och lock	Caribou stl 3-4	31862130-3
Bord plast m leklåda och lock	lågmonterad Caribou stl 1-2	31862131-1
Bord plast m leklåda och lock	lågmonterad Caribou stl 3	31862131-2
Leverans		Finns i lager

2023-04-05

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Mustang

Nytt tillbehör för låg inställning av R82 Mustang

R82[®]

Nu finns ett nytt tillbehör till Mustang storlek 1 och 2 – kit för låg montering av Mustang och tillhörande bålstöd.

Detta kit består av ett centerstag som är 10 cm kortare än standardstaget, samt T-profil för montering på bålstödet.



Kit för låg montering



Mustang med standardstag



Mustang med kit för låg montering

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Centerstag bålstöd Mustang låg	inkl T-profil stl 1-2	31869800-KIT
Leverans		I lager

2023-03-13

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Crocodile

Hängsits lättvikt – Nytt tillbehör till rollator R82 Crocodile



Nu finns ytterligare ett alternativ av hängsits till Crocodile. En smalare och nättare variant, liknande den hängsits som finns till Mustang.

För att montera hängsitsen på Crocodile stl 0 krävs: Bålstöd, art.nr 31868610

För att montera hängsitsen på Crocodile stl 1-2 krävs: Ryggstöd med sidostöd, art.nr 3186808 alt 3186809 samt Bälte till ryggstöd med sidostöd, art.nr 31SN4016.



Hängsits lättvikt monterad på Crocodile

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hängsits lättvikt Crocodile stl 0-1		3186824-1
Hängsits lättvikt Crocodile stl 2		3186825-1
Leverans		I lager

2023-03-06

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Swan Curo

NYHET! Dusch- och toalettstol R82 Swan Curo

Nu lanserar vi en facelift av hygienstol R82 Swan – Swan Curo. Den uppdaterade hygienstolen ersätter befintlig hygienstol R82 Swan.

Nyheter R82 Swan Curo



Polstringsdynor

Polstringsdyna i två delar för sits och rygg som följer formen på sittenhetsen.



Stag ställbart

Ställbart stag fotstöd för justering av knävinkeln.



Gaskolv

Gaskolv för enklare justering av sitsvinkel med användaren i stolen.

Ökad stabilitet

Ram runt ryggen ger ökad stabilitet i den formgjutna sitsenhetsen.



Obs! Polstringsdynor och stänkskydd ingår inte som standard utan beställs separat. Se tillbehör sid 3-4.

2023-02-24

1/4

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Storlekar

Samtliga storlekar har samma anatomiska utformning och antalet storlekar är reducerade till 4 st.



Swan Curo	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4		
Swan	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4	Storlek 5	Storlek 6	Storlek 7

Benämning ny artikel	Beskrivning	Nytt Art.nr
Hygienstol Swan Curo 1	inkl hållare för potta 75 mm hjul	3187061
Hygienstol Swan Curo 2	inkl hållare för potta 75 mm hjul	3187062
Hygienstol Swan Curo 3	inkl hållare för potta 75 mm hjul	3187063
Hygienstol Swan Curo 4	inkl hållare för potta 75 mm hjul	3187064
Leverans		Mars 2023

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Utgående Art. nr.	Ersätts av nytt Art.nr
Hygienstol Swan stl 2	exkl fotstöd och stag	3187002-N	3187061
Hygienstol Swan stl 3	exkl fotstöd och stag	3187003-N	3187061
Hygienstol Swan stl 4	mod 2 exkl fotstöd och stag	3187044	3187062
Hygienstol Swan stl 5	mod 2 exkl fotstöd och stag	3187045	3187063
Hygienstol Swan stl 6	mod 2 exkl fotstöd och stag	3187046	3187063
Hygienstol Swan stl 7	mod 2 exkl fotstöd och stag	3187047	3187064
Leverans			Utgår mars 2023

Nya tillbehör R82 Swan Curo

Befintliga Swan tillbehör och reservdelar finns kvar i sortimentet.

För samtliga nya tillbehör, se artikellista på nästa sida.



Polstringsdynor



Sitslock potthål



Stag fotplatta vinkeljusterbart



Stänkskydd nedre



Stänkskydd



Stänkskydd lågt



Underarmstöd



Potta / Lock till potta



Huvudstöd nr 3, blå PUR



Huvudstöd nr 4, blå PUR



**Gaskolv extra stark
Swan Curo storlek 3 & 4**



**Hjul 75 mm std alternativ
100 mm eller 125 mm**

Nya tillbehör, forts.

Benämning artikel	Beskrivning	Art.nr
Polstringsdyna Swan Curo stl 1	rygg och sits kompl blå	3187061-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 2	rygg och sits kompl blå	3187062-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 3	rygg och sits kompl blå	3187063-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 4	rygg och sits kompl blå	3187064-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 1	rygg blå	3187065-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 2	rygg blå	3187066-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 3	rygg blå	3187067-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 4	rygg blå	3187068-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 1	sits blå	3187069-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 2	sits blå	3187070-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 3	sits blå	3187071-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 4	sits blå	3187072-61
Sitslock potthål Swan Curo	stl 1 blå	3187073-61
Sitslock potthål Swan Curo	stl 2 blå	3187074-61
Sitslock potthål Swan Curo	stl 3 blå	3187075-61
Sitslock potthål Swan Curo	stl 4 blå	3187076-61
Stag fotplatta vrb Swan Curo	25 cm	3187023
Stag fotplatta vrb Swan Curo	35 cm	3187024
Stag fotplatta vrb Swan Curo	50 cm	3187025
Stänkskydd nedre Swan Curo	stl 1-2	31870805
Stänkskydd nedre Swan Curo	stl 3	31870806
Stänkskydd nedre Swan Curo	stl 4	31870807
Stänkskydd lågt Swan Curo	blå	31880508-0861
Stänkskydd högt Swan Curo	blå	31880508-0561
Underarmstöd Swan Curo stl 1	blå	31870131-61
Underarmstöd Swan Curo stl 2	blå	31870132-61
Underarmstöd Swan Curo stl 3	blå	31870133-61
Underarmstöd Swan Curo stl 4	blå	31870134-61
Hjul 100 mm låsbara	Flamingo Swan Curo set/4 st	31880100-S
Hjul 125 mm låsbara	Flamingo Swan Curo set/4 st	31880100-125
Potta Swan Curo stl 1-2	stl 1-2	31870800
Potta Swan Curo stl 3	stl 3	31870801
Potta Swan Curo stl 4	stl 4	31870802
Lock till potta Swan Curo	stl 1-2	31870800-L
Lock till potta Swan Curo	stl 3	31870801-L
Lock till potta Swan Curo	stl 4	31870802-L
Bord Swan Curo stl 1	vit	3187038
Bord Swan Curo stl 2	vit	3187039
Bord Swan Curo stl 3	vit	3187040
Bord Swan Curo stl 4	vit	3187041
Gaskolv Swan Curo stl 3	300N	3187052-300
Gaskolv Swan Curo stl 4	400N	3187052-400
Leverans		Mars 2023

Produktinformation

Gäller: R82 Meerkat

Tillbehör i ny storlek till ståstöd R82 Meerkat

R82®

Nu finns bröst- och höftstöd till Meerkat tillgängliga i ytterligare en storlek – XXL.



Bröbstöd



Höftstöd

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Höftstöd Meerkat XXL		31869244
Bröbstöd Meerkat XXL		31869484
Leverans		I lager

2023-02-09

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Multi Frame

Syrgashållare till underrede R82 Multi Frame



Nu finns syrgashållare som nytt tillbehör till underrede Multi Frame.

Syrgashållaren passar Multi Frame i samtliga storlekar, utrustade med 12.5" transporthjul.

Syrgashållaren monteras antingen på höger eller vänster sida på tvärstaget på chassits undersida.

Den passar olika storlekar och former på flaskor och fixeras med två remmar. Hållaren kan enkelt monteras av.



Syrgashållare monterad på Multi Frame

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Syrgashållare Multi Frame	12.5" transporthjul	319776296
Leverans		Finns i lager

2023-01-19

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Flamingo

Tiltlås R82 Flamingo stl 3

Tiltlås, som tidigare funnits som tillbehör till Flamingo stl 3, kommer nu ingå i standardutförandet. Ändringen införs successivt från Q1 2023 och gäller tillverkade produkter från och med 8 december 2022.

Detta innebär att både stl 3 och stl 4 nu kommer vara utrustade med tiltlås.

Möjlighet finns att eftermontera tiltlås på befintliga Flamingo stl 3 (tillverkade från 19 januari 2017) genom att beställa artikel 31880156 – Tiltlås Flamingo stl 3.



Tiltlås

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tiltlås Flamingo stl 3 set		31880156
Leverans		Q1 2023

2023-01-09

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Prio | Cross

Armstöd L 37 cm justerbart

etac®

Nu breddar vi vårt utbud av armstöd med en ny modell som passar till både Prio och Cross.

Armstödet bygger på vårt Armstöd universal, som kan köpas utan armstödsdyna för egen anpassning. Här har vi utrustat detta med armstödsdyna PU från R82.

Det nya armstödet är 37 x 8 cm.

Armstödet är höjdjusterbart samt djupjusterbart.



Det nya justerbara armstödet, som passar både till Prio och Cross

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd L 37 cm jb längd hö	Prio	28801-1
Armstöd L 37 cm jb längd vä	Prio	28801-2
Leverans		Finns i lager

2023-09-12 ID: P35153A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Crissy | Etac Prio

Nytt Etac högtrycksdäck 24" – ersätter Schwalbe Right Run

etac®

Schwalbe Right Run 24" kommer att ersättas med ett nytt högtrycksdäck 24".
Förändringen gäller endast 24" Right Run. Marathon Plus kommer fortsättningsvis att erbjudas.

Det nya högtrycksdäcket kommer att finnas i produktion från vecka 8, 2023.



Nytt högtrycksdäck 24"



Schwalbe Right Run 24" utgår

2023-02-14 ID: P32035B

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Däck 24 högtryck svart	Schwalbe RightRun	83300
Drivhjul 24 C5 högtryck	utan drivring Schwalbe RightRun exkl axel	28580
Drivhjul 24 C5 högtr/alu	Schwalbe RightRun exkl axel	28581
Drivhjul 24 C5 högtr/cell	Schwalbe RightRun exkl axel	28582
Drivhjul 24 C5 högtr/plastad	Schwalbe RightRun exkl axel	28583
Drivhjul 24 C5 högtr/rfr	Schwalbe RightRun exkl axel	28584
Drivhjul 24 C5 högtr/titan	Schwalbe RightRun exkl axel	28585
Drivhjul 24 VB högtr utan	drivring Schwalbe Rightrun exkl axel	83413
Drivhjul 24 VB högtr/rfr	Schwalbe Rightrun exkl axel	28624
Drivhjul 24 VB högtr/alu	Schwalbe Rightrun exkl axel	28625
Drivhjul 24 VB högtr/plast	Schwalbe Rightrun exkl axel	28626

Utgår

Vecka 8, 2023

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Nytt art. nr.
Däck 24 högtryck svart		83329
Drivhjul 24 C5 högtryck	utan drivring svart exkl axel	28860
Drivhjul 24 C5 högtr/alu	svart exkl axel	28861
Drivhjul 24 C5 högtr/cell	svart exkl axel	28862
Drivhjul 24 C5 högtr/plastad	svart exkl axel	28863
Drivhjul 24 C5 högtr/rfr	svart exkl axel	28864
Drivhjul 24 C5 högtr/titan	svart exkl axel	28865
Drivhjul 24 VB högtr utan	drivring svart exkl axel	28869
Drivhjul 24 VB högtr/rfr	svart exkl axel	28866
Drivhjul 24 VB högtr/alu	svart exkl axel	28867
Drivhjul 24 VB högtr/plast	svart exkl axel	28868

Leverans, fr.o.m.

Vecka 8, 2023


Produktinformation

Gäller: Etac Cross 5 XL

Cross 5 XL blå gavel utgår

etac®

Från och med april 2023 kommer Cross 5 XL endast att erbjudas i svart färg. Den blå färgen fasas ut.



2023-02-03 ID: P32039A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Prio | Etac Crissy

Drivhjul 24" massivt med rostfri drivring (art.nr 27567) får nytt utförande och nytt artikelnummer.

etac[®]

Drivhjulet kommer få ett nytt däck. I samband med nytt utförande kommer drivhjulet också att få ett nytt artikelnummer (art.nr 28844). Det nya däcket har en mörkare färg och ett grövre mönster.

Införandet kommer att ske under februari 2023.

Då orderläget varit högt kommer nuvarande drivhjul (art.nr 27567) ta slut innan vi kan införa det nya drivhjulet (art.nr 28844). För att lösa den uppkomna situationen kommer vi från och med nu tillfälligt behöva leverera rullstolar med drivhjul (art.nr 28092). Detta är ett motsvarande drivhjul med massivt däck och rostfri drivring.



Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 24 C5 mass/rfr	exkl axel	27567
Slutförbrukat		Utgått

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 24 C5 mass/rfr	exkl axel	28844
Leverans		Vecka 8, 2023

2023-01-02 ID: P31985-4A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Lille Viking

Etac Lille Viking – Nytt hastighetsvred manöverdosa

Hastighetsvredet på manöverdosan kommer från och med preliminärt vecka 23 att se lite annorlunda ut. Samma funktion som tidigare, det är bara designen som skiljer. Manöverdosan behåller samma art.nr som tidigare, 82641.



Gammal design
Lille Vikings manöverdosa med den gamla designen på hastighetsvredet.



Ny design
Lille Vikings manöverdosa med den nya designen på hastighetsvredet.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Manöverdosa modell 521E	Lille Viking 2000+	82641
Preliminär leverans för nytt utförande		Vecka 23, 2023

2023-04-20 ID: P32045A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Edge duschpall

Ny kartong Edge duschpall

etac[®]

Kartongen till Edge kommer att byta form från trekantig till fyrkantig.

En fyrkantig kartong kommer att underlätta lagerhantering samt hantering på pall.

Antalet på pall kommer att ökas från 30 st till 60 st.

Övergången kommer att ske löpande allt eftersom befintligt lager tar slut.



Den nya fyrkantiga kartongen



Den befintliga trekantiga kartongen

Benämning artikel	Art. nr.	Beräknad övergång
Duschpall Edge grå	81801010	Q3, 2023
Duschpall Edge isblå	81801030	Q3, 2023
Duschpall Edge låg grå	81801040	Q3, 2023
Duschpall Edge vit	81801060	Q3, 2023

2023-07-06 ID: P5624A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2

Nya tillbehör – Vinklade benstöd till Swift Mobil-2, Swift Mobil Tilt-2 och Swift Mobil 24"-2

etac®

Nu lanserar vi två nya tillbehör till Swift Mobil-familjen.

Det är två varianter av benstöd, snäva och vida, som båda har den välvda fotplattan och kan svängas åt sidan.

De snäva benstöden kommer ungefär 4 cm närmare sitsen och de vida ungefär 5 cm längre från sitsen i förhållande till standard-benstöden. De kan höjjusteras totalt 12,5 cm.

De kommer att säljas i par.

De snäva benstöden är inte kompatibla tillsammans med breddningssatsen, 80209525.



De snäva benstöden, som kommer ca 4 cm närmare sitsen



De vida benstöden, som kommer ca 5 cm längre bort från sitsen

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.	Säljstart
Benstöd Vid Swift Mobil h/v	komplett benstöd par	80209531	v. 26, 2023
Benstöd Snäv Swift Mobil h/v	komplett benstöd par	80209532	v. 26, 2023

2023-06-19 ID: P36110A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Clean Höjdreglerbar duschstol/toalettstol

Utfasning av tillbehöret ben- och vadvadstöd till Clean Höjdreglerbar duschstol/toalettstol

etac[®]

Tillbehöret vinkelreglerbart benstöd till Clean HRB kommer att fasa ut pga låga försäljningsvolymmer. Produkten fasa ut i samband med att befintligt lager tar slut. Berörda reservdelar kommer att vara tillgängliga för försäljning ytterligare 5 år efter sista försäljningsdatum.



Tillbehöret ben- och vadvadstöd till Clean fasa ut

Benämning utgående artikel	Art. nr.	
Ben och vadvadstöd Clean hrb hö	80209252	Slutförbrukas
Ben och vadvadstöd Clean hrb vä	80209253	Slutförbrukas

2023-05-19 ID: P36121A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Tripp Tilt

Utfasning av dusch- & toalettstolen Tripp Tilt

etac®

Tripp Tilt är en av Etacs äldre produkter som nu kommer att fasa ut pga låga försäljningsvolymmer. Produkten fasa ut i samband med att befintligt lager tar slut.



Dusch - & toalettstolen Tripp Tilt fasa ut

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Dusch/toastol Tripp		80209005
Dusch/toastol Tripp inkl	4 låsbara hjul	80209083
Dusch/toastol Tripp inkl	4 låsbara hjul samt nackstöd	80209084
Nackstöd Tripp		80209041
Ryggkudde Tripp		80209042
Mjukrygg Tripp		80209046
Mjüksits Tripp		80209047
Mjukdyna Tripp		80209066
Bäcken Mobil/Mobilette/Mobil	Tipp/Tripp	80209031

Slutförbrukas

2023-03-22 ID: P36092A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Swift duschpall/duschstol

Mjukdyna sits - Justering av fästenas placering

etac[®]

Vi har gjort en designförbättring på mjukdynan till Swift duschpall/stol. Placeringen av dynans fästen har förflyttats för att säkerställa en bättre passning till sitsen. Det bakre fästet har flyttats närmare sitsens bakkant, och de främre fästena sitter nu på längre avstånd från varandra likväl som det bakre fästet.

Mjukdynan är ett tillbehör och den uppdaterade varianten kommer börja säljas när befintligt lager är slut.
Obs! Mjukdynan för rygg är oförändrad och påverkas *inte* av förändringen.



Mjukdyna sits

Benämning artikel	Art. nr.
Mjukdyna sits Swift dusch grå	84005073
Säljstart	Januari 2023

2023-01-23 ID: P5624-2A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac My-Loo fast montering | Etac Hi-Loo fast montering | Etac Cloo | Etac Supporter toalettarmstöd

Uppdaterad design – Adapter för toalettsitsförhöjare med fast montering



Vi har gjort en designförbättring på adaptern som används för att förankra våra toalettsitsar i porslinet.

Den uppdaterade adaptern har mer flexibilitet, vilket gör det möjligt att montera på toaletter med mindre hål än tidigare. Det är även enklare att korta av adaptern om det behövs, då den har en "midja" i mitten som underlättar när man skär av.

Adaptern kommer att införas löpande i huvudprodukterna likväl som tillhörande reservdelar under Q1 2023.

Berörda produkter: My-Loo fast montering, Hi-Loo fast montering, Cloo samt Supporter toalettarmstöd.


Användarmanualer har uppdaterats.



Tidigare adapter



Ny adapter, med "midja"



Nya användarmanualer

2023-01-04 ID: P12800A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Molift UnoSling

Nytt sortiment

molift[®]

Nu finns fem nya modeller i vårt sortiment av lyftselar för engångsbruk (SPU*Lyftsele UnoSling (SPU - single patient use))



Lyftväst UnoSling Ambulating
För säker rehabilitering som gångträning, promenader och balansträning.

Lyftsele UnoSling StandUp
Lämpar sig för aktiva uppresningar, sitt till stå.

Lyftsele UnoSling Toilet
För patienter med bra bålstabilitet och muskeltonus.

Repositioneringslakan UnoSling
För ompositionering i säng och förflyttning mellan liggande ytor.

Lyftband UnoSling LimbLift
För att lyfta och stödja armar och ben.

Nya artiklar

Benämning	Storlek	Styck/Förpackning	Art. nr.
Lyftväst UnoSling Ambulating	S	5	3070020
Lyftväst UnoSling Ambulating	M	5	3070030
Lyftväst UnoSling Ambulating	L	5	3070040
Lyftväst UnoSling Ambulating	XL	5	3070050
Lyftsele UnoSling StandUp	S	5	3080020
Lyftsele UnoSling StandUp	M	5	3080030
Lyftsele UnoSling StandUp	L	5	3080040
Lyftsele UnoSling StandUp	XL	5	3080050
Lyftsele UnoSling Toilet	S	5	3090020
Lyftsele UnoSling Toilet	M	5	3090030
Lyftsele UnoSling Toilet	L	5	3090040
Lyftsele UnoSling Toilet	XL	5	3090050
Repositioneringslakan UnoSling	215x135 cm	10	3200020
Lyftband UnoSling LimbLift	95x15 cm	10	3100020
Lyftband UnoSling LimbLift	95x25 cm	10	3100030
Leverans			Finns för beställning

2023-10-16

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Lyftbygel 8-p med balansdon Molift Air

Ny artikel – Lyftbygel 8-p med balansdon Molift Air

molift®

Vår 8-punkts lyftbygel finns nu även i en variant med ett balansdon.

Den gör det möjligt att justera den horisontella vinkeln som patienten är placerad i.



Ny artikel

Lyftbygel 8-p med balansdon Molift Air
Art. nr 2140004

Kan användas med
Lyftelse Molift
RgoSling Fabric
Stretcher och Molift
Repositioneringslakan
RgoSling Maxi



Ny artikel

Benämning	Art. nr.
Lyftbygel 8-p med balansdon Molift Air	2140004
Leverans	Finns för beställning

2023-02-13

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Bettina Silver

Säljare/utbildare

bettina.silver@etac.com
Mobil 076-146 57 17

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge. Kalmar, Kronoberg och
Malmö



Fathi Makvandi

Säljare/utbildare

fathi.makvandi@etac.com
Mobil 076-106 39 51

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Kristina Henningsson

Säljare/utbildare

kristina.henningsson@etac.com
Mobil 076-119 90 22

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Jämtland, Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten
och Norrbotten



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Härjedalen,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com
Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och lyftselar
- Tryckavlastning härl
- Positioneringskuddar

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com
Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Tryckavlastning härl
- Positioneringskuddar
- Luftassisterad överflyttning

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro




Sirwan Hurmzyar

Teknisk säljare

sirwan.hurmzyar@etac.com
Mobil 070-519 66 77

- Lyftar & lyftselar

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Östergötland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten



Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



© 2023

Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation
– besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

 **etac**®

Creating Possibilities