



# Produktinformation från Etac

Januari – Mars 2021

 **etac**<sup>®</sup>

## Produktinformation från Etac

För att ge dig en enkel översikt över produktinformation från oss, samlar vi all information per kvartal, som berör förbättringar och nyheter inom alla våra produktområden.

För att ta del av löpande produktinformation samt samlad information från tidigare kvartal, besök vår hemsida [www.etac.se](http://www.etac.se).

Vi strävar efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



## Innehåll

### Manuella rullstolar

Etac Prio – Brukarmanövrerad självtilt.....3

### Bad & Toalett

Etac Swift Mobil 2 – Breddningssats ..... 4-5

Etac Rufus bad- och duschstolar – Utfasning .....6

### Junior

R82 Heron – Nytt bålstöd.....7

R82 x:panda – Fasta bålstöd i ny storlek.....8

R82 x:panda – Nytt inkontinensöverdrag.....9

R82 Wombat – Ny hållare handkontroll.....10

Tumble Forms – Höftsele stl 3 utgår .....11

### Kontakta

Kontakta oss ..... 12-13

# Produktinformation

Gäller: Etac Prio

## Etac Prio brukarmanövrerad självtilt / fast ryggvinkel

### Brukarmanövrerad självtilt

Vi kan nu erbjuda en ny funktion på Prio - brukarmanövrerad manuell självtilt. Denna funktion gör det möjligt för användare att själv justera sitsvinklingen för vila och aktivitet. För begränsning av vinkling bakåt kan clipsen (28163) användas på gaskolven. Fästet för självtilt kombineras med Prios smala armstöd (28511-1/-2) och monteras under armstödsdynan på profilen. Passar både på höger eller vänster sida. Kan enkelt eftermonteras på befintligt stol.

### Fast ryggvinkel utan gaskolv

I kombination med brukarmanövrerad självtilt finns även möjlighet att i konfigurationen välja med fast ryggvinkel, utan gaskolv. Ryggen kan då ställas in i 3 fasta lägen +5°, +10° och +15°, i de fasta hålen på ryggens sidoplåt. (Fällning av rygg är då endast möjligt genom att lossa skruvarna.)



### Ny funktion på Prio

Med brukarmanövrerad manuell självtilt är det möjligt för användare att själva justera sitsvinklingen för vila och aktivitet.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fäste sitsvinkling	Brukarmanövrerad Prio kpl	28770
Leverans		Vecka 6, 2021

2021-02-11 ID: P35133A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

# Produktinformation

Gäller: Etac Swift Mobil-2

## Swift Mobil breddningssats för ökat utrymme mellan benstöd

etac®

Nu lanserar vi en breddningssats till benstöden som kan monteras på samtliga modeller i Swift Mobil-serien.

Breddningssatsen ger ytterligare 12 cm bredd mellan benstöden och därmed större benutrymme samt bättre åtkomst för personlig hygien.

Den kommer ingå i standard utförandet på alla våra XL stolar men kan även köpas som tillbehör till övriga Swift Mobil modeller.

Ingen förändring kommer ske i artikelnumren på befintliga produkter.



### **Breddningssats för benstöd**

Ökar utrymmet mellan benstöden med 12 cm.

2021-02-15 ID: 5545-A

1/2

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities

### Befintliga artikelnummer där breddningssats ingår.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Dusch/toastol Swift Mobil-2 XL	Delmonterad inkl. bred rygg	80229467
Dusch/toastol Swift Mobil-2 XL	Delmonterad inkl. bäckengejder och bäcken	80229483
Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 XL	Monterad	80229480
Dusch/toastol Swift Mobil tilt-2 XL	Monterad inkl. bäckengejder	80229481

### Nytt artikelnummer, tillbehör

Benämning artikel	Art. nr.
Breddningssats benstöd hö/vä Swift Mobil	80209525
<b>Leverans/Säljstart</b>	Vecka 9, 2021


# Produktinformation

**Gäller:** Etac Rufus Duschstol | Etac Rufus Badstol

## Utfasning av Rufus duschstolar och badstol

**etac**<sup>®</sup>

Utfasning av Rufus Duschstol hopfällbar, Rufus Duschstol Plus och Rufus badstol 70 cm respektive 74 cm.



### **Rufus Duschstol och Badstol**

Nu fasar vi ut de återstående modellerna av Rufus duschstol och badstol.

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Duschstol Rufus hopfällbar	med ryggband	81208013
Duschstol Rufus plus	med ryggband	81208015
Badstol Rufus 70 cm		81506011
Badstol Rufus 74 cm		81506012

**Preliminärt sista försäljningsdatum:** Vecka: 7-9, 2021 (beroende på modell)

2021-02-10 ID: P36013A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

# Produktinformation

Gäller: R82 Heron

## Nytt bålstöd till dusch- och toalettstol R82 Heron

Nu kan vi erbjuda ett nytt sidosvängbart bålstöd till Heron. Det nya bålstödet har ett böjt stag och finns i 3 storlekar. Bålstödet kan kombineras med adapter rygg sitsdjupreducering (artikel 31880508-06).



Sidosvängbart bålstöd med böjt stag – Heron

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bålstöd ssb kompl Heron böjt	stag rfr stor böjd dyna grå par	3183018-162
Bålstöd ssb kompl Heron böjt	stag rfr mellan böjd dyna grå par	3183018-262
Bålstöd ssb kompl Heron böjt	stag rfr liten böjd dyna grå par	3183018-362
Stag bålstöd ssb böjt Heron	25 mm L 16 cm	31150238
<b>Leverans</b>		Finns i lager

2021-02-19

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se


**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

# Produktinformation

Gäller: R82 x:panda

## Fasta bålstöd i ny storlek till sittsystem R82 x:panda

Nu finns fasta bålstöd typ 0 till x:panda. Bålstöden har samma utformning som bålstöd typ 0 till R82 Kudu.



**Fasta bålstöd typ 0 monterade på x:panda**

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bålstöd fasta x:panda typ 0	inkl överdrag	318910301-0
<b>Leverans</b>		Finns i lager

2021-02-19

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities




# Produktinformation

Gäller: R82 x:panda

## Nytt inkontinensöverdrag till sittsystem x:panda

Nu kan vi erbjuda inkontinensöverdrag till x:panda sitt- och ryggdynor som nytt tillbehör. Överdragen finns i storlek small, medium och large.



### Inkontinensöverdrag x:panda sitt- och ryggdyna

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 1 svart x:panda small	318912411-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 1 svart x:panda medium	318912412-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 1 svart x:panda large	318912413-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 2 svart x:panda small	318912421-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 2 svart x:panda medium	318912422-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 2 svart x:panda large	318912423-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 3 svart x:panda small	318912431-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 3 svart x:panda medium	318912432-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 3 svart x:panda large	318912433-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 4 svart x:panda small	318912441-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 4 svart x:panda medium	318912442-82
Överdrag inkontinens ryggdyna	stl 4 svart x:panda large	318912443-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 1 svart x:panda small	318911411-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 1 svart x:panda medium+ stl 2 small	318911412-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 1 svart x:panda large	318911413-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 2 svart x:panda medium	318911422-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 2 svart x:panda large	318911423-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 3 svart x:panda small	318911431-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 3 svart x:panda medium	318911432-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 3 svart x:panda large	318911433-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 4 svart x:panda small	318911441-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 4 svart x:panda medium	318911442-82
Överdrag inkontinens sittedyna	stl 4 svart x:panda large	318911443-82
<b>Leverans</b>		Finns i lager

2021-03-09

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

# Produktinformation

Gäller: R82 Wombat Living

## Nytt tillbehör – Hållare till handkontroll Wombat Living

Nu finns en hållare till handkontroll som nytt tillbehör till arbetsstolen Wombat Living med el. Hållaren monteras fram på sitsen och handkontrollen fästs på plats i hållaren med en magnetbricka. Placeringen gör den lättillgänglig både för användaren och för hjälparen.



Hållare till handkontroll

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hållare handkontroll	Wombat Living	3195540
Leverans		Finns i lager

2021-03-08

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

# Produktinformation

Gäller: Höftsele Tumble Forms

## Höftsele Tumble Forms storlek 3 – Utgår

Höftsele storlek 3 till Tumble Forms Feeder Seat® och Universal Corner Chair® utgår ur sortimentet.



### Höftsele Tumble Forms

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Höftsele golvsits/hörnsits	Tumble Forms stl 3	HC9110
<b>Leverans</b>		Slut i lager

2021-03-08

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**®  
Creating Possibilities



## Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com

Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Halland, Skåne, Blekinge,  
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,  
Västra Götaland och Östergötland



## Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com

Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm, Gotland,  
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,  
Västmanland, Värmland och Örebro



## Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com

Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge och  
Västra Götaland



## Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com

Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,  
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,  
Värmland och Örebro



## Sara Carlsson

Säljare/utbildare

sara.carlsson@etac.com

Mobil 073-078 93 96

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Örebro och Värmland



## Cecilia Höiby

Säljare/utbildare

cecilia.hoiby@etac.com

Mobil 073-024 64 37

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne och Blekinge



## Tove Nöjd

Säljare/utbildare

tove.nojd@etac.com  
Mobil 073-024 96 12

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland



## Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com  
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,  
Dalarna, Gävleborg och Västmanland



## Christer Olsson

Säljare/utbildare

christer.olsson@etac.com  
Mobil 076-136 10 63

- Manuella rullstolar
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Dynor
- Madrasser
- Junior
- Lyftar och selar
- Manuella förflyttningshjälpmedel

Jämtland, Västernorrland,  
Västerbotten, Norrbotten

## Kundservice

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:  
Måndag 09:15-16:00  
Tisdag-fredag 08:00-16:00  
Lunchstängt 12:00-13:00



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad  
produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
[info@etac.se](mailto:info@etac.se) [www.etac.se](http://www.etac.se)

 **etac**®  
Creating Possibilities