

etac®

Etac Produktinformation

Januari – Mars 2023

Produktinformation från Etac

För att ge dig en enkel översikt över produktinformation från oss, samlar vi all information per kvartal, som berör förbättringar och nyheter inom alla våra produktområden.

För att ta del av löpande produktinformation samt samlad information från tidigare kvartal, besök vår hemsida www.etac.se.

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Barn & Junior

R82 Mustang – Låg montering	3
R82 Crocodile – Hängsits lättvikt nyhet	4
R82 Swan Curo – Ny produkt	5–8
R82 Meerkat – Bröst- & höftstöd i ny storlek	9
R82 Multi Frame – Syrgashållare nyhet	10
R82 Flamingo stl 3 – Tiltlås	11

Rullstolar

Etac Rullstolar – Högtrycksdäck 24” nytt ...	12–13
Etac Cross 5 XL – Blå gavel utgår	14
Etac Rullstolar – Drivhjul 24” nytt utförande	15

Hygien

Etac Tripp – Utgå	16
Etac Swift – Placering av fästen	17
Etac Toaletsitsar – Adapter med ny design	18

Patientförflyttning

Molift Air – Ny lyftbygel 8-p med balansdon	19
---	----

Kontakt

Kontakta oss	20–21
--------------------	-------

Produktinformation

Gäller: R82 Mustang

Nytt tillbehör för låg inställning av R82 Mustang

R82®

Nu finns ett nytt tillbehör till Mustang storlek 1 och 2 – kit för låg montering av Mustang och tillhörande bålstöd.

Detta kit består av ett centerstag som är 10 cm kortare än standardstaget, samt T-profil för montering på bålstödet.



Kit för låg montering



Mustang med standardstag



Mustang med kit för låg montering

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Centerstag bålstöd Mustang låg	inkl T-profil stl 1-2	31869800-KIT
Leverans		I lager

2023-03-13

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Crocodile

Hängsits lättvikt – Nytt tillbehör till rollator R82 Crocodile

R82®

Nu finns ytterligare ett alternativ av hängsits till Crocodile. En smalare och nättare variant, liknande den hängsits som finns till Mustang.

För att montera hängsitsen på Crocodile stl 0 krävs: Bålstöd, art.nr 31868610

För att montera hängsitsen på Crocodile stl 1–2 krävs: Ryggstöd med sidostöd, art.nr 3186808 alt 3186809 samt Bälte till ryggstöd med sidostöd, art.nr 31SN4016.



Hängsits lättvikt monterad på Crocodile

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hängsits lättvikt Crocodile stl 0-1		3186824-1
Hängsits lättvikt Crocodile stl 2		3186825-1
Leverans		I lager

2023-03-06

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Swan Curo

NYHET! Dusch- och toalettstol R82 Swan Curo

Nu lanserar vi en facelift av hygienstol R82 Swan – Swan Curo. Den uppdaterade hygienstolen ersätter befintlig hygienstol R82 Swan.

Nyheter R82 Swan Curo



Polstringsdynor

Polstringsdyna i två delar för sits och rygg som följer formen på sittenheten.



Stag ställbart

Ställbart stag fotstöd för justering av knävinkeln.



Gaskolv

Gaskolv för enklare justering av sitsvinkel med användaren i stolen.

Ökad stabilitet

Ram runt ryggen ger ökad stabilitet i den formgjutna sitsenheten.



Obs! Polstringsdynor och stänkskydd ingår inte som standard utan beställs separat. Se tillbehör sid 3-4.

2023-02-24

1/4

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Storlekar

Samtliga storlekar har samma anatomiska utformning och antalet storlekar är reducerade till 4 st.



Swan Curo	Storlek 1		Storlek 2	Storlek 3		Storlek 4
Swan	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4	Storlek 5	Storlek 6	Storlek 7

Benämning ny artikel	Beskrivning	Nytt Art.nr
Hygienstol Swan Curo 1	inkl hållare för potta 75 mm hjul	3187061
Hygienstol Swan Curo 2	inkl hållare för potta 75 mm hjul	3187062
Hygienstol Swan Curo 3	inkl hållare för potta 75 mm hjul	3187063
Hygienstol Swan Curo 4	inkl hållare för potta 75 mm hjul	3187064
Leverans		Mars 2023

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Utgående Art. nr.	Ersätts av nytt Art.nr
Hygienstol Swan stl 2	exkl fotstöd och stag	3187002-N	3187061
Hygienstol Swan stl 3	exkl fotstöd och stag	3187003-N	3187061
Hygienstol Swan stl 4	mod 2 exkl fotstöd och stag	3187044	3187062
Hygienstol Swan stl 5	mod 2 exkl fotstöd och stag	3187045	3187063
Hygienstol Swan stl 6	mod 2 exkl fotstöd och stag	3187046	3187063
Hygienstol Swan stl 7	mod 2 exkl fotstöd och stag	3187047	3187064
Leverans		Utgår mars 2023	

Nya tillbehör R82 Swan Curo

Befintliga Swan tillbehör och reservdelar finns kvar i sortimentet.

För samtliga nya tillbehör, se artikellista på nästa sida.



Polstringsdynor



Sitslock potthål



**Stag fotplatta
vinkeljusterbart**



Stänkskydd nedre



Stänkskydd



Stänkskydd lågt



Underarmstöd



Potta / Lock till potta



Huvudstöd nr 3, blå PUR



Huvudstöd nr 4, blå PUR



**Gaskolv extra stark
Swan Curo storlek 3 & 4**



**Hjul 75 mm std alternativ
100 mm eller 125 mm**

Nya tillbehör, forts.

Benämning artikel	Beskrivning	Art.nr
Polstringsdyna Swan Curo stl 1	rygg och sits kompl blå	3187061-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 2	rygg och sits kompl blå	3187062-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 3	rygg och sits kompl blå	3187063-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 4	rygg och sits kompl blå	3187064-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 1	rygg blå	3187065-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 2	rygg blå	3187066-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 3	rygg blå	3187067-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 4	rygg blå	3187068-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 1	sits blå	3187069-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 2	sits blå	3187070-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 3	sits blå	3187071-61
Polstringsdyna Swan Curo stl 4	sits blå	3187072-61
Sitslock potthål Swan Curo	stl 1 blå	3187073-61
Sitslock potthål Swan Curo	stl 2 blå	3187074-61
Sitslock potthål Swan Curo	stl 3 blå	3187075-61
Sitslock potthål Swan Curo	stl 4 blå	3187076-61
Stag fotplatta vrb Swan Curo	25 cm	3187023
Stag fotplatta vrb Swan Curo	35 cm	3187024
Stag fotplatta vrb Swan Curo	50 cm	3187025
Stänkskydd nedre Swan Curo	stl 1-2	31870805
Stänkskydd nedre Swan Curo	stl 3	31870806
Stänkskydd nedre Swan Curo	stl 4	31870807
Stänkskydd lågt Swan Curo	blå	31880508-0861
Stänkskydd högt Swan Curo	blå	31880508-0561
Underarmstöd Swan Curo stl 1	blå	31870131-61
Underarmstöd Swan Curo stl 2	blå	31870132-61
Underarmstöd Swan Curo stl 3	blå	31870133-61
Underarmstöd Swan Curo stl 4	blå	31870134-61
Hjul 100 mm låsbara	Flamingo Swan Curo set/4 st	31880100-S
Hjul 125 mm låsbara	Flamingo Swan Curo set/4 st	31880100-125
Potta Swan Curo stl 1-2	stl 1-2	31870800
Potta Swan Curo stl 3	stl 3	31870801
Potta Swan Curo stl 4	stl 4	31870802
Lock till potta Swan Curo	stl 1-2	31870800-L
Lock till potta Swan Curo	stl 3	31870801-L
Lock till potta Swan Curo	stl 4	31870802-L
Bord Swan Curo stl 1	vit	3187038
Bord Swan Curo stl 2	vit	3187039
Bord Swan Curo stl 3	vit	3187040
Bord Swan Curo stl 4	vit	3187041
Gaskolv Swan Curo stl 3	300N	3187052-300
Gaskolv Swan Curo stl 4	400N	3187052-400
Leverans		Mars 2023

Produktinformation

Gäller: R82 Meerkat

Tillbehör i ny storlek till ståstöd R82 Meerkat

R82®

Nu finns bröst- och höftstöd till Meerkat tillgängliga i ytterligare en storlek – XXL.



Bröststöd



Höftstöd

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Höftstöd Meerkat XXL		31869244
Bröststöd Meerkat XXL		31869484
Leverans		I lager

2023-02-09

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Multi Frame

Syrgashållare till underrede R82 Multi Frame



Nu finns syrgashållare som nytt tillbehör till underrede Multi Frame.

Syrgashållaren passar Multi Frame i samtliga storlekar, utrustade med 12.5" transporthjul.

Syrgashållaren monteras antingen på höger eller vänster sida på tvärstaget på chassits undersida.

Den passar olika storlekar och former på flaskor och fixeras med två remmar. Hållaren kan enkelt monteras av.



Syrgashållare monterad på Multi Frame

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Syrgashållare Multi Frame	12.5" transporthjul	319776296
Leverans		Finns i lager

2023-01-19

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Flamingo

Tiltlås R82 Flamingo stl 3

Tiltlås, som tidigare funnits som tillbehör till Flamingo stl 3, kommer nu ingå i standardutförandet. Ändringen införs successivt från Q1 2023 och gäller tillverkade produkter från och med 8 december 2022.

Detta innebär att både stl 3 och stl 4 nu kommer vara utrustade med tiltlås.

Möjlighet finns att eftermontera tiltlås på befintliga Flamingo stl 3 (tillverkade från 19 januari 2017) genom att beställa artikel 31880156 – Tiltlås Flamingo stl 3.



Tiltlås

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Tiltlås Flamingo stl 3 set		31880156
Leverans		Q1 2023

2023-01-09

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Crissy | Etac Prio

Nytt Etac högtrycksdäck 24" – ersätter Schwalbe Right Run



Schwalbe Right Run 24" kommer att ersättas med ett nytt högtrycksdäck 24".
Förändringen gäller endast 24" Right Run. Marathon Plus kommer fortsättningsvis att erbjudas.

Det nya högtrycksdäcket kommer att finnas i produktion från vecka 8, 2023.



Nytt högtrycksdäck 24"



Schwalbe Right Run 24" utgår

2023-02-14 ID: P32035B

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Creating Possibilities

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Däck 24 högtryck svart	Schwalbe RightRun	83300
Drivhjul 24 C5 högtryck	utan drivring Schwalbe RightRun exkl axel	28580
Drivhjul 24 C5 högtr/alu	Schwalbe RightRun exkl axel	28581
Drivhjul 24 C5 högtr/cell	Schwalbe RightRun exkl axel	28582
Drivhjul 24 C5 högtr/plastad	Schwalbe RightRun exkl axel	28583
Drivhjul 24 C5 högtr/rfr	Schwalbe RightRun exkl axel	28584
Drivhjul 24 C5 högtr/titan	Schwalbe RightRun exkl axel	28585
Drivhjul 24 VB högtr utan	drivring Schwalbe RightRun exkl axel	83413
Drivhjul 24 VB högtr/rfr	Schwalbe RightRun exkl axel	28624
Drivhjul 24 VB högtr/alu	Schwalbe RightRun exkl axel	28625
Drivhjul 24 VB högtr/plast	Schwalbe RightRun exkl axel	28626
Utgår		Vecka 8, 2023

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Nytt art. nr.
Däck 24 högtryck svart		83329
Drivhjul 24 C5 högtryck	utan drivring svart exkl axel	28860
Drivhjul 24 C5 högtr/alu	svart exkl axel	28861
Drivhjul 24 C5 högtr/cell	svart exkl axel	28862
Drivhjul 24 C5 högtr/plastad	svart exkl axel	28863
Drivhjul 24 C5 högtr/rfr	svart exkl axel	28864
Drivhjul 24 C5 högtr/titan	svart exkl axel	28865
Drivhjul 24 VB högtr utan	drivring svart exkl axel	28869
Drivhjul 24 VB högtr/rfr	svart exkl axel	28866
Drivhjul 24 VB högtr/alu	svart exkl axel	28867
Drivhjul 24 VB högtr/plast	svart exkl axel	28868
Leverans, fr.o.m.		Vecka 8, 2023


Produktinformation

Gäller: Etac Cross 5 XL

Cross 5 XL blå gavel utgår

etac®

Från och med april 2023 kommer Cross 5 XL endast att erbjudas i svart färg.
Den blå färgen fasas ut.



Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Prio | Etac Crissy

Drivhjul 24" massivt med rostfri drivring (art.nr 27567) får nytt utförande och nytt artikelnummer.



Drivhjulet kommer få ett nytt däck. I samband med nytt utförande kommer drivhjulet också att få ett nytt artikelnummer (art.nr 28844). Det nya däckets har en mörkare färg och ett grövre mönster.

Införandet kommer att ske under februari 2023.

Då orderläget varit högt kommer nuvarande drivhjul (art.nr 27567) ta slut innan vi kan införa det nya drivhjulet (art.nr 28844). För att lösa den uppkomna situationen kommer vi från och med nu tillfälligt behöva leverera rullstolar med drivhjul (art.nr 28092). Detta är ett motsvarande drivhjul med massivt däck och rostfri drivring.



Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 24 C5 mass/rfr	exkl axel	27567
Slutförbrukat		Utgått

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivhjul 24 C5 mass/rfr	exkl axel	28844
Leverans		Vecka 8, 2023

2023-01-02 ID: P31985-4A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Tripp Tilt

Utfasning av dusch- & toalettstolen Tripp Tilt



Tripp Tilt är en av Etacs äldre produkter som nu kommer att fasas ut pga låga försäljningsvolymmer. Produkten fasas ut i samband med att befintligt lager tar slut.



Dusch - & toalettstolen Tripp Tilt fasas ut

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Dusch/toastol Tripp		80209005
Dusch/toastol Tripp inkl	4 låsbara hjul	80209083
Dusch/toastol Tripp inkl	4 låsbara hjul samt nackstöd	80209084
Nackstöd Tripp		80209041
Ryggkudde Tripp		80209042
Mjukrygg Tripp		80209046
Mjuksits Tripp		80209047
Mjukdyna Tripp		80209066
Bäcken Mobil/Mobilette/Mobil	Tipp/Tripp	80209031
Slutförbrukas		

2023-03-22 ID: P36092A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Swift duschpall/duschstol

Mjukdyna sits - Justering av fästenas placering



Vi har gjort en designförbättring på mjukdynan till Swift duschpall/stol. Placeringen av dynans fästen har förflyttats för att säkerställa en bättre passning till sitsen. Det bakre fästet har flyttats närmare sitsens bakkant, och de främre fästena sitter nu på längre avstånd från varandra likväl som det bakre fästet.

Mjukdynan är ett tillbehör och den uppdaterade varianten kommer börja säljas när befintligt lager är slut.
Obs! Mjukdynan för rygg är oförändrad och påverkas *inte* av förändringen.



Mjukdyna sits

Benämning artikel	Art. nr.
Mjukdyna sits Swift dusch grå	84005073
Säljstart	Januari 2023

2023-01-23 ID: P5624-2A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se


Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac My-Loo fast montering | Etac Hi-Loo fast montering | Etac Cloo | Etac Supporter toalettarmstöd

Uppdaterad design – Adapter för toalettsitsförhöjare med fast montering



Vi har gjort en designförbättring på adaptern som används för att förankra våra toalettsitsar i porslinet.

Den uppdaterade adaptern har mer flexibilitet, vilket gör det möjligt att montera på toaletter med mindre hål än tidigare. Det är även enklare att korta av adaptern om det behövs, då den har en "midja" i mitten som underlättar när man skär av.

Adaptern kommer att införas löpande i huvudprodukterna likväl som tillhörande reservdelar under Q1 2023.

Berörda produkter: My-Loo fast montering, Hi-Loo fast montering, Cloo samt Supporter toalettarmstöd.


Användarmanualer har uppdaterats.



Tidigare adapter



Ny adapter, med "midja"



Nya användarmanualer

Produktinformation

Gäller: Lyftbygel 8-p med balansdon Molift Air

Ny artikel – Lyftbygel 8-p med balansdon Molift Air

molift®

Vår 8-punkts lyftbygel finns nu även i en variant med ett balansdon.

Den gör det möjligt att justera den horisontella vinkeln som patienten är placerad i.



Ny artikel

Lyftbygel 8-p med balansdon Molift Air
Art. nr 2140004

Kan användas med
Lyftelse Molift
RgoSling Fabric
Stretcher och Molift
Repositioneringslakan
RgoSling Maxi



Ny artikel

Benämning		Art. nr.
Lyftbygel 8-p med balansdon Molift Air		2140004
Leverans		Finns för beställning

2023-02-13

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Bettina Silver

Säljare/utbildare

bettina.silver@etac.com
Mobil 076-146 57 17

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge. Kalmar, Kronoberg och
Malmö



Fathi Makvandi

Säljare/utbildare

fathi.makvandi@etac.com
Mobil 076-106 39 51

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Kristina Henningsson

Säljare/utbildare

kristina.henningsson@etac.com
Mobil 076-119 90 22

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Jämtland, Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten
och Norrbotten



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Härjedalen,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com
Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Positioneringskuddar

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com
Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Positioneringskuddar
- HoverMatt

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro




Sirwan Hurmzyar

Teknisk säljare

sirwan.hurmzyar@etac.com
Mobil 070-519 66 77

- Lyftar

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Östergötland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten



Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:
Måndag 09:15-16:00
Tisdag-fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation
– besök www.etac.se

Etac Sverige AB

 0371-58 73 00

 info@etac.se

 www.etac.se


Creating Possibilities