



Produktinformation från Etac

April – Juni 2021

 **etac**[®]

Produktinformation från Etac

För att ge dig en enkel översikt över produktinformation från oss, samlar vi all information per kvartal, som berör förbättringar och nyheter inom alla våra produktområden.

För att ta del av löpande produktinformation samt samlad information från tidigare kvartal, besök vår hemsida www.etac.se.

Vi strävar efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Manuella rullstolar

Etac Prio – Bromsadapter 16"	3
Etac Lille – Nytt batteri	4

Manuell förflyttning

Molift Raiser Pro – Nya tillbehör	5
---	---

Tryckavlastning

Heelift® hälavlastare – Utgår	6
-------------------------------------	---

Kontakt

Kontakta oss	7-8
--------------------	-----

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Bromsadapter Prio 16" – Uppdaterat tillbehör

etac®

Vi har tagit fram en ny bromsadapter, för att göra det möjligt att montera brukarbroms även på Prio med 16" hjul, i balansposition a2, A2 och B2.

Den nya bromsadaptern passar både 16" och 20" hjul.




Ny profil

Ny profil till 16" och 20" hjul.



Utgående profil

Utgående profil passar endast 20" hjul.



Uppdaterad bromsadapter

Brukarbroms monterad på Prio med 16" hjul.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Adapter broms Prio 16-20 kompl		28654
Leverans		Finns i lager

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Adapter broms Prio 20		28404
Utgår		Utgått

2021-06-09 ID: P31955A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Lille Viking

Nytt batteri – Etac Lille Viking



Vi kommer successivt att införa ett nytt batteri till Lille Viking då den nuvarande tillverkaren har slutat tillverka den modell som är till Lille Viking.



Nytt batteri till Lille Viking
Batteri BP12-12 ersätter Batteri 12V/12A.



Utgående batteri till Lille Viking
Batteriet utgår eftersom modellen har slutat tillverkas.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Batteri BP12-12	Lille Viking	83443
Preliminär leverans		Vecka 19, 2021

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Batteri 12V/12A	Lille Viking 2000/2000+	UB2031D
Utgår		Vecka 19, 2021

2021-04-08 ID: P31960A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se



Produktinformation

Gäller: Molift Raiser Pro

Nya tillbehör

molift[®]

Ståplatta Molift Raiser Pro

Raiser Pro ståplatta är ett tillbehör som kan användas när brukaren behöver ett högre fotläge vid användning av Raiser Pro. Det ökar höjden med 9 cm och behöver ingen form av fixering, den passar in direkt på bottenplattan.

Hälband Molift Raiser Pro

Hälbandet är ett tillbehör som används när brukaren behöver stöd för att hålla fötterna i rätt läge. Produkten monteras på Molift Raiser Pros vred och kan justeras i 3 olika längder. HeelStrap ska ge stöd för brukarens hälar vid stående på bottenplattan.



Ståplatta Molift Raiser Pro



Hälband Molift Raiser Pro

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Ståplatta Molift Raiser Pro	9 cm	28612
Hälband Molift Raiser Pro	en storlek	83211
Leverans		Finns att beställa

2021-05-05

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Hälavlastare Heelift®

Hälavlastare Heelift® utgår och ersätts av Body Armor

etac®

Hälavlastare Heelift® utgår ur sortimentet och ersätts av Hälavlastare Body Armor



Utgående produkt - Heelift® hälavlastare



Ny produkt - Hälavlastare Body Armor

Benämning artikel	Art. nr	Ersätts av Art nr
Armbågsskydd Elbowlift ®	DADM-EL	Ingen ersättning
Hälskydd Heelift ® Original	DADM-HL	Ingen ersättning
Hälskydd Heelift ® Mjuk	DADM-HLS	Ingen ersättning
Heelift ® Bariatric	DADM-HLSB	Ingen ersättning
Heelift ® Petit	DADM-HLSP	Ingen ersättning
Hälskydd Heelift ® Sträck	DADM-HLTB	Ingen ersättning
Hälskydd Heelift Glide ® Original	DADM-HLG	DABAHR-N
Hälskydd Heelift Glide ® Mjuk	DADM-HLSG	DABAHR-F
		Införs successivt

2021-06-30

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com
Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com
Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Sara Carlsson

Säljare/utbildare

sara.carlsson@etac.com
Mobil 073-078 93 96

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Cecilia Höiby

Säljare/utbildare

cecilia.hoiby@etac.com
Mobil 073-024 64 37

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och
Kronoberg



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Joseфина Frisk

Key Account Manager

joseфина.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

Samtliga sortiment
Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten

Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:

Måndag 09:15-16:00

Tisdag-fredag 08:00-16:00

Lunchstängt 12:00-13:00



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

 **etac**[®]
Creating Possibilities