



Produktinformation från Etac

April – Juni 2022

 **etac**[®]

Produktinformation från Etac

För att ge dig en enkel översikt över produktinformation från oss, samlar vi all information per kvartal, som berör förbättringar och nyheter inom alla våra produktområden.

För att ta del av löpande produktinformation samt samlad information från tidigare kvartal, besök vår hemsida www.etac.se.

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Barn & Junior

R82 High-low:xo underrede – Nyhet.....	3-5
R82 Stingray syrgashållare	6
R82 Rabbit Up/Toucan/Caribou fotsandal	7
5-punktssele utgår	8

Rullstolar

Etac Prio ny skruv höjdjustering armstöd.....	9–10
Etac Prio ny förpackning.....	11

Hygien

Etac Rufus Plus utgår	12
-----------------------------	----

Patientförflyttning

Immedia CloverFoot förhöjningsplatta utgår.....	13
Immedia 4WayGlide Midi glidmadrass utgår	14

Sittdynor och Positionering

Star inkontinensöverdrag i nytt utförande....	15–17
---	-------

Kontakt

Kontakta oss	18–19
--------------------	-------

Produktinformation

Gäller: R82 High-low:xo

NYHET! Underrede R82 High-low:xo

Nu lanserar vi ett nytt underrede till sittsystem R82 x:panda och R82 Panda Futura.

Det nya underredet R82 High-low:xo ersätter befintliga underreden R82 High-low:x och R82 High-low.

Nyheter R82 High-low:xo



Adapter

Ny adapter till x:panda stl 1-3 och Panda Futura stl 1-4.



Broms/Tramppedal

Fotmanövrerad centralbroms på bakre hjulen och tramppedal för tröskel assistans.




Ny färg

Svart underrede



Hjul

100 mm hjul som standard på inneunderrede.



Tydliga markeringar

2022-06-10

1/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Benämning NYA artiklar**Art. nr.**

Inneunderrede High-low xo stl 1 för xpanda sits 1-2	3189010411
Inneunderrede High-low xo stl 2 för xpanda sits 3	3189020411
Inneunderrede High-low xo Hydraulisk stl 2 för xpanda sits 3	3189020441
Inneunderrede EL High-low xo stl 1 för xpanda sits 1-2	3189010431
Inneunderrede EL High-low xo stl 2 för xpanda sits 3	3189020431
Inneunderrede EL High-low xo stl 3 för xpanda sits 4*	3189030431
* Exkl adapter. Om behov finns beställ 318911610-99 till stl 4	
Uteunderrede High-low xo stl 1 för xpanda sits 1-2	3189110311
Uteunderrede High-low xo stl 2 för xpanda sits 3	3189120311
Uteunderrede EL High-low xo stl 1 för xpanda sits 1-2	3189110331
Uteunderrede EL High-low xo stl 2 för xpanda sits 3	3189120331
Inneunderrede High-low xo Panda stl 1-4	3189000411
Inneunderrede EL High-low xo Panda stl 1-4	3189000431
Uteunderrede High-low xo Panda stl 1-4	3189100311
Uteunderrede EL High-low xo Panda stl 1-4	3189100331

Leverans

Införs successivt

Benämning utgående artiklar**Art.nr.****Ersätts av ny artikel****Art. nr.**

Inneunderrede High-low x:panda stl A för sits 1-2	318911603-02	3189010411
Inneunderrede High-low x:panda stl B för sits 3	318911605-02	3189020411
Inneunderrede High-low x:panda hydraulisk stl B för sits 3	318911606-02	3189020441
Inneunderrede EL High-low x:panda stl A för sits 1-2	318911603-02EL	3189010431
Inneunderrede EL High-low x:panda stl B för sits 3	318911605-02EL	3189020431
Inneunderrede EL High-low x:panda stl C för sits 4 eller mindre *	318911607-02EL	3189030431
*Exkl adapter. Om behov finns beställ 318911610-98 till stl 1-3 eller 318911610-99 till stl 4		
Uteunderrede High-low x:panda stl A för sits 1-2	318911613-02	3189110311
Uteunderrede High-low x:panda stl B för sits 3	318911615-02	3189120311
Uteunderrede EL High-low x:panda stl A för sits 1-2	318911613-02EL	3189110331
Uteunderrede EL High-low x:panda stl B för sits 3	318911615-02EL	3189120331
Inneunderrede High-low Panda	3189505-03	3189000411
Inneunderrede EL High-low	3189505-03EL	3189000431
Uteunderrede High-low Panda	3189516-03	3189100311
Uteunderrede EL High-low	3189516-03EL	3189100331

Leverans

Utgår och ersätts successivt

2022-06-10

2/3

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se


 Creating Possibilities

Nya tillbehör R82 High-low:xo



Tippskydd inneunderrede



Tippskydd uteunderrede



Körbygel vinkeljusterbar



Körbygel

Benämning nya tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Tippskydd High-Low:xo	inneunderrede	31890007
Tippskydd High-Low:xo	uteunderrede	31890008
Adapter High-low xo	till Panda stl 1-4	315075610-04
Adapter High-low xo	till Xpanda stl 1-2	318911610-04
Körbygel inneunderede	High-low xo till xpanda stl 1-4 Panda stl 1-4	31890009-04
Lås för höjdjustering	High-low xo gas stl 1-2	31890024
Transportfäste High low xo		31890005
Trampkloss High-Low xo	gas /el	31890025
Gaskolv extra High Low xo 2 st	över 20 kg	31890001
Gaskolv extra High Low xo 2 st	över 30 kg	31890002
Gaskolv extra High Low xo 2 st	över 40 kg	31890003
Leverans		Finns i lager

Produktinformation

Gäller: R82 Stingray

Syrgashållare till R82 Stingray

Nu introducerar vi en ny syrgashållare till Stingray för vertikal montering på sulkyns högra sida. Befintlig syrgashållare som placeras baktill på sulkyn finns fortsatt kvar i sortimentet.

Den nya syrgashållaren passar flaskor med en diameter upp till 12 cm och en vikt på max 10 kg.



Ny syrgashållare Stingray

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Syrgashållare Stingray	vertikal montering	318776296
Leverans		Finns i lager

2022-06-22

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Rabbit Up | Toucan | Caribou

Nytt tillbehör – Fotsandaler till R82 Rabbit Up, Toucan och Caribou

Nu utökar vi alternativen för fotpositionering till Rabbit Up, Toucan och Caribou med samma typ av fotsandal som idag finns till Meerkat. Fotsandalen kommer i 3 storlekar för montering på befintlig fotplatta.



Fotsandal Rabbit Up/Toucan/Caribou

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotsandal S Rabbit Up Toucan Caribou	Bredd bak 60-75 mm fram 95-110 mm	31869490-RT
Fotsandal M Rabbit Up Toucan Caribou	Bredd bak 65-80 mm fram 100-145 mm	31869491-RT
Fotsandal L Rabbit Up Toucan Caribou	Bredd bak 85-95 mm fram 120-165 mm	31869492-RT
Leverans		Finns i lager

2022-06-29

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Västar och Bälten

5-punktsele utgå

5-punktsele utgå ur sortimentet. Se artikelnummer nedan.



Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
5-punkt sele stl 1-2		3189665-1
5-punkt sele stl 3-4		3189665-2
Leverans		Slutförbrukas

2022-06-22

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio


Ny skruv för höjdjustering av armstöd – Prio

etac®



Etac byter skruv för höjdjustering på Prios armstöd.

Skraven byts från M5 till M6. Det blir även en ny mutter (M6). Kompletta armstöd får nya artikelnummer, se nedan.


Insexnyckel nr 5 som medföljer Prio, passar i den nya höjdjusteringskruven.



Ny M6 skruv för höjdjusteringen på Prios armstöd.



Utgående M5 skruv för höjdjusteringen på Prios armstöd.



2022-06-22 ID: P31969A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L38 cm hö 2 gr		28826-1
Armstöd teleskop L38 cm vä 2 gr		28826-2
Armstöd teleskop L49 cm hö 2 gr		28827-1
Armstöd teleskop L49 cm vä 2 gr		28827-2
Armstöd L49 cm hö jb längd 2 gr		28828-1
Armstöd L49 cm vä jb längd 2 gr		28828-2
Armstöd teleskop universal kpl		28832-1
Armstöd teleskop universal kpl		28832-2

Leverans

Byte sker från v. 26, 2022

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L38 cm hö 2 gr	hö std Prio 3A	28713-1
Armstöd teleskop L38 cm vä 2 gr	vä std Prio 3A	28713-2
Armstöd teleskop L49 cm 2 gr	hö std Prio 3A	28687-1
Armstöd teleskop L49 cm 2 gr	vä std Prio 3A	28687-2
Armstöd L49 cm hö jb längd 2 gr	fingerskruv std Prio 3A	28688-1
Armstöd L49 cm vä jb längd 2 gr	fingerskruv std Prio 3A	28688-2
Armstöd teleskop universal kpl	Prio hö	28513-1
Armstöd teleskop universal kpl	Prio vä	28513-2

Leverans

Byte sker från v. 26, 2022

Produktinformation

Gäller: Etac Prio

Etac Prio – Ny förpackning

etac[®]

Under våren 2022 inför vi en ny förpackning till rullstol Prio.

Detta för att underlätta vid emballering och hantering. Förpackningen försluts med band istället för att nitas med klammer. Det nya emballaget består av lock, botten samt en sarg.



Ny förpackning till Prio



Utgående förpackning till Prio

2022-04-01 ID: P31815A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Rufus Plus badbräda

Badbräda Rufus Plus utgår

etac[®]

Vi har sen tidigare fasat ut dusch- och badstolen i serien Rufus och nu utgår även badbrädan. Badbräda Rufus Plus kommer fasas ut i samband med att befintligt lager tar slut. Beräknas slutförbrukas under Q4 2022.



Rufus Plus badbräda med handtag (tillbehör)

Benämning artikel	Art. nr.
Badbräda Rufus Plus 68 cm	81202001
Badbräda Rufus Plus 73 cm	81202002
Badbräda Rufus Plus 68 cm inkl handtag	81202005
Badbräda Rufus Plus 73 cm inkl handtag	81202006
Handtag, rött	81302023

Beräknas slutförbrukas under Q4 2022.

2022-06-28 ID: P36013B

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Immedia CloverFoot förhöjningsplatta

Förhöjningsplatta Immedia CloverFoot utgår ur sortimentet

immedia

Slut i lager



Förhöjningsplatta Immedia CloverFoot

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Förhöjningsplatta CloverFoot	38 x 32 cm	IM2001
Utgår		Slut i lager

2022-06-07

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

immedia
by Etac

Produktinformation

Gäller: Immedia 4WayGlide Midi med låssystem

Glidmadrass Immedia 4WayGlide Midi med låssystem utgår ur sortimentet

immedia

Glidmadrass 4WayGlide Midi med låssystem utgår och ersätts av Glidmadrass 4WayGlide Midi utan låssystem



Utgående produkt IM140/150



Ersättnings produkt IM140/150C

Utgående artikel

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidmadrass 4WayGlide Midi	140 x 150 cm	IM140/150
Utgår		Slutförbrukas

Ersätts av

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidmadrass 4WayGlide Midi	140 x 150 cm utan lås	IM140/150C
Införs succesivt		

2022-06-28

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

immedia
by Etac

Produktinformation

Gäller: Star sittdynor, StarLock, Standard Air, Stabil Air

Star sittdynor – Inkontinensöverdrag i nytt utförande



Alla Star inkontinensöverdrag ändras nu till StarLock-varianten, med dragkedja istället för kardborre samt ficka på framsidan. Även om fickan är framtagen för StarLock-pumpen, kan fickan på Standard Air och StabilAir användas till förvaring av "vardagsföremål" såsom nycklar, telefon etc.

Införs successivt efter slutförbrukning från och med Juni 2022.



Star Inkontinensöverdrag med dragkedja och ficka.

2022-06-01 ID: 10008_SE_US_A

1/3

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

 **STAR**
by Etac

**Nuvarande
StarLock
överdrag art.nr**
(reservdel)

**Nuvarande
Standard Air/
Stabil-Air över-
drag art.nr**
(reservdel)

**Nytt överdrag
art.nr**
(samma art.nr
för alla sittedynor
i samma storlek,
oavsett typ)

ESICCSL20909	ESICC20909	ESICZ20909
ESICCSL20911	ESICC20911	ESICZ20911
ESICCSL20913	ESICC20913	ESICZ20913
ESICCSL21109	ESICC21109	ESICZ21109
ESICCSL21111	ESICC21111	ESICZ21111
ESICCSL21113	ESICC21113	ESICZ21113
ESICCSL21115	ESICC21115	ESICZ21115
ESICCSL21309	ESICC21309	ESICZ21309
ESICCSL21311	ESICC21311	ESICZ21311
ESICCSL21313	ESICC21313	ESICZ21313
ESICCSL21315	ESICC21315	ESICZ21315
ESICCSL21317	ESICC21317	ESICZ21317
ESICCSL21511	ESICC21511	ESICZ21511
ESICCSL21513	ESICC21513	ESICZ21513
ESICCSL21515	ESICC21515	ESICZ21515
ESICCSL21517	ESICC21517	ESICZ21517
ESICCSL21519	ESICC21519	ESICZ21519
ESICCSL21521	ESICC21521	ESICZ21521
ESICCSL21713	ESICC21713	ESICZ21713
ESICCSL21715	ESICC21715	ESICZ21715
ESICCSL21717	ESICC21717	ESICZ21717
ESICCSL21719	ESICC21719	ESICZ21719
ESICCSL21721	ESICC21721	ESICZ21721
ESICCSL21915	ESICC21915	ESICZ21915
ESICCSL21917	ESICC21917	ESICZ21917
ESICCSL21919	ESICC21919	ESICZ21919
ESICCSL21921	ESICC21921	ESICZ21921
ESICCSL22115	ESICC22115	ESICZ22115
ESICCSL22117	ESICC22117	ESICZ22117
ESICCSL22119	ESICC22119	ESICZ22119
ESICCSL22121	ESICC22121	ESICZ22121
ESICCSL22317		ESICZ22317
ESICCSL22319		ESICZ22319
ESICCSL22321		ESICZ22321
ESICCSL22323		ESICZ22323

Leverans Införs successivt efter slutförbrukning

**Nuvarande
StarLock
överdrag art.nr**
(reservdel)

**Nuvarande
Standard Air/
Stabil-Air över-
drag art.nr**
(reservdel)

**Nytt överdrag
art.nr**
(samma art.nr
för alla sittedynor
i samma storlek,
oavsett typ)

ESICCSL30909	ESICC30909	ESICZ0909
ESICCSL30911	ESICC30911	ESICZ30911
ESICCSL30913	ESICC30913	ESICZ30913
ESICCSL31109	ESICC31109	ESICZ31109
ESICCSL31111	ESICC31111	ESICZ31111
ESICCSL31113	ESICC31113	ESICZ31113
ESICCSL31115	ESICC31115	ESICZ31115
ESICCSL31309	ESICC31309	ESICZ31309
ESICCSL31311	ESICC31311	ESICZ31311
ESICCSL31313	ESICC31313	ESICZ31313
ESICCSL31315	ESICC31315	ESICZ31315
ESICCSL31317	ESICC31317	ESICZ31317
ESICCSL31511	ESICC31511	ESICZ31511
ESICCSL31513	ESICC31513	ESICZ31513
ESICCSL31515	ESICC31515	ESICZ31515
ESICCSL31517	ESICC31517	ESICZ31517
ESICCSL31519	ESICC31519	ESICZ31519
ESICCSL31521	ESICC31521	ESICZ31521
ESICCSL31713	ESICC31713	ESICZ31713
ESICCSL31715	ESICC31715	ESICZ31715
ESICCSL31717	ESICC31717	ESICZ31717
ESICCSL31719	ESICC31719	ESICZ31719
ESICCSL31721	ESICC31721	ESICZ31721
ESICCSL31915	ESICC31915	ESICZ31915
ESICCSL31917	ESICC31917	ESICZ31917
ESICCSL31919	ESICC31919	ESICZ31919
ESICCSL31921	ESICC31921	ESICZ31921
ESICCSL32115	ESICC32115	ESICZ32115
ESICCSL32117	ESICC32117	ESICZ32117
ESICCSL32119	ESICC32119	ESICZ32119
ESICCSL32121	ESICC32121	ESICZ32121
		ESICZ32317
		ESICZ32319
		ESICZ32321
		ESICZ32323

Leverans Införs successivt efter slutförbrukning

**Nuvarande
StarLock
överdrag art.nr**
(reservdel)

**Nuvarande
Standard Air/
Stabil-Air över-
drag art.nr**
(reservdel)

**Nytt överdrag
art.nr**
(samma art.nr
för alla sittdynor
i samma storlek,
oavsett typ)

ESICCSL40909	ESICC40909	ESICZ40909
ESICCSL40911	ESICC40911	ESICZ40911
ESICCSL40913	ESICC40913	ESICZ40913
ESICCSL41109	ESICC41109	ESICZ41109
ESICCSL41111	ESICC41111	ESICZ41111
ESICCSL41113	ESICC41113	ESICZ41113
ESICCSL41115	ESICC41115	ESICZ41115
ESICCSL41309	ESICC41309	ESICZ41309
ESICCSL41311	ESICC41311	ESICZ41311
ESICCSL41313	ESICC41313	ESICZ41313
ESICCSL41315	ESICC41315	ESICZ41315
ESICCSL41317	ESICC41317	ESICZ41317
ESICCSL41511	ESICC41511	ESICZ41511
ESICCSL41513	ESICC41513	ESICZ41513
ESICCSL41515	ESICC41515	ESICZ41515
ESICCSL41517	ESICC41517	ESICZ41517
ESICCSL41519	ESICC41519	ESICZ41519
ESICCSL41521	ESICC41521	ESICZ41521
ESICCSL41713	ESICC41713	ESICZ41713
ESICCSL41715	ESICC41715	ESICZ41715
ESICCSL41717	ESICC41717	ESICZ41717
ESICCSL41719	ESICC41719	ESICZ41719
ESICCSL41721	ESICC41721	ESICZ41721
ESICCSL41915	ESICC41915	ESICZ41915
ESICCSL41917	ESICC41917	ESICZ41917
ESICCSL41919	ESICC41919	ESICZ41919
ESICCSL41921	ESICC41921	ESICZ41921
ESICCSL42115	ESICC42115	ESICZ42115
ESICCSL42117	ESICC42117	ESICZ42117
ESICCSL42119	ESICC42119	ESICZ42119
ESICCSL42121	ESICC42121	ESICZ42121
ESICCSL42317		ESICZ42317
ESICCSL42319		ESICZ42319
ESICCSL42321		ESICZ42321
ESICCSL42323		ESICZ42323

Leverans Införs successivt efter slutförbrukning

**Nuvarande
StarLock
överdrag art.nr**
(reservdel)

**Nuvarande
Standard Air/
Stabil-Air över-
drag art.nr**
(reservdel)

**Nytt överdrag
art.nr**
(samma art.nr
för alla sittdynor
i samma storlek,
oavsett typ)

ESICCSL51010		ESICZ51010
ESICCSL51012		ESICZ51012
ESICCSL51014		ESICZ51014
ESICCSL51210		ESICZ51210
ESICCSL51212		ESICZ51212
ESICCSL51214		ESICZ51214
ESICCSL51216		ESICZ51216
ESICCSL51410		ESICZ51410
ESICCSL51412		ESICZ51412
ESICCSL51414		ESICZ51414
ESICCSL51416		ESICZ51416
ESICCSL51418		ESICZ51418
ESICCSL51612		ESICZ51612
ESICCSL51614		ESICZ51614
ESICCSL51616		ESICZ51616
ESICCSL51618		ESICZ51618
ESICCSL51620		ESICZ51620
ESICCSL51622		ESICZ51622
ESICCSL51814		ESICZ51814
ESICCSL51816		ESICZ51816
ESICCSL51818		ESICZ51818
ESICCSL51820		ESICZ51820
ESICCSL51822		ESICZ51822
ESICCSL52016		ESICZ52016
ESICCSL52018		ESICZ52018
ESICCSL52020		ESICZ52020
ESICCSL52022		ESICZ52022
ESICCSL52216		ESICZ52216
ESICCSL52218		ESICZ52218
ESICCSL52220		ESICZ52220
ESICCSL52222		ESICZ52222
ESICCSL52418		ESICZ52418
ESICCSL52420		ESICZ52420
ESICCSL52422		ESICZ52422
ESICCSL52424		ESICZ52424

Leverans Införs successivt efter slutförbrukning



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Cecilia Höiby

Säljare/utbildare

cecilia.hoiby@etac.com
Mobil 073-024 64 37

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och
Kronoberg



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

Samtliga sortiment
Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com
Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Positioneringskuddar

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com

Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Positioneringskuddar
- HoverMatt

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro



Sirwan Hurmzyar


Teknisk säljare

sirwan.hurmzyar@etac.com

Mobil 070-519 66 77

- Lyftar

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Östergötland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten



Kundservice

Etac Sverige AB

Box 203, 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00

fax kundservice 0371-58 73 90

info@etac.com www.etac.se

Öppettider:

Måndag 09:15-16:00

Tisdag-fredag 08:00-16:00

Lunchstängt 12:00-13:00



Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

 **etac**[®]
Creating Possibilities