



# Produktinformation från Etac

Juli – Sep 2021

 **etac**<sup>®</sup>

## Produktinformation från Etac

För att ge dig en enkel översikt över produktinformation från oss, samlar vi all information per kvartal, som berör förbättringar och nyheter inom alla våra produktområden.

För att ta del av löpande produktinformation samt samlad information från tidigare kvartal, besök vår hemsida [www.etac.se](http://www.etac.se).

Vi strävar efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



## Innehåll

### Manuella rullstolar

|  |     |
|--|-----|
| Etac Cross 5 XL – Djupare tvärstag.....          | 3   |
| Etac Cross 3A – Ryggklädsel nytt utförande ..... | 4   |
| Etac Transit – Färgbyte .....                    | 5-6 |

### Bad & Toalett

|   |       |
|---|-------|
| Etac Swift Mobil-2 – med upprätt rygg.....    | 7-8   |
| Protect dyna – Utgår .....                    | 9     |
| Etac Swift – Ökad brukarvikt / Utfasning..... | 10-11 |
| Bäckenhållare och stänkskydd .....            | 12-13 |

### Kontakt

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Kontakta oss ..... | 14-15 |
|--------------------|-------|

# Produktinformation


Gäller: Etac Cross 5 XL

## Djupare tvärstag Cross 5 XL

etac®

Nu kommer tvärstagen till Cross 5 XL i ett nytt djupare mått. Det gäller breddstorlekarna från 47,5 cm till 60 cm. Förändringen görs för att kombinationen tvärstag och huvudstödsfäste ska vara möjlig utan att de krockar med varandra.

Tvärstagen blir 15 mm djupare mot nuvarande tvärstag. Ändringen införs successivt.



**Djupare tvärstag**  
Det nya djupare tvärstaget som inte krockar med huvudstödsfästet.

| Benämning ny artikel            | Beskrivning | Art. nr.       |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| Tvärstag 3A 47.5 cm kompl mod 4 |             | 28695          |
| Tvärstag 3A 50 cm kompl mod 4   |             | 28696          |
| Tvärstag 3A 52.5 cm kompl mod 4 |             | 28697          |
| Tvärstag 3A 55 cm kompl mod 4   |             | 28698          |
| Tvärstag 3A 57.5 cm kompl mod 4 |             | 28699          |
| Tvärstag 3A 60 cm kompl mod 4   |             | 28700          |
| <b>Successivt från</b>          |             | Vecka 35, 2021 |

| Benämning utgående artikel               | Beskrivning | Art. nr.       |
|--|-------------|----------------|
| Tvärstag 3A 47.5 cm kompl mod 4          |             | 28119          |
| Tvärstag 3A 50 cm kompl mod 4            |             | 28120          |
| Tvärstag 3A 52.5 cm kompl mod 4          |             | 28121          |
| Tvärstag 3A 55 cm kompl mod 4            |             | 28122          |
| Tvärstag 3A 57.5 cm kompl mod 4          |             | 28123          |
| Tvärstag 3A 60 cm kompl mod 4            |             | 28124          |
| <b>Slutförbrukas successivt, fr.o.m.</b> |             | Vecka 35, 2021 |

2021-07-07 ID: P35150A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities

# Produktinformation

Gäller: Etac Cross

## Ryggklädsel Cross 3A - nytt utförande

etac®

Översta ryggbandet på ryggklädsel Cross 3A byts från 50 mm till 40 mm band.  
Bytet sker successivt från och med september 2021. Övriga band på ryggklädslarna är samma som förut, 30 mm.  
Ryggklädslarna har genomgått och klarat alla tester som med 50 mm band.



**Nytt utförande**  
Ryggklädsel i nytt utförande där översta ryggbandet är 40 mm brett.



**Gammalt utförande**  
Ryggklädsel i äldre utförande där översta ryggbandet är 50 mm brett.

| Benämning artikel             | Beskrivning | Art. nr.        |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Klädsel rygg 3A rb            | 35-40 cm    | 62953-60        |
| Klädsel rygg 3A rb            | 42.5-50 cm  | 62954-60        |
| Klädsel rygg 3A rb            | 52.5-60 cm  | 62955-60        |
| <b>Införs successivt från</b> |             | September, 2021 |

2021-07-06 ID: P5550-3A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities



# Produktinformation

Gäller: Etac Transit III

## Färgbyte Transit III

etac®

Nu byter vi färg på Transit III från grå bläster (-53), till samma grå som är på Cross 6 (-78). Införandet beräknas ske under september 2021.



**Ny färg**  
Transit III byter till samma grå färg som på Cross 6.



**Utgående färg**  
Grå bläster -53 utgår på Transit III.

2021-07-06 ID: P31980A

1/2

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities

| Benämning ny artikel    | Beskrivning | Art. nr.       |
|-------------------------|-------------|----------------|
| Transit III B35         |             | 13140301       |
| Transit III B35 kund    |             | 13145301       |
| Transit III B40         |             | 13140305       |
| Transit III B40 kund    |             | 13145305       |
| Transit III B45         |             | 13140309       |
| Transit III B45 kund    |             | 13145309       |
| Transit III B50         |             | 13140311       |
| Transit III B50 kund    |             | 13145311       |
| Transit III B55 kund    |             | 13145317       |
| <b>Leverans fr.o.m.</b> |             | Vecka 36, 2021 |

| Benämning utgående artikel | Beskrivning | Art. nr.       |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Transit III B35            |             | 13140301-53    |
| Transit III B35 kund       |             | 13145301-53    |
| Transit III B40            |             | 13140305-53    |
| Transit III B40 kund       |             | 13145305-53    |
| Transit III B45            |             | 13140309-53    |
| Transit III B45 kund       |             | 13145309-53    |
| Transit III B50            |             | 13140311-53    |
| Transit III B50 kund       |             | 13145311-53    |
| Transit III B55 kund       |             | 13145317-53    |
| Transit avancerad B37.5    |             | 13140303-53    |
| <b>Utgår fr.o.m.</b>       |             | Vecka 36, 2021 |

# Produktinformation

**Gäller:** Etac Swift Mobil-2

## Swift Mobil-variant med upprätt rygg

**etac**<sup>®</sup>

Nu lanserar vi en ny Swift Mobil-modell med en rygg som är utformad för bästa passbarhet över vägghängda toalettmodeller.

Etac Swift Mobil passar bra över standardtoaletter, men över vissa typer av vägghängda toaletter hamnar duschstolen för långt fram i förhållande till toalettstolens öppning beroende på att ryggen/körhandtaget tar emot väggen. Med den nya modellens upprätta rygg kommer Swift Mobil 7 cm närmare väggen vilket ger en perfekt passning över toalettöppningen.

Utöver en komplett Swift Mobil-2-variant, lanseras den upprätta ryggen även som tillbehör.

Ryggen kommer att passa alla Swift Mobil standardmodeller, men inte tilt-varianten. Ryggen passar rent tekniskt även Swift Mobil 24"-modeller, men ger där ingen funktionell fördel då 24"-hjulen tar i väggen före ryggen/körhandtaget.



### **Swift Mobil med upprätt rygg**

*Placering mot vägg med upprätt rygg över vägghängd toalett.*

2021-08-30 ID: P36068A

1/2

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



### **Swift Mobil med upprätt rygg**

Passning över vägghängd toalett med ny upprätt rygg.

| Benämning artikel ny huvudprodukt | Beskrivning  | Art. nr.       |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Dusch/toastol Swift Mobil-2       | Delmonterad, upprätt rygg, bäckengejder, uppfällbara vridbara fotplattor | 80229489       |
| Dusch/toastol Swift Mobil-2       | Delmonterad, upprätt rygg, bäckengejder                                  | 80229490       |
| <b>Säljstart</b>                  |  | Vecka 35, 2021 |

| Benämning artikel nytt tillbehör | Beskrivning | Art. nr.       |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| Rygg Swift Mobil-2 upprätt       |             | 80209529       |
| <b>Säljstart</b>                 |             | Vecka 35, 2021 |

2021-08-30 ID: P36068A

2/2

Vid frågor, kontakta:  
 Etac Sverige AB  
 Box 203  
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
 fax kundservice 0371-58 73 90  
 info@etac.se  
 www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
 Creating Possibilities



# Produktinformation

Gäller: Etac Clean | Clean HRB | Clean 24" | Swift Mobil-2 | Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil 24"-2

## Utfasning av Protect dyna, tryckavlastande

etac®

P.g.a. ett beslut från leverantören kommer Protect-dynan att fhasas ut.  
Preliminärt sista försäljningsdatum: September 2021



**Protect dyna**

| Benämning artikel             | Beskrivning | Art. nr.        |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| Protect dyna, tryckavlastande |             | 80209245        |
| <b>Utfasas, preliminärt</b>   |             | September, 2021 |

2021-08-19 ID: P36078A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities

# Produktinformation

**Gäller:** Etac Swift Fristående | Etac Swift Kommod

## Ökad brukarvikt på Swift Fristående och Kommod samt utfasning av Swift Kommod låg

För att tillmötesgå efterfrågan från marknaden ökar vi den maximala brukarvikten på några av våra badrumsprodukter. För Etac Swift Fristående toalettstol samt Swift Kommod blir den nya brukarvikten 160 kg, att jämföra med tidigare 130 kg.

Ingen förändring av artikelnummer kommer att ske, utan uppdateringen styrs genom serienummer.

### Nya brukarvikter

| Swift Fristående                | Swift Kommod basic              | Swift Kommod                    |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ny max brukarvikt: 160 kg       | Ny max brukarvikt: 160 kg       | Ny max brukarvikt: 160 kg       |
| Tidigare max brukarvikt: 130 kg | Tidigare max brukarvikt: 130 kg | Tidigare max brukarvikt: 130 kg |



**Swift Fristående Toalettstol**



**Swift Kommod basic**



**Swift Kommod**

### Utfasning av Swift Kommod Låg

I samband med uppdateringen av brukarvikten väljer vi att fasa ut Swift Kommod Låg.

2021-08-13 ID: P5443A

1/2

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

  
Creating Possibilities

## Befintliga artikelnummer med ökad max brukarvikt fr.o.m. serienummer:

| Benämning artikel            | Beskrivning | Art. nr. | Serienummer ny vikt | Beräknad leverans |
|------------------------------|-------------|----------|---------------------|-------------------|
| Swift Fristående Toalettstol |             | 81702020 | 122469              | Vecka 44, 2021    |
| Swift Kommod basic           | utan dynor  | 81702060 | 113652              | Vecka 44, 2021    |
| Swift Kommod                 | inkl dynor  | 81702030 | 128491              | Vecka 35, 2021    |

## Artikelnummer som utfasas/slutförbrukas:

| Benämning utfasad artikel               | Beskrivning | Art. nr.        |
|---|-------------|-----------------|
| Swift Kommod låg                        |             | 81702050        |
| <b>Befintligt lager utfasas, t.o.m.</b> |             | <b>Q3, 2021</b> |

# Produktinformation

**Gäller:** Etac Swift Mobil Tilt-2 | Swift Mobil Tilt-2 XL rygg | Clean | Clean HRB | Clean 24 |  
Swift Kommod | Swift Fristående

## Befintliga tillbehör nu klassade som kompatibla med fler huvudprodukter



Enligt önskemål har vi undersökt om vissa befintliga tillbehör kan användas till ytterligare huvudprodukter.

Efter tester och provmonteringar anser vi att följande tillbehör är kompatibla med fler produkter.

Monteringsanvisningar samt hemsida är uppdaterade med den nya informationen.

### Bäckenhållare, art. nr. 80209049

Nu även kompatibel med Swift Mobil Tilt-2 /Swift Mobil Tilt-2 XL rygg.  
Sedan tidigare rekommenderar vi bäckenhållaren till Tripp Tilt.



#### **Bäckenhållare**

Bäckenhållaren håller bäckenet på plats när stolen tiltas.



#### **Swift Mobil Tilt-2**

Bäckenhållaren på Swift Mobil Tilt-2.



#### **Swift Mobil Tilt-2**

Bäckenhållaren på tiltad Swift Mobil Tilt-2.

| Benämning tillbehör | Art. nr. | Tidigare tillbehör till | Nu även tillbehör till                           |
|---------------------|----------|-------------------------|--|
| Bäckenhållare       | 80209049 | Tripp Tilt              | Swift Mobil Tilt-2<br>Swift Mobil Tilt-2 XL rygg |
| <b>Leverans</b>     |          |                         | Finns i lager                                    |

2021-08-13 ID: P36070A

1/2

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



## Stänkskydd, art. nr. 80209430

Nu även kompatibel med Clean, Clean HRB, Clean 24, Swift Kommod och Swift Fristående.  
Sedan tidigare rekommenderar vi stänkskyddet till Swift Mobil-2.

Stänkskyddet är tillverkat i materialet PUR och ger ett mjukt skydd mot urinstänk framåt.

Fästs över sitsens främre urtag och kan enkelt tas bort, alternativt hållas på plats vid användande med hjälp av det greppvänliga handtaget.



### Stänkskydd

Stänkskyddet på Clean.



### Stänkskydd

Stänkskyddet på Swift Kommod.

| Benämning tillbehör | Art. nr. | Tidigare tillbehör till | Nu även tillbehör till |
|---------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| Stänkskydd          | 80209430 | Swift Mobil-2           | Clean                  |
|                     |          |                         | Clean HRB              |
|                     |          |                         | Clean 24               |
|                     |          |                         | Swift Kommod           |
|                     |          |                         | Swift Fristående       |
| <b>Leverans</b>     |          |                         | Finns i lager          |



## Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com  
Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Halland, Skåne, Blekinge,  
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,  
Västra Götaland och Östergötland



## Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com  
Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm, Gotland,  
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,  
Västmanland, Värmland och Örebro



## Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com  
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,  
Jönköping, Kalmar, Kronoberg  
och Västra Götaland



## Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com  
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,  
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,  
Värmland, Örebro och Östergötland



## Sara Carlsson

Säljare/utbildare

sara.carlsson@etac.com  
Mobil 073-078 93 96

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro  
och Värmland



## Cecilia Höiby

Säljare/utbildare

cecilia.hoiby@etac.com  
Mobil 073-024 64 37

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och  
Kronoberg



## Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com  
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,  
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



## Joseфина Frisk

Key Account Manager

joseфина.frisk@etac.com  
Mobil 070-297 81 82

Samtliga sortiment  
Jämtland, Västernorrland,  
Västerbotten, Norrbotten

## Kundservice

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:

Måndag 09:15-16:00

Tisdag-fredag 08:00-16:00

Lunchstängt 12:00-13:00



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
[info@etac.se](mailto:info@etac.se) [www.etac.se](http://www.etac.se)

 **etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities