



Produktinformation från Etac

Juli – September 2022

 **etac**[®]

Produktinformation från Etac

För att ge dig en enkel översikt över produktinformation från oss, samlar vi all information per kvartal, som berör förbättringar och nyheter inom alla våra produktområden.

För att ta del av löpande produktinformation samt samlad information från tidigare kvartal, besök vår hemsida www.etac.se.

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Barn & Junior

Y-bälte trochanter – Nytt utförande	3
R82 Mustang/Crocodile – Underarmstöd.....	4
R82 Kudu – Ryggpaket med reglerbar rygg....	5-6
R82 Cricket – Nackkudde formad utgår.....	7

Rullstolar

Etac M100 – Utgår.....	8-9
Etac Transit – 16" luftpumpade hjul utgår	10

Hygien

Etac Optima Toalettarmstöd – Utgår	11
Etac My-loo – Fästsats nytt tillbehör	12

Patientförflyttning

Immedia MultiGlide SPU – Nytt material.....	13
---	----

Kontakt

Kontakta oss	14-15
--------------------	-------

Produktinformation

Gäller: R82 Västar och Bälten

Nytt utförande – Y-bälte trochanter

Y-bältet är nu i samma material och utseende som övriga R82 västar och bälten.
Det nya utförandet införs successivt.



Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Y-bälte stl 0 trochanter	med tvådrag	3185427-0T
Y-bälte stl 1 trochanter	med tvådrag	3185427-1T
Y-bälte stl 2 trochanter	med tvådrag	3185427-2T
Y-bälte stl 3 trochanter	med tvådrag	3185427-3T
Y-bälte stl 4 trochanter	med tvådrag	3185427-4T
Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Y-bälte stl XS trochanter	med tvådrag	3185427-TXS
Y-bälte stl S trochanter	med tvådrag	3185427-TS
Y-bälte stl M trochanter	med tvådrag	3185427-TM
Y-bälte stl L trochanter	med tvådrag	3185427-TL
Y-bälte stl XL trochanter	med tvådrag	3185427-TXL
Leverans		Införs successivt

2022-07-04

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Mustang | R82 Crocodile

Nytt utförande – Underarmstöd till R82 Mustang och R82 Crocodile

Underarmstöden till Mustang och Crocodile har fått nytt utförande. Tidigare runda rör har nu bytts ut till fykantiga rör. I samband med uppdateringen har även vinkeljusteringen förbättrats med en tandad skiva.

Det nya utförandet införs successivt efter slutförbrukning.



Underarmstöd i nytt utförande



Underarmstöd Crocodile – utgående



Underarmstöd Mustang – utgående

Benämning utgående artikel	Utg art.nr	Benämning ny artikel	Nytt art. nr.
Underarmsstöd Crocodile stl 1 ny handtagsinfästning par	3186858	Underarmsstöd Crocodile stl 1 ny handtagsinfästning fyrkantör par	3186858-1
Underarmsstöd Crocodile stl 2 ny handtagsinfästning par	3186859	Underarmsstöd Crocodile stl 2 ny handtagsinfästning fyrkantör par	3186859-1
Underarmsstöd Crocodile stl 3 ny handtagsinfästning par	3186860	Underarmsstöd Crocodile stl 3 ny handtagsinfästning fyrkantör par	3186860-1
Underarmsstöd Mustang S framåtvänd användning 2st	31869310	Underarmsstöd Mustang S framåtvänd användning fyrkantör 2st	31869310-1
Underarmsstöd Mustang M framåtvänd användning 2st	31869320	Underarmsstöd Mustang M framåtvänd användning fyrkantör 2st	31869320-1
Underarmsstöd Mustang L framåtvänd användning 2st	31869325	Underarmsstöd Mustang L framåtvänd användning fyrkantör 2st	31869325-1
Underarmsstöd Mustang S bakåtvänd användning 2st	31869330	Underarmsstöd Mustang S bakåtvänd användning fyrkantör 2st	31869330-1
Underarmsstöd Mustang M bakåtvänd användning 2st	31869340	Underarmsstöd Mustang M bakåtvänd användning fyrkantör 2st	31869340-1
Underarmsstöd Mustang L bakåtvänd användning 2st	31869345	Underarmsstöd Mustang L bakåtvänd användning fyrkantör 2st	31869345-1
Leverans		Slutförbrukas och införs successivt	

2022-08-19

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Kudu

Nytt tillbehör – Ryggpaket med reglerbar ryggklädsel till R82 Kudu

Nu kan vi erbjuda ryggpaket med reglerbar rygg som nytt tillbehör till komfortullstolen R82 Kudu stl 3 och 4.

Reglerbar ryggklädsel ökar möjligheten att anpassa och skapa form utifrån användarens behov. Den kan även användas när önskan är att komma in mer i stolen.

Med reglerbar rygg ökar möjligheten för fler användare att välja komfortullstol Kudu för barn.

Ryggstödshöjden (mätt från sittedyna) kan ställas in steglöst i intervallen 320-380 mm i den låga modellen och 440-500 mm i den höga modellen. Det finns även en extra ryggbandsförlängning som möjliggör ytterligare 60 mm höjd.



R82 Kudu med reglerbar rygg

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 3	låg rh 32-38cm	31950031-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 3	hög rh 44-50cm	31950033-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 4	låg rh 32-38cm	31950041-KIT
Ryggpaket Kudu rb rygg stl 4	hög rh 44-50cm	31950043-KIT
Leverans		Finns i lager

2022-08-30

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Tillbehör



Bålstöd fasta



Fixlock



Fäste H-sele



Ryggförlängare



Sidodyna



Fäste Sufflett

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bålstöd fasta Kudu typ 0 par	rb rygg	31950401-10
Bålstöd fasta Kudu typ 5 par	rb rygg	31950401-30
Bålstöd fasta Kudu typ 6 par	rb rygg	31950401-20
Bålstöd ssb kompl Kudu rb rygg	böjt stag 25mm mellan böjd dyna svart par rb klädsel	31831125-260
Bålstöd ssb kompl Kudu rb rygg	böjt stag 25mm stor böjd dyna svart par rb klädsel	31831125-160
Bålstöd ssb kompl Kudu rb rygg	böjt stag 45mm mellan böjd dyna svart par rb klädsel	31831145-260
Bålstöd ssb kompl Kudu rb rygg	rakt stag mellan böjd dyna svart par rb klädsel	31831110-260
Bålstöd ssb kompl Kudu rb rygg	rakt stag stor böjd dyna svart par rb klädsel	31831110-160
Fixlock set Kudu rb rygg 4st		31950005-02
Fäste H-sele Kudu rb rygg		28186
Ryggförlängare Kudu rb rygg	6 cm	28658
Sidodyna rygg Kudu hö		63171-60-1
Sidodyna rygg Kudu vä		63171-60-2
Fäste Sufflett Kudu rb rygg		31950005-01
Leverans		Finns i lager

Produktinformation

Gäller: R82 Cricket

Nackkudde formad till R82 Cricket utgår

Nackkudde formad till Cricket utgår ur sortimentet. Istället erbjuds befintlig nackkudde 3187043150.



Nackkudde formad – Utgår



Nackkudde – Finns i sortiment

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Nackkudde formad Cricket svart		3187043151
Leverans		Slutförbrukas

2022-08-31

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac M100 | Etac M100TR

Rullstol M100 utgår

etac®

Etac M100 och M100TR utgår ur sortiment juni 2022.



M100 och M100TR utgår

2022-07-04 ID: P31963A

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Etac M100 B37.5 Dj40		13400103
Etac M100 B37.5 Dj46		13400104
Etac M100 B40 Dj40		13400105
Etac M100 B40 Dj46		13400106
Etac M100 B42.5 Dj40		13400107
Etac M100 B42.5 Dj46		13400108
Etac M100 B45 Dj40		13400109
Etac M100 B45 Dj46		13400110
Etac M100 B47.5 Dj40		13400111
Etac M100 B47.5 Dj46		13400112
Etac M100 B50 Dj40		13400113
Etac M100 B50 Dj46		13400114
Etac M100TR B37.5 Dj40		13410103
Etac M100TR B37.5 Dj40 kund		13415103
Etac M100TR B37.5 Dj46		13410104
Etac M100TR B37.5 Dj46 kund		13415104
Etac M100TR B40 Dj40		13410105
Etac M100TR B40 Dj40 kund		13415105
Etac M100TR B40 Dj46		13410106
Etac M100TR B40 Dj46 kund		13415106
Etac M100TR B42.5 Dj40		13410107
Etac M100TR B42.5 Dj40 kund		13415107
Etac M100TR B42.5 Dj46		13410108
Etac M100TR B42.5 Dj46 kund		13415108
Etac M100TR B45 Dj40		13410109
Etac M100TR B45 Dj40 kund		13415109
Etac M100TR B45 Dj46		13410110
Etac M100TR B45 Dj46 kund		13415110
Etac M100TR B47.5 Dj40		13410111
Etac M100TR B47.5 Dj40 kund		13415111
Etac M100TR B47.5 Dj46		13410112
Etac M100TR B47.5 Dj46 kund		13415112
Etac M100TR B50 Dj40		13410113
Etac M100TR B50 Dj40 kund		13415113
Etac M100TR B50 Dj46		13410114
Etac M100TR B50 Dj46 kund		13415114
Utgår		Juni 2022

Produktinformation

Gäller: Etac Transit | Etac Prio

Transit 16" luftpumpade hjul utgår

etac®

Det gäller artikelnummer 83281 höger samt 83282 vänster.

Vid behov av 16" hjul, vänligen se vårt övriga sortiment.



Transit 16" luftpumpade hjul utgår

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Hjul 16 luft hö	Transit/Prio	83281
Hjul 16 luft vä	Transit/Prio	83282
Utgår		Fr.o.m nu

2022-08-30 ID: P35181A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities


Produktinformation

Gäller: Etac Optima med stödben | Etac Optima låsbart | Etac Optima låsbart, förlängt

Toalettarmstöd Optima utgår

etac[®]

Vi kommer fasa ut Toalettarmstöd Optima ur vårt sortiment.
OptimaL (artikel 80303006) kommer inte påverkas utan ingår fortsatt i vårt sortiment.



Artiklar som fajas ut

Benämning huvudprodukt	Beskrivning	Art. nr.	Preliminärt sista säljdatum
Toalettarmstöd Optima	stödben	80303001	Q4, 2022
Toalettarmstöd Optima låsbart		80303004	Q4, 2022
Toalettarmstöd Optima låsbart	förlängt	80303007	Q4, 2022

Benämning tillbehör	Beskrivning	Art. nr.	Preliminärt sista säljdatum
Golvstolpe		80303028	Q4, 2022
Förlängningsdel	10 cm	80303030	Q4, 2022
Förlängningsdel	20 cm	80303031	Q4, 2022
Förlängningsdel	30 cm	80303032	Q4, 2022
Stödben		80303040	Q4, 2022

2022-09-26 ID: P36114A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac My-Loo fast montering

Nytt tillbehör – Fästsats till Etac My-Loo med fast montering


etac[®]

Nu finns ett nytt tillbehör för montering av toaletsitsförhöjaren My-Loo.

I fästsatsen ingår en kortare variant av skruv, (40 mm kortare), vingmuttrar, metallmuttrar samt brickor.



Fästsats My-Loo



Toaletsitsförhöjare monterad med fästsats

Benämning artikel	Art. nr.
Fästsats My-Loo	80301053
Preliminärt första försäljningsdatum	Vecka: 40, 2022

2022-09-26 ID: P36090A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Immedia MultiGlide SPU på rulle

Nytt material

immedia

Glidtyg Immedia MultiGlide SPU på rulle

Immedia MultiGlide SPU på rulle kommer att ändras till ett NYTT rip-stop nylonmaterial.

Det nya materialet är tunt och mjukt, samt lätt att applicera under brukaren.

Ripstop förhindrar att textilen fransar sig vid tillskärning.



Glidtyg MultiGlide SPU på rulle 150x1000 cm IM1933

Utgående artikel

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidtyg MultiGlide SG på rulle	150x1000 cm	IM2245
Utgår		Slutförbrukas

Ersätts av

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Glidtyg MultiGlide SPU på rulle	150x1000 cm	IM1933
Införs succesivt		

2022-09-12

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

immedia
by Etac



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Fathi Makvandi

Säljare/utbildare

fathi.makvandi@etac.com
Mobil 076-106 39 51

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Kristina Henningsson

Säljare/utbildare

kristina.henningsson@etac.com
Mobil 076-119 90 22

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Jämtland, Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten
och Norrbotten



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Härjedalen,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com
Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Positioneringskuddar
- HoverMatt

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com
Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Positioneringskuddar

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland




Sirwan Hurmzyar

Teknisk säljare

sirwan.hurmzyar@etac.com
Mobil 070-519 66 77

- Lyftar

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Östergötland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten



Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:

Måndag 09:15-16:00

Tisdag-fredag 08:00-16:00

Lunchstängt 12:00-13:00



Xxxx Xxxx

Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

 **etac**[®]
Creating Possibilities