



# Produktinformation från Etac

Oktober – December 2021

 **etac**<sup>®</sup>

## Produktinformation från Etac

För att ge dig en enkel översikt över produktinformation från oss, samlar vi all information per kvartal, som berör förbättringar och nyheter inom alla våra produktområden.

För att ta del av löpande produktinformation samt samlad information från tidigare kvartal, besök vår hemsida [www.etac.se](http://www.etac.se).

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



## Innehåll

### Manuella rullstolar

Etac Fotplattesystem .....	3-8
Etac Cross 5/6 – Hög rygg Cross 3A .....	9-10
Etac Cross/Crissy – Sitsdjupsförlängare ny .....	11
Etac Drivring rostfri – nytt utförande .....	12
Etac Textilier – Utgåå .....	13-15
Etac Textilier – Ny design.....	16-19
Etac Prio 3A – Nyhet.....	20-24

### Junior

R82 Caribou – Justeringsplatta bålstöd nytt.....	25
R82 Meerkat – Polstring snabbspänne nytt .....	26

### Småhjälpmedel

Etac Relive osthyvel – Utgåå .....	27
Etac Socky lång – Kopplingsanordning utgåå ...	28

### Kontakt

Kontakta oss .....	29-30
--------------------	-------

# Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Prio | Etac Crissy

## Etac Fotplattesystem



Som ett led i vårt arbete att göra rullstolssortimentet och tillbehören ännu mer modulära lanserar vi nu ett nytt sortiment. Det består av fotplattor, hel fotplatta, fotlåda samt knästödd.

### Förlängda fotplattor

Kommer i tre storlekar och monteras på standard fotplattor.

- Small - 250 x 225 mm. OBS! Hel platta.
- Medium - 150 x 225 mm, vänster och höger.
- Large - 200 x 225 mm, vänster och höger.

Inkluderar: Förlängd fotplatta, skruvar och bultar, 30 cm anti-halk tape.

#### Generellt:

Använd breddat länkhjulsfäste för att undvika kollision!

Alla fotplattor kräver borring.

Bormall inkluderas.

Art. nr.	Small	Medium	Large
28774	Prio 40-45 cm		
	Cross 35-50 cm		
28775-1/2		Prio 40-45 cm	
		Cross 40-47,5 cm	
28776-1/2			Prio 50-55 cm
			Cross 50-52,5 cm



**Förlängd fotplatta**

Medium förlängd fotplatta monterad.



#### Fotplatta delad

Fotplattan i storlekarna Medium och Large (vänster och höger) kan användas separat eller i par. De kan länkas ihop som en plattform, se ovan.

2021-10-01 ID: P35142

1/6

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



Art. nr.	Small
28774	Cross SB 35-50 cm

#### **Fotplatta liten, inkl styrning**

Fungerar även med snäva benstöd och breddat länkhjulsfäste.

SB: 35-37,5 = 5" länkhjul

SB: 40-50 = 6,5" länkhjul

Ersätter fotplatta barn.



Hel fotplatta barn

#### **Ersätter hel fotplatta barn:**

26306 Fotplatta hel barn 35 cm

26307 Fotplatta hel barn 37,5 cm



Add-on sidoskydd  
Art. nr. 28772

#### **Sidoskydd för fotplatta**


Sidoskyddet förhindrar att foten kommer i kontakt med länkhjulet.

## Add-on plattform

För att åstadkomma hel plattform behövs följande:

- 1 vänster och 1 höger förlängd fotplatta.
- 1 styrning inkl skruvar.

Styrningen kan monteras på både höger och vänster sida beroende på vilken sida man vill fälla upp plattformen. Den hela plattformen kan kombineras med valfritt benstöd (även vinkelställbara).



**De separata fotplattorna är "bultade" tillsammans med skruvar.**

**Add-on monteringskit innehåller skruvar för att fästa ihop fotplattorna och ett fäste som styr plattformen när den fälls ner.**

### Ihopmonterade förlängda fotplattor

Styrningen kan monteras på både höger och vänster sida beroende på vilken sida man vill fälla upp plattformen.

## Modulär fotplatta hel ersätter Prio hel fotplatta



*Utgår:  
Prio hel fotplatta.*

### **Prio hel fotplatta utgår**

För att beställa en hel plattform till Prio, där alla fotplattor ingår, använd artikelnummer nedan: 28662-28665 (inkluderar standard fotplattor, add-on fotplattor och monteringskit). Se även sista sidan med alla artikelnummer.

### **Nedan artikelnummer utgår:**

- 28342 Fotplatta hel komplett B40
- 28343 Fotplatta hel komplett B45
- 28344 Fotplatta hel komplett B50
- 28345 Fotplatta hel komplett B55

## Fotlåda

Fotlådan finns i två storlekar - Medium och Large. Passar på standard fotplattor och valfria benstöd.

1 komplett fotlåda består av:

- Höger och vänster förlängd fotplatta ihopmonterad.
- Sidoplåtar höger och vänster.
- Polstring.

Fotlådan beställs som tillbehör och kräver borrhning.



### Fotlådan

Bilden visar hur fotlådan är monterad vid leverans. Fotlåda Large kan även användas från SB 45. För att undvika kontakt med länkhjul rekommenderas då breddat länkhjulsfäste.


Art. nr.	Medium	Large
28642	Prio SB 40-45 cm	
	Cross SB 40-47,5 cm	
28643		Prio SB 50-55 cm
		Cross SB 50-52,5 cm

## Knästöd - distalt och lateralt

För att skapa stöd för knä/lår behövs följande:

- 1 st knästöd yttre.
- 1 st benstöd vid eller snäv vinkel.

Vid införandet av yttre knästöd kommer Prios fasta benstöd att utgå.



*Montering på Prio utan distans.*



*Montering på Cross med distans.*



*Prio fasta benstöd*

### **Ersätter Prio fasta benstöd:**

- 27729-1 Benstöd fast komplett höger.  
27729-2 Benstöd fast komplett vänster.

2021-10-01 ID: P35142

5/6

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Förlängning fotplatta S kpl	Hel fotplatta	28774
Förlängning fotplatta M kpl	hö	28775-1
Förlängning fotplatta M kpl	vä	28775-2
Förlängning fotplatta L kpl	hö	28776-1
Förlängning fotplatta L kpl	vä	28776-2
Styrning fotplatta hel kpl		28773
Sidoskydd fotplatta kpl	H35 mm	28772
Fotlåda 40-45 cm	Prio	28642
Fotlåda 50-55 cm	Prio	28643
Polstring fotlåda kpl M		28778
Polstring fotlåda kpl L		28779
Fotplatta hel kompl B40	inkl fotplattor Prio	28662
Fotplatta hel kompl B45	inkl fotplattor Prio	28663
Fotplatta hel kompl B50	inkl fotplattor Prio	28664
Fotplatta hel kompl B55	inkl fotplattor Prio	28665
Knästöd yttre kpl hö	fasta benstöd u lås	28777-1
Knästöd yttre kpl vä	fasta benstöd u lås	28777-2
<b>Leverans</b>		Finns i lager

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Fotplatta hel kompl B40	Prio	28342
Fotplatta hel kompl B45	Prio	28343
Fotplatta hel kompl B50	Prio	28344
Fotplatta hel kompl B55	Prio	28345
Fotplatta hel barn 35 cm	kompl	26306
Fotplatta hel barn 37.5 cm	kompl	26307
Benstöd fast komplett höger		27729-1
Benstöd fast komplett vänster		27729-2
<b>Utfasning successivt från</b>		Oktober 2021



# Produktinformation

Gäller: Etac Cross 6 | Etac Cross 5 | Etac Cross 5XL


## Hög rygg Cross 3A

etac®

För att öka flexibiliteten på Crossens standard ryggprofil ersätter vi den höga ryggprofilen och ryggklädseln med en ryggstödsförhöjare. Denna i kombination med standard ryggprofil och standard ryggklädsel utgör den höga ryggen, vilket gör det enkelt att ändra från standard rygghöjd till hög rygghöjd och tvärtom. Ryggklädslar hög kommer att finnas kvar som reservdel. Högt överdrag kvarstår.



**Ryggstödsförhöjare till Cross 3A**  
Ryggstödsförhöjare inklusive ryggband (höjd 6 cm) ersätter hög rygg.



**Standard ryggprofil med ny ryggstödsförhöjare**



**Hög ryggprofil - utgå**

2021-10-04 ID: P5602A

1/2

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggförlängare 3A 35-40 kpl	6 cm	28658
Ryggförlängare 3A 42,5-50 kpl	6 cm	28659
Ryggförlängare 3A 52,5-60 kpl	6 cm	28660
<b>Preliminär leverans</b>		Vecka 44, 2021

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggprofil hög höger		83014-1
Ryggprofil hög vänster		83014-2
Ryggpaket Cross 5 35-40 cm	3A tri hög mod 4	27953
Ryggpaket Cross 5 42,5-50 cm	3A tri hög mod 4	27990
Ryggpaket Cross 5 52,5-60 cm	3A tri hög mod 4	27991
<b>Utgår</b>		Vecka 44, 2021

# Produktinformation

**Gäller:** Etac Cross 6 | Etac Cross 5 | Etac Cross 5 XL | Etac Crissy

## Sitsdjupsförlängare – Nytt utförande



Nu uppdaterar vi sitsdjupsförlängaren till Cross 6, Cross 5, Cross 5 XL och Crissy.

Den nya sitsdjupsförlängaren kommer i 3 bredder och består av en rem för enklare montering.


- 35-40 cm
- 42,5-50 cm
- 52,5-60 cm

Erställer befintlig sitsförlängare som består av en tvådelad rem i 2 olika bredder.



### Sitsdjupsförlängare nytt utförande

Sitsdjupsförlängaren får ett nytt utförande för enklare montering.



### Utgående sitsdjupsförlängare

Sitsdjupsförlängaren med en tvådelad rem utgår.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sitsdjupförlängare 35-40 cm	band B40 mm	63291
Sitsdjupförlängare 42.5-50 cm	band B40 mm	63292
Sitsdjupförlängare 52.5-60 cm	band B40 mm	63293
<b>Preliminär leverans</b>		Vecka 44, 2021

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sitsförlängare 35-42,5		62976
Sitsförlängare 45-60		62977
<b>Utgår</b>		Vecka 44, 2021


# Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Crissy | Etac Prio


## Etac Drivring rostfri – Nytt utförande

**etac**<sup>®</sup>

Den rostfria drivringen får ett nytt utförande med en blankare yta. Funktionen är oförändrad och de nya drivringarna kan kombineras med befintliga drivringar. Artikelnummerna förblir därför oförändrade.



Rostfri drivring i befintligt utförande



Rostfri drivring i nytt utförande

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Drivring D465 hjul 20 rfr	vuxen	21034
Drivring D500 hjul 22 rfr		24395
Drivring D540 hjul 24 rfr		24023
Drivring D585 hjul 26 rfr		81510
<b>Byte sker succesivt, fr.o.m.</b>		Vecka 48, 2021

2021-10-22 ID: P31987A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

# Produktinformation

Gäller: Etac M100 | Etac Transit

## Etac Textilier – Utgå


etac®

För att öka modiläriteten i vårt sortiment, fortsätter vi att rensa bland våra textilier.

Nu utgår klädselar M100, M100 Twin Transit och ryggen M100. Dessa kommer att slutförbrukas successivt fr.o.m. vecka 44, 2021.

### 1. Klädsel sits M100

Klädsel sits M100 ersätts av klädsel sits Basic lång.



#### Utgående klädsel sits

Den gamla sitsklädseln M100 lång.



#### Ersättande klädsel sits


Den ersättande sitsklädseln Basic lång.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits M100 lång 37,5		62512-70
Klädsel sits M100 lång 40 cm		62513-70
Klädsel sits M100 lång 42,5		62514-70
Klädsel sits M100 lång 45 cm		62515-70
Klädsel sits M100 lång 47,5		62516-70
Klädsel sits M100 lång 50 cm		62517-70
<b>Slutförbrukas successivt fr.o.m.</b>		Vecka 44, 2021

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits Basic lång 37,5	Basic/Cross 3A svart	62729-60
Klädsel sits Basic lång 40 cm	Basic/Cross 3A svart	62730-60
Klädsel sits Basic lång 42,5	Basic/Cross 3A svart	62731-60
Klädsel sits Basic lång 45 cm	Basic/Cross 3A svart	62732-60
Klädsel sits Basic lång 47,5	Basic/Cross 3A svart	62984-60
Klädsel sits Basic lång 50	Basic/Cross 3A svart	62985-60

## 2. Klädsel sits M100/Twin/Transit

Klädsel sits M100/Twin/Transit ersätts av klädsel sits Basic kort



### Utgående klädsel sits

Den gamla sitsklädseln M100/Twin kort.



### Ersättande klädsel sits

Den ersättande sitsklädseln Basic kort.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits M100 kort 37,5	37,5 cm med kardborreband	62490-70
Klädsel sits Twin kort	35 cm med kardborreband	62360-70
Klädsel sits M100/Twin kort	40 cm med kardborreband	62361-70
Klädsel sits M100 kort 42,5	42,5 cm med kardborreband	62380-70
Klädsel sits M100/Twin kort	45 cm med kardborreband	62362-70
Klädsel sits M100 kort 47,5	47,5 cm med kardborreband	62491-70
Klädsel sits M100/Twin kort	50 cm med kardborreband	62363-70
<b>Slutförbrukas successivt fr.o.m.</b>		Vecka 44, 2021

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel sits Basic kort 37,5	Basic/Cross 3A svart	62719-60
Klädsel sits Basic kort 35 cm	Basic/Cross 3A svart	62718-60
Klädsel sits Basic kort 40 cm	Basic/Cross 3A svart	62720-60
Klädsel sits Basic kort 42,5	Basic/Cross 3A svart	62721-60
Klädsel sits Basic kort 45 cm	Basic/Cross 3A svart	62722-60
Klädsel sits Basic kort 47,5	Basic/Cross 3A svart	62978-60
Klädsel sits Basic kort 50 cm	Basic/Cross 3A svart	62979-60

### 3. Klädsel rygg M100

Klädsel rygg M100 fast ersätts av Klädsel rygg M100 fast hrb körhandtag.



#### Utgående klädsel rygg

Den gamla ryggklädseln M100 fast.



#### Ersättande klädsel rygg

Den ersättande ryggklädseln M100 fast hrb körhandtag.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg M100 fast 37,5 cm		62523-70
Klädsel rygg M100 fast 40 cm		62524-70
Klädsel rygg M100 fast 42,5 cm		62525-70
Klädsel rygg M100 fast 45 cm		62526-70
Klädsel rygg M100 fast 47,5 cm		62527-70
Klädsel rygg M100 fast 50 cm		62528-70
<b>Slutförbrukas successivt fr.o.m.</b>		Vecka 44, 2021

Benämning ersättande artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 37,5 cm	62534-70
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 40 cm	62535-70
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 42,5 cm	62536-70
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 45 cm	62537-70
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 47,5 cm	62538-70
Klädsel rygg M100 fast hrb	körhandtag rh jb 50 cm	62539-70

# Produktinformation

**Gäller:** Etac Cross | Etac Crissy | Etac M100 | Etac Transit

## Etac Textilier – nytt utförande



För att öka modiläriteten i vårt sortiment, fortsätter vi att rensa bland våra textilier.

På vissa ryggklädslar har vi idag hona-kardborreband som passar i kombination med överdrag med hane-kardborreband. För att få ett mer modulärt sortiment där alla överdrag, ryggklädslar och sitsklädslar i vårt sortiment kan kombineras, så väljer vi nu att ändra kardborrebandet på följande ryggklädslar och överdrag.

### 1. Reglerbar klädsel – Transit

Från hona-kardborreband till hane-kardborreband.



#### Utgående ryggklädsel

Den gamla klädseln med hona-kardborreband.



#### Ny ryggklädsel

Den nya klädseln med hane-kardborreband.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	hrb körhandtag rh jb 35/37,5 cm	62395-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	hrb körhandtag rh jb 40/42,5 cm	62396-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	hrb körhandtag rh jb 45/47,5 cm	62397-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	hrb körhandtag rh jb 50/52,5 cm	62398-60
<b>Slutförbrukas senast</b>		31 december, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	35-37,5 cm hane kardborre	63323-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	40-42,5 cm hane kardborre	63324-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	45 cm hane kardborre	63325-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb	47,5-50 cm hane kardborre	63326-60
<b>Leveranstid</b>		Vecka 48, 2021

2021-11-04 ID: P31962A

1/4

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



## 2. Klädsel STD rygghöjd 2C rygg, Crissy och Cross

Från hona-kardborreband till hane-kardborreband.



### Utgående rygglädsel

Den gamla klädseln med hona-kardborreband.



### Ny rygglädsel

Den nya klädseln med hane-kardborreband.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 35/37,5 cm Crossrygg 2	62342-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 40/42,5 cm Crossrygg 2	62343-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 45 cm Crossrygg 2	62344-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 47,5/50 cm Crossrygg 2	62345-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 52,5/55 cm Crossrygg 2	62430-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 57,5/60 cm Crossrygg 2	62431-60
<b>Slutförbrukas senast</b>		31 december, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg 2C rb	35-37,5 cm hane kardborre	63317-60
Klädsel rygg 2C rb	40-42,5 cm hane kardborre	63318-60
Klädsel rygg 2C rb	45 cm hane kardborre	63319-60
Klädsel rygg 2C rb	47,5-50 cm hane kardborre	63320-60
Klädsel rygg 2C rb	52,5-55 cm hane kardborre	63321-60
Klädsel rygg 2C rb	57,5-60 cm hane kardborre	63322-60
<b>Leveranstid</b>		Vecka 40, 2021

2021-11-04 ID: P31962A

2/4

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

### 3. Klädsel HÖG 2C rygg, Transit, Crissy och Cross

Ny variant med hane-kardborreband upp till sittbredd 50 cm.



#### Utgående ryggklädsel

Den gamla klädseln med hona-kardborreband.



#### Ny ryggklädsel

Den nya klädseln med hane-kardborreband.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg Cross/Next hög	35/37,5 cm	62758-60
Klädsel rygg Cross/Next hög	40/42,5 cm	62466-60
Klädsel rygg Cross/Next hög	45 cm	62467-60
Klädsel rygg Cross/Next hög	47,5/50 cm	62468-60
Klädsel rygg Cross/Next hög	52,5/55 cm	62759-60
Klädsel rygg Cross/Next hög	57,5/60 cm	62760-60
<b>Slutförbrukas senast</b>		31 december, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg 2C rb hög	35-37,5 cm hane kardborre	63327-60
Klädsel rygg 2C rb hög	40-42,5 cm hane kardborre	63328-60
Klädsel rygg 2C rb hög	45 cm hane kardborre	63329-60
Klädsel rygg 2C rb hög	47,5-50 cm hane kardborre	63330-60
<b>Leverans</b>		Vecka 48, 2021

2021-11-04 ID: P31962A

3/4

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

## 4. Ändring överdrag nylon M100/Twin-Go/Transit III/2C rygg

Överdrag rygg Basic 35-50 cm kommer att finnas kvar tills befintliga avtal löpt ut. Sittbredd 52,5-60 cm utgår helt. Nytt överdrag kommer att finnas där vi har vänt kardborrebandet från hane till hona.



### Utgående nylonöverdag

De gamla överdragen med hane-kardborreband.

### Överdrag rygg Basic svart

Benämning befintlig artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg Basic 35 cm	svart	62745-70
Överdrag rygg Basic 37,5 cm	svart	62746-70
Överdrag rygg Basic 40 cm	svart	62747-70
Överdrag rygg Basic 42,5 cm	svart	62748-70
Överdrag rygg Basic 45 cm	svart	62749-70
Överdrag rygg Basic 47,5 cm	svart	62750-70
Överdrag rygg Basic 50 cm	svart	62751-70

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg Basic 52,5 cm	svart	62752-70
Överdrag rygg Basic 55 cm	svart	62753-70
Överdrag rygg Basic 57,5 cm	svart	62754-70
Överdrag rygg Basic 60 cm	svart	62755-70
<b>Slutförbrukas senast</b>		31 december, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg Basic 35 cm	svart hona kardborre	63310-70
Överdrag rygg Basic 37,5 cm	svart hona kardborre	63311-70
Överdrag rygg Basic 40 cm	svart hona kardborre	63312-70
Överdrag rygg Basic 42,5 cm	svart hona kardborre	63313-70
Överdrag rygg Basic 45 cm	svart hona kardborre	63314-70
Överdrag rygg Basic 47,5 cm	svart hona kardborre	63315-70
Överdrag rygg Basic 50 cm	svart hona kardborre	63316-70
<b>Leverans</b>		Vecka 48, 2021

# Produktinformation

Gäller: Etac Prio

## Nya Prio 3A

**etac**<sup>®</sup>

Vi är glada att kunna meddela att vi framöver kommer att introducera vårt ryggstödssystem 3A även för Etac Prio. Detta betyder att användarna av komfortullstolar också kommer att gynnas av de unika justeringarna av 3A-ryggstödet.

Befintliga fördelar för komfort med Prio behålls, några tillbehör kommer att ändras för att passa både Prio och Prio 3A. Modulariteten mellan Cross, Prio och Prio 3A utökas för att ytterligare förbättra hanteringen för våra många kunder.

Vi återkommer med mer info om Prio 3A som huvudprodukt och en närmare presentation av den.



2021-11-04 ID: P5550A

1/5

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

## Infasning av delar till Prio 3A

Vi påbörjar nu arbetet med att fasa in delar som är modulära både med befintlig Prio och kommande Prio 3A. Gäller följande tillbehör: 1. Ryggdyna 3D, 2. Överdrag rygg plysch, 3. Armstöd, 4. Sitsplatta undre.

### 1. Ryggdyna Prio 3D - nytt utförande

För anpassa 3D-dynan till kommande Prio 3A ökar vi höjden på den med 25 mm för att täcka fler rygghöjder. Vi lägger även till en extra hålla högst upp på baksidan av mittdynan och den nedersta hållan blir större för att utöka alternativen av fastsättning.



**Ryggdyna Prio 3D utgående**

Den befintliga ryggdynan utgår och ersätts av den nya.



Nytt

**Ryggdyna Prio 3D nytt utförande**

Den nya högre ryggdynan med extra hållor.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna 3D Prio B40		63267-60
Ryggdyna 3D Prio B45		63268-60
Ryggdyna 3D Prio B50		63269-60
Ryggdyna 3D Prio B55		63270-60
<b>Slutförbrukas, fr.o.m.</b>		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna 3D Prio B40	Prio 3A	63343-60
Ryggdyna 3D Prio B45	Prio 3A	63344-60
Ryggdyna 3D Prio B50	Prio 3A	63345-60
Ryggdyna 3D Prio B55	Prio 3A	63346-60
<b>Införs succesivt från</b>		Vecka 45, 2021

## 2. Överdrag rygg plysch - nytt utförande

För att anpassa överdraget till kommande Prio 3A breddar och förlänger vi den bakre delen på överdraget så att det täcker regleringsbanden på rygglädseln.



### Överdrag rygg plysch utgående

Utgående överdrag med kortare bakre del.



### Överdrag rygg plysch utförande

Överdrag i nytt utförande med förlängd bakre del.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg B40 cm plysch Prio		63200-60
Överdrag rygg B45 cm plysch Prio		63201-60
Överdrag rygg B50 cm plysch Prio		63202-60
Överdrag rygg B55 cm plysch Prio		63203-60
<b>Slutförbrukas, fr.o.m.</b>		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg B40 cm plysch	Prio 3A	63339-60
Överdrag rygg B45 cm plysch	Prio 3A	63340-60
Överdrag rygg B50 cm plysch	Prio 3A	63341-60
Överdrag rygg B55 cm plysch	Prio 3A	63342-60
<b>Införs succesivt från</b>		Vecka 45, 2021

### 3. Armstöd Prio


För anpassa armstöden till kommande Prio 3A rygg ökar vi den bakre bredden mellan armstöden, vilket innebär att armstödsplattan vinklas 2 grader utåt.

Befintligt armstöd är ej kompatibelt med nya Prio 3A.



#### Utgående armstöd

Befintligt armstöd utgår.



#### Nytt vinklat armstöd

Nytt armstöd vinklat 2 grader utåt.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L 38 cm hö	smal Prio	28511-1
Armstöd teleskop L 38 cm vä	smal Prio	28511-2
Armstöd teleskop L 49 cm hö	std Prio	28512-1
Armstöd teleskop L 49 cm vä	std Prio	28512-2
Armstöd L 49 cm hö jb längd	fingerskruv std Prio	28639-1
Armstöd L 49 cm vä jb längd	fingerskruv std Prio	28639-2
<b>Slutförbrukas, fr.o.m.</b>		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L 38 cm hö 2gr	hö std Prio 3A	28713-1
Armstöd teleskop L 38 cm vä 2gr	vä std Prio 3A	28713-2
Armstöd teleskop L 49 cm 2gr	hö std Prio 3A	28687-1
Armstöd teleskop L 49 cm 2gr	vä std Prio 3A	28687-2
Armstöd L 49 cm hö jb längd 2gr	fingerskruv std Prio 3A	28688-1
Armstöd L 49 cm vä jb längd 2gr	fingerskruv std Prio 3A	28688-2
Armstöd teleskop universal Prio hö		28513-1
Armstöd teleskop universal Prio vä		28513-2
<b>Införs succesivt från</b>		Vecka 45, 2021

## 4. Reservel - Sits undre

Sitsplatta undre får en ny utformning för att passa kommande Prio 3A.



**Utgående undre sitsplatta**  
Befintlig sitsplatta utgår.



**Ny undre sitsplatta**  
Sitsplatta med ny utformning för att passa Prio 3A.

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits plywood undre 40 cm Prio		82777
Sits plywood undre 45 cm Prio		82778
Sits plywood undre 50 cm Prio		82779
Sits plywood undre 55 cm Prio		82780
Sits plastskiva undre Prio 40		51121
Sits plastskiva undre Prio 45		51122
Sits plastskiva undre Prio 50		51123
Sits plastskiva undre Prio 55		51124
<b>Slutförbrukas, fr.o.m.</b>		Vecka 45, 2021

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits plywood undre 40 cm Prio		83448
Sits plywood undre 45 cm Prio		83449
Sits plywood undre 50 cm Prio		83450
Sits plywood undre 55 cm Prio		83451
Sits plastskiva undre 40 cm Prio		51233
Sits plastskiva undre 45 cm Prio		51234
Sits plastskiva undre 50 cm Prio		51235
Sits plastskiva undre 55 cm Prio		51236
<b>Införs succesivt från</b>		Vecka 45, 2021



# Produktinformation

Gäller: R82 Meerkat

## Nytt tillbehör – Polstring till snabbspänne Meerkat

Nu finns det en polstring för att täcka snabbspännen på Meerkat. Polstringen kan monteras på både bröst- och höftstöd.



**Polstring snabbspänne Meerkat**

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Polstring snabbspänne Meerkat	par	31117818-PADS
<b>Leverans</b>		Finns i lager

2021-10-08

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

# Produktinformation

Gäller: R82 Caribou

## Nytt tillbehör – Justeringsplatta fasta bålstöd

Nu kan man kombinera fasta bålstöd med bred toppdyna. Använd den nya justeringsplattan för att fästa bålstödet i sidprofilen.



Justeringsplatta fasta bålstöd Caribou

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Justeringsplatta fasta bålstöd	Caribou par	31861102-PL
<b>Leverans</b>		Finns i lager

2021-10-08

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

# Produktinformation

**Gäller:** Etac Relieve osthyvel

## Etac Relieve osthyvel utgår

**etac**<sup>®</sup>

Relieve Osthyvel fasas ut och slutförbrukas. Befintlig lager beräknas räcka till och med februari 2022.



**Etac Relieve osthyvel**

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Etac Relieve osthyvel		80502001
<b>Preliminärt sista försäljningsdatum:</b>		Februari 2022


# Produktinformation

**Gäller:** Etac Socky Lång

## Kopplingsanordning har utgått

**etac**<sup>®</sup>

Kopplingsanordningen till strumppådragaren Socky Lång har utgått ur sortimentet.



### Kopplingsanordning

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Kopplingsanordning Socky lång		80601021
<b>Slut på lager</b>		<b>2021</b>

2021-11-03 ID: P36091A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



## Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com  
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,  
Jönköping, Kalmar, Kronoberg  
och Västra Götaland



## Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com  
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,  
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,  
Värmland, Örebro och Östergötland



## Sara Carlsson

Säljare/utbildare

sara.carlsson@etac.com  
Mobil 073-078 93 96

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro  
och Värmland



## Cecilia Höiby

Säljare/utbildare

cecilia.hoiby@etac.com  
Mobil 073-024 64 37

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Halland, Skåne, Blekinge, Kalmar och  
Kronoberg



## Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com  
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,  
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



## Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com  
Mobil 070-297 81 82

Samtliga sortiment  
Jämtland, Västernorrland,  
Västerbotten, Norrbotten



## Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com

Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Halland, Skåne, Blekinge,  
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,  
Västra Götaland och Östergötland



## Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com

Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Madrasser

Södermanland, Stockholm, Gotland,  
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,  
Västmanland, Värmland och Örebro



## Sirwan Hurmzyar

Teknisk säljare

sirwan.hurmzyar@etac.com

Mobil 070-519 66 77

- Lyftar

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,  
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Östergötland,  
Örebro, Värmland, Jämtland, Västernorrland,  
Västerbotten, Norrbotten



## Kundservice

Etac Sverige AB

Box 203, 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00

fax kundservice 0371-58 73 90

info@etac.com www.etac.se

Öppettider:

Måndag 09:15-16:00

Tisdag-fredag 08:00-16:00

Lunchstängt 12:00-13:00



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad  
produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)