



Produktinformation från Etac

Oktober – December 2022

 **etac**[®]

Produktinformation från Etac

För att ge dig en enkel översikt över produktinformation från oss, samlar vi all information per kvartal, som berör förbättringar och nyheter inom alla våra produktområden.

För att ta del av löpande produktinformation samt samlad information från tidigare kvartal, besök vår hemsida www.etac.se.

Vi strävar alltid efter att hålla oss i framkant, vad gäller design och funktion, i utvecklingen av befintliga och nya hjälpmedel.



Innehåll

Barn & Junior

R82 Crocodile stl 0 – Nyhet	3
Neoprensandal i ny storlek.....	4
R82 Panda/R82 x:panda – Lekbåge & Aktivitetcenter utgår.....	5

Rullstolar

Etac Prio 3A – Nyheter.....	6–9
Etac Cross 5/6 – Ryggpaket	10–11
Lock till framgaffelfäste.....	12

Hygien

Etac Swift – Toalettpappershållare nyhet	13
--	----

Patientförflyttning

Immedia LeanOnMe positioneringskuddar – Nytt sortiment	14–15
Molift Repositioneringslakan RgoSling – Ny storlek	16

Kontakt

Kontakta oss	17–18
--------------------	-------

Produktinformation

Gäller: R82 Crocodile

NYHET! R82 Crocodile i en mindre storlek

Nu lanserar vi en mindre storlek av vår rollator R82 Crocodile – storlek 0.

Crocodile storlek 0 är lämplig för barn i längden 60 cm till 105 cm och kan användas som rollator eller gåstol - beroende på hur man utrustar den.

I samband med lanseringen presenteras två nya tillbehör - ett bålstöd och ett tvärstag. Bålstödet som är reglerbart i höjd, bredd och djup ger extra stöd till de barn som har behov av det. Tvärstaget, som även finns till Crocodile storlek 1 och 2, monteras mellan handtagen och ger barnet en möjlighet att hålla händerna på tvärstaget framför sig.



Nya tillbehör



Bålstöd

Till Crocodile stl 0



Tvärstag

Till Crocodile stl 0, 1 och 2

Benämning

Benämning	Art. nr.
Rollator Crocodile stl 0 vit	3186800
Bålstöd Crocodile stl 0, small	31868610
Tvärstag handtag Crocodile stl 0	3186879-0
Tvärstag handtag Crocodile stl 1	3186879-1
Tvärstag handtag Crocodile stl 2	3186879-2
Sits Crocodile stl 0 vit	3186820-01

Leverans

Finns i lager

2022-10-18

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: R82 Tillbehör

Neoprensandal i ny storlek

Nu finns en större storlek av neoprensandalen i vårt sortiment. Den är 1 cm bredare och 2 cm längre än nuvarande sandal. Sandalerna monteras på fotplattan och bidrar till att barnets fötter bibehåller bästa position. Levereras i par.



Neoprensandal mellan


Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Neoprensandal mellan	14x7cm 2 st	3185696-2
Benämning befintlig artikel		
Neoprensandal liten	12x6 cm 2 st	3185696-1
Leverans		Finns i lager

Produktinformation

Gäller: R82 Panda | R82 x:panda

Lekbåge och Aktivitetcenter R82 Panda & x:panda utgår

Lekbord Panda och Aktivitetscenter till Panda och x:panda har utgått ur sortimentet.



Lekbåge Panda – Utgått



Aktivitetcenter Panda & x:panda – Utgått

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Lekbåge Panda		3189200
Aktivitetcenter Panda		3189250
Leverans		Utgått

2022-11-25

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Prio 3A

Etac Prio 3A nyheter

etac®

Här följer en uppdatering kring nya artiklar till Prio 3A.

Ryggpaket 3A:

Ryggchassi, ryggskenor, ryggklädsel, huvudstödsfäste och fästelement för montering ingår.

Artikelnummer 28708-28711.

Gaskolv:

Ingår ej i ryggpaket utan beställs separat. Även täckplugg 51238 beställs separat (ingår ej i gaskolvssatsen).

Nytt dynamiskt bäckenstöd:

Uppdaterat för 3A ryggen. Artikelnummer 28704-28707.

Ny sitsplatta undre:

Artikelnummer 83448-83451. Vid byte av ryggpaket behöver även sitsen ersättas.

Nya armstöd:

Armstöd med 2 graders vinkling och ny skruv för höjdjustering. Artikelnummer 28826-1/2, 28827-1/2, 28828-1/2 samt 28832-1/2.

Nya ryggdynor 3D:

Nya dynor för att passa 3A ryggen. Artikelnummer 63343-60 – 63346-60 samt nya överdrag, Artikelnummer 63339-60 – 63342-60.

Ryggvinkelbegränsning för komfortlås:


Ny ryggvinkelbegränsning som begränsar den manuella tilten framåt. Artikelnummer 28802.

Se sidan 2-4 för bilder och artikelnummer.





Ryggpaket



Gaskolv

Täckplugg

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Prio 3A B 40		28708
Ryggpaket Prio 3A B 45		28709
Ryggpaket Prio 3A B 50		28710
Ryggpaket Prio 3A B 55		28711
Gaskolv 3A kompl	ryggvinkling Prio	28701
Täckplugg gaskolv Prio 3A		51238
Leverans		Finns i lager



Uppdaterat dynamiskt bäckenstöd

Benämning uppdaterad artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bäckenstöd dynamiskt B 40	kpl Prio 3A	28704
Bäckenstöd dynamiskt B 45	kpl Prio 3A	28705
Bäckenstöd dynamiskt B 50	kpl Prio 3A	28706
Bäckenstöd dynamiskt B 55	kpl Prio 3A	28707
Leverans		Sen Q4, 2021



Ny undre sitsplatta

Sitsplatta med ny utformning för att passa Prio 3A.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Sits plywood undre 40 cm	Prio	83448
Sits plywood undre 45 cm	Prio	83449
Sits plywood undre 50 cm	Prio	83450
Sits plywood undre 55 cm	Prio	83451
Leverans		Sen Q4, 2021



Nytt vinklat armstöd

Nytt armstöd vinklat 2 grader utåt.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Armstöd teleskop L 38 cm hö 2 gr		28826-1
Armstöd teleskop L 38 cm vä 2 gr		28826-2
Armstöd teleskop L 49 cm hö 2 gr		28827-1
Armstöd teleskop L 49 cm vä 2 gr		28827-2
Armstöd L 49 cm hö jb längd 2 gr		28828-1
Armstöd L 49 cm vä jb längd 2 gr		28828-2
Armstöd teleskop universal kpl hö		28832-1
Armstöd teleskop universal kpl vä		28832-2
Leverans		Vecka 31, 2022



Ryggdyna Prio 3D nytt utförande
Den nya högre ryggdynan med extra hållor.



Överdrag rygg plysch utförande
Överdrag i nytt utförande med förlängd bakre del.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggdyna 3D Prio B 40	Prio 3A	63343-60
Ryggdyna 3D Prio B 45	Prio 3A	63344-60
Ryggdyna 3D Prio B 50	Prio 3A	63345-60
Ryggdyna 3D Prio B 55	Prio 3A	63346-60
Överdrag rygg B 40 cm plysch	Prio 3A	63339-60
Överdrag rygg B 45 cm plysch	Prio 3A	63340-60
Överdrag rygg B 50 cm plysch	Prio 3A	63341-60
Överdrag rygg B 55 cm plysch	Prio 3A	63342-60
Leverans		Sen Q4, 2021



Vinkelbegränsning komfortlås

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Vinkelbegränsning komfortlås	kpl Prio	28802
Leverans		Finns i lager

Produktinformation

Gäller: Etac Cross 5 | Etac Cross 5 XL | Etac Cross 6

Ryggpaket Cross 5, Cross 6 samt Cross 5 XL

etac[®]

Eftersom vi nu har samma ryggchassi för Cross 5 och Cross 6 har vi tagit fram ett nytt ryggpaket. I ryggpaketet ingår ryggchassi, klädsel, ryggprofil samt alla fästelement som behövs vid montering.

OBS! Lås för ryggchassi, artikelnummer 83400 ingår men passar endast Cross 6 och skall inte monteras på Cross 5.

Det kommer inte att finnas höga ryggpaket. Behöver man en hög rygg så får man beställa till ryggförlängare (artikelnummer 28658, 28659 eller 28660).

Vi har även tagit fram ett nytt ryggpaket för Cross 5 XL som innehåller det gamla körhandtagsfästet som är testat och godkänt för 160 kg brukarvikt.



Ryggpaket
I ryggpaketet ingår ryggchassi, klädsel, ryggprofil samt alla fästelement.



Äldre körhandtagsfäste till Cross 5 XL
I ryggpaketet för Cross 5 XL ingår det gamla körhandtagsfästet som är testat och godkänt för 160 kg brukarvikt.

2022-11-25 ID: P35170B

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities



Lås för ryggchassi

Låset passar endast på Cross 6.



Ryggförlängare

Vid behov av hög rygg får man beställa ryggförlängare.

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Cross 5/6 35-40 cm	3A tri mod 6	28586
Ryggpaket Cross 5/6 42.5-50 cm	3A tri mod 6	28587
Ryggpaket Cross 5/6 52.5-60 cm	3A tri mod 6	28588
Leverans		Finns i lager

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Cross 5 XL 47.5-50 cm	3A tri mod 5	28845
Ryggpaket Cross 5 XL 52.5-60 cm	3A tri mod 5	28846
Leverans		Finns i lager

Benämning artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggförlängare 3A 35-40 kpl	6 cm	28658
Ryggförlängare 3A 42.5-50 kpl	6 cm	28659
Ryggförlängare 3A 52.5-60 kpl	6 cm	28660
Leverans		Finns i lager

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggpaket Cross 5 35-40 cm	3A tri mod 4	27382
Ryggpaket Cross 5 42.5-50 cm	3A tri mod 4	27386
Ryggpaket Cross 5 52.5-60 cm	3A tri mod 4	27390
Ryggpaket Cross 5 35-40 cm	3A tri hög mod 4	27953
Ryggpaket Cross 5 42.5-50 cm	3A tri hög mod 4	27990
Ryggpaket Cross 5 52.5-60 cm	3A tri hög mod 4	27991
Utgår		Utgått

Produktinformation

Gäller: Etac Cross | Etac Crissy | Etac Prio | Etac Transit

Lock till framgaffelfäste

etac®

Från och med vecka 48 kommer alla rullstolar att levereras med nytt lock till framgaffelfästet.



Äldre lock till framgaffelfäste
Det befintliga locket är tillverkat i PE (polyten).



Nytt lock till framgaffelfäste
Det nya locket har en tätning (se pil) och är tillverkad i PP (polypropen).

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Lock framgaffelfäste	Cross	50224
Leverans, t.o.m.		Vecka 47, 2022

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Lock framgaffelfäste	med O-ring	51220
Leverans säljstart, fr.o.m.		Vecka 48, 2022

2022-11-25 ID: P35022A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Etac Swift Kommod | Etac Swift Fristående

Nytt tillbehör – Toalettpappershållare till Etac Swift Kommod och Fristående

etac®

Nu lanserar vi ett nytt tillbehör till Swift Kommod och Swift Fristående. Det är en flexibel toalettpappershållare som kan sättas på både höger och vänster armstöd, där man även kan välja att vända hållaren med öppningen framåt respektive bakåt.

Toalettpappershållaren är enkel att montera genom att skruva fast fästet på armstödet (torx 25), varefter man för in metallbygeln i fästet åt önskat håll.



Toalettpappershållare monterad på Swift Kommod



Toalettpappershållare monterad på Swift Fristående

Benämning tillbehör	Tillbehör till	Art. nr.
Toalettpappershållare	Etac Swift Kommod samt Etac Swift Fristående	80301629
Preliminär säljstart		Vecka: 47, 2022

2022-11-01 ID: P5621A

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities

Produktinformation

Gäller: Immedia LeanOnMe positioneringskuddar

Nytt sortiment Immedia LeanOnMe positioneringskuddar

immedia

LeanOnMe består av ett brett utbud positioneringskuddar som bidrar till en bättre livskvalitet, genom att uppnå ett bra viloläge.

Finns i lager för beställning.



Nytt sortiment, Immedia LeanOnMe positioneringskuddar

Nya artiklar

Stödkudde LeanOnMe Roll

Produktnamn	Storlek	Art.nr
Stödkudde kort LeanOnMe Roll S + Soft-Touch-överdrag	B 330 × L 1 000 mm	IM15112
Stödkudde lång LeanOnMe Roll L + Soft-Touch-överdrag	B 330 × L 2 300 mm	IM15113
Stödkudde kort LeanOnMe Roll S + hygienöverdrag	B 330 × L 1 000 mm	IM16112
Stödkudde lång LeanOnMe Roll L + hygienöverdrag	B 330 × L 2 300 mm	IM16113
Överdrag Soft-Touch IM15112	B 330 × L 1 000 mm, Roll S	IM10512
Överdrag Soft-Touch IM15113	B 330 × L 2 300 mm, Roll L	IM10513
Överdrag hygien för IM16112	B 330 × L 1 000 mm, Roll S	IM10612
Överdrag hygien för IM16113	B 330 × L 2 300 mm, Roll L	IM10613



Stödkudde LeanOnMe Wing

Produktnamn	Storlek	Art.nr
Stödkudde rygg LeanOnMe Wing + Soft-Touch-överdrag	B 450 × L 800 mm + vinge 200 mm	IM15107
Stödkudde rygg LeanOnMe Wing + hygienöverdrag	B 450 × L 800 mm + vinge 200 mm	IM16107
Överdrag Soft-Touch IM15107	B 450 × L 800 mm + vinge 200 mm, Wing	IM10507
Överdrag hygien för IM16107	B 450 × L 800 mm + vinge 200 mm, Wing	IM10607



2022-12-01

1/2

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

immedia
by Etac

Produktnamn	Storlek	Art.nr
Stödkudde LeanOnMe Channel + Soft-Touch-överdrag	B 750 × L 750 mm	IM15108
Stödkudde LeanOnMe Channel + hygienöverdrag	B 750 × L 750 mm	IM16108
Överdrag Soft-Touch IM15108	B 750 × L 750 mm, Channel	IM10508
Överdrag hygien för IM16108	B 750 × L 750 mm, Channel	IM10608



Minikudde LeanOnMe Mini

Produktnamn	Storlek	Art.nr
Minikudde LeanOnMe Mini + Soft-Touch-överdrag	B 150 × L 300 mm	IM15100
Minikudde LeanOnMe Mini + hygienöverdrag	B 150 × L 300 mm	IM16100
Överdrag Soft-Touch IM15100	B 150 × L 300 mm, Mini	IM10500
Överdrag hygien för IM16100	B 150 × L 300 mm, Mini	IM10600



Stödkudde LeanOnMe Basic

Produktnamn	Storlek	Art.nr
Stödkudde LeanOnMe Basic XS + Soft-Touch-överdrag	B 300 × L 400 mm	IM15101
Stödkudde LeanOnMe Basic S + Soft-Touch-överdrag	B 400 × L 600 mm	IM15102
Stödkudde LeanOnMe Basic M + Soft-Touch-överdrag	B 500 × L 700 mm	IM15103
Stödkudde LeanOnMe Basic L + Soft-Touch-överdrag	B 250 × L 800 mm	IM15104
Stödkudde LeanOnMe Basic LW + Soft-Touch-överdrag	B 450 × L 800 mm	IM15105
Stödkudde LeanOnMe Basic XL + Soft-Touch-överdrag	B 550 × L 900 mm	IM15106
Stödkudde LeanOnMe Basic XS + hygienöverdrag	B 300 × L 400 mm	IM16101
Stödkudde LeanOnMe Basic S + hygienöverdrag	B 400 × L 600 mm	IM16102
Stödkudde LeanOnMe Basic M + hygienöverdrag	B 500 × L 700 mm	IM16103
Stödkudde LeanOnMe Basic L + hygienöverdrag	B 250 × L 800 mm	IM16104
Stödkudde LeanOnMe Basic LW + hygienöverdrag	B 450 × L 800 mm	IM16105
Stödkudde LeanOnMe Basic XL + hygienöverdrag	B 550 × L 900 mm	IM16106
Överdrag Soft-Touch IM15101	B 300 × L 400 mm, Basic XS	IM10501
Överdrag Soft-Touch IM15102	B 400 × L 600 mm, Basic S	IM10502
Överdrag Soft-Touch IM15103	B 500 × L 700 mm, Basic M	IM10503
Överdrag Soft-Touch IM15104	B 250 × L 800 mm, Basic L	IM10504
Överdrag Soft-Touch IM15105	B 450 × L 800 mm, Basic LW	IM10505
Överdrag Soft-Touch IM15106	B 550 × L 900 mm, Basic XL	IM10506
Överdrag hygien för IM16101	B 300 × L 400 mm, Basic XS	IM10601
Överdrag hygien för IM16102	B 400 × L 600 mm, Basic S	IM10602
Överdrag hygien för IM16103	B 500 × L 700 mm, Basic M	IM10603
Överdrag hygien för IM16104	B 250 × L 800 mm, Basic L	IM10604
Överdrag hygien för IM16105	B 450 × L 800 mm, Basic LW	IM10605
Överdrag hygien för IM16106	B 550 × L 900 mm, Basic XL	IM10606



Nackkudde LeanOnMe Ring

Produktnamn	Storlek	Art.nr
Nackkudde LeanOnMe Ring S + Soft-Touch-överdrag	Ø 400 mm	IM15110
Nackkudde LeanOnMe Ring M + Soft-Touch-överdrag	Ø 500 mm	IM15111
Nackkudde LeanOnMe Ring S+ hygienöverdrag	Ø 400 mm	IM16110
Nackkudde LeanOnMe Ring M + hygienöverdrag	Ø 500 mm	IM16111
Överdrag Soft-Touch IM15110	Ø 400 mm, Ring S	IM10510
Överdrag Soft-Touch IM15111	Ø 500 mm, Ring M	IM10511
Överdrag hygien för IM16110	Ø 400 mm, Ring S	IM10610
Överdrag hygien för IM16111	Ø 500 mm, Ring M	IM10611



Väska LeanOnMe Bag

Produktnamn	Storlek	Art.nr
Väska LeanOnMe Bag	900 × 650 × 350 mm	IM120015

2022-12-01

2/2

Vid frågor, kontakta:
 Etac Sverige AB
 Box 203
 334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
 fax kundservice 0371-58 73 90
 info@etac.se
 www.etac.se

Produktinformation

Gäller: Molift Repositioneringslakan RgoSling

Ny storlek Repositioneringslakan RgoSling

molift[®]

Repositioneringslakan RgoSling finns nu även i en ny längre variant - Full längd 210 cm.


Den nya varianten kan användas för samma förflyttningar och ompositioneringar som den befintliga, är särskilt lämplig för liggande förflyttningar mellan två horisontella ytor som tex säng /bår.



Befintlig variant - Längd 134 cm



Ny variant - Längd 210 cm



Vändning/positionering

Kan användas för ompositionering, sidoöverföringar och tryckavlastning.

Benämning	Beskrivning	Varianter	Art. nr.
Repositioneringslakan RgoSling	Midi B125cm x L134cm	Befintlig variant	1721570
Repositioneringslakan RgoSling	Maxi B125cm x L210cm	Ny variant	1721550
Leverans			Finns i lager

2022-12-13

1/1

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities



Pernilla Linde

Säljare/utbildare

pernilla.linde@etac.com
Mobil 0703-42 47 40

- Junior

Halland, Skåne, Blekinge,
Jönköping, Kalmar, Kronoberg
och Västra Götaland



Liv Nyberg

Säljare/utbildare

liv.nyberg@etac.com
Mobil 072-232 25 85

- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Värmland, Örebro och Östergötland



Annica Brodin

Säljare/utbildare

annica.brodin@etac.com
Mobil 076-140 34 26

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Östergötland



Fathi Makvandi

Säljare/utbildare

fathi.makvandi@etac.com
Mobil 076-106 39 51

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer

Västra Götaland, Jönköping, Örebro
och Värmland



Kristina Henningsson

Säljare/utbildare

kristina.henningsson@etac.com
Mobil 076-119 90 22

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Jämtland, Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten
och Norrbotten



Josefina Frisk

Key Account Manager

josefina.frisk@etac.com
Mobil 070-297 81 82

- Manuella rullstolar
- Dynor
- Hygien
- Hjälpmotorer
- Junior

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Västmanland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Härjedalen,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten



Caisa Jerrå

Säljare/utbildare

caisa.jerra@etac.com
Mobil 070-286 26 52

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Positioneringskuddar
- HoverMatt

Södermanland, Stockholm, Gotland,
Uppsala, Dalarna, Gävleborg,
Västmanland, Värmland och Örebro



Inger Skärin

Säljare/utbildare

inger.skarin@etac.com
Mobil 073-075 54 25

- Manuella förflyttningshjälpmedel
- Lyftar och selar
- Positioneringskuddar

Halland, Skåne, Blekinge,
Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Västra Götaland och Östergötland



Sirwan Hurmzyar

Teknisk säljare

sirwan.hurmzyar@etac.com
Mobil 070-519 66 77

- Lyftar

Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppsala,
Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Östergötland,
Örebro, Värmland, Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten, Norrbotten



Kundservice

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

Öppettider:

Måndag 09:15-16:00

Tisdag-fredag 08:00-16:00

Lunchstängt 12:00-13:00



Xxxx Xxxx

Etac är en världsledande utvecklare och leverantör av ergonomiska hjälpmedel och hjälpmedel för patientförflyttningar och lyft. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se


Creating Possibilities