

# Le Flyer de Convoid

## Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande

No de compte: \_\_\_\_\_

No du bon de commande: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Contact: \_\_\_\_\_

À l'attention de: \_\_\_\_\_

Facturer à:	Envoyer à:
Adresse:	Adresse:
Ville/état/zip:	
Phone:	Ville/état/zip:
Courriel:	Téléphone:

### Caractéristiques standards pour la base du Flyer:

- Inclinaison sur place (-5° to +40°)
- Ajustement de l'angle arrière de 30° (80° à 110°)
- Roues arrière à dégagement rapide
- Verrou des roues activé au pied
- Le code E1161 du HCPCS est seulement disponible sur les fauteuils de 15" ou plus
- Structure frontale amovible avec repose-pieds angulaire fixe (choisissez l'option ci-dessous)
- Accoudoirs relevables - longs (de série sur les FL15 et FL16).
- Votre choix de quatre couleurs
- Poignée de poussée un morceau
- Votre choix de trois couleurs pour les poignées arrière
- Construit aux États-Unis

#### Modèles standards:

- Flyer FL12 - 905088
- Flyer FL13 - 905089
- Flyer FL14 - 905090
- Flyer FL15 - 905091
- Flyer FL16 - 905092

#### Prix

- \$3,823
- \$3,823
- \$3,823
- \$3,823
- \$3,823

Tous les prix sont en devise canadienne

#### Couleurs de l'assemblée

- Rouge cerise
- Bleu royal
- Argent cosmique
- Mauve prune

#### Prix

- N/C
- N/C
- N/C
- N/C

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905133	905133	905133	905133	905133
905134	905134	905134	905134	905134
905135	905135	905135	905135	905135
905461	905461	905461	905461	905461

#### Choix des roues

- Roues arrière de 11,5", roulettes avant de 6" x 2" (Hauteur du siège au sol de 15")

##### Prière de choisir une des options suivantes:

- Roues arrière fixes de 11,5"
- Roues arrière à déclenchement rapide de 11,5"

- Roues arrière de 16", roulettes avant de 7,5" x 2" (Hauteur du siège au sol de 17")

##### Prière de choisir une des options suivantes:

- Roues arrière fixes de 16"
- Roues arrière à déclenchement rapide de 16"

#### Prix

- N/C
- N/C
- N/C
- N/C

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905303	905304	905305	905306	905307
905384	905384	905384	905384	905384
905387	905387	905387	905387	905387
905059	905060	905061	905062	905063

#### Options pour la poignée de poussée

- Poignée de poussée un morceau à hauteur ajustable (hauteur ajustable de +/- 9") (choisir une option):
- Installation extérieure
- Installation intérieure

#### Prix

- N/C
- N/C

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905108	905109	905110	905111	905112
905098	905099	905100	905101	905102

#### Option de la gamme de profondeur du siège (voir le tableau à la dernière page du bon de commande)

- Position 1: 11"-15"
- Position 2: 13"-17"
- Position 3: 15"-19"
- Position 4: 17"-21"

*"La profondeur du siège est réduite de 1 1/2" lorsqu'il est combiné avec le dossier arrière ferme avec un coussin et nécessite des pièces d'installation spécifiques.*

#### Prix

- N/C
- N/C
- N/C
- N/C

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905197	905197	905197	905197	905197
905198	905198	905198	905198	905198
905199	905199	905199	905199	905199
905200	905200	905200	905200	905200

#### Options de dossiers

##### Hauteur fixe des cannes arrière\* (7/8" de diamètre- avec poignées de poussées (choisir une option):

- Courte: 19" - (supporte une gamme de hauteur du dossier de 13" - 19")\*\*\* (non compatible avec tige à IV)
- Moyenne: 22" - (supporte une gamme de hauteur du dossier de 13" - 22")\*\*\*
- Grande: 25" - (supporte une gamme de hauteur du dossier de 13" - 25")\*\*\*

- Coussins pour dossier ajustables (4 pièces)

- Housses et coussins pour dossier (comprends les coussins pour dossier ajustables en hauteur) (13" - 25")\*\*\*\*

##### Couleur d'accent du dossier (le coussin est noir, la couleur est pour les accents du côté). Choisir une option:

- Bleu royal
- Vert forêt
- Rouge cerise
- Violet chic
- Rose princesse
- Noire panthère
- Brun chocolat
- Bleu aqua
- Vert pomme

#### Prix

- N/C
- N/C
- N/C
- \$205
- \$716

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905054	905054	905054	905054	905054
905055	905055	905055	905055	905055
905056	905056	905056	905056	905056
905058	905058	905058	905058	905058
905093	905094	905095	905096	905097
903850	903850	903850	903850	903850
903857	903857	903857	903857	903857
903855	903855	903855	903855	903855
903851	903851	903851	903851	903851
903759	903759	903759	903759	903759
903854	903854	903854	903854	903854
904189	904189	904189	904189	904189
904753	904753	904753	904753	904753
904754	904754	904754	904754	904754

\*\*\*Mesuré du siège à la poignée de poussée.

\*\*\*\*Le système de coussin de dossier ajustable en hauteur au code HCPCS s'applique seulement aux tailles pédiatriques 12, 13 et 14.

#### Options Support Dorsal Matrx.

- Matrx E2 (FL largeur x 10" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matrx E2 (FL largeur x 12" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matrx E2 (FL largeur x 14" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matrx E2 (FL largeur x 16" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matrx E2 (FL largeur x 18" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matrx E2 (FL largeur x 20" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>

*<sup>1</sup>Doit être commandé avec l'option cannes arrière seulement*

#### Prix

- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$845
- \$845

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
		E2S1410	E2S1510	E2S1610
		E2S1412	E2S1512	E2S1612
		E2S1414	E2S1514	E2S1614
		E2S1416	E2S1516	E2S1616
		E2S1418	E2S1518	E2S1618
		E2S1420	E2S1520	E2S1620

#### Options Support Dorsal Matrx - Profond

- Matrx E2 Profond (FL largeur x 10" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matrx E2 Profond (FL largeur x 12" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matrx E2 Profond (FL largeur x 14" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matrx E2 Profond (FL largeur x 16" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matrx E2 Profond (FL largeur x 18" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matrx E2 Profond (FL largeur x 20" hauteur) Meshtex Couleur Noire<sup>1</sup>

*<sup>1</sup>Doit être commandé avec l'option cannes arrière seulement*

#### Prix

- \$989
- \$989
- \$989
- \$989
- \$1,015
- \$1,015

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
		E2D1410	E2D1510	E2D1610
		E2D1412	E2D1512	E2D1612
		E2D1414	E2D1514	E2D1614
		E2D1416	E2D1516	E2D1616
		E2D1418	E2D1518	E2D1618
		E2D1420	E2D1520	E2D1620

**Options Support Dorsal Matrix - Mini**

- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 7" hauteur) Couleur Kidabra<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 10" hauteur) Couleur Kidabra<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 12" hauteur) Couleur Kidabra<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 14" hauteur) Couleur Kidabra<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 7" hauteur) Couleur Rose<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 10" hauteur) Couleur Rose<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 12" hauteur) Couleur Rose<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 14" hauteur) Couleur Rose<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 7" hauteur) Couleur Bleue<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 10" hauteur) Couleur Bleue<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 12" hauteur) Couleur Bleue<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 14" hauteur) Couleur Bleue<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 7" hauteur) Startex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 10" hauteur) Startex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 12" hauteur) Startex Couleur Noire<sup>1</sup>
- Matr Mini ((FL largeur-1)" largeur x 14" hauteur) Startex Couleur Noire<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Doit être commandé avec l'option cannes arrière seulement

**Options de sièges**

**Prière de choisir une option:**

- Coussin de siège planaire (inclus un plateau de siège fixe)\*\* (même couleur que celle choisie pour le dossier)
- Plateau de siège: largeur de 12"-16", profondeur ajustable de 4" ^^

\*\*Le code HCPCS du coussin de siège planaire est seulement applicable aux tailles pédiatriques 12, 13 et 14.

^^Nécessaire lorsqu'on utilise un coussin de siège autre que celui du fabricant.

**Options Support Dorsal Matrix - Libra**

- Matr Libra ((FL largeur)" largeur x 12" profondeur) Startex Couleur Noire<sup>2</sup>
- Matr Libra ((FL largeur)" largeur x 14" profondeur) Startex Couleur Noire<sup>2</sup>
- Matr Libra ((FL largeur)" largeur x 16" profondeur) Startex Couleur Noire<sup>2</sup>
- Matr Libra ((FL largeur)" largeur x 18" profondeur) Startex Couleur Noire<sup>2</sup>
- Matr Libra ((FL largeur)" largeur x 20" profondeur) Startex Couleur Noire<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Doit être commandé avec option plateau de siège seulement

**Options Support Dorsal Matrix - Vi**

- Matr Kidabra-Vi ((FL largeur)x12" profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr Kidabra-Vi ((FL largeur)x14" profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr Kidabra-Vi ((FL largeur)x15" profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr Kidabra-Vi ((FL largeur)x16" profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr Kidabra-Vi ((FL largeur)x17" profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr Kidabra-Vi ((FL largeur)x18" profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr Kidabra-Vi ((FL largeur)x20" profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Doit être commandé avec option plateau de siège seulement

**Options Support Dorsal Matrix - PS**

- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 12"profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 14"profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 16"profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 12"profondeur) Couleur Rose<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 14"profondeur) Couleur Rose<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 16"profondeur) Couleur Rose<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 12"profondeur) Couleur Bleue<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 14"profondeur) Couleur Bleue<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 16"profondeur) Couleur Bleue<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 12"profondeur) Startex réversible revêtement noir<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 14"profondeur) Startex réversible revêtement noir<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 16"profondeur) Startex réversible revêtement noir<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 18"profondeur) Startex réversible revêtement noir<sup>2</sup>
- Matr PS ((FL largeur)" largeur x 20"profondeur) Startex réversible revêtement noir<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Doit être commandé avec option plateau de siège seulement

**Options Support Dorsal Matrix - PSP**

- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 12" profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 14" profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 16" profondeur) Couleur Kidabra<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 12" profondeur) Couleur Rose<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 14" profondeur) Couleur Rose<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 16" profondeur) Couleur Rose<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 12" profondeur) Couleur Bleue<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 14" profondeur) Couleur Bleue<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 16" profondeur) Couleur Bleue<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 12" profondeur) Startex réversible revêtement noir<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 14" profondeur) Startex réversible revêtement noir<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 16" profondeur) Startex réversible revêtement noir<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 18" profondeur) Startex réversible revêtement noir<sup>2</sup>
- Matr PSP ((FL largeur)" largeur x 20" profondeur) Startex réversible revêtement noir<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Doit être commandé avec option plateau de siège seulement

**Déplacement en commun**

- Option de déplacement (installation du fabricant requise)± ^
- ±Voir au bas du bon de commande concernant la configuration spécifique dans laquelle le fauteuil a été testé pour le WC-19.  
^Ceinture de positionnement pelvien requise.

**Options lors des déplacements en commun**

- Ceinture à cuisses pour déplacement Q'Strait
- Ceinture à cuisses pour déplacement Sure-Lok

**Prix**

\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818  
\$818

MINI1107-K	MINI1207-K	MINI1307-K		
MINI1110-K	MINI1210-K	MINI1310-K		
MINI1112-K	MINI1212-K	MINI1312-K		
MINI1114-K	MINI1214-K	MINI1314-K		
MINI1107-P	MINI1207-P	MINI1307-P		
MINI1110-P	MINI1210-P	MINI1310-P		
MINI1112-P	MINI1212-P	MINI1312-P		
MINI1114-P	MINI1214-P	MINI1314-P		
MINI1107-B	MINI1207-B	MINI1307-B		
MINI1110-B	MINI1210-B	MINI1310-B		
MINI1112-B	MINI1212-B	MINI1312-B		
MINI1114-B	MINI1214-B	MINI1314-B		
MINI1107-S	MINI1207-S	MINI1307-S		
MINI1110-S	MINI1210-S	MINI1310-S		
MINI1112-S	MINI1212-S	MINI1312-S		
MINI1114-S	MINI1214-S	MINI1314-S		

**Prix**

\$445  
\$205

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905083	905084	905085	905086	905087
905057	905057	905057	905057	905057

**Prix**

\$635  
\$635  
\$635  
\$635  
\$635

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
		LC1412		
		LC1414		
		LC1416	LC1516	LC1616
			LC1518	LC1618
			LC1520	LC1620

**Prix**

\$556  
\$556  
\$556  
\$556  
\$556  
\$556  
\$556

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
KA1212-Vi		KA1412-Vi		
KA1214-Vi		KA1414-Vi		
		MA1415-Vi		
			MA1616-Vi	MA1616-Vi
		MA1417-Vi		
			MA1618-Vi	MA1618-Vi
			MA1620-Vi	MA1620-Vi

**Prix**

\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452  
\$452

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
PS1212-K	PS1312-K	PS1412-K		
PS1214-K	PS1314-K	PS1414-K		
PS1216-K	PS1316-K	PS1416-K		
PS1212-P	PS1312-P	PS1412-P		
PS1214-P	PS1314-P	PS1414-P		
PS1216-P	PS1316-P	PS1416-P		
PS1212-B	PS1312-B	PS1412-B		
PS1214-B	PS1314-B	PS1414-B		
PS1216-B	PS1316-B	PS1416-B		
PS1212	PS1312	PS1412		
PS1214	PS1314	PS1414	PS1616	PS1616
PS1216	PS1316	PS1416	PS1618	PS1618
			PS1620	PS1620

**Prix**

\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517  
\$517

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
PSP1212-K	PSP1312-K	PSP1412-K		
PSP1214-K	PSP1314-K	PSP1414-K		
PSP1216-K	PSP1316-K	PSP1416-K		
PSP1212-P	PSP1312-P	PSP1412-P		
PSP1214-P	PSP1314-P	PSP1414-P		
PSP1216-P	PSP1316-P	PSP1416-P		
PSP1212-B	PSP1312-B	PSP1412-B		
PSP1214-B	PSP1314-B	PSP1414-B		
PSP1216-B	PSP1316-B	PSP1416-B		
PSP1212	PSP1312	PSP1412		
PSP1214	PSP1314	PSP1414	PSP1616	PSP1616
PSP1216	PSP1316	PSP1416	PSP1618	PSP1618
			PSP1620	PSP1620

**Prix**

\$274

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905082	905082	905082	905082	905082

**Prix**

\$123  
\$123

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
903094	903094	903094	903094	903094
903232	903232	903232	903232	903232

- Positionnement pelvien**
- Ceinture de positionnement pelvien à 2 points
- Ceinture de positionnement pelvien à 4 points de R82 (ensemble de verrouillage Camlock et plateau de siège requis)**
- Largeur des Hanches: 6.75" - 12.5" (taille XS)
  - Largeur des Hanches: 8.25" - 13.75" (taille S)
  - Largeur des Hanches: 9.75" - 16.25" (taille M)
  - Largeur des Hanches: 12.5" - 17.25" (taille L)
  - Largeur des Hanches: 16.25" - 20.5" (taille XL)
  - Ensemble Camlock pour ceinture à 4 points
- Largeur gauche, Support pelvien latéral ajustable en hauteur (support des hanches)**
- Petit - H: 4.5" - 5.5"
  - Large - H: 5.25" - 6.25"
- Largeur droite, Support pelvien latéral ajustable en hauteur (support des hanches)**
- Petit - H: 4.5" - 5.5"
  - Large - H: 5.25" - 6.25"
- Support médial des cuisses**
- Moyen (largeur avant de 2.6", profondeur de 4.1", largeur arrière de 2", hauteur de 2.7")
  - Grand (largeur avant de 3.3", profondeur de 5", largeur arrière de 2.3", hauteur de 2.9")
  - Très grand (largeur avant de 4", profondeur de 6", largeur arrière de 3", hauteur de 3")
- \*La largeur est réduite de 2" lorsque le coussin est utilisé.*

Prix  
\$61

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
903931	903931	903931	904559	904559
905148	905148	905148	905148	905148
905149	905149	905149	905149	905149
905150	905150	905150	905150	905150
905151	905151	905151	905151	905151
905475	905475	905475	905475	905475
905393	905393	905393	905393	905393
905320	905320	905320	905320	905320
905322	905322	905322	905322	905322
905321	905321	905321	905321	905321
905323	905323	905323	905323	905323
905389	905389	905389	905389	905389
905390	905390	905390	905390	905390
905391	905391	905391	905391	905391

- Positionnement des pieds et des jambes**
- Structure avant (les appuis-pieds se fixent à la structure avant)**
- Structure avant amovible à 65° - court (hauteur du siège aux appuis-pieds de 5" - 11")
  - Structure avant amovible à 65° - long (hauteur du siège aux appuis-pieds de 5" - 13")
  - Structure avant amovible à 90° - (hauteur du siège aux appuis-pieds de 5.7" - 11")
  - Paire d'appuis-jambes à angle ajustable (ELR) \*\*\*
  - Paire d'appuis-jambes +2\*\* - (ELR requis)
- Plateau pour pieds**
- Plateaux pour pieds un morceau ajustable (relevables et réversibles) (ELR requis)
  - Plateaux pour pieds fixes (relevables et réversibles) (ELR requis)
  - Plateaux pour pieds individuels ajustables - la paire (compatible avec la structure standard ou ELR)
- Positionnement de pieds (la paire)**
- Petit 7" - 10"
  - Moyen 8" - 11"
  - Grand 9" - 12"
- Porte-chaussures Therafin avec sangles rembourrées (la paire)**
- Petit
  - Moyen
- Emprise à pieds entièrement rembourrée (plateau pour pieds un morceau requis)
- Panneau pour mollets
- Housse rembourrée pour appui-jambes ajustable (la paire)
- \*La rallonge pour appui-jambes de 2" nuit au pivotement des roulettes lorsque le siège est à la verticale. Le siège doit être incliné (5°arrière) ou les appuis-jambes doivent être surélevés.*
- \*\*La distance entre le siège et l'appui-pieds varie de 5,25" à 18" selon la taille du fauteuil.*
- \*\*\*Recommandé pour une inclinaison complète.*

Prix

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905466	905466	905466	905466	905466
905465	905465	905465	905465	905465
905467	905467	905467	905467	905467
905077	905077	905078	905078	905136
904095	904095	904096	904096	904097
905160	905161	905162	905163	905164
905072	905073	905074	905075	905076
905165	905165	905166	905166	905166
903415	903415	903415	903415	903415
903416	903416	903416	903416	903416
903417	903417	903417	903417	903417
904679	904679	904679	904679	904679
904680	904680	904680	904680	904680
904954	904954	904955	904955	904956
904580	904580	904580	904580	904580
904619	904619	904619	904619	904619

Prix

- Positionnement du tronc**
- Veste en néoprène par R82 (ensemble Camlock et panneau arrière requis)**
- Epaule Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 10.75" (taille XS)
  - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 10.75" - 12.5" (taille S)
  - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 12.5" - 16" (taille M)
  - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 16" - 18.5" (taille L)
  - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 18.5" - 20.5" (taille XL)
  - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 20.5" - 23.5" (taille XXL)
  - Ensemble Camlock (pour la veste)
- Ceinture thoracique rembourrée par R82 (ensemble Camlock et panneau arrière requis)**
- L: 11.25" x P:7.5" x H: 9.25-12" (taille 1)
  - L: 14" x P: 10.25" x H: 10.25-12.75" (taille 2)
  - L: 16.25" x P: 12.5" x H: 10.25-12.75" (taille 3)
  - L: 20.25" x P: 16" x H: 11.25-14.5" (taille 4)
  - Ensemble Camlock (pour la veste)
- Veste croisée par R82 (ensemble Camlock et panneau arrière requis)**
- Epaule Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 12.5" (taille XS)
  - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 10.25" - 13.5" (taille S)
  - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 13.5" - 17.75" (taille M)
  - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 17.75" - 20.75" (taille L)
  - Epaule Gauche à la Hanche Droite: 20.75" - 24.5" (taille XL)
  - Ensemble Camlock (pour la veste)
- Monture de support latéral pivotante par R82 (pièces nécessaires)**
- Monture de support latéral pivotante, droite (chacun)
  - Monture de support latéral pivotante, gauche (chacun)
- Pièce pour monture pivotante**
- Tige droite de 4/4", côté droit (chacun)
  - Tige droite de 4/4", côté gauche (chacun)
  - Tige décalée de 1", côté droit (chacun)
  - Tige décalée de 1", côté gauche (chacun)
  - Tige décalée de 1 3/4", côté droit (chacun)
  - Tige décalée de 1 3/4", côté gauche (chacun)
  - Tige décalée de 2 1/2", côté droit (chacun)
  - Tige décalée de 2 1/2", côté gauche (chacun)
- Coussin courbé pivotant pour support latéral (chacun)**
- Coussin courbé de 3 1/2" x 7 1/2", côté droit (chacun)
  - Coussin courbé de 3 1/2" x 7 1/2", côté gauche (chacun)
  - Coussin courbé de 2 1/2" x 6 3/4", côté droit (chacun)
  - Coussin courbé de 2 1/2" x 6 3/4", côté gauche (chacun)
  - Coussin courbé de 2 1/2" x 6", côté droit (chacun)
  - Coussin courbé de 2 1/2" x 6", côté gauche (chacun)
- Coussin standard pivotant pour support latéral (chacun)**
- Coussin standard de 4" x 4", côté droit (chacun)
  - Coussin standard de 4" x 4", côté gauche (chacun)
  - Coussin standard de 2 1/2" x 6 1/4", côté droit (chacun)
  - Coussin standard de 2 1/2" x 6 1/4", côté gauche (chacun)
- Coussin de protection pour latéral, noir (la paire) (nécessite les latéraux par R82)
- Housse pour support latéral rembourrée de 1" (très petit seulement) (latéraux profilés seulement)
- \*Taille du coussin.*
- \*La profondeur des latéraux est réduite de 1,5" lorsqu'utilisés avec le revêtement pour dossier.*
- \*\*Nécessite le dossier solide à hauteur ajustable.*

Prix

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905476	905476	905476	905476	905476
905152	905152	905152	905152	905152
905153	905153	905153	905153	905153
905154	905154	905154	905154	905154
905480	905480	905480	905480	905480
905481	905481	905481	905481	905481
905392	905392	905392	905392	905392
905155	905155	905155	905155	905155
905156	905156	905156	905156	905156
905157	905157	905157	905157	905157
905158	905158	905158	905158	905158
905392	905392	905392	905392	905392
905176	905176	905176	905176	905176
905177	905177	905177	905177	905177
905178	905178	905178	905178	905178
905179	905179	905179	905179	905179
905180	905180	905180	905180	905180
905392	905392	905392	905392	905392
905338	905338	905338	905338	905338
905337	905337	905337	905337	905337
905327	905327	905327	905327	905327
905327	905327	905327	905327	905327
905328	905328	905328	905328	905328
905328	905328	905328	905328	905328
905329	905329	905329	905329	905329
905329	905329	905329	905329	905329
905330	905330	905330	905330	905330
905330	905330	905330	905330	905330
905331	905331	905331	905331	905331
905331	905331	905331	905331	905331
905332	905332	905332	905332	905332
905332	905332	905332	905332	905332
905333	905333	905333	905333	905333
905333	905333	905333	905333	905333
905334	905334	905334	905334	905334
905334	905334	905334	905334	905334
905335	905335	905335	905335	905335
905335	905335	905335	905335	905335
905336	905336	905336	905336	905336
905411	905411	905411	905411	905411

\$68

**Options de positionnement du tronc Matrix**

- Support Abdominal Matrix MiniFlex - XS (4,5" de haut x 13,5" à 19" de long)<sup>3</sup>
- Support Abdominal Matrix MiniFlex - S (6" de haut x 13,5" à 19" de long)<sup>3</sup>
- Matrix PostureFlex - M (6,5" de haut x 16" à 23" de long)<sup>3</sup>
- Latéraux Fixes Matrix E2 (pair) - 6,5" de haut x 5" de profondeur compatible avec le dos E2S<sup>3</sup>
- Latéraux Fixes Matrix Mini (chacun) - 4,5" de haut x 3" de profondeur compatible avec le dos Mini<sup>3</sup>
- Latéral Escamotable Matrix Mini avec XS coussin (chacun)<sup>3</sup>
- Latéral Escamotable Matrix Mini avec S coussin (chacun)<sup>3</sup>
- Latéral Escamotable Matrix E2 avec M coussin (chacun)<sup>3</sup>
- Latéral Escamotable Matrix E2 avec Large coussin (chacun)<sup>3</sup>
- Harnais de Poitrine Matrix Min compatible avec le dos Mini<sup>3</sup>
- Interface de Harnais de poitrine Matrix E2 Convient aux dos E2 de 14" et 15" de large<sup>3</sup>
- Interface de Harnais de poitrine Matrix E2 Convient aux dos E2 de 16" de large<sup>3</sup>
- PSIS/Soutien Lombaire de l'épine dorsale E2<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Doit être commandé avec l'option de Support Dorsal Matrix.

**Appuis-tête**

- Appui-tête à ailes ajustables\*\*\*\*
- Appui-tête anatomique avec housse par R82 (nécessite un support universel pour appui-tête et un support pivotant)**
  - Petit \$348
  - Moyen \$348
- Appui-tête dynamique à largeur ajustable par R28 - long (nécessite un support universel pour appui-tête et un support pivotant)**
  - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, avec haut-parleurs, dynamique, revêtement noir - long \$656
  - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, dynamique, revêtement noir - long \$526
  - Appui-tête à largeur ajustable, deux latéraux, dynamique, revêtement noir - long \$526
  - Appui-tête à largeur ajustable, quatre latéraux, dynamique, revêtement noir - long \$526
- Appui-tête dynamique à largeur ajustable par R28 - court (nécessite un support universel pour appui-tête et un support pivotant)**
  - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, avec haut-parleurs, dynamique, revêtement noir - court \$656
  - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, dynamique, revêtement noir - court \$526
  - Appui-tête à largeur ajustable, deux latéraux, dynamique, revêtement noir - court \$526
  - Appui-tête à largeur ajustable, quatre latéraux, dynamique, revêtement noir - court \$526
- Appui-tête non dynamique à largeur ajustable par R28 - long (nécessite un support universel pour appui-tête et un support pivotant)**
  - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, avec haut-parleurs, non-dynamique, revêtement noir - long \$553
  - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, non-dynamique, revêtement noir - long \$416
  - Appui-tête à largeur ajustable, deux latéraux, non-dynamique, revêtement noir - long \$416
  - Appui-tête à largeur ajustable, quatre latéraux, non-dynamique, revêtement noir - long \$416
- Appui-tête non dynamique à largeur ajustable par R28 - court (nécessite un support universel pour appui-tête et un support pivotant)**
  - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, avec haut-parleurs, non-dynamique, revêtement noir - court \$553
  - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, non-dynamique, revêtement noir - court \$416
  - Appui-tête à largeur ajustable, deux latéraux, non-dynamique, revêtement noir - court \$416
  - Appui-tête à largeur ajustable, quatre latéraux, non-dynamique, revêtement noir - court \$416
- Système de monture pivotante - ajustable en hauteur, en profondeur, à l'angle et latéralement; par R82 (requis pour les appuis-tête R28) (choisir une option):**
  - Système de barre en entonnoir - court \$314
  - Système de barre en entonnoir - long \$314
- Support universel pour appui-tête (convient à la plupart des appuis-tête du fabricant)\*\*\*\*

\*\*\*\*Nécessite le dossier solide à hauteur ajustable.

**Options d'appui-tête Matrix**

- Coussin Matrix Standard 6" avec revêtement en tissu Startexv
- Coussin Matrix Standard 6" avec revêtement en tissu Startex
- Coussin Matrix Standard 6" avec revêtement en tissu Startexv
- Coussin Matrix 4 Points-S avec revêtement en tissu Startexv
- Quincaillerie Matrix Elan Poteau vertical 15"v
- Quincaillerie Matrix Elan Poteau vertical 11"v
- Quincaillerie Matrix Loxx Poteau vertical 15"v
- Quincaillerie Matrix Loxx Poteau vertical 11"v

vNécessite le support dorsal Matrix.

**Options de châssis**

- Système inclinable vers l'arrière (80 à 130 degrés) (installation du fabricant requise)**
  - Inclinaison du Flyer 12, 13 et 14
  - Inclinaison du Flyer 15 et 16±
- Appui-bras relevable et ajustable en hauteur - la paire (choisir parmi les tailles 12, 13 et 14)\***
  - Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - court, longueur de 8,34"
  - Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - court, longueur de 8,34"
  - Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - long, longueur de 11,34"
  - Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - long, longueur de 11,34"
- Appui-bras ajustable et amovible (la paire)**
  - Appui-bras ajustable et amovible (la paire) - court, longueur de 9,00"
  - Appui-bras ajustable et amovible (la paire) - long, longueur de 11,00"

± Pour le FL15 et le FL16, utilisez HCPCS avec le code E1225.

\*L'appui-bras relevable est de série avec les tailles 15 et 16.

**Accessoires pour appui médical**

- Pôle à IV (hauteur ajustable et repliable)\*\*\*
- Support pour réservoir d'O2\*
- Support pour ventilateur LTV
- Ventilateur/aspiration/plateau solide (H:2.6", L: 13.1", L: +1.4" à la largeur du siège)

\*Nécessite les tubes anti-basculé arrière  
\*\*Ne peut être utilisé durant le transport en commun.  
\*\*\*Nécessite les cannes à dos moyennes ou basses.

**Accessoires**

- Options de couverture pour appui-tête (canopée)**
  - Housse pour appui-tête (canopée)\*
  - Housse d'appui-tête allongée - sans fenêtre (canopée)\*
  - Housse d'appui-tête allongée - avec fenêtre (canopée)\*
- Plateau tout usage pour membres supérieurs (appuis-bras amovibles) taille 1
- Plateau tout usage pour membres supérieurs (appuis-bras amovibles) taille 2
- Plateau tout usage pour membres supérieurs (appuis-bras amovibles) taille 3
- Pièce amovible et ajustable (requis pour le plateau transparent) (appuis-bras amovibles)
- Escaladeur de trottoir
- Verrou à roulettes (installation par le fabricant) (Le ELC est recommandé pour éviter les interférences entre les roulettes et la
- Tubes arrière anti-basculé
- Panier tout usage sous le siège
- Panier de rangement pour produits médicaux

\*\*Ne peut être utilisé durant le transport en commun.  
\*Appuis-bras nécessaires pour les tailles 12, 13 et 14. L'appui-bras est de série pour les tailles 15 et 16.  
\*La pôle IV et la canopée sont non compatibles et ne peuvent pas être utilisés en même temps.

**Douane\***

- Poignée de poussée deux morceaux

\*Livraison standard en 30 jours.

**Prix**

\$242
\$242
\$321
\$380
\$111
\$439
\$439
\$439
\$98
\$98
\$98
\$72

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
MINIFLEX-XS	MINIFLEX-XS	MINIFLEX-XS		
MINIFLEX-S	MINIFLEX-S	MINIFLEX-S		
E2FL	E2FL	PFLEX-M	PFLEX-M	PFLEX-M
MINILAT	MINILAT	MINILAT	MINILAT	MINILAT
SAHMINI-XS	SAHMINI-XS	SAHMINI-XS	SAHMINI-XS	SAHMINI-XS
SAHMINI-S	SAHMINI-S	SAHMINI-S	SAHMINI-S	SAHMINI-S
		SAHEB-M	SAHEB-M	SAHEB-M
		SAHEB-L	SAHEB-L	SAHEB-L
CHIMB	CHIMB	CHIMB		
		E2CHI-S	E2CHI-S	
				E2CHI-M
		E2BKB	E2BKB	E2BKB

**Prix**

\$362
\$348
\$348
\$656
\$526
\$526
\$526
\$656
\$526
\$526
\$526
\$526
\$553
\$416
\$416
\$416
\$553
\$416
\$416
\$416
\$314
\$314
\$75

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
904608	904608	904608	904608	904608
904950	904950	904950	904950	904950
904951	904951	904951	904951	904951
905282	905282	905282	905282	905282
905173	905173	905173	905173	905173
905288	905288	905288	905288	905288
905174	905174	905174	905174	905174
905284	905284	905284	905284	905284
905286	905286	905286	905286	905286
905175	905175	905175	905175	905175
905290	905290	905290	905290	905290
905281	905281	905281	905281	905281
905170	905170	905170	905170	905170
905289	905289	905289	905289	905289
905291	905291	905291	905291	905291
905285	905285	905285	905285	905285
905287	905287	905287	905287	905287
905172	905172	905172	905172	905172
905171	905171	905171	905171	905171
904948	904948	904948	904948	904948
904947	904947	904947	904947	904947
904946	904946	904946	904946	904946

**Prix**

\$308
\$308
\$308
\$426
\$295
\$295
\$282
\$282

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
ESP6	ESP6	ESP6	ESP6	ESP6
ESP10	ESP10	ESP10	ESP10	ESP10
ESP14	ESP14	ESP14	ESP14	ESP14
E4PTSM	E4PTSM	E4PTSM	E4PTSM	E4PTSM
MEHW	MEHW	MEHW	MEHW	MEHW
MEMH	MEMH	MEMH	MEMH	MEMH
LXSHW	LXSHW	LXSHW	LXSHW	LXSHW
LXMMH	LXMMH	LXMMH	LXMMH	LXMMH

**Prix**

\$655
\$655
\$311
\$0
\$311
\$0
\$397
\$397

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905185	905185	905185		
			905186	905186
905167	905167	905167		
			905324	905324
905168	905168	905168		
			905325	905325
905396	905396	905396	905396	905396
905397	905397	905397	905397	905397

**Prix**

\$205
\$239
\$615
\$615

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
904566	904566	904566	904566	904566
905070	905070	905070	905070	905070
905071	905071	905071	905071	905071
905079	905079	905079	905079	905079

**Prix**

\$303
\$342
\$404
\$218
\$218
\$218
\$252
\$133
\$128
\$158
\$164
\$403

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
902679	902679	902659	902659	903152
904729	904729	904730	904730	904731
904745	904745	904746	904746	904747
905398	905398	905398		
	905399	905399	905399	
		905400	905400	905400
905401	905401	905401	905401	905401
905365	905365	905365	905365	905365
904650	904650	904650	904650	904650
905069	905069	905069	905069	905069
905195	905195	905196	905196	905196
905274	905274	905275	905275	905275

**Prix**

N/C
-----

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
905311	905311	905311	905311	905311

\*\*\*L'option de déplacement du Flyer Transit comprend quatre ancrages noirs de transport de fauteuil roulant installés par le fabricant. Le modèle Flyer Transit a subi des essais de collision et est conforme aux normes RESNA WC19.

Le fauteuil Convoid Flyer a été testé avec le siège Flyer équipé d'un appui-tête et d'une ceinture pelvienne ancrée dans le fauteuil roulant. Les performances et la sécurité des accessoires et/ou des autres options d'assise qui n'ont pas été testés par Convoid sont inconnues, et aucune garantie ou réclamation concernant leurs performances n'est ou ne peut être faite.

Capacité de poids en déplacement en commun et au sol : Cannes dorsales position 1 : 85 lb/39 kg et cannes dorsales en positions 2-4 : 145 lb/66 kg.

De plus, lorsqu'il est transporté dans un véhicule, l'opinion de Convoid est que l'utilisateur du fauteuil roulant doit être transféré du fauteuil roulant dans un siège approprié du véhicule pendant le transport. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a pas officiellement approuvé de système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant ; par conséquent, Convoid ne peut recommander un système de transport.

Pour plus d'informations sur les normes RESNA WC-19 et WC-20, veuillez consulter le site <http://www.ercwts.pitt.edu/WC19.html>.

Les codes HCPCS sont fournis pour votre commodité et ne doivent PAS être interprétés comme des conseils de facturation ou juridiques. Les fournisseurs sont responsables de s'assurer que les codes de facturation appropriés sont utilisés lors de la soumission des demandes. La bonne utilisation des codes ne garantit pas la couverture ou le paiement. Contactez le payeur approprié pour plus de détails.

**Tarifs d'expédition standard: \$69 au sol • Pour les tarifs d'expédition accélérée, appeler le 1-844-876-6245**

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modification, usine de départ: Torrance, Californie.

En vigueur: 1/1/2022

Convoid  
2830 rue California  
Torrance, CA 90503  
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)  
[www.etac.us.com](http://www.etac.us.com)

OF2402-FRE-REV.11

  
Creating Possibilities