

Trekker par Convoid - HCPCS E1234

Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande

Numéro de compte: _____

de la commande : _____ Date: _____

Contact: _____

Destinataire: _____

Facturer à:	Envoyer à:
Adresse:	Adresse:
Ville/province/code postal:	
Téléphone:	Ville/province/code postal:
Courriel:	Téléphone:

Caractéristiques standards du Trekker:

- La base TR14 est compatible avec les sièges TR12 et TR14
- Basculement sur place (-10° à +45°)
- Configuration de siège réversible à 180°
- Plate-forme avant fixe à 90°
- Barre de verrouillage à roue (s'active à un pied)
- Pneus avant de 7.5" x 2" avec pneus arrière pleins de 11.5" x 2.5"
- Poignée ajust. en hauteur (positionnement intérieur)

- Châssis argenté (application poudrée)
- Appui-pieds fixe à 90°
- Roues arrière à dégagement rapide
- Angle du siège au dossier 80° à 110°
- Support latéral
- Siège ajustable en profondeur
- Fabriqué aux États-Unis

 Trekker TR14 - 904661

Prix
\$3,270
Les prix sont en devise canadienne

Module-siège Trekker

Options de module arrière - faire une sélection parmi les options ci-bas:

- Poignées arrière seulement (12)¹
- Poignées arrière seulement (14)¹
- Dossier solide (hauteur ajust.) avec coussin (12) (gamme d'ajust. de 9" - 17")¹
- Dossier solide (autour ajust.) avec coussin (14) (gamme d'ajust. de 17" - 26")¹
- Module de support latéral de confort (LH) (12) (obligatoire avec le siège arrière TR12)
- Module de support latéral de confort (RH) (12) (obligatoire avec le siège arrière TR12)

Coussin arrière:

- Revêtement confortable du coussin arrière - court (12: 12x18)
- Revêtement confortable du coussin arrière - court (14: 14x20)
- Revêtement confortable du coussin arrière - grand (14: 14x23)

Options de module-siège (référez-vous à la dernière page du formulaire de commande)

- Profondeur du siège TR12 (position 1)
- Profondeur du siège TR12 (position 2)
- Profondeur du siège TR12 (position 3)
- Profondeur du siège TR14 (position 1)
- Profondeur du siège TR14 (position 2)
- Profondeur du siège TR14 (position 3)
- Profondeur du siège TR14 (position 4)

Couleur du revêtement:

- Noire panthère
- Bleu royal
- Brun chocolat
- Vert forêt
- Mauve
- Rose princesse
- Rouge cerise
- Bleu aquatique
- Vert pomme

Option supplémentaire de coussin arrière*

- Support lombaire

Coussin de siège^{*2}

- Coussin de siège sur mesure confortable - Cordura court (12: 12x11)
- Coussin de siège sur mesure confortable - Cordura court (14: 14x13)
- Coussin de siège sur mesure confortable - Cordura long (12: 12x14)
- Coussin de siège sur mesure confortable - Cordura long (14: 14x16)
- Coussin de siège sur mesure confortable - Matériel à entretoise courte (12: 12 x 11)
- Coussin de siège sur mesure confortable - Matériel à entretoise longue (12: 12 x 14)
- Coussin de siège sur mesure confortable - Matériel à entretoise courte (14: 14 x 13)
- Coussin de siège sur mesure confortable - Matériel à entretoise longue (14: 14 x 16)

Coussin planaire pour siège^{*2}

- Coussin de siège planaire - Cordura court (12: 12x12)
- Coussin de siège planaire - Cordura long (14: 14x14)
- Coussin de siège planaire - Cordura long (12: 12x15)
- Coussin de siège planaire - Cordura long (14: 14x17)
- Coussin de siège planaire - Matériel à entretoise courte (14: 14x14)
- Coussin de siège planaire - Matériel à entretoise longue (14: 14x17)
- Coussin de siège planaire - Matériel à entretoise courte (12: 12x12)
- Coussin de siège planaire - Matériel à entretoise longue (12: 12x15)

Prix

 N/C
 N/C
\$683
\$683
 N/C
 N/C

 N/C
 N/C
 N/C

 \$0
 \$0
 \$0
 \$0
 \$0
 \$0
 \$0

 N/C
 N/C
 N/C
 N/C
 N/C
 N/C
 N/C
 N/C
 N/C
 N/C
 N/C

\$48
\$444
\$444
\$444
\$444
\$444
\$444
\$444
\$444
\$403
\$403
\$403
\$403
\$403
\$403
\$403
\$403
\$403
\$403
TR14

904768
904769
904662
904663
904617
904618
904696
904698
904699
905354
905355
905356
905357
905358
905359
905360
903854
903850
904189
903857
903851
903759
903855
904753
904754
904664
905414
904781
905415
904783
904780
904782
905429
905430
905412
904710
905413
904711
905425
905426
904708
904709

¹Installation du fabricant requise.

²L'onglet rapide est seulement ajouté au coussin si la ceinture à 3-points est ajoutée. Un nouveau coussin est requis si la ceinture est ajoutée après l'achat.

*Tous les coussins nécessitent un ongle rapide pour les ceintures à 3-points et les harnais en H si ces derniers ont été achetés d'un autre fabricant.

Accessoires requis pour le transport en commun^A

- Option transport en commun (installation du fabricant requise)
- J'utiliserai un support-tête d'un autre fabricant

^ANécessite un support-tête et une ceinture de positionnement pelvienne

Prix
\$273
\$0

TR14
904576
995681

Options pour le transport en commun

- Ceinture pour cuisses Q'Straint
- Ceinture pour cuisses Sure-Lok

Prix
\$123
\$123

TR14
903094
903232

Positionnement pelvien

- Ceinture à 2 points d'ancrage (grandeur 0)
- Ceinture à 3 points d'ancrage (coussin pour siège Trekker requis)

Ceinture à 4 points d'ancrage par R82 (accessoire requis)

- Largeur des Hanches: 6.75" - 12.5" (taille XS)
- Largeur des Hanches: 8.25" - 13.75" (taille S)
- Largeur des Hanches: 9.75" - 16.25" (taille M)
- Largeur des Hanches: 12.5" - 17.25" (taille L)
- Largeur des Hanches: 16.25" - 20.5" (taille XL)
- Trousse Camlock pour ceinture à 4 points d'ancrage

Pièce de support pelvien ajustable, côté gauche (guide pour hanche sans appui-bras)

- Petit - 4.5" - 5.5" (H)* (12)
- Grand - 5.25" - 6.25" (H)* (12)
- Petit - 4.5" - 5.5" (H)* (14)
- Grand - 5.25" - 6.25" (H)* (14)

Pièce de support pelvien ajustable, côté droit (guide pour hanche sans appui-bras)

- Petit - 4.5" - 5.5" (H)* (12)
- Grand - 5.25" - 6.25" (H)* (12)
- Petit - 4.5" - 5.5" (H)* (14)
- Large - 5.25" - 6.25" (H)* (14)

Pièce de support pelvien ajustable gauche (guide pour hanche avec appui-bras)(non disponible avec le plateau)

- Petit - 5"-6"(H) (12)*
- Petit - 5"-6"(H) (14)*
- Grand - 7"-8" (H)* (14)

Pièce de support pelvien ajustable droit (guide pour hanche avec appui-bras)(non disponible avec le plateau)

- Petit - 5"-6"(H) (12)*
- Petit - 5"-6"(H) (14)*
- Grand - 7"-8" (H)* (14)

^ALa hauteur sera réduite de 1" si combiné avec le siège de la planaire ou de 2" si combiné avec le coussin revêtu.

Prix
\$61
\$67

TR14
905386
904017T

\$183
\$183
\$183
\$183
\$183
N/C

905148
905149
905150
905151
905475
905395

\$165
\$165
\$165
\$165

904935
905040
905042
904937

\$165
\$165
\$165
\$165

904936
905041
905043
904938

\$198
\$198
\$198

904611
904613
904927

\$198
\$198
\$198

904612
904614
904928

Positionnement de pieds et de jambes

- Appui-jambes à angle ajustable (90° - 180°) la paire (12)¹
- Appui-jambes à angle ajustable (90° - 180°) la paire (14)¹
- Couvre appui-jambe ajustable rembourré (la paire)
- Appui-pieds individuel à angle ajustable - la paire (appui-jambe ajustable requis) (12)¹
- Appui-pieds individuel à angle ajustable - la paire (appui-jambe ajustable requis) (14)¹
- Appui-pieds à angle ajustable à un morceau (-15° - +15°) (12)
- Appui-pieds à angle ajustable à un morceau (-15° - +15°) (14)
- Boîte à pieds rembourrée (appui-pieds à un morceau requis) (12)
- Boîte à pieds rembourrée (appui-pieds à un morceau requis)(14)

Pommeau pour genoux

- Petit (largeur avant de 1.5", profondeur de 3.5", profondeur arrière de 2" et hauteur de 2.25")
- Moyen (largeur avant de 2.6", profondeur de 4.1", profondeur arrière de 2" et hauteur de 2.7")

Positionneurs de pieds (la paire)**

- Petits 7" - 10"
- Moyens 8" - 11"
- Grands 9" - 12"

Appui-souliers avec sangle rembourrée (la paire)**

- Petit
- Moyen

- Panneau pour mollets H: 3.5" ^{^^}
- Panneau pour mollets (standard) H: 6"

^{**}Ne peut être utilisé lors des déplacements.

¹Installation du fabricant nécessaire.

^{^^}Dois être utilisé en respectant une distance de 4" - 7" entre le siège et l'appui-pieds.

Prix
\$342
\$342
\$21
\$244
\$244
\$151
\$151
\$444
\$444

TR14
905046
905047
904619

\$244
\$244
\$151
\$151
\$444
\$444

905049
905050
904568
904596
904955
904956

\$221
\$221

904557
904591

\$215
\$215
\$215

903415
903416
903417

\$256
\$256
\$83
\$83

904679
904680
905370
904580

<u>Positionnement du tronc</u>		<u>Prix</u>	<u>TR14</u>
<input type="checkbox"/>	Harnais en H avec revêtement rembourré ^{AAA}	\$177	904695
Veste en néoprène par R82 (accessoire requis)			
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 10.75" (taille XS)	\$273	905476
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 10.75" - 12.5" (taille S)	\$273	905152
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 12.5" - 16" (taille M)	\$273	905153
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 16" - 18.5" (taille L)	\$273	905154
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 18.5" - 20.5" (taille XL)	\$273	905480
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 20.5" - 23.5" (taille XXL)	\$273	905481
<input type="checkbox"/>	Trousse pour veste Camlock (requis pour la veste)	N/C	905394
Ceinture à poitrine avec revêtement par R82 (accessoire requis)			
<input type="checkbox"/>	L: 11.25" x P:7.5" x H: 9.25-12" (grandeur 1)	\$369	905155
<input type="checkbox"/>	L: 14" X P: 10.25" X H: 10.25-12.75" (grandeur 2)	\$369	905156
<input type="checkbox"/>	L: 16.25" X P: 12.5" X H: 10.25-12.75" (grandeur 3)	\$369	905157
<input type="checkbox"/>	L: 20.25" X P: 16" X H: 11.25-14.5" (grandeur 4)	\$369	905158
<input type="checkbox"/>	Trousse pour veste Camlock (requis pour la veste)	N/C	905394
Veste en croisée par R82 (accessoire requis)			
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 12.5" (taille XS)	\$259	905176
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 10.25" - 13.5" (taille S)	\$259	905177
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 13.5" - 17.75" (taille M)	\$259	905178
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 17.75" - 20.75" (taille L)	\$259	905179
<input type="checkbox"/>	Epaule Gauche à la Hanche Droite: 20.75" - 24.5" (taille XL)	\$259	905180
<input type="checkbox"/>	Trousse pour veste Camlock (requis pour la veste)	N/C	905394
Support thoracique ajustable, côté gauche, avec latéraux fixes			
<input type="checkbox"/>	Grandeur 1: 4" (P) x 4.5" (H) ^{****A}	\$198	904760
<input type="checkbox"/>	Grandeur 2: 5" (P) x 4.5" (H) ^{****A}	\$198	904876
<input type="checkbox"/>	Grandeur 3: 6" (P) x 4.5" (H) ^{****A}	\$198	904877
Support thoracique ajustable, côté droit, avec latéraux fixes			
<input type="checkbox"/>	Grandeur 1: 4" (P) x 4.5" (H) ^{****A}	\$198	904761
<input type="checkbox"/>	Grandeur 2: 5" (P) x 4.5" (H) ^{****A}	\$198	904886
<input type="checkbox"/>	Grandeur 3: 6" (P) x 4.5" (H) ^{****A}	\$198	904887
Support thoracique ajustable, côté gauche, avec latéraux ajustables			
<input type="checkbox"/>	Grandeur 1: 4" (P) x 2.75" (H)*	\$161	904864
<input type="checkbox"/>	Grandeur 2: 5.75" (P) x 4.25" (H)*	\$161	904866
<input type="checkbox"/>	Pièce d'installation pour latéraux ajustables (requis pour les latéraux ajustables)	\$326	904884
Support thoracique ajustable, côté droit, avec latéraux ajustables			
<input type="checkbox"/>	Grandeur 1: 4" (P) x 2.75" (H)*	\$161	904865
<input type="checkbox"/>	Grandeur 2: 5.75" (P) x 4.25" (H)*	\$161	904867
<input type="checkbox"/>	Pièce d'installation pour latéraux ajustables (requis pour les latéraux ajustables)	\$326	904885
<input type="checkbox"/>	Revêtement pour le support latéral rembourré de 1"	\$68	905411

^{AAA}Grandeur du coussinet.

^{AAA}Nécessite le mécanisme ajustable pour le dossier et la ceinture à 3 points d'ancrage.

^{****}Nécessite le mécanisme ajustable pour le dossier.

[^]La profondeur des latéraux est réduite de 1" dû au revêtement arrière.

<u>Support-tête</u>		<u>Prix</u>	<u>TR14</u>
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable en hauteur - courbée ^{****}	\$307	904607
<input type="checkbox"/>	Coussin de côtés pour support-tête ^{****}	\$362	904608
<input type="checkbox"/>	Ensemble intégré ajustable pour le support-tête (pour le TR12 seulement)	\$92	904615
Support-tête avec couvre support-tête par R82 (nécessite le système de montage universel et support ajustable)			
<input type="checkbox"/>	Petit	\$348	904950
<input type="checkbox"/>	Moyen	\$348	904951
<input type="checkbox"/>	Grand	\$348	904952
Support de montage ajustable par R82			
<input type="checkbox"/>	Système à barre haute, court	\$314	904948
<input type="checkbox"/>	Système à barre haute, long	\$314	904947
Support-tête ajustable en largeur par R82 - long (nécessite le système de montage universel et support ajustable)			
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable avec latéraux larges et haut-parleurs, dynamiques, étui noir - long	\$656	905282
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable avec latéraux larges, étui noir - long	\$526	905173
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable à deux latéraux, dynamique, étui noir - long	\$526	905288
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable à quatre latéraux, dynamique, étui noir - long	\$526	905174
Support-tête ajustable, dynamique par R82 - court (nécessite le système de montage universel et support ajustable)			
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable avec latéraux larges et haut-parleurs, dynamiques, étui noir - court	\$656	905284
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable avec latéraux larges, dynamique, étui noir - court	\$526	905286
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable à deux latéraux, dynamique, étui noir - court	\$526	905175
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable à quatre latéraux, dynamique, étui noir - court	\$526	905290
Support-tête ajustable, non dynamique par R82 - long (nécessite le système de montage universel et support ajustable)			
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable avec latéraux, larges haut-parleurs, non dynamique, étui noir - long	\$553	905281
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable avec latéraux larges, non dynamique, étui noir - long	\$416	905170
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable à deux latéraux, non dynamique, étui noir - long	\$416	905289
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable à quatre latéraux, non dynamique, étui noir - long	\$416	905291
Support-tête ajustable, non-dynamique par R82 - court (nécessite le système de montage universel et support ajustable)			
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable avec latéraux larges, haut-parleurs, non dynamiques, étui noir - court	\$553	905285
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable avec latéraux larges, non dynamique, étui noir - court	\$416	905287
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable à deux latéraux, non dynamique, étui noir - court	\$416	905172
<input type="checkbox"/>	Support-tête ajustable à quatre latéraux, non dynamique, étui noir - court	\$416	905171
<input type="checkbox"/>	Montage universel pour support-tête (compatible avec le R28) (compatible avec la plupart des supports-tête des autres fabricants) ^{****}	\$75	904946

^{****}Nécessite le mécanisme ajustable pour dossier ferme.

- Options du châssis**
- Système d'inclinaison arrière (de 80 à 170 degrés) (installation du fabricant requise)
 - Poignée ajustable (installées à l'extérieur)

Prix
\$656
N/C

TR14
905053
904688

- Options de châssis High-Low:x par R82**
- High-Low:x par R82, grandeur 1, levée manuelle (gamme de hauteur: 6½" - 23¾") maximum de 132lb.
 - High-Low:x par R82, grandeur 2, levée manuelle (gamme de hauteur: 6¾" - 23¾") maximum de 132lb.
 - Entretoise à poussée - angle fixe
 - Entretoise à poussée - angle ajustable
 - Siège Stingray - monture d'adaptation pour le châssis Trekker*

Prix
\$2,054
\$2,452
\$209
\$501
N/C

TR14
905366
905367
905368
905369
905363

- Options de pneus**
- Pneus solides arrière de 12.5" x 2"
 - Pneus avant de 7.5" x 2" et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12.5"

Prix
\$272
\$409

TR14
904117
904118

- Accessoires de support médical**
- Pôle pour intraveineuse (ajustable et rétractable)*
 - Support pour réservoir à oxygène**
 - Support pour ventilateur †
 - Plateau ferme/ventilateur/succion
 - Plateau rallongé pour ventilateur/succion (ensemble)
 - Plateau rallongé pour ventilateur/succion (plateau inférieur seulement)

Prix
\$205
\$239
\$615
\$615
\$716
\$615

TR14
904566
904565
904671
904595
905326
905416

*nécessite les tubes arrière antidérapants.
**Ne peut être utilisé lors des déplacements
†Installation du fabricant requise.

- Accessoires**
- Options de couverture pour le support-tête (canopée)**
- Couvre support-tête (canopée)(12)
 - Couvre support-tête (canopée)(14)
 - Couvre support-tête rallongé - sans ouverture (canopée) (12)
 - Couvre support-tête rallongé - sans ouverture (canopée) (14)
 - Couvre-support-tête rallongé - avec ouvertures (canopée) (12)
 - Couvre support-tête rallongé - avec ouvertures (canopée) (14)
 - Plateau tout usage du préposé (plateau transparent)(accessoires requis)(réversible)(12)(14)**^***
 - Plateau tout usage du préposé (plateau transparent)(accessoires requis)(réversible)(14)**^***
 - Accessoire d'ajustement (requis pour le plateau transparent)
 - Revêtement rembourré pour le plateau**** (plateau transparent requis) (réversible) (12) (14)
 - Revêtement rembourré pour le plateau**** (plateau transparent requis) (14)
 - Facilitateur de montée de trottoir
 - Freins à roulettes (installation du fabricant requise)
 - Tubes arrière antidérapants
 - Panier de rangement (14)
 - Panier pour accessoires médicaux (14)
 - Sac tout usage
 - Couvre pluie (nécessite le couvre support-tête) (12)
 - Couvre pluie (nécessite le couvre support-tête)(14)
 - Filet antimoustiques (nécessite le couvre support-tête) (12)
 - Filet antimoustiques (nécessite le couvre support-tête) (14)

Prix
\$310
\$310
\$348
\$348
\$403
\$403
\$151
\$151
\$309
\$89
\$89
\$133
\$128
\$154
\$165
\$403
\$51
\$239
\$239
\$205
\$205

TR14
904572
904599
904690
904691
904573
904600
904556
904590
905361
904586
904610
905310
904689
904649
904605
904606
904531
904790
904791
904788
904789

*Ne peut-être utilisé durant les déplacements.
**Non disponible avec les repose-bras

*** L'option Trekker Transit comprend quatre ancrages de transport pour fauteuil roulant rouges installés par le fabricant. Le modèle Trekker Transit a été testé contre les chocs et est conforme aux normes RESNA WC19. Les poids des dispositifs de test anthropomorphes sont TR12T 75lbs / 34kg et TR14T 110lbs / 50kg.

La base de mobilité Convaid Trekker a été testée avec le module de siège Trekker équipé d'un support de tête et d'une ceinture sous-abdominale ancrée en fauteuil roulant. N'utilisez pas les positionneurs de pied sur le Convaid Trekker pendant le transport dans un véhicule à moteur. Les performances et la sécurité des accessoires et/ou autres options de sièges non testées par Convaid sont inconnues, et aucune garantie ou réclamation concernant leurs performances n'est ou ne peut être faites.

De plus, lorsqu'il est transporté dans un véhicule, Convaid est d'avis que l'utilisateur de fauteuil roulant passe du fauteuil roulant au siège approprié du véhicule pendant le transport. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a officiellement approuvé aucun système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant. Par conséquent, Convaid ne peut pas recommander un système de transport en commun.

Pour plus d'information au sujet du RESNA WC-19 et WC-20, veuillez visiter le <http://www.rercwts.pitt.edu/WC19.html>.

Frais standard de livraison: 69\$ sol • pour les frais de livraison accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modification, usine d'envoi Torrance, Californie.

En place dès: 1/1/2022

Convaid
2830 rue California
Torrance, CA 90503
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.com



OF1802-FRE-REV.06


Positions ajustables:

Ajustement de la profondeur du siège

Postion:	1	2	3	4
TR12:	5.5" - 8"	7.5" - 10"	9.5" - 12"	N/A
TR14:	8" - 10"	10" - 12"	12" - 14"	13" - 15"




Position avant maximale



Un trou vers l'arrière



Deux trous vers l'arrière



3 positions vers l'arrière

Ouvertures supérieures de la veste Trekker (aux épaules) - Hauteur du plateau du siège

TR12 (appui-tête intégré)

TR12 (appui-tête à part)

TR14 (appui-tête intégré)

	Minimum	Maximum
TR12 (appui-tête intégré)	9"	13"
TR12 (appui-tête à part)	13"	17"
TR14 (appui-tête intégré)	17"	26"

Dimensions du siège pour le Trekker de Convaic

Largeur du siège avec accessoires

TR12 (taille 1)

TR14 (taille 2)

Largeur entre les latéraux fixes (avec ailes de confort/sans ailes)

7.5" - 8" / 7.5" - 12"

9.5" - 10" / 9.5" - 14"

Largeur entre latéraux pivotants (avec ailes de confort/sans ailes)

6" - 8" / 6" - 10"

7" - 9.5" / 7" - 14"

Largeur aux hanches entre les guides pour hanches (sans appuis-bras)

5.5" - 11.5"

6.5" - 14"

Largeur aux hanches entre les guides pour hanches (avec appuis-bras)

5.5" - 11.5"

6.5" - 14"

Dimensions entre le siège et l'appui-pied pour le Trekker de Convaic

Dimensions entre le siège et l'appui-pieds

TR12 (taille 1)

TR14 (taille 2)

90 degrés fixe avec appui-pieds un morceau

5.5" - 11.5"

5.5" - 11.5"

90 degrés fixe avec appui-pieds un morceau (inversé)

3.25" - 9.25"

3.25" - 9.25"

Appui-jambes élevé avec appui-pied un morceau

4.75" - 10.75"

6.25" - 12.25"

Appui-jambes élevé avec appui-pieds un morceau (inversé)

2" - 8"

4.25" - 10.25"

Appui-jambes élevé avec appuis-pieds individuels

5" - 11"

7" - 13"

Appui-jambes élevé avec appuis-pieds individuels (inversés)

2" - 5"

4" - 7"