

# Convoid Rodeo Tilt w-out Seating

## Canadian Retail Price List / Order Form

Account #: \_\_\_\_\_

Purchase Order #: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Contact: \_\_\_\_\_

Mark For: \_\_\_\_\_

Bill To:	Ship To:
Address:	Address:
City/State/Zip:	
Phone:	City/State/Zip:
Email:	Phone:

### Rodeo Tilt Standard Features:

- 5° to 45° of Adjustable Tilt
- Silver Powder Coated Frame
- Adjustable One-Piece Push Handle
- Elevating Legrest / One-Piece, Angle Adjustable Footplate
- 7.5 x 2" Front, 11.5 x 2.5" Rear Solid Tires
- Quick Release Rolko Rear Wheels
- Single Foot Activated Wheel Lock Bar
- Seat Depth Growth of 5"
- Made in the USA

#### Standard Models:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rodeo w/out Seating RD10WOS - 904963 | <b>Price</b><br><b>\$3,111</b> |
| <input type="checkbox"/> Rodeo w/out Seating RD12WOS - 904964 | <b>\$3,111</b>                 |
| <input type="checkbox"/> Rodeo w/out Seating RD14WOS - 904965 | <b>\$3,111</b>                 |
| <input type="checkbox"/> Rodeo w/out Seating RD16WOS - 904966 | <b>\$3,111</b>                 |

All prices in CAD

- Seating Module**  
Depth Adjustable Solid Seat Pan (Manufacturer Installation Required)

**Price**  
**\$202**

RD10	RD12	RD14	RD16
904971	904972	904973	904974

- Transit Required Items**  
Transit Option (Manufacturer Installation Required)
- Using other manufacturer's Head Support
  - 2-Point Positioning Belt

**Price**  
**\$270**  
**\$0**  
**\$60**

RD10	RD12	RD14	RD16
904341	903167	903168	903169
995681	995681	995681	995681
903931	903931	904559	904559

- Transit Options**  
Q'Straint Transit Lap Belt  
Sure-Lok Transit Lap Belt  
Upper Extremity Support Surface (Foam Tray) Small ^  
Upper Extremity Support Surface (Foam Tray) Medium ^  
^ Crash tested Foam Tray with vinyl cover. Flip-Up Armrests required.

**Price**  
**\$121**  
**\$121**  
**\$205**  
**\$205**

RD10	RD12	RD14	RD16
903094	903094	903094	903094
903232	903232	903232	903232
903669	903669		
		903670	903670

- Foot & Leg Positioning**  
Individual Angle Adjustable Footplates  
Full Padded Footbox (One-Piece Footplate Required)  
Legrest Extension - 2" \*  
Foot Positioners - Small 7" - 10" (pair)  
Foot Positioners - Medium 8" - 11" (pair)  
Foot Positioners - Large 9" - 12" (pair)

**Price**  
**\$240**  
**\$436**  
**\$74**  
**\$211**  
**\$211**  
**\$211**

RD10	RD12	RD14	RD16
	904957	904958	904959
904953	904954	904955	904956
904095	904095	904096	904097
903415	903415	903415	903415
903416	903416	903416	903416
903417	903417	903417	903417

\* 2" Legrest Extension interferes with caster swivel when seat is in upright position.  
Seat must be tilted back at least 5 degrees OR Legrests must be elevated to allow caster swivel.

- Frame Option**  
Recline Option (Manufacturer Installation Required)  
Height Adjustable Flip-Up Armrests (pair)  
Solid Side Panels  
Mesh Side Panels

**Price**  
**\$601**  
**\$298**  
**\$275**  
**\$193**

RD10	RD12	RD14	RD16
904342	904343	904344	904345
904346	904346	904346	904346
904388	902672	902652	903145
904389	902680	902681	903146

- Tire Options**  
12.5" Rear Solid Knobby Tire  
7.5" x 2" Front, 12.5" Rear Pneumatic Knobby Tire

**Price**  
**\$267**  
**\$402**

RD10	RD12	RD14	RD16
904117	904117	904117	904117
904118	904118	904118	904118

- Canopies**  
Headrest Cover (Canopy)  
Extended Headrest Cover - No Windows (Canopy)  
Extended Headrest Cover - with Windows (Canopy)  
Canopy Upholstery (Please Choose One Below)
- Royal Blue
  - Forest Green
  - Cherry Red
  - Sassy Purple
  - Princess Pink
  - Panther Black
  - Chocolate Brown
  - Aqua Blue
  - Apple Green

**Price**  
**\$298**  
**\$336**  
**\$397**  
**\$0**  
**\$0**  
**\$0**  
**\$0**  
**\$0**  
**\$0**  
**\$0**  
**\$0**  
**\$0**  
**\$0**  
**\$0**  
**\$0**

RD10	RD12	RD14	RD16
904366	902679	902659	903152
904728	904729	904730	904731
904744	904745	904746	904747
903850	903850	903850	903850
903857	903857	903857	903857
903855	903855	903855	903855
903851	903851	903851	903851
903759	903759	903759	903759
903854	903854	903854	903854
904189	904189	904189	904189
904753	904753	904753	904753
904754	904754	904754	904754

<b>Accessories</b>	<b>Price</b>
<input type="checkbox"/> Upper Extremity Support Surface (Clear Tray) ^	<b>\$149</b>
<input type="checkbox"/> Adj. Removable Hardware (Required for Clear Tray)	<b>\$296</b>
<input type="checkbox"/> Medical Necessity Storage Basket	<b>\$398</b>
<input type="checkbox"/> Under Seat Storage Basket - Tilt-in-Space	<b>\$101</b>
<input type="checkbox"/> IV Pole (height adjustable and collapsible) <sup>2</sup>	<b>\$201</b>
<input type="checkbox"/> Oxygen Tank Bag	<b>\$234</b>
<input type="checkbox"/> Utility Bag	<b>\$50</b>
<input type="checkbox"/> Attendant Hand Brakes (pair) <sup>1</sup>	<b>\$309</b>
<input type="checkbox"/> Curb Tipper	<b>\$131</b>
<input type="checkbox"/> Caster Lock for 2" Wide Front Tires <sup>1</sup>	<b>\$126</b>
<input type="checkbox"/> Rear Anti-Tip Tubes (Pair)*	<b>\$151</b>
<input type="checkbox"/> Rain Cover Size 1 (Canopy Req)	<b>\$201</b>
<input type="checkbox"/> Rain Cover Size 2 (Canopy Req) (RD14 Extended Canopy Req)	<b>\$201</b>
<input type="checkbox"/> Rain Cover Size 3 (Extended Canopy Req)	<b>\$201</b>
<input type="checkbox"/> Mosquito Net Size 1 (Canopy req)	<b>\$201</b>
<input type="checkbox"/> Mosquito Net Size 2 (Canopy req) (RD14 Extended Canopy Req)	<b>\$201</b>
<input type="checkbox"/> Mosquito Net Size 3 (Extended Canopy req)	<b>\$201</b>

RD10	RD12	RD14	RD16
904367	903405	903401	903402
903369	903369	903369	903369
904476	904476	904477	904477
904529	904529	904530	904530
904566	904566	904566	904566
902870	902870	902870	902870
904531	904531	904531	904531
		904370	904371
905310	905310	905310	905310
904650	904650	904650	904650
904649	904649	904649	904649
904939	904939	904939	
		904940	904940
			905283
904655	904655	904655	
		904656	904656
			905319

^ Flip-Up Armrests and Hardware required.  
 \*Highly recommended for users weighing 50lbs or less.  
<sup>1</sup> Manufacturer Installation Required.  
<sup>2</sup> Anti-tip Tubes Required

The Rodeo Transit option includes four manufacturer installed red wheelchair transportation anchors. The Rodeo Transit model has been crash tested and conforms to RESNA WC19 standards. Anthropomorphic Test Device weights are RD10T, RD12T 66lbs/30kg, RD14T 100lbs/45kg, and RD16T 140lbs/64kg.

The Convoid Rodeo Mobility Base was tested with the Rodeo Seating Module, equipped with a head support and wheelchair-anchored 2-point pelvic lap belt. Do not use the foot positioners on the Convoid Rodeo during transit in a motor vehicle. The performance and safety of accessories and/or other seating options not tested by Convoid is unknown, and no warranty or claim about their performance is or can being made.

It is Convoid's position that the wheelchair user should be transferred from the wheelchair into appropriate vehicle seating whenever possible. Please note that at this time, the Department of Transportation has not officially approved any tie-down system for a user while in a wheelchair, therefore Convoid cannot recommend a transit system.

The WC19 standard is specifically designed for the wheelchair to be secured in a forward facing configuration and not in any other direction. For more information on RESNA WC-19 and WC-20 standards please visit <http://www.rercwts.pitt.edu/WC19.html>.

HCPCS codes are provided for your convenience and are NOT to be considered billing or legal advice. Providers are responsible for insuring that appropriate billing codes are used when submitting claims. Proper use of HCPCS codes does not insure coverage or payment. Contact the appropriate payer for coverage information.

**Standard Shipping Rates: Ground \$69 • For expedited shipping rates, please call 1-844-876-6245**

Prices in CAD & subject to change, ex works Torrance, California.

Effective: 5/1/2021

Convoid  
 2830 California Street  
 Torrance, CA 90503  
 1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)  
 www.etac.us.com



# Le Rodeo Tilt sans siège par Convoid

## Liste des prix au détail (Canadien) / formulaire de commande

# de compte: \_\_\_\_\_

# de commande #: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Contact: \_\_\_\_\_

Veuillez aviser: \_\_\_\_\_

Facturer à:	Envoyer à:
Adresse:	Adresse:
Ville/province/code postal:	
Téléphone:	Ville/province/code postal:
Courriel:	Téléphone:

### Caractéristiques standards du Rodeo Tilt:

- De 5° à 45° d'inclinaison ajustable
- Châssis argenté (application poudrée)
- Poignée ajustable un-morceau
- Repose-jambes ajustables / plaque monobloc à angle réglable
- Pneus avant de 7.5 x 2" et pneus arrière solides de 11.5 x 2.5"
- Roues arrière Rolko à dégagement rapide
- Barre de verrouillage pour roues activée par
- Profondeur du siège de 5'
- Fabriqué aux ÉU

#### Modèles standards:

#### Prix

- |  |                |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD10WOS - 904963 | <b>\$3,111</b> |
| <input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD12WOS - 904964 | <b>\$3,111</b> |
| <input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD14WOS - 904965 | <b>\$3,111</b> |
| <input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD16WOS - 904966 | <b>\$3,111</b> |

Tous les prix sont en devise canadienne

#### Plateau pour siège

- Plateau de siège solide réglable en profondeur (installation du fabricant nécessaire)

#### Prix

**\$202**

RD10	RD12	RD14	RD16
904971	904972	904973	904974

#### Pièces nécessaires pour le transport en commun

- Option de transport en commun (installation du fabricant requise)
- Utilisation de l'appui-tête d'un autre fabricant
- Ceinture de positionnement à 2 points d'ancrage

#### Prix

**\$270**

**\$0**

**\$60**

RD10	RD12	RD14	RD16
904341	903167	903168	903169
995681	995681	995681	995681
903931	903931	904559	904559

#### Options pour déplacements

- Ceinture de déplacement Q'Straint
- Ceinture de déplacement Sure-Lok
- Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) Petite ^
- Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) Moyenne ^

#### Prix

**\$121**

**\$121**

**\$205**

**\$205**

RD10	RD12	RD14	RD16
903094	903094	903094	903094
903232	903232	903232	903232
903669	903669		
		903670	903670

^ Plateau en mousse testé pour collisions avec couverture en vinyle. Appui-bras relevable requis.

#### Positionnement de jambes et de pieds

- Appui-pieds individuel à angle ajustable
- Boîte pour pieds rembourrés (plateau appui-pieds requis)
- Extension pour repose-jambes - 2" \*
- Positionneurs de pieds - petit 7" - 10" (la paire)
- Positionneurs de pieds - moyen 8" - 11" (la paire)
- Positionneurs de pieds - large 9" - 12" (la paire)

#### Prix

**\$240**

**\$436**

**\$74**

**\$211**

**\$211**

**\$211**

\* 2" L'extension de repose-jambes interfère avec le pivotement des roulettes lorsque le siège est en position verticale.

Le siège doit être incliné vers l'arrière d'au moins 5 degrés OU les repose-jambes doivent être élevés pour permettre le pivotement des roulettes.

RD10	RD12	RD14	RD16
	904957	904958	904959
904953	904954	904955	904956
904095	904095	904096	904097
903415	903415	903415	903415
903416	903416	903416	903416
903417	903417	903417	903417

#### Options pour le châssis

- Option d'inclinaison (installation du fabricant nécessaire)
- Appuis-bras relevables et ajustables (la paire)
- Panneaux latéraux solides
- Panneaux latéraux en maille

#### Prix

**\$601**

**\$298**

**\$275**

**\$193**

RD10	RD12	RD14	RD16
904342	904343	904344	904345
904346	904346	904346	904346
904388	902672	902652	903145
904389	902680	902681	903146

#### Options de pneus

- Pneus arrière solides à crampons de 12.5"
- Pneus avant de 7.5" x 2" et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12.5\*\*

#### Prix

**\$267**

**\$402**

RD10	RD12	RD14	RD16
904117	904117	904117	904117
904118	904118	904118	904118

#### Canopées

- Housse pour appui-tête (canopée)
- Housse pour appui-tête allongée - sans fenêtre (canopée)
- Housse pour appui-tête allongée - avec fenêtre (canopée)
- Revêtement de la canopée (s.v.p., choisir une des options suivantes)
- Bleu royal
- Vert forêt
- Rouge cerise
- Mauve chic
- Rose princesse
- Noire panthère
- Brun chocolat
- Bleu aquatique
- Vert pomme

#### Prix

**\$298**

**\$336**

**\$397**

**\$0**

**\$0**

**\$0**

**\$0**

**\$0**

**\$0**

**\$0**

**\$0**

**\$0**

**\$0**

**\$0**

#### HCPCS

RD10	RD12	RD14	RD14
904366	902679	902659	903152
904728	94729	904730	904731
904744	904745	904746	904747
903850	903850	903850	903850
903857	903857	903857	903857
903855	903855	903855	903855
903851	903851	903851	903851
903759	903759	903759	903759
903854	903854	903854	903854
904189	904189	904189	904189
904753	904753	904753	904753
904754	904754	904754	904754

**Accessoires**

- Plateau tout-usage (plateau transparent) ^ **\$149**
- Pièce d'installation (requis pour le plateau transparent) **\$296**
- Panier de rangement pour outils médicaux **\$398**
- Panier de rangement sous le siège - inclinable **\$101**
- Pôle à IV (ajustable en hauteur et rétractable) **\$201**
- Sac pour réservoir d'oxygène **\$234**
- Sac tout-usage **\$50**
- Frein à main pour préposé **\$309**
- Pièce de facilitation d'accès au trottoir **\$131**
- Frein pour pneus avant larges de 2" <sup>1</sup> **\$126**
- Tubes anti-basculement arrière (la paire)\* **\$151**
- Couvre pluie (grandeur 1)(la canopée est requise) **\$201**
- Couvre pluie (grandeur 2)(la canopée rallongée RD14 est requise) **\$201**
- Couvre pluie (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise) **\$201**
- Filet antimoustiques (grandeur 1)(la canopée est requise) **\$201**
- Filet antimoustiques (grandeur 2)(la canopée est requise)(la canopée rallongée CX14 est requise) **\$201**
- Filet antimoustiques (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise) **\$201**

^ *Accoudoirs relevables et pièce d'installation requise.*

\* *Fortement recommandé pour utilisateurs pesant 50 lb ou moins.*

<sup>1</sup> *Installation du fabricant nécessaire*

**Prix**

**\$149**  
**\$296**  
**\$398**  
**\$101**  
**\$201**  
**\$234**  
**\$50**  
**\$309**  
**\$131**  
**\$126**  
**\$151**  
**\$201**  
**\$201**  
**\$201**  
**\$201**  
**\$201**  
**\$201**  
**\$201**

RD10	RD12	RD14	RD16
904367	903405	903401	903402
903369	903369	903369	903369
904476	904476	904477	904477
904529	904529	904530	904530
904566	904566	904566	904566
902870	902870	902870	902870
904531	904531	904531	904531
		904370	904371
905310	905310	905310	905310
904650	904650	904650	904650
904649	904649	904649	904649
904939	904939	904939	
		904940	904940
			905283
904655	904655	904655	
		904656	904656
			905319

**Liste des prix au détail (Canadien) / formulaire de commande****Le Rodeo Tilt sans siège par Convoid**

L'option Rodeo Transit comprend quatre ancrages de transport pour fauteuil roulant rouges installés par le fabricant. Le modèle Rodeo Transit a été testé contre les chocs et est conforme aux normes RESNA WC19. Les poids des dispositifs de test anthropomorphes sont les suivants: RD10T, RD12T 66lbs / 30kg, RD14T 100lbs / 45kg et RD16T 140lbs / 64kg.

La base de mobilité Convoid Rodeo a été testée avec le module de sièges Rodeo, équipé d'un support de tête et d'une ceinture sous-abdominale à 2 points ancrés. N'utilisez pas les positionneurs de pied sur le Convoid Rodeo pendant le transport dans un véhicule à moteur. Les performances et la sécurité des accessoires et/ou autres options de sièges non testées par Convoid sont inconnues et aucune garantie ou réclamation concernant leurs performances n'est ou ne peut être faites.

La position de Convoid est que l'utilisateur de fauteuil roulant soit transféré du fauteuil roulant vers les sièges appropriés du véhicule dans la mesure du possible. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a officiellement approuvé aucun système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant. Par conséquent, Convoid ne peut recommander un système de transport en commun.

La norme WC19 est spécialement conçue pour que le fauteuil roulant soit fixé dans une configuration orientée vers l'avant et non dans aucune autre direction. Pour plus d'informations sur les normes RESNA WC-19 et WC-20, veuillez visiter <http://www.ercwts.pitt.edu/WC19.html>.

*Les codes HCPCS sont fournis pour votre commodité et ne doivent PAS être considérés comme des factures ou des conseils juridiques. Les fournisseurs sont responsables de s'assurer que les codes de facturation appropriés sont utilisés lors de la soumission des réclamations. Une bonne utilisation des codes HCPCS n'assure pas la couverture ou le paiement. Contactez le payeur approprié pour obtenir des informations sur la couverture.*

**Frais standards de livraison: 69\$ au sol • Pour les frais d'expédition accélérés, veuillez appeler le 1-844-876-6245**

2830 rue California., Torrance, CA 90503 • 1-844-876-6245, 310-618-0111 • Fax: 310-618-2166

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modifications, usine d'envoi: Torrance, Californie.

En place dès: 11/06/2020

[www.convoid.com](http://www.convoid.com)

OF0111-FRE-REV.05

**etac**  
 Creating Possibilities