

# Etac Cross 5

## Utprøvningsprotokoll

**etac**<sup>®</sup>

Skaper muligheter

OBS! Utprøvningsprotokollen må lagres lokalt før den fylles ut og sendes elektronisk.

Kontaktperson

Bruker

Telefon


Dato

 [Begrensninger finnes](#)

[Avmerkedevalgerstandardkonfigurasjon](#)

Setebredde


Kort ramme (cm)



Setedybde 36-42 (-49\*) cm  
Måles fra ryggør  
(\*3A rygg)

35	13126001
37,5	13126003
40	13126005
42,5	13126007
45	13126009
47,5	13126011
50	13126013

Lang ramme (cm)



Setedybde 42-48 (-55\*) cm  
Måles fra ryggør  
(\* med 3A rygg)


35	13126002
37,5	13126004
40	13126006
42,5	13126008
45	13126010
47,5	13126012
50	13126014

Rammefarge

Mørk blå

-93

Ryggstøtte Cross 3A



Lumbalvinkel

Ryggvinkel

3A rygg inkl. seteforlenger  
Lumbalvinkel justerbar -8 – +18° (std +7°)  
Ryggvinkel justerbar -5° – +20° (std +2°)

Rygg høyde std 32-45 cm (std 40 cm)  
Rygg høyde høy 38-51 cm (std 46 cm)

Överdrag



Standard

Komfort

Hygieneöverdrag Tidy

## Cross 2 rygg for separat ryggssystem

Trinnløs justerbar rygghøyde 30-45 cm, standard 35 cm

Justerbar ryggvinkel -5 – +15°, standard +2° = 92° mellom rygg og sete

### Kjørehåndtak/Kjørebøyle




Kjørehåndtak, avtagbare, høyderegulerbare

27588-01

Kjørebøyle, avtagbar, høyderegulerbar


### Sete



Setetrek, regulerbar setedybde 6 cm

Seteplate, avtagbar

### Brems



Standard med sort håndtak

Høyre  
27532-1

Venstre  
27532-2

Standard med rødt håndtak

Høyre  
27528-1

Venstre  
27528-2

Bremsespakforlenger, nedfellbar

Høyre  
27530-1

Venstre  
27530-2

Enhåndsbrems

Høyre  
27531-1

Venstre  
27531-2


### Ledsagerbrems



Komplett inkl. drivhjul

28238

### Benstøtte



Sort, avtagbar/svingbar standard vinkel

25574-01

Høyre

Venstre

Sort, avtagbar/svingbar standard vinkel.  
Med låsing

25575-01

Høyre

Venstre

Sort, avtagbar/svingbar, med spiss vinkel.

25570-01

Høyre

Venstre

Sort, avtagbar/svingbar, med spiss vinkel.  
Med låsing

25573-01

Høyre

Venstre

Sort, avtagbar/svingbar, kort med spissvinkel.

25571-01

Høyre












Venstre

Sort, avtagbar/svingbar, kort med spissvinkel.  
Med låsing


25572-01

Høyre

Venstre

	Mod3 med oppfellbar leggplate med to høydeinnstillinger. Fra 40 cm setebredde (med to benstøtter)	26100	Høyre		Venstre
	Trekk leggplate For vinkelregulerbar benstøtte mod.3		Grå velour	Oppgi antall	stk 62762-60
			Sort Dartex	Oppgi antall	stk 62762-63
	Vinkelregulerbar mod 1 uten leggplate	25660-01	Høyre		Venstre
	Vinkelregulerbar mod 3 uten leggplate	27149	Høyre		Venstre
	Putekonsoll uten leggplate	24544-01	Høyre		Venstre
	Putekonsoll oppfellbar uten leggplate	27322-01	Høyre		Venstre
	Leggplate til putekonsoll		Høyre		Venstre
	Amputasjonsbenstøtte - velourtrekk Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis		Høyre		Venstre
	Amputasjonsbenstøtte- sort Dartex Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis		Høyre		Venstre
	Amputasjonsvekt Kan kombineras med amputasjonsbenstøtte	26876	Høyre		Venstre
	Gipsbenstøtte for rett knevinkel. Putene er justerbare i dybde	27417-1	Høyre	27417-2	Venstre

#### Fotplater



Dybde 13 cm.  
Oppfellbare. Justerbare i dybde, vinkel og  
regulerbare i høyde.

Standard innfestningsrør	25 cm
Langtinnfestningsrør(+10cm)	35 cm
Kort innfestningsrør (-8 cm) kun til korte benstøtter med spiss vinkel	17 cm




Hel fotplate

Oppfellbar, justerbar i vinkel



Helfotplate for kort setedybde. Til setebredde 35/37,5 cm.

Avtagbar, justerbar i høyde,  
dybde og vinkel.

Drivhjul 24" (standard)		Drivring
	Luft, høytrykk 1"	Aluminium
	Massivt	Rustfri
		Cellegummi
		Plastbelagt
Drivhjul 20"		Drivring
	Luft 1 3/8" ⓘ (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)	Aluminium
	Massivt	Rustfri
		Cellegummi
		Plastbelagt
Drivhjul 22"		Drivring
	Luft, høytrykk 1"	Aluminium
	Massivt	Rustfri
		Cellegummi
		Plastbelagt
Drivhjul 24" karbon	ⓘ (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)	Drivring
	Luft, høytrykk 1"	Plastbelagt
		Titan
		Aluminium
Drivhjul 26"		Drivring
	Luft, høytrykk 1"	Rustfri
Enhåndsdrift, drivenhet	ⓘ (ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)	
	20"	
	22"	
	24"	
	Monteres for drift	Høyre side
		Venstre side
Svinghjul	Anbefalt svinghjul i kombinasjon med hjelpemotor: 175 x 45 mm art nr halvmassivt	
	4" (100x30 mm) massivt	27870
	5" (125x30 mm) massivt	27865
	6" (150x30 mm) massivt	27869
	6,5" (165x30 mm) massivt (standard)	27866
	7" (175x45 mm) halvmassivt. Anbefales i komb. m/hjelpemotor	27867
	8" (200x35 mm) halvmassivt	27864
	<i>Framgaffel velges automatisk ved valg av setehøyde i "skjema for setehøyde foran" (side 6)</i>	
Forsterket framgaffel	Det anbefales forsterkede gaffler når Cross rullestol skal brukes i kombinasjon med hjelpemotor	
	Kort	24834
	Medium	24835
Framgaffelfester	Standard	80606
	Lav, breddet	27207
	Breddet, flytter ut svinghjulene 3 cm/side for bedre plass til føttene	25763


Cambervinkel

0°  
2°


Setehøyde bak (cm)

	2° camber				0° camber			
	20"	22"	24"	26"	20"	22"	24"	26"
G	34 cm	36.5 cm	39 cm	----				
F	36 cm	38.5 cm	41 cm	43 cm				
E	38 cm	40.5 cm	43 cm	45 cm	38 cm	40.5 cm	43 cm	45 cm
D	40 cm	42.5 cm	45 cm	47 cm				
C	42 cm	44.5 cm	47 cm	49 cm	42 cm	44.5 cm	47 cm	49 cm
B	44 cm	46.5 cm	49 cm	51 cm				
A	46 cm	48.5 cm	51 cm	53 cm	46 cm	48.5 cm	51 cm	53 cm

Tippepunkt



Tippepunkt 0° camber



Setehøyde foran (cm)

			Svinghjulsposisjon (cm)											
			Ekstra kort gaffel			Kort gaffel			Medium gaffel			Lang gaffel		
	Drivhjulsposisjon	Svinghjul	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Lavt svinghjulsfeste	G	4"*	-	34-38 cm	35,5-39,5 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavt svinghjulsfeste	A-F	5"***	-	-	-	36-40 cm	37,5-41,5 cm	39-43 cm	-	-	-	-	-	-
		6½"	-	-	-	-	-	41-45 cm	-	-	-	-	-	-
Std/breddet svinghjulsfeste	A-F	5"***	-	-	-	37,5-41,5 cm	39-43 cm	40,5-44,5 cm	43-46 cm	45-48 cm	46-49 cm	-	-	-
		6"	-	-	-	-	40-44 cm	41,5-45,5 cm	45-47 cm	46-49 cm	47-50 cm	-	-	-
		6½"	-	-	-	-	41-45 cm	42,5-46,5 cm	46-48 cm	X47-49 cm	48-51 cm	50,5-52,5 cm	51,5-53,5 cm	52,5-55,5 cm
	A-C	8"***	-	-	-	-	-	-	-	48-51 cm	49-52 cm	-	52,5-54,5 cm	53,5-56,5 cm

\*Maks brukervekt 100 kg.

For riktig innstilling av framgaffelfeste. Maks bakovervinkling 6 cm høyere foran enn bak (9°), maks framovervinkling 2 cm lavere foran enn bak (3°).

\*\*Fungerer i balansering 4-6 med 3° bakovervinkling og std benstøtter. Pass på at gaffel/svinghjul kan rotere fritt uten å komme bort i rullstol eller bruker. Forsvinghjul 8x2"; bruk gaffel Transit (girsetehøyde 47-51 cm). \*\*\* Med Cross 5 XL maks brukervekt 135 kg.

## Tilbehør

### Armlen



Kort, høydejusterbar med unbraco, påmontert klesbeskytter, lengde 25 cm

25172-1

Høyre

25172-2

Venstre


Kort, høyderegulerbar med fingerskrue, påmontert klesbeskytter, lengde 25 cm

26379-1

Høyre

26379-2

Venstre



Lang, høydejusterbar med unbraco, påmontert klesbeskytter, lengde 38 cm

25173-1

Høyre

25173-2

Venstre

Høyderegulerbar med fingerskrue, påmontert klesbeskytter, lengde 38 cm


26380-1

Høyre

26380-2

Venstre

### Armlenepolster



Grå velour, avtagbar, 25 eller 38 cm lang

Skum 25cm

Oppgi antall

st

62282-60

Skum 38cm

Oppgi antall

st

62283-60

Gel 25cm

Oppgi antall

st

26240-60


Gel 38cm

Oppgi antall

st

26241-60

### Hemiarmene, polstret



Polstret avtagbart trekk i grå velour. Passer kun til lange armlen 25173-1/-2 og 26380-1/-2


25770-60-1

Høyre

25770-60-2

Venstre

### Armlenspute bred og myk














**i** Passer armlen med påmontert klesbeskytter

8x40 cm, monteres på armlen


Oppgi antall

st

26873

 Begrensninger: Med 24" hjul, ikke drivhjulspos B-G1-2. Med 22" hjul, ikke drivhjulspos C-F1-2 og G1. Med 20" hjul, ikke drivhjulspos E-F1-2 og G1					
<b>Lårstøtte</b>					
	For kort ramme	27391-1	Høyre	27391-2	Venstre
	For lang ramme	27392-1	Høyre	27392-2	Venstre
	Polster til lårstøtte, festes med borrelås	82488-1	Høyre	82488-2	Venstre
<b>Skvettskjerm</b>					
	I karbonfiber, justerbar i høyde og dybde for å passe til drivhjulsposisjon	27397-1	Høyre	27397-2	Venstre
<b>Breddeøkningssats</b>					
	Flytter ut armlene, brems og drivhjul 5 mm på hver side (passer ikke sammen med ledsagerbrems)				27533
<b>Bord</b>					
	Monteres med borrelås på lange armlener, transparent				
<b>Hemibord</b>					
	Inkl. armlenspolster med påmontert borrelås		Armstøtte kort		
			Armstøtte lang		
	Antiskli til hemibord.		Oppgiantall	st	
<b>Hemibord nedfellbart</b>					
	Nedfellbart, justerbart i dybde og bredde. Transparent. Inkl. feste.		Høyre		Venstre
<b>Setepute</b>					
	Anatomisk formet, trekk i grå velour, 56 cm lang, kappes til ønsket setedybde				
	Komfortkile. Gir større sittegrep (plasseres i lommen på setetrekket)				
<b>Sittepute Tidy</b>					
	Hygienetrek.				


## Leggbånd



Avtagbart, regulerbart i lengde

Polstring for leggbånd

## Forlengelsesdel til fotplate



Monteres på fotplater

SB 40-42,5

SB 45-47,5

Oppgi antall

st

50798

50799

SB 50

50800

## Hælbånd



Regulerbar i lengde

24458

Høyre

Venstre

## Posisjoneringsbelte




Med plastspenne, regulerbart.  
To alternative festepunkter på rammen

Oppgi antall

st

25668

## Hodestøtte



Polstret, regulerbar i høyde, dybde og vinkel.


Grå hygienetrekk

28223-65

Mørk grå velour

28223-60


## Hodestøttebeslag



For kjørebøyle, komplett

25795


## Hodestøttefeste



NYHET

Tverrstag med integrert hodestøttefeste.

## Avstiverbøyle rygg



Nedfellbar med klikklås (std. på Cross 5XL)

## Tverrstag

NYHET



Tverrstag montert i ryggør

## Ryggkile



I mykt skum med grått trekk i velour

Kort 15 cm

Oppgi antall

st

Lang 30 cm

Oppgi antall

st

63012-60

63013-60

## Komfortkile



Polyetenscum.

B x H x L

Small (Mod. 1)

9x2x13 cm

28030

Medium (Mod. 2)

11x2x18,5 cm












28139

Large (Mod. 3)

17,5x2,5x20 cm

28140



Sidepute								
	For sideveis stabilitet. Kombineres med Armstøtte og Sidestopp rett for ytterligere støtte.			Høyre				63171-60-1
				Venstre				63171-60-2
Sidestopp								
	Sidestopp rett eller vinklet. Kombineres med ryggkile, komfortkile eller sidepute. Sidestopp rett for økt sideveis støtte. Sidestopp vinklet for økt ryggbredde.	Sidestopp rett	Oppgi antall	St				28136
		Sidestopp vinklet, liten 15 mm	Oppgi antall	St				28137
		Sidestopp vinklet, stor 30 mm	Oppgi antall	St				28173
Sidestøtte, svingbar				Høyre			Venstre	
	NYHET Svingbar sidestøtte m/ulike breddealternativer. Finnes i tre ulike utgangsbredder. Oppgitt mål = antall mm smale reennstol bredde på hver side.	0 mm	28181-1			0 mm		28181-2
		-15 mm	28180-1			-15 mm		28180-2
		-45 mm	28141-1			-45 mm		28141-2
Sidestøtte, regulerbar								
	NYHET Bredderegulerbar sidestøtte, avtagbar. Finnes i fire ulike utgangsbredder. Oppgitt mål = antall mm bredere/smale reennstol bredde på hver side.			+15 mm				28143
				0 mm				28142
				-15 mm				28144
				-45 mm				28145
Sidestøtte								
	Dartex, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde. H10 L15			Oppgi antall		st		27395
	PUR, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde. H9 L19			Oppgi antall		st		27917
Sidestøtte								
	PUR utsvingbar og justerbar i høyde og dybde	Medium, buet	Høyre					27915-1
		H6.5 L17	Venstre					27915-2
		Stor, buet	Høyre					27916-1
		H9 L19	Venstre					27916-2
Tippesikring								
	Oppfellbar, multijusterbar							27526
Krykkeholder								
	Universal	27327	Høyre					Venstre
Eikebeskytter								
	Grått trykk Etac							
	Gult trykk Etac							
Tetra quick release adapter								
				Oppgi antall		st		24051-01
Verktøysett								
	Leveres ikke som standard							25174