

# Immedia vridplattor

## För sittande förflyttning

Immedias vridplattor är särskilt lämpliga som stöd och hjälpmedel vid förflyttning i och ur en bil eller säng. Kan även användas på stol för att komma bättre intill vid bord.

## Immedia AutoTurn

Immedia AutoTurn underlättar när en person ska ta sig in i och ut ur en bil. Den låga friktionen underlättar för användaren att vrida sig och ändra sittläge i bilstolen och belastningen på fötter, knän, höfter och rygg minskar. Immedia AutoTurn fästs runt stolsryggen med hjälp av ett bälte och låsspänne. Handtagen på sidorna kan användas för att hjälpa användaren att komma på rätt plats.

## Immedia EasyTurn

Immedia EasyTurn är en mjuk vridplatta som gör det enklare för användaren att ta sig in i och ut ur en bil eller i och ur en säng. Immedia EasyTurn är enkel att placera och använda. Vridplattan kan med fördel användas på arbetsplatser vars personal ofta kliver i och ur bilar, till exempel hemvårdspersonal. Mycket lämplig att placera på stol för att komma bättre intill vid ett bord.

### Användningsområden

- Ut ur/in i bil
- I och ur säng
- Placering vid bord



#### Beskrivning

##### Immedia AutoTurn

Vridplatta för bil

#### B x L

(cm)

Ø 45

#### Art.nr

IM99999

#### Specifikationer

##### Immedia AutoTurn

Ovansida: velour (polyester)

Insida: nylon

Undersida: nylon

Max. brukarvikt: 150 kg

##### Immedia EasyTurn

Ovansida: velour (polyester)

Insida: nylon

Mellanskiva: polyetylen

Undersida: nylon



#### Tvättråd

Maskintvätt 60°C. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)