



# Butler – knäpper knappar och drar upp blytlås

Butler knappknäppare hjälper till när finmotoriken inte räcker till. Det finns två modeller som kompletterar varandra.

## Butler knappknäppare och blytlåsuppdragare, rund

Den lilla smidiga kulan är lätt att greppa även för en lite fumligare hand. Kroken kan användas både för att knäppa knappar och för att dra upp blytlås. Knappknäpparen fungerar lika bra för stora som för små knappar, med undantag av metallknappar med tjock "hals". För dessa knappar rekommenderas den långa modellen.



Butler knappknäppare, rund

## Butler knappknäppare, lång

Det långa smala handtaget erbjuder ett annat grepp. Knappen fångas upp med en tunn metallögla och passar utmärkt för både små och stora knappar. Metallöglan kan klämmas ihop något för att passa mindre knapphål.



Butler knappknäppare, lång

Beskrivning	Art. nr.
Butler knappknäppare, rund	80602001
Butler knappknäppare, lång	80602004
<b>Mått</b>	<b>Vikt</b>
Butler, rund: 13 cm	Butler, rund: 25 g
Butler, lång: 22 cm	Butler, lång: 18 g
<b>Material</b>	<b>Design</b>
Handtag: Polystyren	HM Center
Skänklar: Epoxilackerad metall eller förzinkad tråd	