


Etac Contour – Reumatikerpenna

Contour är en unik reumatikerpenna som är mjukt rundad i formen för att ge ett behagligt och skönt grepp.

Den här pennan utvecklades i nära samarbete med reumatiker. Men Contourpennan passar utmärkt för alla med nedsatt greppförmåga. Skftet vilar bekvämt i handen och tillåter tumvecksgrepp, något som motverkar punkttryck och belastning av pekfingret. Den ergonomiska utformningen gör att känsliga brukare kan skriva även under långa stunder. Är handleden stel kan skrivrörelserna utföras med hela underarmen.



Beskrivning		Art. nr.
Reumatikerpenna Contour		80701001
Material	Vikt	Design
ABS	26 g	Designkonsulterna



Contour vilar bekvämt i tumgreppet och stöds av pekfingret utan att man behöver greppa om pennan.