



Etac Hi-Loo med kantstopp

Den enkla, stabila och komfortabla
förhöjningen för toaletten

 **etac**[®]

Hi-Loo med kantstopp

Hi-Loo med kantstopp är en upphöjd toaletsits som både sitter säkert och är enkel att lyfta av. Hi-Loo är mycket komfortabel tack vare den ergonomiska utformningen. Urtag både fram och bak ger hög åtkomlighet för intimhygien.

Två olika höjder

Hi-Loo finns i två olika höjder, 6 cm och 10 cm. Utöver detta är Hi-Loo enkel att rengöra tack vare sina släta ytor.

Enkel att lyfta av

Hi-Loo monteras enkelt på toalettstolen och man lyfter av Hi-Loo utan att ändra inställningar av kantstoppen. Detta förenklar när man vill göra rent eller ta bort sitsen för en annan användare eller när man vill ha en förhöjning att ta med på resan.



Hi-Loo finns i höjderna 6 och 10 cm.



Hi-Loo

med kantstopp 6 cm	80301065
med kantstopp 10 cm	80301105
med kantstopp och lock 6 cm	80301067
med kantstopp och lock 10 cm	80301101

Art. nr

80301065
80301105
80301067
80301101

Vikter

6 cm: 1,1 kg
10 cm: 1,5 kg

Mått

Yttermått: Djup/bredd 39/36 cm
Öppning: Djup/bredd 27/20 cm

Max brukarvikt:

150 kg

Material

Förhöjare: polypropen
Kantstopp: ABS/PC

Design:

A&E Design

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.





Säker placering

De friktionsgummiklädda kanstopparna är justerbara för att passa till porslinets form. Detta gör att Hi-Loo sitter stadigt och säkert och passar alla vanliga toalettstolar.



Hi-Loo med kanstopp 6 cm.



Hi-Loo med kanstopp 10 cm.

“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se