

Etac Rufus Plus badbräda

För tungviktare i dusch och bad

Badrädan Etac Rufus Plus erbjuder säkert sittande i bad och dusch för personer med hög brukarvikt – upp till 200 kg. De levereras i platta paket och är enkla att montera.

Rufus Plus badbräda är utformad för att underlätta förflyttning till och från badkaret. Brädan ställs enkelt in för olika badkarsbreder och finns i två längder. Som tillbehör finns också ett stödhandtag för ökad säkerhet.



Beskrivning

Rufus Plus badbräda, 68 cm
Rufus Plus badbräda, 73 cm

Art. nr.

81202001
81202002

Dimensioner

Längd: 68/73 cm
Bredd: 30 cm
Tjocklek: 2,8 cm

Min- och max måttet på ställbara kantstopp

68 cm: min 42 cm, max 64 cm
73 cm: min 47 cm, max 69 cm

Material

Polypropen med ingjutna aluminiumrör

Vikt

1,8/2,1 kg 68/73 cm
Max brukarvikt 200 kg

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.

Tillbehör



Handtag, rött

Art. nr. 81302023

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se