



# Etac Swift

duschstol / duschpall



# Etac Swift duschstol / duschpall

## Former som underlättar

Swift är en prisbelönt duschpall/duschstol som bygger på funktionalitet och enkelhet. Swift kan vara allt från en enkel duschpall till en komplett duschstol, beroende på hur behoven ser ut.



## En lägre och en högre modell

Swift duschpall/stol har en max brukarvikt på 160 kg och finns i en lägre och en högre modell. Den lägre har 4 olika höjdställningar och den högre modellen har 7 olika höjdställningar.

För att underlätta uppresning kan Swift även vinklas framåt en aning genom att man höjer bak-kanten med ett håls nivåskillnad.



### Etac Swift

	Vit	Grå
- Duschpall	81701610	81701410
- Duschpall med armstöd	81701620	81701420
- Duschpall med ryggstöd och armstöd	81701630	81701430
- Duschpall låg		81701450
- Duschstol låg med ryggstöd och armstöd		81701460

### Färg

 Vit

 Grå

### Dimensioner

Totalhöjd med ryggstöd: 80–95 cm  
 Totalhöjd Swift låga modellen med ryggstöd: 72.5–80 cm  
 Totalbredd, pall: 54 cm  
 Totalbredd, med armstöd: 54.5 cm  
 Djup: 50 cm  
 Djup Swift låg: 46.5 cm  
 Bredd mellan armstöd: 45 cm  
 Sits höjd: 42–57 cm  
 Sits höjd Swift låg: 34.5–42 cm  
 Sitsyta: 54 x 41 cm

### Vikt

Swift duschpall: 3.1 kg  
 Swift duschpall låg: 2.9 kg  
 Swift duschstol: 4.7 kg  
 Swift duschstol låg: 4.5 kg

### Material

Sits: Polypropylen  
 Ben: Aluminium, polyamid  
 Doppskor: TPE  
 Mjuksits: Polypropylen

### Max brukarvikt

Max brukarvikt: 160 kg

### Rengöring



Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel och med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70% desinfektionsprens. Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter.



## Detaljer



### Lättjusterad höjd

Höjden är lätt att reglera, utan lösa delar, med de teleskoperade benen.



### Står stadigt på golvet

De mjuka doppskorna anpassar sig efter ojämna golvytor och har en form och ett material som gör att de inte glider.



### Anpassningsbar

Enkel att anpassa med ett ryggstöd och armstöd som enkelt kan monteras eller tas bort vid behov.



### Säker yta

Sitsens antihalkmönster ger säkerhet och stabilitet.



## Tillbehör



### Ryggstöd

Avtagbart, modulärt ryggstöd som lätt sätts på plats utan verktyg.

Grå.....84006181  
Vit.....84006196



### Armstöd par

Avtagbara, modulära armstöd som lätt sätts på plats utan verktyg.


Grå.....84006184  
Vit.....84006197



### Tvålkopp

Fästes på sitsens sida. Inbyggd hållare för duschhandtag.

Grå .....80209266



### Mjukdyna sits

De mjuka dynorna ger en omedelbar varm känsla. Lätt att torka och enkelt att klicka på plats.

Grå .....84005073



### Mjukdyna rygg

De mjuka dynorna ger en omedelbar varm känsla. Lätt att torka och enkelt att klicka på plats.

Grå.....84005072



“Vi vill att människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor, oavsett sina fysiska förutsättningar.”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
[info@etac.com](mailto:info@etac.com) [www.etac.se](http://www.etac.se)

  
Creating Possibilities