


Etac Griptång Aktiv

Greppar och når både högt och lågt samt finns i fem längder.


Griptång Aktiv är en lätt och behändig griptång. Handtaget är utformat så att den kräver ett litet öppningsgrepp för att tillvarata handens kraft på bästa sätt. Därför är Griptång Aktiv speciellt lätt att använda för den med svaga händer.

Gripklon är klädd med slitstarkt gummi som ger god friktion och minskar kraftbehovet. Den är ställbar i två lägen. Det innebär att griptången kan användas både horisontellt och vertikalt utan att armen behöver vridas. Griptången har en magnet i handtaget för att kunna plocka åt sig saker i metall.


Gripklon har en form med tunna skänklar vilket ger en mycket god precision för att enkelt ta upp små föremål.



Gripklon kan ställas in i två lägen.



Alla modeller har en magnet i handtaget för att enkelt plocka upp små metallföremål.



Griptångerna finns i fem längder: 45, 60, 70, 80, 90 cm.

Griptång med underarmstöd

Griptång med krok

Beskrivning	Art. nr.	Vikt
Griptång Aktiv 45 cm	80505004	126 g
Griptång Aktiv 60 cm	80505007	139 g
Griptång Aktiv 70 cm	80505003	155 g
Griptång Aktiv 80 cm	80505008	165 g
Griptång Aktiv 90 cm	80505009	176 g

Griptång med krok 45 cm	80505006	125 g
Griptång med underarmstöd 60 cm	80505005	163 g

Material

Handtag, tangent och gripklo: Polykarbonat/ ABS
 Klofäste: Polyamid
 Rör: Aluminium
 Lyftförmåga: Griptången bör ej lyfta mer än 2 kg
 Design: Ergonomidesign