



etac[®]

Etac Hygiejne

Hjælpemidler til bad og toilet



Etac Hygiejne – Diskret og funktionelt design

For Etac er målet, at ethvert menneske uanset fysiske forudsætninger, skal have frihed til at skabe sin egen tilværelse og hverdag på sine egne vilkår.

Dette gør sig også gældende for intime situationer som for eksempel personlig hygiejne.

Vi laver hygiejne hjælpemidler, der er designet med henblik på funktionalitet og komfort for såvel bruger som hjælper. Etac hygiejne produkter er af høj kvalitet og med gennemtænkte detaljer, som gør forskellen i det daglige liv.



Indhold

I baderummet

Etac OptimaL toiletstøtte	4
Etac Handy støttehåndtag	5
Etac Flex støttehåndtag	6
Etac Relax brusebadestol	8
Etac Easy badetaburet	10
Etac Edge badetaburet	12
Etac Swift badetaburet	14
Etac Fresh badebræt	16

På toilettet

Etac Swift fritstående toiletstol	18
Etac Swift fritstående toiletforhøjer	20
Etac Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer	22
Etac Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer	24
Etac My-Loo løstmonteret toiletforhøjer	26
Etac My-Loo fastmonteret toiletforhøjer	28
Etac Cloo fastmonteret toiletforhøjer	30
Etac Supporter toiletarmæn	32

Mobile bade- og toiletstole

Etac Clean bade- og toiletstol	34
Etac Swift Mobil-2	38
Etac Swift Mobil-2 med opret ryg	39
Etac Swift Mobil Tilt-2	40
Etac Swift Mobil 24"-2	41

Hygiejne - småhjælpemidler

Etac Beauty Serien	45
Tåvasker	45
Badebukser	46
Hårvaskebakke	47
Etac Torkel toiletpapirtang	47

Øvrige produkter	47
------------------	----

Etac OptimaL toiletstøtte

OptimaL er en moderne og funktionel toiletstøtte. De runde håndgreb sikrer brugeren optimal støtte ved oprejsning. Armstøtten låses automatisk i opslået stilling, for at sænke armstøtten igen trækkes let i håndtaget under armstøtten. Beslaget til OptimaL fylder ikke meget og er let at montere på væggen.

Egenskaber

- Moderne og funktionel armstøtte
- Kan betjenes med en hånd
- Gør toiletbesøg nemmere

Teknisk information OptimaL toiletstøtte

Længde (armstøtte)	73,5 cm
Højde (fra gulv til armstøtte)	80 cm
Højde (opklappet armstøtte)	149 cm
Vægophæng	B 10,4 x H 11 cm
Vægt	3,1 kg
Materiale	Polypropen / pulverlakeret stålør
Farve	Hvid og grå
Maks. brugervægt	150 kg



Tilbehør



Toiletpapirholder

Beskrivelse	Varenr.
Komplet	83030001

	Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
	OptimaL toiletstøtte	43475	80303006

Etac Handy støttehåndtag

Støttehåndtaget Handy er designet til montering såvel inde som ude. Overfladen på støttehåndtaget har ribber i blødt materiale, som gør håndtaget sikkert at holde ved. Støttehåndtaget fås i 4 forskellige størrelser og er udført i et rengøringsvenligt design uden skarpe kanter.

Egenskaber

- Kan monteres både inde og ude
- Behageligt og skridsikkert greb
- Rengøringsvenligt design



Teknisk information Handy støttehåndtag

Støttehåndtag, længde, lige	30, 40 og 60 cm
Støttehåndtag, længde, vinklet	40 cm
Bredde på støttehåndtag	3,5 cm
Omkreds på støttehåndtag	10 cm
Materiale	Hård plast med skridsikker gummi
Farve	Hvid og grå
Maks. brugervægt	160 kg



Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
Handy støttehåndtag, lige 30 cm	45133	80210040
Handy støttehåndtag, lige 40 cm	45120	80210042
Handy støttehåndtag, lige 60 cm	45119	80210044
Handy støttehåndtag, vinklet 40 cm	45121	80210046

Etac Flex støttehåndtag

Innovativt design der skaber muligheder

Etac Flex støttehåndtag er det perfekte valg, når du har brug for støtte i badeværelset. Med sit fleksible modulsystem er det enkelt at tilpasse støttehåndtagene på en måde, som passer både dig og dit badeværelsesmiljø.

Lette at opsætte og lette at bruge

Monter med skruer eller lim. Vælg det som passer bedst til dig og dit badeværelse. Det rene skandinaviske design er tilpasset dit badeværelse, og du kan vælge mellem to farver - hvid og grå.

Trygt greb

Støttehåndtagets gennemtænkte form og overflade giver et stabilt greb, selvom hænderne er våde. Triangulær form og behageligt tommefingergreb øger trygheden.




Egenskaber

- Enkle at tilpasse
- Trygt greb
- Nem at rengøre
- Opsætning på to måder
- lim eller skruer



Etac Flex er et modulært fleksibelt system, som giver mange muligheder i forhold til positionering af støttehåndtagene. Vælg en vinkel imellem -90° til $+90^\circ$ efter dit behov.



Etac Flex monteret med skrue

	HMI-nr.	Varenr.
- Flex 30 cm hvid	102373	81707110
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid	102374	81707120
- *Tilbygningsdel Flex 30 cm hvid	102386	81706110
- Flex 30 cm grå		81707310
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå		81707320
- *Tilbygningsdel Flex 30 cm grå		81706310

Max. brugervægt 100 kg

Materiale Polypropylen

Farve Hvid eller grå

Etac Flex monteret med lim

	HMI-nr.	Varenr.
- Flex 30 cm hvid	102379	81707210
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid	102380	81707220
- *Tilbygningsdel Flex 30 cm hvid	102388	81706210
- Flex 30 cm grå		81707410
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå		81707420
- *Tilbygningsdel Flex 30 cm grå		81706410



Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/renses ved max. 85° om nødvendigt.

Vægt 0,35 kg per del

*For at tilføje et eller flere støttehåndtag til et 30 cm, 60 cm eller 90 cm i kombination, er det nødvendigt at bestille en tilbygningsdel.

Etac Relax brusebadestol

Skandinavisk design til det moderne badeværelse

Et brusebad er fantastisk. Hos Etac synes vi, at alle skal kunne nyde denne hverdagsluksus og samtidig være sig selv. Etac Relax er en vægmonteret brusebadestol, som kan monteres i de fleste badeværelser uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller komfort.

Altid tilgængelig, men ikke pladskrævende, da sædet nemt kan foldes op.

Tilpasset til dig

Hvordan bevæger du dig i brusenichen? Hvor meget støtte har du brug for? Hvilken variant passer bedst til dine behov? Etac Relax fås i to farver og seks forskellige varianter. Det betyder, at der altid findes en model, der passer lige til dig.





Tilbehør



Rygpude

Blød og varmereflekterende rygpude. Monteres let på væggen med selvklæbende velcro. Farve: Hvid.

81704060



Skruesæt

Skruer og rawplugs til montering i beton, krydsfiner eller træ.

84006130





Støtteben

For ekstra stabilitet til brugere op til 150 kg. Specialdesignede dupsko. Kan indstilles individuelt for optimal tilpasning til gulvets hældning.

Hvid 81704050

Grå 81708070



Egenskaber

- Kompakt og pladsbesparende
- Funktionelt design
- Armlæn med sikkert greb
- Kun tre skruer i væggen

Skruer til montering medfølger ikke. Må kun monteres på vægge med tilstrækkelig vægtbæringsskapacitet. Montering skal foretages af kvalificeret person.

Find mere information på www.etac.dk

Etac Relax brusebadestol

	HMI-nr.	Varenr.
- Relax hvid	83888	81703010
- Relax hvid, med armlæn	83889	81703020
- Relax hvid, med støtteben	83894	81703030
- Relax hvid, med armlæn og støtteben	83896	81703040
- Relax hvid, med armlæn og rygpude	83895	81703060
- Relax hvid, med armlæn, rygpude og støtteben	83897	81703050
- Relax grå	102356	81708000
- Relax grå med armlæn	102357	81708010
- Relax grå med støtteben	102358	81708020
- Relax grå med armlæn og støtteben	102359	81708030
- Relax grå med armlæn og rygpude	102361	81708050
- Relax grå med armlæn, rygpude og støtteben	102360	81708040

Farve

hvid eller grå

Max. brugervægt

Med støtteben: 150 kg

Uden støtteben: 125 kg

Materiale

Sæde: Polypropylen

Armlæn: Polypropylen og TPE

Ben: aluminium og rustfri stål

Dupsko: TPE



Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/renses ved max. 85° om nødvendigt.

Etac Easy badetaburet

Easy er en lille taburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolsserie. En komfortabel og enkel taburet som også leveres i en udgave med drejeligt sæde. De højderegulerbare ben kan enkelt justeres og dupskoene tilpasser sig efter gulvets overflade. Easy er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter.





Dupskoene giver et godt greb, og sikrer stabiliteten.



Højderegulerbar uden brug af værktøj.



Blødt og drejeligt sæde.

Teknisk information Easy badetaburet

Sædebredde	Omkreds på 40 cm
Højderegulerbar	42 - 57 cm
Vægt	2,8 kg
Materiale	Polypropen og aluminium
Farve	Grå eller hvid
Maks. brugervægt	200 kg



Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
Easy badetaburet med drejeskive	73514	81901050
Easy badetaburet, grå	73518	81901010
Easy badetaburet, hvid	73518	81901060
Tilbehør		
Blødt sæde (kan ikke benyttes på badetaburet med drejeskive)		80209501

Etac Edge badetaburet

Edge er en lille badetaburet, som indgår i Swift bade- og toiletstolsserie. En af de bedste egenskaber ved Edge er, at den optager minimal plads i f.eks. brusekabinen. Det skridsikre trekantede sæde gør det letftere for brugeren at rejse sig fra tabureten. Edge er udført i et rengøringsvenligt design med afrundede kanter.





Teknisk information Edge badetaburet

Totalbredde	52 cm
Sædebredde	45 cm
Højderegulerbar	42 - 57 cm
Vægt	2,6 kg
Materiale	Polypropen og aluminium
Farve	Grå eller hvid
Maks. brugervægt	130 kg


max
130
kg

alkali
ph
min 6

max
85C
3 min


Egenskaber

- *Enkelt design*
- *Funktionel*
- *Højderegulerbar*



Beskrivelse

HMI-nr.

Varenr.

Edge badetaburet, grå

44468

81801010

Edge badetaburet, hvid

44468

81801060

Reservedel:

Dupsko, sæt af 3 stk. One size

84005063

Etac Swift badetaburet

Swift er en diskret og funktionel badetaburet, som ved hjælp af tilbehøret kan ændres til mange varianter. Monteringen er yderst brugervenlig. Du kan nemt ændre badetabureten til en komplet badestol uden brug af værktøj. Swift er konstrueret, så den nemt tilpasser sig niveauforskelle. Overfladen på sæde, ryg- og armlæn er med skridsikkert mønster.





Badetaburet



Med armlæn




Med ryg



Med ryg og armlæn

Teknisk information Swift badetaburet

Bredde, total med armlæn	54,5 cm
Højde, total med ryglæn	80 - 95 cm
Dybde, total med ryglæn	50 cm
Sæde	B 54 - D 41 cm
Sædehøjde, regulerbar	42 - 57 cm
Bredde mellem armlæn	45 cm
Vægt, badetaburet	3,10 kg
Vægt, badetaburet med armlæn	3,90 kg
Vægt, badetaburet med armlæn og ryg	4,70 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå eller hvid
Maks. brugervægt	160 kg



Egenskaber

- Skridsikkert mønster
- Funktionel og enkel
- 1 Badetaburet, 8 varianter
- Lav vægt

	Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
	Swift badetaburet, grå	30131	81701410
	Swift badetaburet m/armlæn, grå	30139	81701420
	Swift badetaburet, hvid	30131	81701610
	Swift badetaburet m/armlæn, hvid	30139	81701620
	Reserve dele		
	Ben, sæt af 4 stk.		84005062
	Dupsko, sæt af 4 stk.		84005063

Tilbehør



Armlæn, par

Beskrivelse	Varenr.
One size, hvid	84006197
One size, grå	84006184




Rygstøtte

Beskrivelse	Varenr.
One size, hvid	84006196
One size, grå	84006181



Sæbeskål / bruseholder


Beskrivelse	Varenr.
One size	80209266



Blød rygpude

Grå

Beskrivelse	Varenr.
One size	84005072



Blød sædepude

Grå

Beskrivelse	Varenr.
One size	84005073

Etac Fresh badebræt

Fresh badebræt er nemt at tilpasse det enkelte badekar ved hjælp af praktiske kantstop, som fastgøres mod badekarrets inderside uden brug af værktøj. Overfladen er forsynet med et skridsikkert mønster samt huller, så vandet kan løbe af.

Håndtaget (tilbehør) har en praktisk udformning og øger brugerens sikkerhed.






Egenskaber

- Forsynet med skridsikkert mønster samt huller
- Nemt at tilpasse
- Lettere ind- og udstigning af badekar




Fresh her vist med tilbehør



Teknisk information Fresh badebræt

Længde	69 eller 74 cm
Bredde	27 - 36 cm
Højde	4 cm (eksl. kantstop)
Vægt	2,1 eller 2,3 kg
Materiale	Polypropen / Kantstop: Polypropen med TPE-overflade
Max brugervægt	150 kg



Fresh her vist med tilbehør

Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
Fresh badebræt - 69,0 cm	20616	81600011
Fresh badebræt - 74,0 cm	20617	81600021
Tilbehør:		
Støttehåndtag - orange. One size		81600040


Etac Swift fritstående toiletstol

Swift fritstående toiletstol er en enkel og funktionel toiletstol, som med sit diskrete design kan indgå som en naturlig del af indretningen i f.eks. et soveværelse. Swift toiletstol er højderegulerbar, hvilket gør det lettere for brugeren selv at sætte sig og rejse sig.



Teknisk information Swift fritstående toiletstol

Bredde, total med armlæn	56 cm
Sædebredde	54 cm
Bredde, mellem armlæn	45 cm
Sædehøjde, regulerbar	42 - 57 cm
Sædeåbning, Bredden, målt foroven / målt forneden	21,5 / 18,5 cm
Sædeåbning, Dybden, målt foroven / målt forneden	30 / 23 cm
Bækken, højde	18 cm
Vægt	6,2 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	160 kg



	Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
	Swift fritstående toiletstol leveres som standard med bækken, bækkenlåg, ryg- og sædepude	44430	81702030

Tilbehør



Sæbeskål/lågholder

Beskrivelse	Varenr.
One size	80209266



Toiletpapirholder

Beskrivelse	Varenr.
One size	80301629

Egenskaber

- Diskret design
- Stabil toiletstol
- Højderegulerbar
- Lav vægt

Reservedele



Armlæn, par

Beskrivelse	Varenr.
One size	84006184



Rygstøtte

Beskrivelse	Varenr.
One size	84006181



Bækken

Beskrivelse	Varenr.
Bækken	84005066
Låg med håndtag	84005067



Pude til ryg, 1 cm polster

Beskrivelse	Varenr.
One size	84005065



Sædepude, 2 cm polster

Beskrivelse	Varenr.
One size	84005064



Ben og dupsko

Beskrivelse	Varenr.
Ben, 4 stk.	84005062
Dupsko, 4 stk.	84005063


Etac Swift fritstående toiletforhøjer

Swift fritstående toiletforhøjer er udviklet og designet til brugere, som har behov for en forhøjer over toilettet. Den har et enkelt design og den er let at højdeindstille uden brug af værktøj. På Swift fritstående toiletforhøjer giver armlænene god støtte til brugeren. Med en vægt på kun 3,9 kg er toiletforhøjeren let at placere over toilettet og flytte derfra igen. Swift toiletforhøjer er udført i et rustfri og rengøringsvenligt materiale.



Teknisk information Swift fritstående toiletforhøjer

Bredde, total med armlæn	56 cm
Højde, total med ryglæn	80 - 95 cm
Dybde, total med ryglæn	47 - 50 cm
Sæde	B 54 - D 41 cm
Sædehøjde, regulerbar	42 - 57 cm
Bredde mellem armlæn	45 cm
Vægt, toiletforhøjer	3,10 kg
Vægt, toiletforhøjer med armlæn	4,10 kg
Vægt, toiletforhøjer med armlæn og ryg	4,70 kg
Materiale	Polypropen / aluminium
Farve	Grå
Maks. brugervægt	160 kg



Egenskaber

- Stabil og sikker
- Skridsikre dupsko
- Lav vægt

	Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
	Swift fritstående toiletforhøjer	44429	81702020

Tilbehør



Sædeskål/lågholder

Beskrivelse	Varenr.
One size	80209266



Bækken

Beskrivelse	Varenr.
Bækken m. låg	84005068
Bækken u. låg	84005066
Låg	84005067



Toiletpapirholder

Beskrivelse	Varenr.
One size	80301629

Reservedele



Armlæn, par

Beskrivelse	Varenr.
One size	84006184



Ben og dupsko

Beskrivelse	Varenr.
Ben, 4 stk.	84005062
Dupsko, 4 stk.	84005063


Etac Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer

Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer. Det almindelige toiletsæde med låg løftes blot og skal ikke afmonteres. Efter justering sidder Hi-Loo sikkert og stabilt på toiletkummen og er klar til brug. Toiletforhøjeren er nem at afmontere og overfladen er let at rengøre.



Egenskaber


- Stabil og funktionel
- Rengøringsvenlig
- Nem montering/afmontering
- Lav vægt



Hi-Loo er nem at tilpasse til de fleste toilet-kummer ved hjælp af enkle justerbare kantstop.

Teknisk information Hi-Loo

Højde	6 eller 10 cm
Sædeåbning, bredde målt forinden	20 cm
Sædeåbning, dybde målt forinden	27 cm
Vægt	1,1 kg og 2,3 kg
Materiale	Polypropen / polyethylen /
	Kantstop: ABS/PC
Maks. brugervægt	150 kg



	Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
	Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer u. låg - 6 cm	12486	80301065
	Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer u. låg - 10 cm	12488	80301105
	Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer m. låg - 6 cm	103069	80301067
	Hi-Loo løstmonteret toiletforhøjer m. låg - 10 cm	103070	80301101

Etac Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer er en stabil og funktionel toiletforhøjer, som er med til at sikre en tryk og sikker forflytning til og fra toilettet. Det ergonomiske sæde har udskæring til personlig hygiejne. Hi-Loo har enkle former og en glat overflade, hvilket gør den let at rengøre.

Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.








Egenskaber

- Fås med eller uden armlæn
- Stabil og funktionel i diskret design
- Nem montering/afmontering
- Rengøringsvenlig

Med den nye forbedrede snap-funktion, monterer man hurtigt og enkelt Hi-Loo sædet. En kliklyd sikrer, at sædet er korrekt monteret. For at fjerne sædet, skal man blot trække i de to orange knapper og derefter løfte sædet af.

Teknisk information Hi-Loo

Højde	6 eller 10 cm
Højde, skråtstillet med armlæn	For: 6 cm - Bag: 10 cm
Vægt uden armlæn	2,6 kg eller 3,4 kg
Vægt med armlæn	4,9 kg eller 5,8 kg
Vægt skråtstillet med armlæn	5,5 kg
Højde (fra sæde til overkant af armlæn)	23 cm
Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn)	12 cm
Bredde (ydermål armlæn) / (mellem armlæn)	60 cm / 49 cm
Sædeåbning, bredde målt forinden	19,5 cm
Sædeåbning, dybde målt forinden	27,0 cm
Materiale	Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålør
Minimum afstand fra monteringshuller til cisterne	2,5 cm
Afstand mellem huller	12,8-20,2 cm
Maks. brugervægt	150 kg



Beskrivelse

HMI-nr.

Varenr.

Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 6 cm	16093	80301106
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 10 cm	16094	80301107
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 6 cm	16095	80301316-2
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 10 cm	16096	80301317-2
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer skråtstillet med armlæn	18556	80301318-2
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer forberedt for armlæn, 6 cm	74578	80301114-2
Hi-Loo fastmonteret toiletforhøjer forberedt for armlæn, 10 cm	74577	80301115-2

Tilbehør

Tværlås, L: 60,5 cm	80303034
Toiletpapirholder, komplet	83030001


Etac My-Loo løstmonteret toiletforhøjer

My-Loo løstmonteret toiletforhøjer med kantstop er udviklet i samarbejde med erfarne industrielle designere. Med sine bløde, svungne linjer og fremragende ergonomi har toiletforhøjeren ekstra komfort og et design, som passer perfekt i det moderne badeværelse.




Egenskaber

- Enkel at holde ren og frisk
- Sikker og hurtig montering
- Designet til funktion og komfort
- Fås i to forskellige højder







Teknisk information My-Loo - løstmonteret toiletforhøjer

Højde	6 eller 10 cm
Vægt uden låg	6 cm: 0,8 kg, 10 cm: 1,1 kg
Vægt med låg	6 cm: 1,2 kg, 10 cm: 1,4 kg
Materiale	Polypropen / TPE
Maks. brugervægt	190 kg



Mål

Ydre, bredde x dybde	36 cm x 40 cm
Åbning, bredde x dybde	23 cm x 36 cm
Sædehøjde	6 cm, 10 cm
Afstand mellem kantstop	29 cm - 38 cm



	Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
	My-Loo løstmonteret toiletforhøjer, 6 cm	109592	80301520
	My-Loo løstmonteret toiletforhøjer, 10 cm	109594	80301521
	My-Loo løstmonteret toiletforhøjer*, 6 cm	109595	80301522
	My-Loo løstmonteret toiletforhøjer*, 10 cm	109596	80301523
* inkl. låg			
Tilbehør			
	Låg		80301625
	Blød sædepude		80301604

Etac My-Loo fastmonteret toiletforhøjer

My-Loo fastmonteret toiletforhøjer er en funktionel toiletforhøjer, der passer på de fleste toiletter - også væghængte toiletter, hvor det ikke er muligt at benytte gennemgående bolte! (Monteringssæt inkl. støtteben skal her tilkøbes). My-Loo er udviklet med fokus på høj komfort, sikkerhed og støtte, og er yderst nem at montere. Det unikke og patenterede armlæn er med til at give brugeren en god oplevelse.



Varianter

Egenskaber

- Justerbare armlæn
- Rummelig og praktisk
- Sikker og komfortabel
- Enkel og praktisk montering
- Rengøringsvenlig
- Stabil



My-Loo 2 cm
med armlæn



My-Loo 6 cm
med armlæn



My-Loo 10 cm
med armlæn



My-Loo 6 cm
uden armlæn








My-Loo 10 cm
uden armlæn

Teknisk information My-Loo - fastmonteret

Højde	2, 6 eller 10 cm
Vægt uden armlæn	6 cm: 2,2 kg, 10 cm: 2,4 kg
Vægt med armlæn	2 cm: 3,2 kg, 6 cm: 3,4 kg, 10 cm: 3,7 kg
Materiale	Polypropen / Rustfrit stål / TPE
Maks. brugervægt	150 kg
Maks. brugervægt med tilbehøret Støtteben	200 kg



Mål



Model/ Varenr.	Højde armlæn	Bredde/ Længde	Indvendige mål	Højde	Bredde mel- lem armlæn	Total bredde
80301515	21,5/24,5/28,5 cm	36/40 cm	21,5/28,5 cm	2 cm	48 cm	57 cm
80301516	17,5/20,5/24,5 cm	36/40 cm	23/36 cm	6 cm	48 cm	57 cm
80301517	13,5/16,5/20,5 cm	36/40 cm	23/36 cm	10 cm	48 cm	57 cm
80301518	-	36/40 cm	23/36 cm	6 cm	-	-
80301519	-	36/40 cm	23/36 cm	10 cm	-	-

Ved brug af Kit til topmontering, kan My-Loo monteres på toiletter uden gennemgående bolte. Ovenstående mål skal opfyldes, samt monteringshuller skal være Ø20 mm og dybde 20-50 mm.



Beskrivelse

HMI-nr.

Varenr.

My-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 2 cm	126701	80301515
My-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 6 cm	127005	80301516
My-Loo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn, 10 cm	127008	80301517
My-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 6 cm	127011	80301518
My-Loo fastmonteret toiletforhøjer uden armlæn, 10 cm	127013	80301519

Tilbehør og reservedele

Topmonteringssæt (inkl. støtteben)	80301626
Monteringssæt med kortere skruer	80301053
Tværlås, L: 60,5 cm	80303034
Toiletpapirholder, komplet	80301601
Støtteben	80301603
Blød sædepude	80301604
Opbevaringskurv	80301602
Armlæn (par)	80301606
Toiletlæg og -sæde, My-Loo 2 cm	84006215
Toiletlæg og -sæde, My-Loo 6 cm	84006220
Toiletlæg og -sæde, My-Loo 10 cm	84006221


Etac Cloo fastmonteret toiletforhøjer

Cloo er en stabil og funktionel toiletforhøjer udført i et diskret design. Toiletforhøjeren kan slås op og tillader stående brug, uden at bruger skal holde på sædet. Cloo er med sine afrundede kanter og sit ergonomisk udformede sæde rengøringsvenlig.

Cloo toiletforhøjer kan indstilles i 3 forskellige højder, 6 cm, 10 cm og 14 cm. Leveres som standard indstillet til en højde på 10 cm. Når fæstebeslaget er monteret og en højde på 6 cm ønskes, fjernes blot de 4 forhøjningsklodser. Der kan altid ændres på højden uden at løsne fæstebeslaget. For at opnå en højde på 14 cm bestilles endnu et sæt 4 cm forhøjningsklodser. Cloo fås med og uden armlæn. Det er dog muligt at eftermontere armlæn på en Cloo.



Indstillingsmuligheder



Teknisk information Cloo fastmonteret toiletforhøjer

Åbning: Dybde x Bredde	29 x 22 cm
Sæde bredde	40 cm
Sæde justering	6/10/14 cm
Armlæns højde fra sædets top	21 cm
Total bredde uden armlæn	40 cm
Total bredde med armlæn	60 cm
Bredde mellem armlæn	49 cm
Vægt med armlæn	4,8 kg
Vægt uden armlæn:	3,3 kg
Materiale	Polypropen / polymid / aluminium
Farve	Hvid / grå
Maks. brugervægt	150 kg



Egenskaber

- Stabil og funktionel
- Kan leveres med og uden armlæn
- Kan indstilles i 3 højder

	Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
	Cloo fastmonteret toiletforhøjer med armlæn	44519	80301214
	Cloo fastmonteret toiletforhøjer	44496	80301204

Tilbehør



Armlæn

Beskrivelse	Varenr.
Komplet sæt	80301220



Forhøjningsklodser

Beskrivelse	Varenr.
4 stk., 4 cm	80301221



Blød sædepude

Beskrivelse	Varenr.
Blød sædepude	80301604

Etac Supporter toiletarmhlæn

Supporter er et enkelt og funktionelt toiletarmhlæn, som monteres direkte på toilettet. Supporter fås i to varianter, en med fast armlænsghøjde og en med justerbar armlænsghøjde. På begge varianter er armlænene opklappelige og aftagelige. Supporter leveres med både låg og sæde og passer til de fleste toiletter. Afstanden mellem hullerne i toiletkummen skal være mindst 9,5 cm og maks. 30,5 cm.





Egenskaber




- Diskret design
- Enkel og funktionel
- Med opklappelige og aftagelige armlæn



Supporter toiletarmlæn, højdeindstillelig

Teknisk information Supporter toiletarmlæn

	Standard fast armlænshøjde	Standard indstillelig armlænshøjde
Højde (fra sæde til overkant af armlæn)	25 cm	24 eller 31 eller 37,5 cm
Bredde (fra sæde til yderkant af armlæn)	12 cm	12,5 cm
Længde (armlæn)	41,5 cm	41,5 cm
Bredde (ydermål armlæn)	60 cm	62,3 eller 51,3 cm
Bredde (mellem armlæn)	49 cm	51,2 eller 33,6 cm
Vægt	5 kg	4,8 kg
Maks. brugervægt	150 kg	130 kg
Materiale	Polypropen / aluminium / pulverlakeret stålør	



	Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
	Supporter toiletarmlæn	12094	80303112-2
	Supporter toiletarmlæn, højdeindstillelig	16447	80303018-2

Tilbehør



Beslag til alarm

Beskrivelse	Varenr.
Komplet sæt	80303027



Toiletpapirholder

Beskrivelse	Varenr.
Komplet	83030001

Etac Clean bade- og toiletstol

Clean er en stabil højdejusterbar bade- og toiletstol. Tryk, enkel og sikker for både brugere og hjælpere. Hver detalje på Clean er udformet for at lette bad og toiletbesøg for både bruger og hjælper. Sædet er åbent bagtil, hvilket gør intimhygiejnen nemmere. Fodpladen er fastmonteret på stolen og altid tilgængelig for brugeren. Pladen kan let skubbes ind under stolen, og Clean kan stadig køres helt ind over toilettet. Clean er i et rengøringsvenligt design uden samlinger, hvilket betyder, at der ikke står vand i rørerne. Derudover har sæde, ryg og fodstøtte en skridsikker overflade, så brugeren altid sidder sikkert og trygt. På alle fire hjul er der bremser, som også sikrer mod drejning af hjul.

Til brugere som kan og vil klare sig selv, findes Clean også med 24" drivhjul. Clean med drivhjul er stabil, velafbalanceret og letkørende. Brugeren sidder sikkert, og bremserne er let tilgængelige uden at sidde i vejen ved sideværtsforflytning. Tilbehørsprogrammet gør Clean meget fleksibel og nem at tilpasse den enkelte brugers behov.



Egenskaber

- Stabil
- Bredt tilbehørsprogram
- Letkørende
- Aftagelige armlæn



Clean højdejusterbar



Clean med drivhjul

Teknisk information Clean bade- og toiletstol

	Clean højdejusterbar	Clean med drivhjul
Bredde	54 cm	67 cm
Højde	102 - 114,5 cm	107 cm
Længde uden fodstøtte	56,5 cm	74 cm
Sædebredde	48 cm	48 cm
Sædehøjde	47,5-60 cm	55 cm
Bredde mellem armlæn	43,5 cm	43,5 cm
Armlænsenhøjde	22 cm	22 cm
Armlænslængde	36 cm	36 cm
Hjul	12,5 cm	12,5 cm (forhjul)
Frihøjde under sæde	40,5 - 53 cm	49,5 cm
Vægt	14,2 kg	20 kg
Materiale	Polypropen / polyamid / pulverlakeret stålør	Polypropen / polyamid / Pulverlakeret
stålør		
Farve	Hvid	Hvid
Maks. brugervægt	130,0 kg	130,0 kg



Beskrivelse

HMI-nr.

Varenr.

Clean højdejusterbar bade- og toiletstol, hvid	102721	80229207
Clean med drivhjul, hvid	102722	80229276

Tilbehør



Blød rygstøtte

Varenr. 80209225
Justerbar med velcrostropper
Kan vaskes ved max 60° C.



Sidestøtter

Varenr. 80209509
HMI-nr. 137053
Justerbar bredde.
Materiale: Polyester stof, velcro, polyethylen. vaskes ved max. 60° C.



Tværlås

Varenr. 80209246
Monteres på armlænene
Materiale: Aluminium, cellular polyethylen, polypropylen.



Sikkerhedsbælte

Varenr. 80209034
Monteres på ryglænets bagside.
Materiale: Polyester.



Hoftebælte/Brystbælte

Varenr. 80209440
Justerbar længde, velcrostropper.
Materiale: Polyester.



Brystbælte

Varenr. 80209442
Justerbar længde. Monteres på ryglænet. OBS! Skal altid benyttes sammen med hoftebæltet ovenfor.
Materiale: Polyester.



Komfort Kit

Varenr. 80209237
Inkluderer både komfortsæde og komfortryglæn.
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes



Komfortsæde Blødt

Sædeåbning, bredde 15 cm:
Varenr. 80209301
Sædeåbning, bredde 18 cm:
Varenr. 80209227
Et blødt formstøbt sæde i 2 versioner:
Smal eller bred åbning.
Materiale: polyurethan.
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Komfortryglæn

Varenr. 80209228
En blød rygstøtte med integrerede armlænsputer.
Materiale: polyethylen.
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.




Komfortarmlæn

Varenr. 80209226
Bløde og varme.
Materiale: polyethylen.
Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Blød sædepude

Varenr. 80209260
Varmereflekterende med non-slip overflade. Åbning 17 cm.
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Blød rygpude

Varenr. 80209261
Varmereflekterende med non-slip overflade.
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Blød sædepude uden åbning

Varenr. 80209247
Når der er behov for et helt sæde.
Materiale: polyethylen. Vaskes ved max. 60° C eller afsprittes.



Sæbeskål

Grå: Varenr. 80209266
Fastgøres på siden af sædet.
Indbygget holder til brusehovedet.
OBS! Passer ikke på Clean 24".
Materiale: Polypropylen.



Bækken

Bækken inkl. låg m. håndtag:
Varenr. 80209255
Bækken u. låg:
Varenr. 80209254
Låg med håndtag:
Varenr. 80209256
Materiale: polypropylen.

Tilbehør



Bækkenholder

Varenr. 80209257

Passer både bækken, sengebækken og alm. hospitalsbækken med tynd kant.



Spand med håndtag og låg

Varenr. 80209265

Spandeholder er ikke inkluderet.
Materiale: Polypropylen.



Spandholder

Varenr. 80209258

Passer Spand med håndtag og låg og andre spande med tyk kant. Materiale: Polypropylen.



Adapter for lav montering af bækken/spand

Varenr. 80209259

Fastgøres til spand/bækkenholder. Sænker spand/bækkenholderen med 6 cm. Materiale: Polypropylen.



Engangsbækkener, 50 stk.

Varenr. 80209282

Stærke og faste. 50 stk.



Engangsbækkenholder kit

Varenr. 80209229

Passer til engangsbækkener.

Tilbehør (kun) til Clean Højdejusterbar



Opklappelige fodstøtter

Varenr. 80209250

Aftagelige og højdejusterbare. Monteringskit er inkluderet. Materiale: pulverlakeret aluminiumsrør og polypropylen fodplader.



Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-2 er en fleksibel bade- og toiletstol, som giver de bedste muligheder for personlig pleje og komfort. Det brede tilbehørsprogram betyder, at Swift Mobil er meget fleksibel og nem at tilpasse til den enkelte brugers behov.

Sæde med god tilgængelighed

Sædet har åbning bagtil, hvilket giver hjælperen nem adgang til at assistere ved personlig pleje. Sædets overflade har "Etac Easy Clean" mønster, som giver en perfekt balance imellem friktion og rengøringsvenlighed.

Komfortabel aflastning

Den bløde rygpulstring, som tørrer hurtigt, har indbyggede stropper, som gør det muligt at indstille ryggen optimalt til den enkelte bruger. For støtte og komfortabel aflastning til de ekstra følsomme brugere, anbefaler vi de bløde sæder, som fås som tilbehør.

Nem og fleksibel tilpasning

Swift Mobil-2 har en maksimum brugervægt på 160 kg som standard, og den kan let højdejusteres fra 45 til 60 cm uden brug af værktøj. Armlænene kan justeres i højde og bredde. Swing-away fodstøtterne er højdejusterbare og fås også i en kort version, som f.eks. kan anvendes i kombination med et højere, blødt sæde.



Etac Swift Mobil-2

HMI-nr.

Varenr.

Swift Mobil-2
inkl. ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, bækken
med låg, opklæpelige og vinkeljusterbare fodstøtter
og 4 låsbare hjul.

118816

80229463-DK

Vægt og dimensioner

16,6 kg. Total bredde: 57/58/64 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar).

Etac Swift Mobil-2 XL

HMI-nr.

Varenr.

Swift Mobil-2 XL
inkl. ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, bækken
med låg, svingbare og aftagelige fodstøtter og
4 låsbare hjul.

128787

80229483

Vægt og dimensioner

17,3 kg. Total bredde: 61/64/70 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 48/54/60 cm (regulerbar).

Etac Swift Mobil-2 med opret ryg

HMI-nr.

Varenr.

Swift Mobil-2 med opret ryg
inkl. ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, opklæpelige
og vinkeljusterbare fodstøtter, 4 låsbare hjul

135042

80229489

Vægt og dimensioner

16,6 kg. Total bredde: 57/58/64 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar).


Materialer

Stel: pulverlakeret stål.
Sæde/Armlæn: polypropylen.
Ryglæn: polyester/velcro.
Fodstøtte: polypropylen.
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje.

Max brugervægt: 160 kg.



Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning.
Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.



Etac Swift Mobil-2 med opret ryg, perfekt til væghængte toiletter

Etac Swift Mobil-2 er yderst velegnet til brug over almindelige toiletter, men ved visse typer af væghængte toiletter bliver toiletstolen placeret for langt fremme i forhold til toilettets åbning idet ryggen/kørebjølen går


mod væggen. Med Swift Mobil-2 med opret ryg, kommer stolen 7 cm tættere på væggen, og passer dermed perfekt over væghængte toiletter. Den oprette ryg kan også tilkøbes som tilbehør.

Egenskaber



Sæde med åbning bagtil

Giver nem adgang for personlig pleje, og komfort for brugeren. Den unikke overflade, specielt udviklet til Etac, har den perfekte balance mellem friktion og rengøringsvenlighed, skridsikker og hygiejnisk!



Justerbare armlæn som standard

Nem tilpasning i forhold til forskellige brugeres behov. Armlænen på Swift Mobil-2 og Tilt-2 kan justeres 6 cm i højden og bredden. Armlænen på XL-modellerne kan justeres 6 cm i højden og 12 cm i bredden.



Justerbart ryglæn

Nem at tilpasse i forhold til brugerens figur, kropsholdning og behov for komfort. Rygbetrækket er fastgjort med 2 stropper omkring kørebøjlen for ekstra nem justering af hovedstøtte. Blødt og hurtigtørrende materiale.



Opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter

Fodpladerne kan klappes op og indstilles i vinkel, hvilket sikrer optimal understøttelse af fødderne. Nem indstilling af fodstøtten i forhold til underbenslængde. Ekskl. hælremme.

Bemærk at Swift Mobil-2 Standard og Swift Mobil-2 med opret ryg er udstyret med opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter (80209446).

Swift Mobil-2 XL er med svingbare og aftagelige fodstøtter (84001302).

Etac Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2 er designet med ekstra meget fokus på plejeren og brugeren. Med tiltbar sædeenhed lettes de mange udfordringer, som plejepersonalet står overfor i deres daglige arbejde, og giver samtidig den komfort og sikkerhed, brugerne har brug for, for at føle sig godt tilpas.

Tilt funktion

Swift Mobil Tilt-2 har en brugervenlig tiltfunktion, der giver øget sikkerhed for brugeren og en ergonomisk arbejdsstilling for plejeren. Tiltfunktionen (+ 5° til -35°) kan betjenes fra begge sider af stolen. Dette gør det nemt for plejeren at berolige og støtte brugeren, når han/hun vipper.

God tilgængelighed og komfort

Med god tilgængelighed rundt om sædeområdet gøres rutinerne for personlig pleje lettere. For følsomme brugere anbefales ekstra bløde komfortsæder. Det bløde og hurtigtørrende ryglæn og fodstøtterne giver brugeren en god komfort.

Passer mange brugere

Grundet disse features kan bade- og toiletstolen tilpasses mange brugerbehov og -størrelser: Maksimal brugervægt på hele 160 kg, højdejusterbar 45-60 cm (sæde-til-gulv), armlænene kan justeres i højde og bredde, og den højdejusterbare, svingbare fodstøtte tilbydes også i en kortere version.



Etac Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2

inkl. hovedstøtte, ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, bækken med låg, opklæpelige og vinkeljusterbare fodstøtter og 4 låsbare hjul.

HMI-nr.

118817

Varenr.

80229473-DK

Materialer

Stel: pulverlakeret stål.
Sæde/Armlæn: polypropylen.
ryglæn: polyester/velcro.
Fodstøtte: polypropylen.
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje.

Vægt og dimensioner

20,4 kg. Total bredde: 57/58/64 cm (regulerbar).
Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar).



Etac Swift Mobil Tilt-2 XL

Swift Mobil Tilt-2 XL

inkl. hovedstøtte, ryglæn, sæde, armlæn, svingbare og aftagelige fodstøtter og 4 låsbare hjul.

HMI-nr.

128788

Varenr.

80229481

Vægt og dimensioner

21 kg. Total bredde: 61/64/70 cm (regulerbar).
Bredde mellem armlæn: 48/54/60 cm (regulerbar).

Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning.
Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

Max brugervægt: 160 kg.

Etac Swift Mobil 24"-2

Etac Swift Mobil 24"-2 er en version med drivhjul, designet til den selvhjulpne bruger.

Nem at manøvrere

Denne bade- og toiletstol er enkel at bruge og let at manøvrere. Baghjulene er placeret for maksimal kontrol og er lette at nå. De opklappelige armlæn og god plads foran drivhjulene, samt sædets facon, letter forflytninger til og fra stolen.

Komfortabelt sæde

For bedre tilgængelighed ved personlig pleje, er sædet åbnet bagtil og har en fordykning fortil. Sædet er designet til at give komfort uanset brugernes siddestilling eller bækkenbredde. For yderligere komfort fås ergonomiske og bløde sæder (tilbehør).

Imødekommer mange behov

Grundet disse features kan Swift Mobil 24"-2 tilpasses mange brugerbehov og -størrelser: Maksimal brugervægt på hele 160 kg, højdejusterbar 45-60 cm (sæde-til-gulv), armlæne kan justeres i højde og bredde, og den bløde og justerbare ryg kan justeres og tilpasses for bedst mulig positionering og komfort.

For større brugere tilbydes en ekstra bred rygramme, der giver yderligere 6 cm mellem armlæne.



OBS! I Danmark leveres Swift Mobil 24"-2 med disse svingbare og aftagelige fodstøtter. Ekskl. hælrem.

Etac Swift Mobil 24"-2

Etac Swift Mobil 24"-2
inkl. Ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder,
opklappelige fodstøtter, 2 låsbare forhjul,
2 drivhjul og bremser.

HMI-nr.

118818

Varenr.

80229464

Vægt

25,1 kg

Dimensioner

Total bredde: 74 cm

Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar)

Materialer

Stel: pulverlakeret stål
Sæde/Armlæn: polypropylen
ryglæn: polyester/velcro
Fodstøtte: polypropylen
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje
Drivhjul: massive dæk, polyamid, kugleleje
Bremser: polyamid, rustfrit stål



Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 5 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning. Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

Max brugervægt: 160 kg.



Tilbehør til alle Swift Mobil-2 modeller



Blødt Komfortsæde, 4 cm åbning bagtil

Varenr. 80209519 / HMI-nr. 137043
Den ergonomiske form og betydelige blødhed giver behagelig lindring og støtte. Designet med en fordybning foran.
Materiale: Polyurethan.



Blødt Komfortsæde, 2 cm åbning bagtil

Varenr. 80209518 / HMI-nr. 137044
Den ergonomiske form og betydelige blødhed giver behagelig lindring og støtte. Designet med en fordybning foran.
Materiale: Polyurethan.



Blødt Komfortsæde, 4 cm

Varenr. 80209507/HMI-nr. 137045 (åbning 15 cm)
Varenr. 80209506/HMI-nr. 137048 (åbning 18 cm)
Blødt og ergonomisk formet sæde med en fordybning foran. Sædet er min. 4 cm tykt.
Materiale: Polyurethan.



Blødt Komfortsæde, 2 cm

Varenr. 80209306 / HMI-nr. 137049
Åbning 18 cm. Blødt og ergonomisk formet sæde med en fordybning foran. Sædet er min. 2 cm tykt.
Materiale: Polyurethan.



Blødt sæde uden åbning

Varenr. 80209434 / HMI-nr. 137052
Et komfortabelt lukket sæde som dækker hygiejneudskæringen. Kan benyttes i badet.
Tykkelse 2 cm.
Materiale: Polyurethan.



Blød sædepude med standard åbning

Varenr. 80209065 / HMI-nr. 16353
Skumpude med betræk af vandafvisende stof. Tykkelse 2 cm.
Materiale: Polyester/plastikbelagt.



Blød sædepude med oval åbning

Varenr. 80209067 / HMI-nr. 16355
Skumpude med betræk af vandafvisende stof. Tykkelse 4 cm.
Materiale: Polyester/plastikbelagt.



Hovedstøtte

Varenr. 80209521
Multi-justerbar hovedstøtte med bueformet pude. Justerbar i højde, dybde, sideværts og i vinkel. Leveres komplet.
Materiale pude: Polyurethan
Materiale monteringsstang: Rustfrit stål.



Komfort rygovertræk

Varenr. 80209455
Blød ryg med integrerede armlæns puder. Giver en varm og blød støtte. Håndtaget på armlænet dækkes ikke af overtrækket for bedre greb, når bruger skal rejse sig.
Materiale: Polyethylen.



Sidestøtter

Varenr. 80209509 / HMI-nr. 137053
Blødt rygstykke med sidestøtter.
Materiale: Polyester stof, velcro, polyethylen.



XL-ryg

Varenr. 80209454
Giver mere plads til skuldre og ryg hos den større bruger. Bredden mellem armlænenes øges 6 cm til totalbredde 48/54/60.
(Passer ikke til Swift Mobil Tilt-2).
Materiale: Polyester, pulverlakeret stål, rustfrit stål, polypropylen.



Opret ryg

Varenr. 80209529
Passer optimalt til væghængte toiletter, da stolen kan placeres 7 cm tættere på væggen sammenlignet med en standard ryg.
(Passer ikke til Swift Mobil Tilt-2).
Materiale: Samme som ved XL-ryggen.



Tværlås

Varenr. 80303034 / HMI-nr. 137061 (60,5 cm)
Varenr. 80209452 / HMI-nr. 137065 (66,5 cm)
Fastgøres til armlænen.
Materiale: Aluminium, polyethylen.



Blød rygpude

Varenr. 80209448
Giver brugeren varme og blødhed. Denne rygpude fastgøres ikke på armlænen, så disse fortsat kan slå op for at give god plads til sideværts forflytning.
Materiale: Polyethylen.

Tilbehør til alle Swift Mobil-2 modeller



Urinfanger

Varenr. 80209430 / HMI-nr. 137054
En blød urinfanger, som er nem at montere og afmontere.
Materiale: Polyurethan.



Armlæns puder

Varenr. 80209508
Armlæns puderne udgør et varmt og blødt underlag og støtte for armene. Håndtaget på armlænet dækkes ikke af puderne for bedre greb, når bruger skal rejse sig. Sælges parvis.
Materiale: Polyethylen.




Hemiplegiarmlæn

Varenr. 80209035
Den konturerede form giver støtte til brugerens underarm. Varmereflekterende materiale. Passer både til venstre og højre armlæn.
Materiale: Polyethylen.



Lås til armlæn

Varenr. 80209445
Låsefunktion til armlæn fastlåser armlænet i enten op- eller nedslået position.
Materiale: Rustfrit stål.



Hofte-brystbælte

Varenr. 80209440
Nem at justere med plastikspændet. Monteres omkring rygrørerne med velcrostropper.
Materiale: Polyester



Brystbælte

Varenr. 80209442
Let at justere. Fastgøres omkring stropperne på rygstøttepolstringen. Samtidig brug af hoftebælte anbefales.
Materiale: Polyester.



Hofte-/brystbælte (polstret)

Varenr. 80209524
Todelt bælte, der kan bruges enten som hofte- eller brystbælte. Justerbart med 3 spænder, længde 65-130 cm. Materialet er behageligt og hurtigtørrende.



Spand med håndtag og låg

Varenr. 80209265
Traditionel spand som benyttes med spandholder.
Materiale: Polypropylen.



Spandeholder

Varenr. 80209258
Benyttes ved montering af spand eller bækken med høj kant. Der skal benyttes monteringsbeslag, som bestilles separat. (Se nedenfor)
Materiale: Polypropylen.



Bækken inkl. låg og håndtag

Varenr. 80209255
Designet form, der modvirker stænk. Låget har et håndtag, der låses fast på bækkenet og sikrer, at indholdet ikke spilder.
Materiale: Polypropylen.



Bækken og låg

Varenr. 80209254 (Bækken uden låg)
Varenr. 80209256 (låg med håndtag)
Designet form, der modvirker stænk. Låget har et håndtag, der låses fast på bækkenet og sikrer, at indholdet ikke spilder.
Materiale: Polypropylen.



Bækkenholder

Varenr. 80209257
Passer til Etac bækken og andre traditionelle hospitalsbækkener. Monteringsbeslag bestilles separat, se nedenfor.
Materiale: Polypropylen.



Monteringsbeslag

Varenr. 80209435
Monteres under sædet, hvilket gør det muligt at montere spande- og bækkenholder. Monteres med skruetrækker. Komplet sæt.
Materiale: Polyamid.



Adapter for lav montering af bækken/spand

Varenr. 80209259
Med denne adapter placeres bækkenholderen 6 cm lavere under sædet. Monteres med bækken- eller spandeholder og monteringsbeslag.
Materiale: Polypropylen.


Tilbehør til alle Swift Mobil-2 modeller



Bækkenlås

Varenr. 80209049

Holder bækkenet på plads, når stolens tilt-funktion benyttes. Passer til Swift Mobil Tilt-2. Materiale: Polypropylen



Trædestang

Varenr. 80209449

Letter færden over f.eks. dørtrin eller ramper. Leveres komplet med beslag. Materiale: Polypropylen og Aluminium.



Tipsikring Swift Mobil Tilt-2

Varenr. 80209459

Minimerer risikoen for at stolen tipper bagover. Anbefales især når tyngdepunktet er bagest i stolen, f.eks. ved benamputation. Materiale: Polypropylen og Aluminium.



Tipsikring Swift Mobil-2

Varenr. 80209439 (inkl. fæste)

Varenr. 80209438 (ekskl. fæste)

Minimerer risikoen for at stolen tipper bagover. Materiale: Polypropylen og Aluminium.



Tipsikring, fremadvendt

Varenr. 80209526

Tages i brug, hvis der er stor vægtbelastning foran på stolen. F.eks. ved bruger med ben lagt i gibs etc.



Hælremme

Varenr. 80209522

Monteres på fodpladerne. Forhindrer fødderne i at glide bagud. Kan reguleres i længden. Leveres som par.



Korte fodstøtter

Varenr. 80209520

En kort fodstøtte der kan svinges til siden. Fodpladen har en afrundet form. Leveres som par. Materiale: Rustfrit stål og Polypropylen.



Opklappelige fodstøtter

Varenr. 80209446

Justerbar for de brugere der har brug for en mere åben fodvinkel. Hælstropper kan monteres (bestilles separat). Leveres som par. Materiale: Rustfrit stål og Polypropylen.



Ben- og lægstøtte

Varenr. 80209437

Vinkelregulerbar ben- og lægstøtte, der passer både til højre og venstre side. Kan indstilles i fire vinkel positioner. Leveres stykvis. Materiale: Rustfrit stål og ABS-plastik.



Fodplade til ben- og lægstøtte

Varenr. 80209443

Kit med separat fodplade, som kan monteres sammen med ovenstående ben- og lægstøtte. Materiale: ABS plastik.



Amputationsbenstøtte

Varenr. 80209510

Justerbar i højde, længde og vinkel. Kan monteres i både højre eller venstre side. Er brugeren benamputeret, anbefales tipsikring. Materiale: Rustfrit stål og polyurethan.



Kit for øget afstand ml. benstøtter

Varenr. 80209525

Øger afstand mellem benstøtterne med 12 cm. Er monteret som standard på Swift Mobil-2 XL og Swift Mobil Tilt-2 XL.





Drivhjulskit 24"

Varenr. 80209436

Med inbyggede fæster for tipsikring. 24" drivhjul med massive dæk inkl. fæste og bremse. Nemt at montere. Materiale: Polyamid, Rustfrit stål, Polyurethan og Aluminium.

Etac Beauty Serien

Beauty er vores prisbelønnede serie af kropsplejehjælpemidler til personer med nedsat bevægelighed og svage muskler. Produkternes unikke kombination af god funktion, ergonomiske egenskaber og banebrydende design øger rækkevidden samtidig med, at belastningen af hænder, arme og skuldre minimeres.



Beskrivelse	Mål (L)	Vægt	HMI-nr.	Varenr.
1 Rygbadebørste	77 cm	203 g	21834	80210080
Løs vaskesvamp til rygbadebørste (2 stk)				80210104
2 Badebørste	38 cm	112 g	21527	80210076
Løs vaskesvamp til badebørste (2 stk)				80210103
3 Hårvasker	36 cm	112 g	21348	80210078
4 Lang kam	37 cm	90 g	21349	80210070
5 Kam	30 cm	80 g	21528	80210068
6 Lang hårbørste	37 cm	112 g	21350	80210074
7 Hårbørste	29 cm	102 g	21832	80210072
8 Holder til neglefil	11 cm	45 g	21526	80210082

Tåvasker

Tåvaskeren har et langt håndtag, hvilket gør det nemmere for brugeren at nå ben, fødder og ryg.



Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Varenr.
Tåvasker	L 71,0 cm	12748	HCAA1847
Ekstra klud til tåvasker			AL30471

Badebukser

Badebuksen er til personer, der har problemer med inkontinens. Den er produceret af Helly Hansen Specialprodukter og er lavet i et 100% vandtæt materiale med neoprengummi i taljen og omkring lårene. Badebuksen produceres efter individuelle mål og kan vaskes ved 40 grader.

Beskrivelse	HMI-nr.	Art.nr.
Badebuds, inkontinens, størrelse efter mål	43607	AL78110




Bestillingsskema

Målangivelse for inkontinens badebuds

Se på tegningen ved måltagning og skriv målene i nedenstående skema. **Alle mål tages direkte på den nøgne krop**

A:	Livvidde, taljens omkreds	cm
B:	Sædehøjde venstre side, måles fra taljen til sædeflader	cm
C:	Sædehøjde højre side, måles fra taljen til sædeflader	cm
D:	Venstre lårvidde, omkredsen måles øverst på låret	cm
E:	Højre lårvidde, omkredsen måles øverst på låret	cm
F:	Sædevidde (hoftemål), bredeste del rundt om sædeflader (hoftens omkreds)	cm



Badebukserne har 5 cm bred elastik i taljen og omkring lårene. Dette bliver lagt til de opgivne mål.

Blevidde bliver også lagt til det opgivne mål. OBS! Badebukser, som er produceret efter mål, tages ikke retur.

	Faktureringsadresse	Leveringsadresse
Sted:		
Adresse:		
Postnr. / by		
Att.: (Bestiller)		
Telefon:		
Brugerens navn:		
EAN nr.:		
Rekv. nr.:		

Hårvaskebakke

Hårvaskebakker er en hjælp til de, der ikke selv kan klare hårvasken. Denne oppustelige model er specielt egnet til sengeliggende personer.




Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Varenr.
Oppusteligt hårvaskebassin	L 66,0 x B 57,0 cm	19794	HCAA1874


Etac Torkel toiletpapirtang

Med toiletpapirtangen er det muligt for mange mennesker med nedsat bevægelighed selv at klare toiletbesøgene. Tåler kogning.


Beskrivelse	Mål	HMI-nr.	Varenr.
Toiletpapirtang	L 33,0 cm	01843	80304001



Tangen åbnes og papiret anbringes mellem kæberne.



Toiletpapiret rulles løst omkring tangen, så det dækker spidsen.



Tangen føres ned mellem benene og der tørres.



Tangen åbnes og det brugte papir rystes af.

Øvrige produkter



Kaskad toiletforhøjer

Beskrivelse	Varenr.
One size	80302012
HMI-nr.	18693



Stabel badeskammel

Beskrivelse	Varenr.
One size	81204002
HMI-nr.	15710



Version 1 - 2023 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S



+45 79 68 58 33



info@etac.dk



www.etac.dk

 **etac**[®]
Creating Possibilities