



**Etac Light – bestick  
med erkänt god  
form och funktion**

**etac®**



## Light – bestick

Besticken finns i ett antal former och är avsedda för personer med nedsatt kraft och rörlighet i hand och arm som gör det lättare att äta. Gemensamt för dem alla är den låga vikten. Samtliga bestick tål maskindisk.

### Bestick med lätta tjocka skaft

De lätta och tjocka besticken är skonsamma mot smärtande fingrar och avlastar handen. Handtagen är ovala med en mjukt avrundad topp. De kan greppas på flera olika sätt och ligger säkert i handen. Den stora skedens handtag är smalare vilket underlättar ett grepp mellan tumme och pekfinger. Kniven har en vass egg och handtagets vinkel mot knivbladet ger en skön avlastning åt pekfingret.



#### Light tjockt skaft

#### Art. nr

Light gaffel, tjockt skaft	80402002
Light sked, tjockt skaft	80402004
Light kniv, tjockt skaft	80402006
Light dessertsked, tjockt skaft	80402007

#### Material

Ätdel: Rostfritt stål  
Skaft: ABS-plast

#### Vikt och längd

Gaffel: 27 g, 18 cm  
Sked: 37 g, 22 cm  
Kniv: 23 g, 21 cm  
Dessertsked: 30 g, 18 cm

#### Design

Ergonomidesign  
Tål maskindisk.

### Bestick med lätta smala skaft

De smala och långa besticken underlättar vid generell nedsatt muskelkraft. Handtagen är mjukt kantiga och är utmärkta att hållas med "pennfattning". Den extremt låga vikten i kombination med bestickens längd gör att endast minimal kraft och rörelseomfång krävs för att föra ätdelen till munnen.



#### Light smalt skaft

#### Art. nr

Light gaffel, smalt skaft	80401003
Light sked, smalt skaft	80401005
Light kniv, smalt skaft	80401001
Light dessertsked, smalt skaft	80401007

#### Material

Ätdel: Rostfritt stål  
Skaft: ABS-plast


#### Vikt och längd

Gaffel: 24 g, 21 cm  
Sked: 34 g, 21 cm  
Kniv: 21 g, 22 cm  
Dessertsked: 26 g, 20 cm

#### Design

Ergonomidesign  
Tål maskindisk.

Med mycket nedsatt handfunktion är det lättare att hålla och lyfta bestick med "pennfattning".



## Kombinationsbestick

Dessa bestick kombinerar kniv/gaffel alternativt kniv/sked vilket gör det möjligt att äta med bara en hand. Handtagen har en plan sida, vilket underlättar varierande grepp med bibehållen stabilitet. Kniv/gaffeln finns i två varianter, för höger respektive vänster hand. Kniv/skeden är utformad för att passa både höger och vänster hand. På samtliga bestick ligger kniveggen på ätodelns undersida, för att undvika skärsår i mungöpan.

Light kombinationsbestick		Art. nr
Kniv/sked		80403001
Kniv/gaffel, höger hand		80403002
Kniv/gaffel, vänster hand		80403003
<b>Material</b>	<b>Vikt och längd</b>	<b>Design</b>
Ätodel: Rostfritt stål Skaf: ABS-plast	Kniv/gaffel: 25 g, 18 cm Kniv/sked: 35 g, 20 cm	Ergonomidesign Tål maskindisk.



Med kombinationsbesticken kan greppet varieras för både att skära och plocka upp maten från tallriken.

## Vinklad sked

En vinklad sked underlättar när koordinationen är nedsatt eller när handled och underarmrörelser är begränsade. Handtaget är utformat för att kunna användas med både "pennfattning" och tvärhandsgrepp. Skeden finns i två varianter, för höger respektive vänster hand.

Light vinklad sked		Art. nr
Sked, höger hand		80403201
Sked, vänster hand		80403202
<b>Material</b>	<b>Vikt och längd</b>	<b>Design</b>
Ätodel: Rostfritt stål Skaf: ABS-plast	35 g, 19 cm	Ergonomidesign Tål maskindisk.



De vinklade skedarna ligger stadigt i handen.



Besticken ligger stadigt i handen och är sköna att greppa.



Med mycket nedsatt handfunktion är det lättare att hålla och lyfta bestick med "pennfattnig".



De vinklade skedarna ligger stadigt i handen.



Med kombinationsbesticken kan greppet varieras för både att skära och plocka upp maten från tallriken.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)