

Immedia MiniBoard

Förflyttningsbår

Immedia MiniBoard är lämplig vid lyft från golv när personlyft inte kan användas. Kan också användas vid förflyttning mellan säng och operationsbord eller vid förflyttningar och vändning i säng. Den styva bottenplattan i kombination med den glatta ytan gör det enkelt att placera förflyttningsbåren under patienten.

Finns även med huvudstöd vilket ger patienten ett tryggt stöd för huvudet under förflyttningen.

Användningsområden

- Liggande förflyttning
- Upp från golv



Varianter av MiniBoard












4 handtag, rektangulär



6 handtag, rektangulär

Beskrivning	B x L (cm)	Art.nr	Specifikationer
Immedia MiniBoard			Över- och undersida: nylon
Medium 4 handtag	54 x 110	IM8011054	Mellanskiva: polyetylen
Large 6 handtag	54 x 150	IM8015054	Handtag: polyester
Med huvudstöd Large 7 handtag	54 x 124	IM8012454	
Med huvudstöd XL 11 handtag	54 x 200	IM8020054	Max. brukarvikt: 150 kg

Kan torkas av med desinfektionsmedel. Använd inte sköljmedel eller klorin. Kom ihåg att ta ut polstring och plastskiva före tvätt.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se