



Molift Air 200

Taklyft med många möjligheter,
funktionell design och hög säkerhet

 **etac**[®]

Molift Air 200

Molift Air 200 är en väldesignad och mycket funktionell taklyftsmotor för patienter som väger upp till 205 kg. I kombination med Molift skensystem och Molift lyftselar hanterar denna lyft de flesta vardagliga lyftsituationer inom sjukvården och andra patientmiljöer.

Bekvämlighet och kvalitet

Molift Air 200 uppfyller behovet av maximal komfort, effektiva och säkra lyft. Lyftens utformning och användarvänlighet erbjuder en utomordentlig frihet och gör det möjligt för en ensam vårdare att hantera vardagliga lyftsituationer och samtidigt få mer tid över för omvårdnad av den enskilda patienten. Som vårdgivare får man också en bättre arbetsmiljö eftersom inga manuella lyft krävs. Patienten får en mer värdig, säker och bekväm överflyttning.

En flexibel lyft

Molift Air 200 är lämplig för sittande eller liggande överflyttningar samt för stå- eller gåträning.

Taklyftsmotorn används tillsammans med fasta takskenor men kan även användas ihop med portabla, fristående system. Motorn är enkel att hantera vid installation och service tack vare den väldigt låga vikten och den smarta quick release-funktionen.

Molift Air 200 erbjuder flexibla lösningar, såsom intuitiv handkontroll och möjlighet till rum-till-rum förflyttningar. Lägg därtill de olika säkerhetsfunktionerna, ett stort lyftintervall och ett brett sortiment av olika lyftbyglar. Motorn är en komplett lösning för alla vårdmiljöer.



Produktmodell	Ingår	Art. nr.
Molift Air 200 SLA-batteri	Motor, handkontroll, laddare	M26200
Molift Air 200 Litiumbatteri	Motor, handkontroll, laddare	M26201
Molift Air 200 IRC*		M26356
Molift Air 200 IRC* Motordriven åkvagn		M26358
Molift Air 200 motordriven åkvagn		M26359

*IRC = In Rail Charge (laddning i skena)

Specifikationer	
Molift Service Tool (mjukvara)	Ingår
Nödsänkning	Mekanisk och elektrisk
Nödstopp	Kan nås från golvet med snöre. Återställning möjligt från golvet
Skyddsklass; handkontroll och lyftmotor	IP24

Specifikationer

Max brukarvikt (SWL)	205 kg
Totalvikt	8,6 kg
Längd	360 mm
Bredd	190 mm
Höjd	195 mm
SLA-batteri	12 V SLA 2,9 Ah
Litiumbatteri	25,6 V LiFePO4 2,4 Ah
Batteriladdare	100–240 V AC, 40–60 Hz
Laddningstid för batteri	6 timmar
Motor	24 V DC
Lyftintervall	3 000 mm
Lyfthastighet 75 kg	60 mm/sekund
Förväntad livslängd:	30 000 lyft (SWL)/10 år



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.



Egenskaper



Liten motor med stor lyftkapacitet

Molift Air 200 är en mycket kompakt motor som endast väger 8,6 kg. Den har trots det en lyftkapacitet på 205 kg. Storleken och vikten gör att den är mycket lätt att hantera och förflytta vid olika vårdssituationer.



Tyst och mjuk drift

Molift Air 200 är mycket tystgående och har mjuka start och stopp. Detta gör att patienten känner sig trygg och säker vid en överflyttning.



Quick release-enhet för åkvagn

Molift Air 200 är enkel att hantera vid installation och service tack vare den väldigt låga vikten och den smarta quick release-funktionen.

Med ett enkelt handgrepp kopplas motorn till eller från åkvagnen.



Intuitiv handkontroll

Kan fästas på lyftbygel eller placeras i en väggmonterad laddstation. Enkel att hantera och alltid till hands när den behövs.

Tillbehör:



4-punkts lyftbygel:

Lättviktsaluminium, SWL 350 kg

4-punkts lyftbygel 350 (S)	2530210
4-punkts lyftbygel 450 (M)	2530211
4-punkts lyftbygel 550 (L)	2530212
4-punkts lyftbygel 650 (XL)	2530213



Molift Air våg

Vågen räknar ut BMI (Body Mass Index) med en enkel knapptryckning. Godkänd klass III.

Våg SWL 300 kg.....1840000



2-punkts lyftbygel:

Lättviktsaluminium, SWL 350 kg

2-punkts lyftbygel 350 (S)	2530115
2-punkts lyftbygel 450 (M)	2530120
2-punkts lyftbygel 550 (L)	2530125



Molift Stretcher Bår

Flexibel skålförmad bår, idealisk för liggande lyftsituationer på sjukhus och institutioner. SWL 300 kg

Molift Stretcher MRI..... 2150108



2-punkts Pigtail-lyftbygel

Lättviktsaluminium, SWL 350 kg

2-punkts Pigtail-lyftbygel 350 (S)	1830033
2-punkts Pigtail-lyftbygel 450 (M) ...	1830032
2-punkts Pigtail-lyftbygel 550 (L)	1830031



Övriga tillbehör

Enhet för förflyttning från rum till rum 2510295



8-punkts lyftbygel:

För förflyttningssituationer med Fabric Stretcher.
Stål, SWL 300 kg

8-punkts lyftbygel.....2140003



Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se