



Molift Partner 255

Lyften som lyfter brukaren lodrätt

 **etac**[®]

Molift Partner 255

Molift Partner 255 är en perfekt lösning för sjukhus och vårdenheter. Ett lodrätt lyftmönster håller brukaren på samma avstånd från masten under hela lyftet vilket ger en säker och stabil position.

Enkel att manövrera

När lyften används tillsammans med 4-punkts lyftbygel och Molifts Easy lyftselar ger detta en bekväm och korrekt placering från liggande till sittande och tvärtom. Låg vikt och optimal hjulplacering gör det otroligt lätt att manövrera Molift Partner 255. I kombination med det låga chassit och elektrisk benbreddning kan lyften användas i stort sett överallt.

Smarta funktioner

Lyften är utrustad med Molift service tool som har inbyggd automatisk servicevarning. Molift Partner 255 har elektronisk och manuell nödsänkingsfunktion och nödstopp.

Gåträning

Den höga lyfthöjden tillsammans med stort utrymme inne i lyften gör Partner 255 mycket lämplig till gåträning. Extra stödarmar finns som tillbehör.



Benämning

Molift Partner 255 inkl integrerad laddare och 4-p lyftbygel M

Art.nr

M13017

Max brukarvikt 255 kg

Material Aluminium och stål

Service tool Ingår

Totalvikt 42,5 kg

Höjd 190 cm

Längd 117 cm

Hjulunderredets bredd

70 cm utvändigt med stängda ben
107 cm invändigt med öppna ben

Hjulunderredets höjd 11,5 cm

Lyftområde 40-167 cm

Batteri NiMH 26,4 V - 2,2 Ah

Laddningstid batteri Ca 3 timmar

Lyft hastighet 3 cm / sek

Antal lyft Ca 50 lyft med 75 kg i 50 cm

Underhåll



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.



Unika egenskaper



4-punkts-lyftbygel

Molifts standard 4-punkts lyftbygel ger en bekväm sittställning i alla lyftsituationer.



Miljövänliga batterier

Partner 255 har miljövänligt NiMH batteri och är utrustad med integrerad laddare.



Molift Service tool

En automatisk servicevarning är en inbyggd programvara som räknar ut när lyften behöver service utöver den rekommenderade årliga kontrollen.

Tillbehör



Molift Partner 255 Scale

Vågen uppfyller relevant teknisk standard och är godkänd som klass III-våg. Vågen kan beräkna BMI (Body Mass Index).
Art. nr: 1331002



Molift Stretcher bår

Molift Stretcher är en användarvänlig, flexibel och skålförmad bår för sjukhus och institutioner. Den är designad för förflyttning med en 4-punkts lyftbygel från liggande till liggande, från och till säng och operationsbord eller från golv.

Molift Partner 255 Support Arms

Molift Partner 255 kan beställas med justerbara stödarmar som kan användas tillsammans med en gåsele för gåträning.
Art. nr: 1311052



Hög lyftkapacitet och stort utrymme gör det enkelt och säkert att lyfta ifrån golvet.

Molift Stretcher som tillbehör är en användarvänlig, flexibel och skålförmad bår för sjukhus och institutioner. Den är designad för förflyttning med en 4-punkts lyftbygel från liggande till liggande, från och till säng och operationsbord eller från golv.



”Vi vill ge människor möjlighet att påverka sin egen tillvaro och skapa en egen vardag på sina egna villkor – oavsett fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities