

# Molift RgoSling Comfort HighBack

Tilpasser seg kroppsformen

## Støtte for hele ryggen

Molift RgoSling Comfort HighBack er et helt kroppsstøtte-seil laget av polyester nettmateriale som puster og tørker raskt. Det er spesielt godt egnet når seilet skal ligge under brukeren i en stol eller rullestol, og for brukere med muskel eller skjelettsmerter.

Molift RgoSling Comfort gir god støtte for hele ryggen. Det er en høy ryggmodell som setter brukeren i en mer bakoverlent stilling. Skulderstroppene har den unike glideløkken som gir en smidig overgang til og fra sittende stilling. Må påføres med brukeren i liggende stilling.




Str	Standard
S	M1721420
M	M1721430
L	M1721440

**Materiale**  
Polyester

**For HMS nr. se side 44.**

## Anbefalt brukervekt

S	25 – 50 kg
M	45 – 95 kg
L	90 – 160 kg



## Comfort Highback

Str.	A	B
S	127	94
M	136	103
L	145	119

## Løftestropper

Flere fargekodede løkker for å finne riktig tilpasning.

## Anti-skli

For større sikkerhet er sklisikring påført på innsiden av RgoSling Amputasjon, RgoSling Toalett og RgoSling StandUp.

## Belte

Molift RgoSling Amputasjon og RgoSling Toalett har et belte for komfort og sikkerhet.

## Benstøtte

Polstret benstøtte for pasientens komfort. En lomme forenkler påføringen av benstøtten.

*RgoSling MediumBack Polstret.*



## Merking

Klar og synlig informasjon for det daglige behov. Etiketten med vedlikeholdsinformasjon finnes bak hovedetiketten, som vippes opp

## Polstring

Polstringen fordeler vekten og gir bedre komfort for pasienten.

## Påføringslomme på ryggen

Lomme som forenkler påføringen, hovedsakelig i sittende stilling.




### Rygglomme

Lommen på ryggen gir en enkel og komfortabel påføring.




### Benstøtte

Den polstrede benstøtten, med den unike plasseringen av stroppen, fordeler presset på låret, og derved økes komforten.




### Glideløkker

Glideløkker gir en balansert vektfordeling.




### Mange alternativer

Seilene er tilgjengelige med høy rygg og medium rygg.



### Vipp-opp merking

Klar og synlig informasjon for daglig bruk. Etiketten med vedlikeholdsinformasjon finnes bak hovedetiketten, som vippes opp.




### Påføringslomme på ryggen

Lomme på baksiden av ryggen letter påføringen av seilet.



### Lomme på benstøtten


Lommen gir lett og behagelig påføring av benstøtten.



### Fargekoder for enkel montering

Farge-kode-systemet på benstroppene gjør det enkelt å finne de riktige høydene, når stroppene skal festes på

### Fargekoder størrelser



### Vaskeanvisning, gjelder alle RgoSlings




# Molift RgoSlings

## RgoSling MediumBack Polstret




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Mediumback polstret XXS	198855	M1720100
Mediumback polstret XS	192156	M1720110
Mediumback polstret S	198157	M1720120
Mediumback polstret M	198158	M1720130
Mediumback polstret L	198159	M1720140
Mediumback polstret XL	198160	M1720150
Mediumback polstret XXL	198161	M1720160

## RgoSling HighBack Polstret




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Highback polstret XXS	198856	M1720200
Highback polstret XS	198162	M1720210
Highback polstret S	198163	M1720220
Highback polstret M	198164	M1720230
Highback polstret L	198165	M1720240
Highback polstret XL	198166	M1720250
Highback polstret XXL	198167	M1720260

## RgoSling MediumBack Nett



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Mediumback Net XXS	198168	M1720300
Mediumback Net XS	198169	M1720310
Mediumback Net S	198170	M1720320
Mediumback Net M	198171	M1720330
Mediumback Net L	198172	M1720340
Mediumback Net XL	198173	M1720350
Mediumback Net XXL	198174	M1720360

## RgoSling HighBack Nett




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Highback Net XXS	198175	M1720400
Highback Net XS	198176	M1720410
Highback Net S	198177	M1720420
Highback Net M	198178	M1720430
Highback Net L	198179	M1720440
Highback Net XL	198180	M1720450
Highback Net XXL	198181	M1720460

## RgoSling Toalett LowBack




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Toalett lowback XXS	198182	M1720500
Toalett lowback XS	198183	M1720510
Toalett lowback S	198184	M1720520
Toalett lowback M	198185	M1720530
Toalett lowback L	198186	M1720540
Toalett lowback XL	198187	M1720550
Toalett lowback XXL	198188	M1720560

## RgoSling Toalett HighBack




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Toalett highback XXS	198189	M1720600
Toalett highback XS	198190	M1720610
Toalett highback S	198191	M1720620
Toalett highback M	198192	M1720630
Toalett highback L	198193	M1720640
Toalett highback XL	198194	M1720650
Toalett highback XXL	198195	M1720660

## RgoSling Ampu MediumBack



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Ampu mediumback XXS	198196	M1721100
Ampu mediumback XS	198197	M1721110
Ampu mediumback S	198198	M1721120
Ampu mediumback M	198199	M1721130
Ampu mediumback L	198200	M1721140
Ampu mediumback XL	198201	M1721150
Ampu mediumback XXL	198202	M1721160

## RgoSling Ampu HighBack



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Ampu highback XXS	198203	M1721200
Ampu highback XS	198204	M1721210
Ampu highback S	198205	M1721220
Ampu highback M	198206	M1721230
Ampu highback L	198207	M1721240
Ampu highback XL	198208	M1721250
Ampu highback XXL	198209	M1721260

## RgoSling Comfort HighBack



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Comfort highback S	198213	M1721420
Comfort highback M	198214	M1721430
Comfort highback L	198215	M1721440

## RgoSling StandUp




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
StandUp XS	199141	M1720710
StandUp S	199142	M1720720
StandUp M	199143	M1720730
StandUp L	199144	M1720740
StandUp XL	199145	M1720750

## RgoSling StandUp m/support




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
StandUp m/support XS	199146	M1720810
StandUp m/support S	199147	M1720820
StandUp m/support M	199148	M1720830
StandUp m/support L	199149	M1720840
StandUp m/support XL	199150	M1720850

## RgoSling Ambulating Vest



Beskrivelse	HMS nr.	Art.nr.
Ambulating Vest XXS	199151	M1721300
Ambulating Vest XS	199152	M1721310
Ambulating Vest S	198210	M1721320
Ambulating Vest M	198211	M1721330
Ambulating Vest L	198212	M1721340
Ambulating Vest XL	199153	M1721350

## RgoSling FabricStretcher




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
FabricStretcher M	021829	M1721520
FabricStretcher) XL		M1721540

## RgoSling Forlengelsesløyker



Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Forlengelsesløyker	198216	M1721600

## RgoSling Ambulating Vest Lyskestrøpper



Beskrivelse	Art. nr.
Lyskestrøpper XXS-XS	M1721700
Lyskestrøpper S-M	M1721720
Lyskestrøpper L-XL	M1721740

Alle RgoSlings er testet og godkjent for bruk opp til 300 kg.