

Immedia MultiGlide SG

Glidmatta med låg friktion på båda sidor

Immedia MultiGlide SG är lämplig för alla typer av förflyttningar då man vill minska friktionen under tryckpunkterna. Den är glatt på båda sidor vilket minskar friktionen maximalt vid användning av dubbla lager.

MultiGlide SG är enkel att placera och ta bort. MultiGlide SG tubformad finns i flera olika storlekar.

Immedia MultiGlide SG ska alltid tas bort efter användning.

Användningsområden

- Minska friktionen under tryckpunkter
- Vändning
- Positionering
- Högre upp i säng
- Säng till säng
- Påklädning



Immedia MultiGlide SG med låg friktion på båda sidor är enkel att applicera och ta bort.

Beskrivning

Immedia MultiGlide SG (låg-låg)

	B x L (cm)*	Art.nr
Tubformad	100 x 70	IM00100
Tubformad	108 x 80	IM00108
Tubformad	120 x 90	IM00120/1
Tubformad	130 x 90	IM00139
Tubformad	130 x 80	IM00130
Tubformad	140 x 120	IM00170
Tubformad	200 x 70	IM00200
Tubformad	40 x 40	IM0040
Tubformad	60 x 60	IM0066
Tubformad	72 x 70	IM0077
Tubformad	80 x 80	IM0088
Tubformad	72 x 100	IM0080
Tubformad	72 x 130	IM0083
Tubformad	70 x 200	IM0082

Specifikationer

MultiGlide SG/rulle

Material: nylon med silikonbeläggning på bägge sidor

MultiGlide SG

Material: nylon med silikon och polyuretanbeläggning, (vattentät)

Max. brukarvikt: 300 kg

*Bredd = öppen sida



Tvättråd

Maskintvätt 80 °C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se