

MultiGlide Single Patient Use (SPU)

2014
NYHED!

MultiGlide Single Patient Use er et tyndt rørformet eller åbent glidestykke med meget lav friktion. MultiGlide Single Patient Use anvendes til forflytninger, hvor man vil mindske friktionen under trykpunkterne, eksempelvis forflytninger og positionering i seng, mellem seng og kørestol, operationsbord eller ved røntgen/scanning. MultiGlide Single Patient Use findes i mange størrelser, vælg den størrelse der modsvarer fladen for at mindske friktionen. MultiGlide Single Patient Use bør fjernes efter anvendelse.

Konceptet

Væg-dispensere, placeres enten på hver patientstue eller et centralt sted på hver afdeling. Boksen med henholdsvis 10 eller 20 MultiGlide Single Patient Use glidestykker placeres i dispenseren. Hvert produkt er pakket i en forseglede pose. Alle patienter får et produkt, placeret ved sengen i en pose.

Fantastiske fordele

Central dispenser system for maksimal tilgængelighed (let at finde og meget praktisk). MultiGlide Single Patient Use har ultra lav friktion. Hvert MultiGlide Single Patient Use er forseglede i en enkelt patient pose - Reduceret smitterisiko forbundet med krydskontaminering. Engangs – bør kun anvendes ved en og samme patient (ingen vaske-omkostninger) – men kan anvendes et utal af gange til samme patient! Kan anvendes i røntgen.

- ✓ Unik løsning til alle forflytnings- og positioneringssituationer
- ✓ Reducerer infektionsrisiko i forbindelse med krydskontaminering (krydssmitte)
- ✓ Altid klar til brug – opbevaret i patientens egen pose.



Beskrivelse	B (åben) x L mm	HMI-nr.	Art.nr.
MultiGlide Single Patient Use - Rørformet (5 bokse á 10 stk)			
SPU-Glide Large	730 x 1900	84802	IM300
SPU-Glide Medium	730 x 1450	84804	IM301
SPU-Glide X-Wide	1300 x 900	84805	IM302
SPU-Glide Wide	1200 x 730	84806	IM303
MultiGlide Single Patient Use - Åben (5 bokse á 20 stk)			
SPU-Glide Open Large	2000 x 850	84807	IM304
SPU-Glide Open Medium	1450 x 1000	84808	IM305
Dispenser (1 boks á 10 stk)			
SPU-Dispenser	310 x 400		IM321

Specifikationer MultiGlide

100% polyester



Vaskeinstruktion

Engangsprodukt.
Tåler ikke vask.



imedia[®]
a part of Etac



Serie 43043 fra hmi-basen.dk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
telefon 79 68 58 33
info@etac.dk
www.etac.dk

etac[®]
Skaber muligheder