

Immedia NonSlip

När ökad friktion behövs

Immedia NonSlip

Antihalkmattan kan användas i alla sammanhang där man vill öka friktionen. Kan till exempel placeras under fötterna för att ge friktion och underlätta för patienten att skjuta ifrån med benen vid förflyttning högre upp i säng.




Immedia NonSlip metervara


NonSlip på rulle är ett antihalkmaterial med hög friktion som klipps till i önskad storlek. Rullens bredd är 150 cm och den finns i två längder: 5 eller 30 meter.



Beskrivning	B x L	Art.nr	Specifikationer
Immedia NonSlip anti-halkmatta	(cm)		
Matta	38 x 48	IM2248	Non-Slip matta: Plastazote
Rulle 5 meter	150 x 500	IM2246	Antihalk
Rulle 30 meter	150 x 3 000	IM2247	Max. brukarvikt: 300 kg
			Non-Slip metervara: antihalk, PVC



Tvättråd
Kan torkas av med fuktig trasa



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se