



Etac Optima Toalettarmstöd

Optima finns i tre utföranden: uppfällbar med stödben, uppfällbar och låsbar i nedfällt läge samt uppfällbar och låsbar i både uppfällt och nedfällt läge

Etac Optima med stödben, uppfällbart

Optima med stödben är ett enkelt men säkert toalettarmstöd. Armstödet avslutas med en mjuk avrundning och funktionell greppyta som ger bra stöd vid uppresning. Optima är uppfällbart och i nedfällt läge avlastar stödbenet som är utrustat med en justerbar fot.

Etac Optima låsbar, uppfällbart

Optima låsbar erbjuder flera olika greppmöjligheter då det har flera greppytor. Armstödet är låsbart i uppfällt respektive nedfällt läge så att användaren kan stödja sig även stående. Den unika låsmekanismen kan manövreras med enhandsgrepp. Ett stödben kan monteras på för extra avlastning.

Etac Optima låsbar förlängd, uppfällbart

Samma funktionalitet som Optima låsbar men förlängt 20 cm. Skruvar/fästelement ingår ej.



Tillbehör

**Stödben**

För extra avlastning om armstöden belastas tungt. Passar endast Optima låsbar armstöden.

Art.nr 80303040

**Toalettpappershållare**

Komplett. Monteras på armstödet.

Art.nr 80303001

**Golvstolpe**

Anpassad för golvmonterat armstöd på 80 cm höjd. Passar endast Optima låsbar armstöden.

Art.nr 80303028

**Fäste för signalanordning**

Art.nr 80303027

**Förlängningsdel**

Förlängningsdel, 10 cm 80303030
Förlängningsdel, 20 cm 80303031
Förlängningsdel, 30 cm 80303032

**Fäste för hållare till signalanordning**

Art.nr 80303038

Etac Optima toalettarmstöd

	Art.nr
Optima med stödben	80303001
Optima låsbar	80303004
Optima låsbar, förlängd	80303007

Material

Väggfäste: Pulverlackerad aluminium
Armstödsrör och stödben: Pulverlackerat stål
Armstödsbricka: Polypropen

Mått och vikt

Höjd: 80 cm
Höjd uppfäld: 147,5 cm
Längd: Optima 71,5 cm
Längd: Optima Förlängd 91,5 cm
Väggfäste: 16,5 x 30,4 cm
Vikt: Optima 2,4 kg
Vikt: Optima Förlängd 3,34 kg
Max brukarvikt: 130 kg

Underhåll

Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionsprensprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se