

Immedia RescueSheet

Evakueringslakan att användas t ex vid brand

Immedia RescueSheet placeras under madrassen. Vid tex brand kan det användas för snabb evakuering av en sängburen patient tillsammans med hela madrassen. Kan även användas vid evakuering ned för trappor. Materialet är brandsäkert.

Användningsområden

- Evakueringar
- Förflyttning ur säng och till en säker plats



Beskrivning	B x L (cm)	Art.nr	Specifikationer
Immedia RescueSheet			Immedia RescueSheet
Standard	75 x 200	IM108088	Material: nylon
Extra bred	85 x 200	IM108089	Band: polypropylen
			Spänne: acetal
			Max. brukarvikt: 200 kg

--	--	--	--	--	--	--	--

Tvättråd
Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se