


# Etac Tasty bägare


Vår lätta bägare kan användas till såväl kall saft som varm soppa och rymmer 3 dl. Den värmeisolerande hållaren tillåter både en- och tvåhandsfattning. Basen har gjorts extra bred för att förhindra att muggen tippar och bägaren kan enkelt lyftas ur hållaren innan maskindisk.

Bägaren består av tre delar; kärli, hållare och piplock. Hållaren har ett rejält handtag som är lätt att greppa. På motsatt sida finns en stödkant som på ett snyggt och smidigt sätt möjliggör ett tvåhandgrepp. Hållaren står stadigt på bordet och isolerar mot hetta när kärlet är fyllt med het dryck.


Beskrivning		Art. nr.
Bägare komplett		80404042
Bägare		80404002
Hållare		80404003
Piplock		80404004
Material	Vikt	Design
Bägare: PET	Komplett: 125 g	Ergonomidesign
Piplock: Polypropen	Bägare: 50 g	
Hållare: Polypropen	Hållare: 60 g	
	Piplock: 15 g	



Enhandsfattning



Enhandsfattning utan lock



Tvåhandsfattning



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)