

Immedia TurningMattress

Polstrad tunnelydd vändmadrass

Immedia TurningMattress är lämplig för vändning i säng. Produkten placeras ovanpå den vanliga madrassen och patienten kan ligga kvar på produkten. Den låga friktionen på insidan gör det enklare för en patient med nedsatt rörlighet att självständigt vända sig i sängen. Vid behov kan en eller två vårdare assistera vid vändningen.

Användningsområden

- Minska friktionen under tryckpunkter
- Förflyttning högre upp i sängen (GlideCushion)
- Vändning i säng, antingen självständigt eller med assistans



Beskrivning	B x L (cm)	Art.nr	Specifikationer
Immedia TurningMattress polstrad vändmadrass polyester/bomull L (bredd = öppen sida)	92 x 195	IM92/195	Ovansida: 65 % polyester/35 % bomull Insida: nylon Polstring: polyester Max. brukarvikt: 200 kg
Tvättråd Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemitvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.			

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se