



Etac M100

Etac M100TR

Reservdelsslista

749840 2019-04-09




Innehåll

Innehåll	Sidan
Chassi	3
Körhandtag	4
Kryss	5
Benstöd	6
Fotplattor	7
Broms	8
Drivhjul	9
Länkhjul och framgaffel	10
Klädsel fast	11
Klädsel justerbar	12
Armstöd	13
Bord	14
Ekerskydd	15
Huvudstöd	16
Höftbälte	17
Käpphållare	18
Vadband	19
Droppställning	20

Färgkoder chassi:
Grå=42

Klädslar:
70=svart
60=svart tygklädsel


Chassi



Pos.	Benämning	Art nr
1	Gavel M100 kort.....	27060-xx
	Gavel M100 lång	27210-xx
2	Fäste drivhjul M100 grå	82273
3	Navhylsa M100 D12	20024
4	Bricka M16 fzb DIN 128 B.....	13039
5	Mutter M16x1 NV 24 B8 fzb.....	12052
6	Låsmutter M 6 DIN 985-6 fzb.....	12017
7	Tramprör M100 grå.....	50472
8	Skruv M 6x 40 MC6S 10.9 fzb	11229
9	Skruv M 6x 30 MC6S fzb	11019
10	Armstödsfäste M100	50859
11	Låsklack gaveldel	50845
12	Skruv DG 50x 14 WN 1552	11528
13	Distans drivhjul Cross 5 låg.....	82588
14	Bättringsfärg	80517-xx


Färgkoder chassi:
Grå=42

Körhandtag




Pos.	Benämning	Art nr
1	Ryggrör M100 övre std	27067-42
2	Skruv B 8x16 RTS Fzb st 4.2	11041
3	Handtagsklädsel std	82221
4	Fäströr körhandtag hrb M100	27068-01
5	Fäste körhandtag Cross	25676
6	Skruv M6x30 MC6S	11398
7	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
8	Körhandtag hrb inkl snäpplås exkl. handtagsklädsel	27298
9	Bricka BRB M6 svkr	13030
10	Låsmutter M 6 DIN 985-6 fzb	12017
11	Skruv M 6x 30 MC6S fzb	11019
2,3,8	Körhandtag hrb Cross std	27338-01

Kryss




Pos.	Benämning	Art nr	Pos.	Benämning	Art nr
1	Fästplåt kryss M100	82223	12	Kryssdel M100 kort 45 cm	27095-42
2	Fäste kryss M100 grå	50477		Kryssdel M100 kort 47.5 cm	27096-42
3	Skruv M 6x 45 MC6S 10.9 svkr .	11231		Kryssdel M100 kort 50 cm	27097-42
4	Krysspinne M100 37.5-42.5 cm	50474		Kryssdel M100 lång 37.5 cm hö	27115-42-1
	Krysspinne M100 45-50 cm	50475		Kryssdel M100 lång 37.5 cm vä	27115-42-2
5	Låsmutter M 6 DIN 985-6 fzb....	12017		Kryssdel M100 lång 40 cm hö...	27116-42-1
6	Skruv B 8x 16 FXS svkr	11401		Kryssdel M100 lång 40 cm vä ...	27116-42-2
7	Ändstopp sitsrör Cross/M100	50406		Kryssdel M100 lång 42.5 cm hö	27117-42-1
8	Skruv M 6x 40 MC6S 10.9 fzb .	11229		Kryssdel M100 lång 42.5 cm vä	27117-42-2
9	Låsmutter M 6 DIN 985-6 svkr ..	12035		Kryssdel M100 lång 45 cm hö...	27118-42-1
10	Plastdistans kryss M100	50483		Kryssdel M100 lång 45 cm vä ...	27118-42-2
11	Skruv M 6x 65 MC6S 10.9 fzb .	11236		Kryssdel M100 lång 47.5 cm hö	27119-42-1
12	Kryssdel M100 kort 37.5.....	27092-42		Kryssdel M100 lång 47.5 cm vä	27119-42-2
	Kryssdel M100 kort 40.....	27093-42		Kryssdel M100 lång 50 cm hö...	27120-42-1
	Kryssdel M100 kort 42.5.....	27094-42		Kryssdel M100 lång 50 cm vä ...	27120-42-2

Benstöd




Pos.	Benämning	Art nr
1-7	Benstöd Next/M100 vid vinkel	26120-42
1-7	Benstöd Next/M100 snäv vinkel ...	26121-42
2	Låsmutter M 6 DIN 985-6 svkr	12035
3	Styrtapp benstöd Next/M100	50854
4	Skruv M6x 35 MC6S	11533
5	Skruv M6x 30 M6S	11555
6	Vingmutter 26-M 6	80847
7	Låsmutter M4 kupol A4.....	12000

Fotplattor




Pos.	Benämning	Art nr	Pos.	Benämning	Art nr
1-6	Fotplatta M100 std 37,5 cm hö.	82341-1	1-7	Fotplatta M100 lång 37,5 cm hö	82352-1
	Fotplatta M100 std 37,5 cm vä .	82341-2		Fotplatta M100 lång 37,5 cm vä	82352-2
	Fotplatta M100 std 40 cm hö....	82342-1		Fotplatta M100 lång 40 cm hö..	82353-1
	Fotplatta M100 std 40 cm vä	82342-2		Fotplatta M100 lång 40 cm vä ..	82353-2
	Fotplatta M100 std 42,5 cm hö.	82343-1		Fotplatta M100 lång 42,5 cm hö	82354-1
	Fotplatta M100 std 42,5 cm vä .	82343-2		Fotplatta M100 lång 42,5 cm vä	82354-2
	Fotplatta M100 std 45 cm hö....	82344-1		Fotplatta M100 lång 45 cm hö..	82355-1
	Fotplatta M100 std 45 cm vä	82344-2		Fotplatta M100 lång 45 cm vä ..	82355-2
	Fotplatta M100 std 47,5 cm hö.	82345-1		Fotplatta M100 lång 47,5 cm hö	82356-1
	Fotplatta M100 std 47,5 cm vä .	82345-2		Fotplatta M100 lång 47,5 cm vä	82356-2
	Fotplatta M100 std 50 cm hö....	82346-1		Fotplatta M100 lång 50 cm hö..	82357-1
	Fotplatta M100 std 50 cm vä	82346-2		Fotplatta M100 lång 50 cm vä ..	82357-2
			2	Skruv M 6x 35 MC6S 8.8 fzb	11533
			3	Fäste fotplatta M100	82276
			4	Infästningsrör fotplatta std.....	82317
				Infästningsrör fotplatta lång.....	82318
			5	Vinkelskiva fotplatta M100	82277
			6	Låsmutter M 6 DIN 985-6 fzb....	12017
			7	Hälband fotplatta hö/vä	24458

Broms




Pos.	Benämning	Art nr
1-5	Broms med vinklat rött handtag hö.....	28446-1
	Broms med vinklat rött handtag vä.....	28446-2
	Broms med vinklat svart handtag hö	28444-1
	Broms med vinklat svart handtag vä	28444-2
1	Låsmutter M 6 DIN 985-6 fzb.....	12017
2	Överfall broms	50479
3	Skruv M 6x 25 MC6S 8.8 fzb	11033
4	Fjäder broms	80796
5	Ändavslutning broms vinklad röd 1 st.....	51012
	Bromshandtag vinklat kompl sats röd.....	27574
	Bromshandtag vinklat kompl sats svart.....	25537
6	Bromsspakförlängare kompl	25515
1-4, 6	Broms M100/Crissy hö med förlängt handtag fällbar.....	28455-1
	Broms M100/Crissy vä med förlängt handtag fällbar	28455-2
7	Enhandsbroms kompl M100/Crissy hö	28456-1
	Enhandsbroms kompl M100/Crissy vä	28456-2

Drivhjul




Pos.	Benämning	Art nr
1	Drivhjul 20 massivt/alu M100	82486
	Drivhjul 22 massivt/alu M100	82485
	Drivhjul 24 massivt/alu M100	82484
	Drivhjul vårdarbr 20 mass/alu	81337
	Drivhjul vårdarbr 22 mass/alu	81339
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/alu	81346
	Hjul 16" massivt hö	81173
	Hjul 16" massivt vä	81174
	Drivhjul 24 C5 mass/rfr exkl axel*	27567
	*Distans 82588 krävs för att kunna montera detta hjul på M100. se Pos. 13 i avsnittet Chassi på sid. 3	
2	QR axel M100 stålnav	82483
	Axel vårdarbr Cr/Tw/M100 138 mm QR.	81325
3	Monteringsats VB M100 hrb	
	Vårdarbromshjul 20 22 24	27359
	Monteringsats VB M100 fast	
	Vårdarbromshjul 20 22 24.....	27360
	Monteringsats VB M100 hrb	
	Vårdarbromshjul 16.....	27361
	Monteringsats VB M100 fast	
	Vårdarbromshjul 16.....	27362
4	Vajerlås bromshandtag 100 mm 10 pack	82854
	Vajerlås bromshandtag 75mm 10 pack .	82855

Länkhjul och framgaffel




Pos.	Benämning	Art nr	Pos.	Benämning	Art nr
1-4	Länkhjul 8" 200x35 halvmassigt...	27864	6	Framgaffelfäste M100 svart	83029
	Länkhjul 8" 200x50 halvmassigt...	27868	7	Skruv M 8x 1x40 MC6S 12.9 svk.	11305
	Länkhjul 6" 150x30 halvmassigt...	27863	8	Låsmutter M 8x1 DIN 985 fzb	12051
	Länkhjul 5" 125x30 massivt	27865	9	Lock framgaffelfäste M100 svart..	51136
1	Länkhjul		10	Låsmutter låg svkr	12037
2	Låsmutter M 6 DIN 985-6 svkr	12035	11	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040
3	Skydd hjulaxel PA 6	51135	12	Bricka BRB 13.5 svkr	13031
3	Skydd hjulaxel PA 6 (50 st)	27954	13	Kullager EE4 2RS	80244
4	Skruv M 6x 70 MC6S 12.9 svkr	11349	14	Bricka BRB 13.5 svkr med fas	13032
5	Framgaffel M100 std svart	27126-01			
	Framgaffel M100 kort	27125-01			

Klädsel fast




Pos.	Benämning	Art nr	Pos.	Benämning	Art nr
1	Markispinne L381 kort	80617	3	Klädsel rygg M100 fast 37.5 cm	62523-70
	Markispinne L446 lång	80618		40 cm	62524-70
2	Klädsel sits M100 kort 37.5	62501-70		42.5 cm	62525-70
	40 cm	62502-70		45 cm	62526-70
	42.5	62503-70		47.5 cm	62527-70
	45 cm	62504-70		50 cm	62528-70
	47.5	62505-70		Klädsel rygg M100 fast hrb	
	50 cm	62506-70		37.5 cm	62534-70
	Klädsel sits M100 lång 37.5	62512-70		40 cm	62535-70
	40 cm	62513-70		42.5 cm	62536-70
	42.5	62514-70		45 cm	62537-70
	45 cm	62515-70		47.5 cm	62538-70
	47.5	62516-70		50 cm	62539-70
	50 cm	62517-70			

Klädsel justerbar




Pos.	Benämning	Art nr	Pos.	Benämning	Art nr
1	Markispinne L381 kort	80617	3	Klädsel rygg reglerbar 35-37,5 cm	62364-70
	Markispinne L446 lång	80618		40-42,5 cm	62365-70
2	Klädsel sits M100 kort med kardborreband			45 cm	62366-70
	37.5 cm	62490-70		47,5-50 cm	62367-70
	40 cm	62361-70		Klädsel rygg reglerbar hrb körhandtag	
	42.5 cm	62380-70		35-37,5 cm	62395-60
	45 cm	62362-70		40-42,5 cm	62396-60
	47.5 cm	62491-70		45 cm	62397-60
	50 cm	62363-70		47,5-50 cm	62398-60
	Klädsel sits M100 lång med kardborreband		4	Överdrag rygg M100/Twin	
	37.5 cm	62545-70		37,5 cm	62454-70
	40 cm	62546-70		40 cm	62369-70
	42.5 cm	62547-70		42,5/45 cm	62370-70
	45 cm	62548-70		47,5/50 cm	62371-70
	47.5 cm	62549-70			
	50 cm	62550-70			

Armstöd




Pos.	Benämning	Art nr
1-7	Armstöd M100 kort hö	27230-1
	Armstöd M100 kort vä.....	27230-2
	Armstöd M100 lång hö	27231-1
	Armstöd M100 lång vä	27231-2
1	Armstödsprofil M100 kort.....	82296
	Armstödsprofil M100 lång hö ..	82297-1
	Armstödsprofil M100 lång vä ...	82297-2
2	Skyddsskiva Cross/M100 hö	50316
	Skyddsskiva Cross/M100 vä.....	50317
3	Mutterficka armstöd	50916
4	Låsmutter M 5 DIN 985-6 svkr ..	12036
5	Skruv B 8x16 RXS/A2 Ph st 4.2..	11064
6	Armstödsdyna M100 kort hö	82294-1
	Armstödsdyna M100 kort vä.....	82294-2
	Armstödsdyna M100 lång hö	82295-1
	Armstödsdyna M100 lång vä	82295-2
7	Skruv M 5x 20 MF6S svkr	11526
8	Lås armstöd M100	50915

Bord




Pos	Benämning	Art nr
1	Fixeringsband bord 27.5-50 cm	62103
1-2	Bord 47.5 cm för stol 37.5 cm kompl	25187
	Bord 50 cm för stol 40 cm kompl	24418
	Bord 52.5 cm för stol 42.5 cm kompl	25188
	Bord 55 cm för stol 45 cm kompl	24419
	Bord 57,5 cm för stol 47,5 cm kompl	25731
	Bord 60 cm för stol 50 cm kompl.....	24601

Ekerskydd




Pos	Benämning	Art nr
1	Monteringssats ekerskydd, 6 st buntband	26276
1-2	Ekerskydd 20" grå tryck	25502-28
	Ekerskydd 20" gult tryck	25502-29
	Ekerskydd 22" grå tryck	25503-28
	Ekerskydd 22" gult tryck	25503-29
	Ekerskydd 24" grå tryck	25504-28
	Ekerskydd 24" gult tryck	25504-29

Huvudstöd




Pos	Benämning	Art Nr
1	Huvudstöd mod 1 Dartex 26x14 cm inkl stag med två leder exkl fäste	24462-63
	Huvudstöd mod 1 mörkgrå 26x14 cm inkl stag med två leder exkl fäste	24462-60
2	Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	25795

Höftbälte




Pos	Benämning	Art Nr
1	Höftbälte	80209440

Käpphållare




Pos	Benämning	Art Nr
1	Käpphållare M100 kompl	27235

Vadband



Pos	Benämning	Art Nr
1	Vadband Cross/Next 35/37.5 cm avtagbart delbart kompl	25356
	Vadband Cross/Next 40/42.5 cm avtagbart delbart kompl	25357
	Vadband Cross/Next 45/47.5 cm avtagbart delbart kompl	25358
	Vadband Cross/Next 50/52.5 cm avtagbart delbart kompl	25359

Droppställning



Pos	Benämning	Art Nr
1-7	Droppställning M100 kompl	28324
1	Droppställning	83053
2-7	Fäste droppställning.....	83145
2	Lås inre	
3	Lås yttre.....	
4	Låsbricka M16	
5	Mutter M16.....	
6	Skruv MC6S M6x45.....	
7	Fäste drivhjul	