


Etac Prio

Reservdelsslista svensk



75354K 2021-04-15

Gäller Etac Prio med serienummer som börjar på 38C




Innehåll

Innehåll	Sida
Chassi	3
Sitschassi	4
Gaskolvar, komfortlås	5
Elektrisk vinklingsfunktion	6-7
Ryggchassi	8-9
Körhandtag	10
Körbygel	11
Körbygel vinkelreglerbar	12
Benstöd	13-14
Benstöd fast vinkel	15
Amputationsbenstöd	16
Fotstöd	17
Hel fotplatta	18
Broms	19-20
Drivhjul	21
Vårdarbroms	22
Däck och slang	23
Länkhjul	24
Breddningssats	25
Hård sits	26
Armstöd	27-28
Armstöd Hemi	29
Bålstöd	30-32
Abduktionskloss	33
Bord	34
Fäste selar	35
Droppstativ	36
Korg	37
Positioneringsbälte	38
Tippskydd	39
Ekerskydd	40
Huvudstöd	41
Sittdyna	42-43
Sittdyna - klädsel	44
Ryggdyna	45
Överdrag rygg	46
Förlängningsdel ryggklädsel	47
Ryggklädsel	48
Ryggvinkelbegränsning	49

● Möjligt val


Prio utrustad med 16" transporthjul	Prio
Prio utrustad med vårdarbroms	Prio VB
Prio utrustad med drivhjul	Prio 16"

Chassi




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Chassi Prio		●	●	●
2	Lock drivhjulsfäste Prio		●	●	●
3	Fyrkantsmutter M6 DIN 557		●	●	●
4	Mutter M16x1 NV 24 B8 fzb	12052	●	●	
	Mutter M12 FZB Låg DIN 439B	12076			●
5	Bricka M16 fzb DIN 128 B	13039	●	●	
6	Bricka BRB 17 x 30 x 3 FZB	13117	●	●	
7	Navhylsa M16x1	20024	●	●	
8	Adapterhylsa 16" Prio (2 st + monteringsanvisning)	28414			●
9	Bättringsfärg	80517-01	●	●	●
10	Trådbygel tippskydd	83142	●	●	●

Sitschassi



Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Sits bakre Prio		●	●	●
2	Sits främre Prio		●	●	●
3	Ledmutter sits chassi Prio	12117	●	●	●
4	Vajerfäste	50893	●	●	●
5	Armstödsfäste Prio	28514	●	●	●
6	Skruv M6	11253	●	●	●
7	Skruv M 6x 14 MC6LS SW5 Zn8/P4 sv	11700	●	●	●
8	Skruv M8x16 K6S A2	11014	●	●	●

Gaskolvar, komfortlås




Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Skruv MC6S M6 x 16 10.9 ISO 7462 svkr esloc	11253
2	Låsplåt komfortläge Prio	82667
3	Fjäder rfr Prio	82690
4	Skruv MC6S M5 x 18 8.8 ISO 4762 FZB	11424
5	Kullager Dy15 Di6 t5 (NOMO 696zz)	82660
6	Kullagerbussning komfortlås Prio	20509
7	Låsmutter M5 DIN 985 Klass 8 FZB	12003
8	Justerplåt komfortlås Prio	82691
9	Skruv M8x20 K6S 10.9 fzb	11704
10	Ledhylsa nyckelfattning gaskolv Prio	20511
11	Gaskolv Prio kpl	27682
12	Bricka 25x12x1,5 SV PA	51169
13	Låsmutter M6 DIN 985 Klass 8 FZB	12017
14	Bricka BRB 6,4 x 10 x 1,5 FZB	13080
15	Dragmekanism aktiv Rygg Prio Plast	51042
16	Skruv Passbult 12,9 8xM6x22 Prio	20513
17	Lednit D8 L23.3	83003
18	QR-sprint	83159
19	Låssprint R t2	83037
20	Låskläpp	82697

Prio

Prio VB

Prio 16"

Ställdon, elektrisk tiltfunktion



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Distans Prio eltilt	
2	Distans M8	
3	Skruv M 8x 20 K6S 10.9 fzb	
4	Bricka TBRUB 8.4x16x3 fzb	
5	Skruv M 6x 16 MC6S 12.9	
6	Skruv M 6x 40 MVBF fzb	
7	Bricka 6.4x10x1.5 fzb	
8	Låsmutter M 6 fzb DIN 985-6	
9	Skruv M 4x 10 MF6S Fzb	
10	Låsmutter M 4 fzb din 985	
11	Låsmutter M 8 fzb DIN 985-6	
12	Skruv M 8x 45 MK6S Fzb	
13	Distans POM	
14	Låssprint R t2	
15	Lednit	
16	Bricka 6.5x12x1.5	
1-16	Skrivsats Prio Eltilt	28370
17	Nätkabel L 3000mm	83173
18	Kabellås LA23	83170

Prio


Prio VB

Prio 16"

Ställdon, elektrisk tiltfunktion


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
19	Plugg styrenhet CO61	51155	●	●	●
20	Batterikabel CO61-BA21	83167	●	●	●
21	Motorkabel CO61-LA23	83164	●	●	●
22	Styrenhet CO61	83166	●	●	●
23	Batteri Li-Ion BA21	83168	●	●	●
24	Montagebleck	83171	●	●	●
25	Handkontrollshållare kpl	28577	●	●	●
26	Handkontroll HB30-magnet	83169	●	●	●
27	Ställdon LA23	83165	●	●	●

Ryggchassi




Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ryggchassi Prio	
2	Etikett rygg höjd 55-70 cm	71361
3	Ryggledsplåt hö	
	Ryggledsplåt vä	
4	Ovandel rygg Prio kompl hö	28006-1
	Ovandel rygg Prio kompl vä	28006-2
5	Ändavslut ryggprofil hö	51104-1
	Ändavslut ryggprofil vä	51104-2
6	Låsmutter M4 fzb din 985	12026
7	Skruv M 4x12 MRX svkr 4.8 pos	11637
8	Låsmutter M8 svkr DIN 985-10	12032
9	Låsbeslag rygg höjd Prio	82938
10	Ratt M5x32	82536
11	Bricka NB 5x13x1 fzb	13067
12	Låsklack inre	50998
13	Tryckfjäder	82934
14	Bricka BRB M6 svkr	13030
15	Skruv M6x20 MC6LS SW5 Zn/P4 Sv 10.9	11700
16	Låsklack yttre	50999
17	Skruv M5x55 M6S8.8 2N8/P4	11638
18	Skruv M8x35 MC6LS Fe/Zn8/P4	11677
14-15, 19, 22	Huvudstödsfäste B40 kompl	28650
	Huvudstödsfäste B45 kompl	28651
	Huvudstödsfäste B50 kompl	28652
	Huvudstödsfäste B55 kompl	28653
20	Skruv M 8x20 K6S 10.9 fzb	11704
21	Hållare sidoskydd	28460
22	Ratt M8x14	400118

Ryggchassi 3D




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-6, 8	Rygg 3D Prio 40	28026	●	●	●
	Rygg 3D Prio 45	28027	●	●	●
	Rygg 3D Prio 50	28028	●	●	●
	Rygg 3D Prio 55	28029	●	●	●
1	Rygg Prio 3D mod 2 B40	28291-01	●	●	●
	Rygg Prio 3D mod 2 B45	28292-01	●	●	●
	Rygg Prio 3D mod 2 B50	28293-01	●	●	●
	Rygg Prio 3D mod 2 B55	28294-01	●	●	●
	Rygg Prio hjb mod 2 B40	28295-01	●	●	●
	Rygg Prio hjb mod 2 B45	28296-01	●	●	●
	Rygg Prio hjb mod 2 B50	28297-01	●	●	●
	Rygg Prio hjb mod 2 B55	28298-01	●	●	●
2	Etikett rygghöjd 45-60 cm	71885	●	●	●
3	Ändavslut ryggprofil hö	51104-1	●	●	●
	Ändavslut ryggprofil vä	51104-2	●	●	●
4	Låsmutter M4 fzb din 985	12026	●	●	●
5	Skruv M 4x12 MRX svkr 4.8 pos	11637	●	●	●
6	Klädsel rygg 3D Prio 40	63263-60	●	●	●
	Klädsel rygg 3D Prio 45	63264-60	●	●	●
	Klädsel rygg 3D Prio 50	63265-60	●	●	●
	Klädsel rygg 3D Prio 55	63266-60	●	●	●
7	Fäste överdrag 2 st	28611	●	●	●
8	Ryggdyna B40 3D plysch	63267-60	●	●	●
	Ryggdyna B45 3D plysch	63268-60	●	●	●
	Ryggdyna B50 3D plysch	63269-60	●	●	●
	Ryggdyna B55 3D plysch	63270-60	●	●	●

Körhandtag




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-7	Körhandtag Sitsvinkelreglage Prio 100 mm	28220-01	●	●	●
	Körhandtag Ryggvinkelreglage Prio 100 mm	28219-01	●	●	●
1-9	Körhandtag sitsvinkelreglage bromsreglage	28222-01	●	●	●
	Körhandtag ryggvinkelreglage bromsreglage	28221-01	●	●	●
1	Körhandtag hrb	27588-01	●	●	●
2	Överfall reglage	51050	●	●	●
3	Undre fäste reglage sits-/ryggvinkel	51034	●	●	●
4	Övre fäste reglage sits-/ryggvinkel	51032	●	●	●
5	Skruv DG50X30 WN 1552	11655	●	●	●
6	Reglage rygg svart	51033	●	●	●
7	Vajer ryggvinkel Prio	83303	●	●	●
	Vajer sitsvinkel Prio	83302	●	●	●
8	Bromshandtag Prio kompl (se avsnitt "Vårdarbroms")	82585	●	●	●
9	Vajerpaket vårdarbroms (se avsnitt "Vårdarbroms")	82856	●	●	●
10	Etikett reglage tilt	71373	●	●	●
	Etikett reglage ryggvinkling	71374	●	●	●

Körbygel




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Körbygel hrb Cr rygg2 40 cm rygg 3A 42.5 kompl	25580-01	●	●	●
	Körbygel hrb Cr rygg2 45 cm rygg 3A 47.5 cm kompl	25582-01	●	●	●
	Körbygel hrb Cross XL 50 cm rygg 3A 52.5 cm kompl	26064-01	●	●	●
	Körbygel hrb Cross XL 55 cm rygg 3A 57.5 cm kompl	26069-01	●	●	●

Körbygel vinkelreglerbar



Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Körbygel vrb 40 cm	27163	●	●	●
	Körbygel vrb 45 cm	27165	●	●	●
	Körbygel vrb 50 cm	27167	●	●	●

Benstöd




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Mutter fäste vadplatta		●	●	●
2	Skruv MC6S M6 x 120 10.9 ISO 4762 svkr		●	●	●
3	Mutter M6 vadplatta		●	●	●
4	Skruv MC6S M4x10 8.8 svkr		●	●	●
5	Skruv MC6S M6 x 20 ISO 4762 svkr		●	●	●
6	Fjäder D12360		●	●	●
7	Skruv B8x19 RXS A2 Ph st 4.2	11064	●	●	●
8	Dyna vadplatta 40-55 cm grå hygien		●	●	●
9	Vadplatta		●	●	●
10	Fäste vadplatta		●	●	●
1-10	Vadplatta kpl 40 cm grå Hygien	27733-65	●	●	●
	Vadplatta kpl 45 cm grå Hygien	27734-65	●	●	●
	Vadplatta kpl 50 cm grå Hygien	27735-65	●	●	●
	Vadplatta kpl 55 cm grå Hygien	27736-65	●	●	●

Benstöd


Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
11	Benstöd vrb kompl hö	27730-01-1	●	●	●
	Benstöd vrb kompl vä	27730-01-2	●	●	●
1-11	Benstöd vrb Prio hö 40 cm grå Hygien	27857-65-1	●	●	●
	Benstöd vrb Prio vä 40 cm grå Hygien	27857-65-2	●	●	●
	Benstöd vrb Prio hö 45 cm grå Hygien	27858-65-1	●	●	●
	Benstöd vrb Prio vä 45 cm grå Hygien	27858-65-2	●	●	●
	Benstöd vrb Prio hö 50 cm grå Hygien	27859-65-1	●	●	●
	Benstöd vrb Prio vä 50 cm grå Hygien	27859-65-2	●	●	●
	Benstöd vrb Prio hö 55 cm grå Hygien	27860-65-1	●	●	●
	Benstöd vrb Prio vä 55 cm grå Hygien	27860-65-2	●	●	●

Benstöd fast vinkel




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-3	Fast benstöd hö kpl	27729-1	●	●	●
	Fast benstöd vä kpl	27729-2	●	●	●
2	Knädyna pur kompl	82666	●	●	●
3	Skruv MC6S M4 x 20 ISO 4762 svkr	11662	●	●	●

Amputationsbenstöd




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Ratt R3015 M5x15 S amput benstöd	80807	●	●	●
2	Bricka BRB 8.4/A2 rfr	13011	●	●	●
3	Skruv M 8x 35 MC6S fzb	11276	●	●	●
4	Låsrör amputationsbenstöd	25518-01	●	●	●
5	Stoppskruv M8x8 SK6SS svkr HRC 45	11388	●	●	●
6	Axel amputationsbenstöd kompl	25519-01	●	●	●
7	Dynkonsol amputationsbenstöd	80809	●	●	●
8	Fyrkantsmutter hög M8 fzb	12056	●	●	●
9	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå	62335-60	●	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd Hygien	62335-63	●	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå hö	62452-60-1	●	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå vä	62452-60-2	●	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd Hygien hö	62452-63-1	●	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd Hygien vä	62452-63-2	●	●	●
10	Överdrag amp benstöd Cross mörkgrå	62893-60	●	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross Hygien	62893-63	●	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross XL hö mörkgrå	62450-60	●	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross XL hö Hygien	62450-63	●	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross XL vä mörkgrå	62761-60	●	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross XL vä Hygien	62761-63	●	●	●
11	Insexnyckel NV4 DIN 911	80141	●	●	●
12	Insexnyckel Nv6 180 mm	82625	●	●	●
1-12	Amputationsbenstöd kompl mörkgrå plysch	25516-60	●	●	●
	Amputationsbenstöd kompl Hygien	25516-63	●	●	●
	Amputationsbenstöd Cross XL hö kompl mörkgrå plysch	26210-60-1	●	●	●
	Amputationsbenstöd Cross XL vä kompl mörkgrå plysch	26210-60-2	●	●	●
	Amputationsbenstöd Cross XL hö kompl Hygien	26210-63-1	●	●	●
	Amputationsbenstöd Cross XL vä kompl Hygien	26210-63-2	●	●	●

Fotstöd




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-3	Fotplatta djup 13 cm 40 cm hö långt infästningsrör	25650-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 40 cm vä långt infästningsrör	25650-2	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 45 cm hö långt infästningsrör	25737-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 45 cm vä långt infästningsrör	25737-2	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 50 cm hö långt infästningsrör	25652-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 50 cm vä långt infästningsrör	25652-2	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 40 cm hö std infästningsrör	25644-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 40 cm vä std infästningsrör	25644-2	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 45 cm hö std infästningsrör	25736-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 45 cm vä std infästningsrör	25736-2	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 50 cm hö std infästningsrör	25646-1	●	●	●
	Fotplatta djup 13 cm 50 cm vä std infästningsrör	25646-2	●	●	●
2	Skruv M6x 30 M6S	11555	●	●	●
3	Vingmutter 26-M 6	80847	●	●	●
4	Hälband komplett	24458	●	●	●
5	Fotplatta breddad 52,5-60 cm kompl	28443	●	●	●

Hel fotplatta




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-8	Hel Fotplatta B=40	28342	●	●	●
	Hel Fotplatta B=45	28343	●	●	●
	Hel Fotplatta B=50	28344	●	●	●
	Hel Fotplatta B=55	28345	●	●	●
2	Låsmutter M6	12017	●	●	●
3	Bricka 6,4x14x1,5	13080	●	●	●
4	Vagnsbult m6x16 mvbf Fzb	11659	●	●	●
5	Vingmutter M6 PA	80847	●	●	●
6	Skruv M6S M6x30	11555	●	●	●
7	O-ring 12x3 NBR70	82805	●	●	●
8	Dämpare självhäftande 21x3	51064	●	●	●

Broms




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-9	Brukarbroms vinkl rött handtag hö Prio	27951-1	●	●	
	Brukarbroms vinkl rött handtag vä Prio	27951-2	●	●	
	Brukarbroms vinkl svart handtag hö Prio	27894-1	●	●	
	Brukarbroms vinkl svart handtag vä Prio	27894-2	●	●	
2	Stoppdetalj mod ny	50373	●	●	
3	Skruv B6 3.5x9.5 FXS svkr	11384	●	●	
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017	●	●	
5	Bricka invändig broms mod 3	82564	●	●	
6	Fjäder broms	80796	●	●	
7	Skruv M6x 60 MC6S Zn8/P4	11408	●	●	
8	Bricka utvändig broms mod 3	82575	●	●	
9	Ändavslutning broms röd	51012	●	●	
	Ändavslutning broms svart	50395	●	●	
10	Bromsspaksförlängare kompl	25515	●	●	
1-8, 10	Brukarbroms förl handtag fast hö Prio	27895-1	●	●	
	Brukarbroms förl handtag fast vä Prio	27895-2	●	●	

Bromsadapter




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-9	Adapter broms Prio 20	28404	●	●	
1	Skruv M 6x 45 MC6S 12.9 svkr		●	●	
2	Skruv K6S M6 x 8 10.9 svkr		●	●	
3	Adapter bromsarm Prio 20-22		●	●	
2-3	Adapter broms Prio 22	28403	●	●	
4	Bricka 6.4x16x1,6		●	●	
5	Skruv M 6x 30 MC6S		●	●	
6	Låsmutter M6 fzb DIN 985-6		●	●	
7	Fäste knäledsbroms		●	●	
8	Distans bromsadapter hö Prio	51148-1	●	●	
	Distans bromsadapter vä Prio	51148-2	●	●	
9	Bricka invändig broms mod 3	82564	●	●	

Drivhjul



Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Drivhjul 20 massivt/alu M100	82486	●	●	
	Drivhjul 22 massivt/alu M100	82485	●	●	
	Drivhjul 24 massivt/alu M100	82484	●	●	
2	QR axel M100 stålnav	82483	●	●	

Vårdarbroms




Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Drivhjul vårdarbr 20 mass/alu	81337
	Drivhjul vårdarbr 22 mass/alu	81339
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/alu	81346
	Hjul 16" massivt hö	83283
	Hjul 16" massivt vä	83284
2	Trumbroms Vårdarbromssats Prio höger	82822
	Trumbroms Vårdarbromssats Prio vänster	82823
3	Axel vårdarbroms	81325
4	Schnorrbricka	13084
5	Bromshandtag PRIO Kompl	82585
6	Vajerpaket VB	82856
7	Skruv M6x 45 MC6S 12.9 sv	
8	Bricka brb 11.8x6.5x1.5	
9	Distans 6.5x15.9x30	
10	Mutter M6 Zn8/P4 DIN 985-6	
11	Mutter M12 FZB DIN 439B	12078
12	Fjäderbricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	
13	Distans 12x24x10	
14	Skruv M6x65 MC6S 12.9 fzb	
15	Adapter broms 5 mm	
2-6, 14-15	Monteringssats vårdarbroms Prio 20", 22", 24"	28423
5-13	Monteringssats vårdarbroms Prio 16"	28459
	Körhandtag , se avsnitt "Körhandtag"	

Prio

Prio VB

Prio 16"

Däck och slang




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Däck 20" massivt	80787	●	●	
	Däck 22" massivt	81384	●	●	
	Däck 24" massivt	80768	●	●	

Länkhjul

[illegible]

Breddningssats



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Breddningssats 25 mm	27892


Prio

Prio VB

Prio 16"




Hård sits




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Sits plywood undre 40 cm	82777	●	●	●
	Sits plywood undre 45 cm	82778	●	●	●
	Sits plywood undre 50 cm	82779	●	●	●
	Sits plywood undre 55 cm	82780	●	●	●
	Sits plast undre 40 cm	51121	●	●	●
	Sits plast undre 45 cm	51122	●	●	●
	Sits plast undre 50 cm	51123	●	●	●
	Sits plast undre 55 cm	51124	●	●	●
2	Sits plywood övre KPL 40K	82952	●	●	●
	Sits plywood övre KPL 45K	82953	●	●	●
	Sits plywood övre KPL 50K	82954	●	●	●
	Sits plywood övre KPL 55K	82955	●	●	●
	Sits plast övre KPL 40	51125	●	●	●
	Sits plast övre KPL 45	51126	●	●	●
	Sits plast övre KPL 50	51127	●	●	●
	Sits plast övre KPL 55	51128	●	●	●
3	Skruv M 6x 14 MC6LS SW5 Zn8/P4 sv	11539	●	●	●
4	Fästnit	51114	●	●	●
5	Kardborrsats	28183	●	●	●

Armstöd



Pos.	Benämning	Art. nr.			
1-14	Armstöd teleskop L49 hö	28512-1	●	●	●
	Armstöd teleskop L49 vä	28512-2	●	●	●
1-13, 15	Armstöd teleskop L38 hö	28511-1	●	●	●
	Armstöd teleskop L38 vä	28511-2	●	●	●
1-13	Armstöd teleskop u dyna hö	28513-1	●	●	●
	Armstöd teleskop u dyna vä	28513-2	●	●	●
1-3	Armstödsprofil		●	●	●
1	Teleskopprofil		●	●	●
2	Skruv		●	●	●
3	Profilhylsa		●	●	●
4	Skyddsskiva	51196	●	●	●
5	Skruv M5x30	11446	●	●	●
6	Ledhylsa	50285	●	●	●
7	Ändavslutning	51195	●	●	●
8	Överfall	51208	●	●	●
9	Skruv K40x14	11419	●	●	●
10	Skruv M5x12	11208	●	●	●
11	Låsmutter M5 M6MF fzb	12060	●	●	●
12	Armstödsprofil hö		●	●	●
	Armstödsprofil vä		●	●	●
13	Fingerskruv	83803	●	●	●
14	Armstödsdyna	83266	●	●	●
15	Armstöd massiv platta hö		●	●	●
	Armstöd massiv platta vä		●	●	●

Armstöd forts



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Armstödsdyna polstrad lång mörkgrå	62283-60
	Armstödsdyna gel lång kompl	26241-60
	Armstödsdyna polstrad lång Dartex	62283-63
	Armstödsdyna gel lång kompl Dartex	26241-63
2	Armstödsdyna mjuk bred inkl skruv	28640


Prio

Prio VB

Prio 16"

●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●


Armstöd Hemi



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-7	Armstöd hemi hö	25770-60-1
	Armstöd hemi vä	25770-60-2
1	Armstödsdyna Hemi	62910-60
2	Fäste armstöd hemi hö	27265-1
	Fäste armstöd hemi vä	27265-2
3	Vridplatta hö	27280-1
	Vridplatta vä	27280-2
4	Inställningsbult M10x1 Wiberger GN617.1 Form A	82338
5	Skruv M 6x 25 MF6S svkr esloc	11430
6	Skruv M 5x 20 MF6S svkr	11526
7	Vred M 6x 30	82033

Prio	Prio VB	Prio 16"
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Bålstöd SSB




Pos.	Benämning	Art. nr.
1-8	Bålstöd ssb rak hö kompl	28019-1
	Bålstöd ssb rak vä kompl	28019-2
1-4, 9	Båstöd Prio inkl fäste hö (t.o.m. ser nr. 38A9999)	28141-1
	Båstöd Prio inkl fäste vä (t.o.m. ser nr. 38A9999)	28141-2
1	Bålstödsdyna	83005
2	Bålstödsarm	
3	Bricka 5.3x10x1 BRB fzb DIN 125	13017
4	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208
5	Fyrkantsmutter M 6 hög ZN8/P4	12058
6	Fäste bålstöd	28305-01
7	Skruv M6x8 mc6s fzb	11434
8	Skruv M6x14 MF6S 10.9 svkr	11592
9	Bålstödsfäste 3A kompl	28146
10	Överdrag bålstöd	28647

Prio

Prio VB

Prio 16"

Bålstöd JB




Pos.	Benämning	Art. nr.
1-8	Båstöd Prio inkl fäste	28020
1-4, 9	Båstöd Prio inkl fäste (t.o.m ser. nr. 38A9999)	28145
1	Bålstödsdyna	83005
2	Bålstödsarm	
3	Bricka 5.3x10x1 BRB fzb DIN 125	13017
4	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208
5	Fyrkantsmutter M 6 hög ZN8/P4	12058
6	Fäste bålstöd	28305-01
7	Vred 40 M6x17	80297
8	Skruv M6x12 mc6s fzb	11253
9	Bålstödsfäste 3A kompl	28146
10	Överdrag bålstöd	28647

Prio
Prio VB
Prio 16"

●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●


Bålstödsadapter



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-4	Adapterkit bålstödsdyna R82	28240
1	Bålstödsadapter	83160
2	Skruv	11592
3	Bricka 5.3x10x1 BRB fzb DIN 125	13017
4	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208


Prio	Prio VB	Prio 16"
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Abduktionskloss




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-5	Abduktionskloss kompl	28022	●	●	●
1	Abduktionskloss	28194	●	●	●
2	Vred 40 M6x17	80297	●	●	●
3	Skruv	11037	●	●	●
4	Fäste Bålstöd	28305-01	●	●	●
5	Distans	83042	●	●	●

Bord



Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Fixeringsband bord	82921	●	●	●
1-2	Bord Prio 40 bordbredd 57.5cm	27971	●	●	●
	Bord Prio 45 bordbredd 62.5cm	27972	●	●	●
	Bord Prio 50 bordbredd 67.5cm	27973	●	●	●
	Bord Prio 55 bordbredd 72.5cm	27974	●	●	●

Fäste selar



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-7	Fäste selar kpl	28186
1	Fäste selar	
2	Vågbricka D10x5.3x0.5	13017
3	Kupolmutter M5	12167
4	Ändplugg	50972
5	Kamlås 25 mm	310445025
6	Skruv M 5x 22 MK6S fzb	11075
7	Ratt	400118

Prio

Prio VB

Prio 16"

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●


●

●

●



●

Droppstativ



Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1-5	Droppställning kpl	28341	●	●	●
1-4	Fäste	28318	●	●	●
1	Dropphållare svetsad Prio		●	●	●
2	Dropphållare beslag		●	●	●
3	Skruv M 6x 14 MC6LS SW5 Zn8/P4 sv	11539	●	●	●
4	Vred	80297	●	●	●
5	Droppställning krok	83053	●	●	●

Korg



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-2	Korg kompl Prio	28316
1	Korg	
2	Rem	80459


Prio

Prio VB

Prio 16"

●	●	●
●	●	●
●	●	●


Positioneringsbälte



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-4	Positioneringsbälte längd 100 mm	27904
	Positioneringsbälte längd 128 mm	28544
2	Mutter M6	
3	Distans Positioneringsbälte	
4	Skruv K6S 6x14	
5-7	Fäste positioneringsbälte	28641
6	Skruv M6x16 MC6S 12.9	11253
7	Låsmutter M6 Zn8/P4 DIN 985-6	12035

Prio	Prio VB	Prio 16"
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●


Tippskydd



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-6	Tippskydd multi cc 59 kpl	28457
1	Skruv M6x40 MC6S 10.9 fzb	11229
2	Låsmutter M6	12017
3	Tippskyddsror	
4	Tapp	
5	Fjäder	
6	Tippskyddsror teleskop multi	51201


Prio	Prio AB	Prio 16"
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Ekerskydd




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Monteringssats ekerskydd, 6 st buntband	26276	●	●	
1-2	Ekerskydd 20" grå tryck	25502-28	●	●	
	Ekerskydd 20" gult tryck	25502-29	●	●	
	Ekerskydd 22" grå tryck	25503-28	●	●	
	Ekerskydd 22" gult tryck	25503-29	●	●	
	Ekerskydd 24" grå tryck	25504-28	●	●	
	Ekerskydd 24" gult tryck	25504-29	●	●	

Huvudstöd, traditionellt




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Skruv M5x16 MRX svkr	11208	●	●	●
2	Ledhylsa	50285	●	●	●
3	Vred M8x30 65 mm svart	80684	●	●	●
4	Fäste huvudstöd	83288	●	●	●
5	Skruv M8x25	11706	●	●	●
6	Stag 350 mm	28533	●	●	●
1-6	Huvudstöd trad jb mörkgrå plysch	28534-60	●	●	●
	Huvudstöd trad jb hygien grå	28534-65	●	●	●
	Huvudstöd med sidostöd grå hygien	28536-65	●	●	●
7	Överdrag huvudstöd trad plysch	63177-60	●	●	●
	Överdrag huvudstöd trad hygien	63177-65	●	●	●
8	Överdrag huvudstöd med sidostöd	63185-65	●	●	●
9	Minnesfunktion huvudstöd	28564	●	●	●

Sittdyna




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Sittdyna Prio 40 cm kort STD Plysch	27751-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm kort STD Hygien grå	27751-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm kort STD Plysch	27752-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm kort STD Hygien grå	27752-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm kort STD Plysch	27753-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm kort STD Hygien grå	27753-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm kort STD Plysch	27754-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm kort STD Hygien grå	27754-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm kort Komfort Plysch	27755-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm kort Komfort Hygien grå	27755-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm kort Komfort Plysch	27756-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm kort Komfort Hygien grå	27756-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm kort Komfort Plysch	27757-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm kort Komfort Hygien grå	27757-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm kort Komfort Plysch	27758-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm kort Komfort Hygien grå	27758-65	●	●	●
	Sittdyna Prio kort hygien std Tidy 40 cm	28055-65	●	●	●
	Sittdyna Prio kort hygien std Tidy 45 cm	28056-65	●	●	●
	Sittdyna Prio kort hygien std Tidy 50 cm	28057-65	●	●	●
	Sittdyna Prio kort hygien std Tidy 55 cm	28058-65	●	●	●

Sittdyna forts.




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Sittdyna Prio 40 cm lång STD Plysch	27759-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm lång STD Hygien grå	27759-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm lång STD Plysch	27760-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm lång STD Hygien grå	27760-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm lång STD Plysch	27761-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm lång STD Hygien grå	27761-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm lång STD Plysch	27762-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm lång STD Hygien grå	27762-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm lång Komfort Plysch	27763-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 40 cm lång Komfort Hygien grå	27763-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm lång Komfort Plysch	27764-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 45 cm lång Komfort Hygien grå	27764-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm lång Komfort Plysch	27765-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 50 cm lång Komfort Hygien grå	27765-65	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm lång Komfort Plysch	27766-60	●	●	●
	Sittdyna Prio 55 cm lång Komfort Hygien grå	27766-65	●	●	●
	Sittdyna Prio lång hygien std Tidy 40 cm	28059-65	●	●	●
	Sittdyna Prio lång hygien std Tidy 45 cm	28060-65	●	●	●
	Sittdyna Prio lång hygien std Tidy 50 cm	28061-65	●	●	●
	Sittdyna Prio lång hygien std Tidy 55 cm	28062-65	●	●	●

Sittdyna - klädsel




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Klädsel sittdyna 40 kort plysch Prio	63060-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 40 kort hygien grå Prio	63060-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 45 kort plysch Prio	63061-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 45 kort hygien grå Prio	63061-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 50 kort plysch Prio	63062-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 50 kort hygien grå Prio	63062-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 55 kort plysch Prio	63063-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 55 kort hygien grå Prio	63063-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 40 lång plysch Prio	63064-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 40 lång hygien grå Prio	63064-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 45 lång plysch Prio	63065-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 45 lång hygien grå Prio	63065-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 50 lång plysch Prio	63066-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 50 lång hygien grå Prio	63066-65	●	●	●
	Klädsel sittdyna 55 lång plysch Prio	63067-60	●	●	●
	Klädsel sittdyna 55 lång hygien grå Prio	63067-65	●	●	●
	Överdrag sits 40 kort Tidy	63159-65	●	●	●
	Överdrag sits 45 kort Tidy	63160-65	●	●	●
	Överdrag sits 50 kort Tidy	63161-65	●	●	●
	Överdrag sits 55 kort Tidy	63162-65	●	●	●
	Överdrag sits 40 lång Tidy	63163-65	●	●	●
	Överdrag sits 45 lång Tidy	63164-65	●	●	●
	Överdrag sits 50 lång Tidy	63165-65	●	●	●
	Överdrag sits 55 lång Tidy	63166-65	●	●	●

Ryggdyna




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Ryggdyna 40 cm Plysch Prio exkl dragkedja	28410-60	●	●	●
	Ryggdyna 40 cm Hygien Prio grå exkl dragkedja	28410-65	●	●	●
	Ryggdyna 45 cm Plysch Prio exkl dragkedja	28411-60	●	●	●
	Ryggdyna 45 cm Hygien Prio grå exkl dragkedja	28411-65	●	●	●
	Ryggdyna 50 cm Plysch Prio exkl dragkedja	28412-60	●	●	●
	Ryggdyna 50 cm Hygien Prio grå exkl dragkedja	28412-65	●	●	●
	Ryggdyna 55 cm Plysch Prio exkl dragkedja	28413-60	●	●	●
	Ryggdyna 55 cm Hygien Prio grå exkl dragkedja	28413-65	●	●	●
2	Överdrag rygg plysch Prio 40 cm grå exkl dragkedja	63230-60	●	●	●
	Överdrag rygg Hygien Prio 40 cm grå exkl dragkedja	63230-65	●	●	●
	Överdrag rygg plysch Prio 45 cm grå exkl dragkedja	63231-60	●	●	●
	Överdrag rygg Hygien Prio 45 cm grå exkl dragkedja	63231-65	●	●	●
	Överdrag rygg plysch Prio 50 cm grå exkl dragkedja	63232-60	●	●	●
	Överdrag rygg Hygien Prio 50 cm grå exkl dragkedja	63232-65	●	●	●
	Överdrag rygg plysch Prio 55 cm grå exkl dragkedja	63233-60	●	●	●
	Överdrag rygg Hygien Prio 55 cm grå exkl dragkedja	63233-65	●	●	●
3	Kardborrfäste ryggklädsel Prio inkl dragkedja	83188	●	●	●

Överdrag rygg




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Överdrag rygg B40 cm plysch	63200-60	●	●	●
	Överdrag rygg B45 cm plysch	63201-60	●	●	●
	Överdrag rygg B50 cm plysch	63202-60	●	●	●
	Överdrag rygg B55 cm plysch	63203-60	●	●	●

Förlängningsdel ryggklädsel




Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Förlängningsdel ryggklädsel	28657	●	●	●

Rygglädsel Komfort



Pos.	Benämning	Art. nr.	Prio	Prio VB	Prio 16"
1	Klädsel rygg hjb Prio B40 exkl dragkedja	63226-60	●	●	●
	Klädsel rygg hjb Prio B45 exkl dragkedja	63227-60	●	●	●
	Klädsel rygg hjb Prio B50 exkl dragkedja	63228-60	●	●	●
	Klädsel rygg hjb Prio B55 exkl dragkedja	63229-60	●	●	●
2	Vajerfäste Svankstöd smst	20510	●	●	●
3	Vajer Svankstöd	82661	●	●	●
4	Skruv M 8x20 K6S 10.9 fzb	11704	●	●	●
5	Bricka 6,4x14x1,5	13062	●	●	●
6	Skruv M 6x 14 MC6LS SW5 Zn8/P4 sv	11539	●	●	●
7	Fyrkantsmutter	12058	●	●	●
8	Ryggband Svankstöd HRB Prio				
5-8	Bäckenstöd dynamiskt hrb B40	28035	●	●	●
	Bäckenstöd dynamiskt hrb 45	28036	●	●	●
	Bäckenstöd dynamiskt hrb 50	28037	●	●	●
	Bäckenstöd dynamiskt hrb 55	28038	●	●	●

Ryggvinkelbegränsning



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ryggvinkelbegränsning kompl	28573

Prio	Prio VB	Prio 16"
●	●	●