


Etac Cross 5


Ersatzteilliste Deutsch



78562.29 2023-09-21



Etac Cross 5



Etac Cross 5 XL



Etac Cross 5 Active

Inhalt

Inhalt	Seite
Seitenteil	3
Kreuzteil	4
Crossrücken 3A	5-7
Rückenrohre für Cross 2 Rückenlehne und ECS-System	8
Standard Rückenrohre mit festen Schiebegriffen	9
Rückenrohre für Cross 2B	10
Schiebebügel	11
Querstange	12
Beinstütze	13
Beinstütze Winkelverstellbar mod 1/ alt. Flip-up	14
Beinstütze Winkelverstellbar mod 3	15
Amputationsbeinstütze	16
Gipsbeinauflage	17
Fußplatte	18-20
Einteilige Fußplatte	21
Bremse	22
Antriebsrad	23-24
Trommelbremse	25-26
Trommelbremse, Standard Rückenrohre mit festen Schiebegriffen	27
Einhandantrieb	28
Mantel und Schlauch	29
Greifreifen	30
Lenkrad	31
Verbreiterungssatz	32
Sitz Bezug/Sitztiefenverlängerung Crossrücken 3A	33

Harten Sitz	34
Rückenbezug Rücken mod. 2	35
Rückenbezug Rücken 3A	36
Rückenbezug Rücken 2B	37
Rückenbezug std	38
Überzug Rücken mod. 2	39
Überzug Rücken 3A	40-42
Überzug Rücken 2B	43
Armlehne	44-45
Seitenschutz	46
Oberschenkelstütze komplett	47
Spritzschutz	48
Seitenpelotte Crossrücken 3A	49-50
Tisch	51
Tisch Hemi	52
Therapietisch halb	53
Kippschutz	54
Kippschutz Cross 5 Aktiv	55-56
Speichenschutz	57
Tetraknöpfe	58
Stockhalter	59
Kopfstütze	60
Infusionsständer	61

Seitenteil



	Cross 5	Cross 5 XL
1,9-11	●	●
2,9-11	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1,9-11	Seitenteil Cross 5 kurz rechts	27520-xx-1
	Seitenteil Cross 5 kurz links	27520-xx-2
	Seitenteil Cross 5 lang rechts	27521-xx-1
	Seitenteil Cross 5 lang links	27521-xx-2
2,9-11	Seitenteil Cross 5 aktiv kurz rechts	27680-01-1
	Seitenteil Cross 5 aktiv kurz links	27680-01-2
	Seitenteil Cross 5 aktiv lang rechts	27681-01-1
	Seitenteil Cross 5 aktiv lang links	27681-01-2
3	Nabenhülse M100 D12	20024
4	Camberscheibe 2° außen	82567
	Camberscheibe 0° außen	82569
5	Camberscheibe 2° innen	82568
	Camberscheibe 0° innen	82570
6	Distanz Antriebsrad niedrig Cross 5, für Montage Antriebsrad in Position G	82588


7	Unterlegscheibe 17x24x1.3 fzb	13084
8	Mutter M16x 1 NV 24 B8	12052
9	Sicherungsmutter M 6 DIN 935-6 schwarz Chrom	12035
10	Befestigung Armlehne	25535
11	Schraube M 6x 20 MC6S 8.8 schwarz Chrom	11392
12	Befestigungsklammer Kippschutz Cross 5, zur Montage am Rahmen	82571
13	Ausbesserungsfarbe	80517-xx

	Cross 5	Cross 5 XL
7	●	●
8	●	●
9	●	●
10	●	●
11	●	●
12	●	●
13	●	●

Farbe:

01=Mattschwartz, 92=weiss, 93= Dunkelblau


Kreuzteil



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Federring RSM 4 rfr	13054	●	●
2	Gelenkhülse 5/6/1.5 PA	50285	●	●
3	Bolzen f. Stabilisator Kreuzte Cross	20507	●	●
1-3, 5-6, 16-18	Montiersatz Kreuzteil	25765	●	●
4	Stabilisator Cross 35 cm	25148	●	
	Stabilisator Cross 37.5 cm	25149	●	
	Stabilisator Cross 40 cm	25150	●	
	Stabilisator Cross 42.5 cm	25151	●	
	Stabilisator Cross 45 cm	25152	●	
	Kreuzstabilisierung Cross 47.5 cm	25725	●	●
	Kreuzstabilisierung Cross 50 cm	25451	●	●
	Kreuzstabilisierung Cross 52.5 cm	26035		●
	Kreuzstabilisierung Cross 55 cm	26036		●
	Kreuzstabilisierung Cross 57.5 cm	26037		●
	Kreuzstabilisierung Cross 60 cm	26899		●
5	Dübel Sitzrohr Cross/ M100 Mod 2	50406	●	●
6	Schraube B 8x16 FXS schwarz Chrom	11401	●	●
7	Schraube M6x55 MC6S 12.9 schwarz	11351	●	●
8	Kreuzteilscheibe Cross	20383	●	●
9	Scheibe D20 d6,4 t=3,5	51028	●	●
10	Kappenmutter M6 nylon Verschluss	12005	●	●
11	Schraube M 5x 35 MC6S 12.9 fzb	11290	●	●
12	Gelenkhülse 5/6/1.5 PA	50285	●	●
13	Sicherungsmutter M 5 DIN 935-6	12036	●	●

			Cross 5	Cross 5 XL
4-15	Kreuzstrebe 35 cm kurz Modell 4	27832-01	●	
	Kreuzstrebe 37,5 cm kurz Modell 4	27833-01	●	
	Kreuzstrebe 40 cm kurz Modell 4	27834-01	●	
	Kreuzstrebe 42,5 cm kurz Modell 4	27835-01	●	
	Kreuzstrebe 45 cm kurz Modell 4	27840-01	●	
	Kreuzstrebe 47,5 cm kurz Modell 4	27841-01	●	●
	Kreuzstrebe 50 cm kurz Modell 4	27842-01	●	●
	Kreuzstrebe 52,5 cm kurz Modell 4	27843-01		●
	Kreuzstrebe 55 cm kurz Modell 4	27844-01		●
	Kreuzstrebe 57,5 cm kurz Modell 4	27845-01		●
	Kreuzstrebe 60 cm kurz Modell 4	27846-01		●
	Kreuzstrebe 35 cm lang Modell 4	27836-01	●	
	Kreuzstrebe 37,5 cm lang Modell 4	27837-01	●	
	Kreuzstrebe 40 cm lang Modell 4	27838-01	●	
	Kreuzstrebe 42,5 cm lang Modell 4	27839-01	●	
	Kreuzstrebe 45 cm lang Modell 4	27847-01	●	
	Kreuzstrebe 47,5 cm lang Modell 4	27848-01	●	●
	Kreuzstrebe 50 cm lang Modell 4	27849-01	●	●
	Kreuzstrebe 52,5 cm lang Modell 4	27850-01		●
	Kreuzstrebe 55 cm lang Modell 4	27851-01		●
	Kreuzstrebe 57,5 cm lang Modell 4	27852-01		●
	Kreuzstrebe 60 cm lang Modell 4	27853-01		●
16	Schraube M6x25 MC6S schwarz 8.8 DIN 912	11636	●	●
17	Scheibe 25/10/1.5 Cross	50281	●	●
18	Gelenkhülse Kreuzteil Cross 5	20322	●	●


Crossrücken 3A



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Schraube M8x30 M6S	11363
2	Schraube M8x55 M6S	11432
3	Transportbefestigung Cross 5 r	Crossrücken 3A
	Transportbefestigung Cross 5 l	Crossrücken 3A
4	Sicherungsmutter M 8x1	DIN 985 fzb


Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●

Crossrücken 3A



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Aufnahmebuchse Crossrücken 3A	82504	●	●
2	Rückenchassis Cross rechts Crossrücken 3A	83290-1	●	●
	Rückenchassis Cross links Crossrücken 3A	83290-2	●	●
3	Mutter T-Form Cross Crossrücken 3A	20028	●	●
4	Excenter Rückenrahme	83291	●	●
5	Federring M6 gewellt 128A Stahl 2.1	13113	●	●
6	Schraube M6x20 MC6S 12.9	11684	●	●


Crossrücken 3A...



Pos. Bezeichnung Art. Nr.

Cross 5
Cross 5 XL


1	Rückenprofil Cross 3A rechts, niedrig	83013-1	●	●
	Rückenprofil Cross 3A links, niedrig	83013-2	●	●
2	Aufkleber Höheneinstellung niedrig	71377	●	●
	Aufkleber Höheneinstellung hoch	71378	●	●
3	Abdeckkappe 1 Rückenrohr 3A Crossrücken mod 4	51130	●	●
	Abdeckkappe 2 Rückenrohr 3A Crossrücken mod 4	51131	●	●
4	Schraube MRX M4x8 verzinkt	11441	●	●
5	Verschlussmutter M4 verzinkt	12026	●	●



Pos. Bezeichnung Art. Nr.


Cross 5
Cross 5 XL

6a	Aufnahme Schiebegriff hvst. 3A mod 4	28576	●	●
6b	Aufnahme Schiebegriff hvst. rechts Cross mod 3	27371-1	●	●
	Aufnahme Schiebegriff hvst. links Cross mod 3	27371-2	●	●
7	Schiebegriff hvb. Cross 5 mit 100mm Handgriffpolster	27588-01	●	●
8	Schiebegriff fest Cross 3A	27644	●	●
9-14	Rückenverlängerung 3A 35-40 kpl	28658	●	●
	Rückenverlängerung 3A 42,5-50 kpl	28659	●	●
	Rückenverlängerung 3A 52,5-60 kpl	28660	●	●
9	Rückenverlängerung Rückenprofil rechts	51223-1	●	●
	Rückenverlängerung Rückenprofil links	51223-2	●	●
10	Markisendraht	51222	●	●
11	Schleife Rückenverlängerung 3A Kpl	63294	●	●
12	Schraube	11441	●	●
13	Sicherungsmutter	12026	●	●
14	Sitztiefenverlängerung 35-40 cm	63291	●	●
	Sitztiefenverlängerung 42,5-50 cm	63292	●	●
	Sitztiefenverlängerung 52,5-60 cm	63293	●	●

[illegible]


Standard Rückenrohr mit festen Schiebegriffen

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Gelenkstütze Rücken Cross	20319	●	
2	Sicherungsmutter M 8x1 DIN 985 fzb	12051	●	
3	Schraube M 8x 1x30 10.9 D960/961 schwarz	11363	●	
4	Schraube M8x55 M6S Feingewinde	11432	●	
5	Transportbefestigung Cross 5 r Crossrücken 3A	82573	●	
	Transportbefestigung Cross 5 l Crossrücken 3A	82574	●	
6	Befestigung Rückenrohr Cross	26571-01	●	
7	Verschlußmutter M 5 M6MF fzb	12060	●	
8	Rückenrohr m Schiebegriff Twin std.	27344-01	●	
9	Schraube M 5x 30 M6S fzb	11403	●	
10	Schraube B 8x16 RTS fzb st 4.2 torx	11041	●	
11	Handgriffe für Schiebe std	82221	●	
12	Schraube M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208	●	




Crossrücken 2B

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Befestigung Rückenrohr B2B	28366-01	●	
2	Schraube M 5x30 M6S	11403	●	
3	Verschlußmutter M 5 DIN 985-6	12060	●	
4	Rückenrohr niedrig			
	Rückenrohr hoch			
4-7	Rückenrohr mit Schiebegriff B2B niedrig, mit Handgriffe	28378	●	
	Rückenrohr mit Schiebegriff B2B hoch, mit Handgriffe	28379	●	
5	Schraube B 8x16 RTS st 4.2	11041	●	
6	Handgriffe L80	28364	●	
7	Abdeckkappe schwarz	51174	●	




Schiebebügel



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Schiebebügel 3A 35 cm 32,5 cm höhenverstellbar kpl.	27433-01	●	
	Schiebebügel 3A 37,5 cm Cross 2 35 cm kpl	25578-01	●	
	Schiebebügel 3A 40 cm Cross 2 37.5 cm kpl	25579-01	●	
	Schiebebügel 3A 42,5 cm Cross 2 40 cm kpl	25580-01	●	
	Schiebebügel 3A 45 cm Cross 2 42.5 cm kpl	25581-01	●	
	Schiebebügel 3A 47,5 cm Cross 2 45 cm kpl	25582-01	●	
	Schiebebügel 3A 50 cm Cross 2 47.5 cm kpl	25730-01	●	
	Schiebebügel 3A 47,5 cm Cross 2 XL 45 cm kpl	27434-01		●
	Schiebebügel 3A 50 cm Cross 2 XL 47.5 cm kpl	26063-01		●
	Schiebebügel 3A 52,5 cm Cross 2 XL 50 cm kpl	26064-01		●
	Schiebebügel 3A 55 cm Cross 2 XL 52.5 cm kpl	26068-01		●
	Schiebebügel 3A 57,5 cm Cross 2 XL 55 cm kpl	26069-01		●
	Schiebebügel 3A 60 cm Cross 2 XL 57.5 cm kpl	26070-01		●

Querstange




	Cross 5	Cross 5 XL

Pos.	Description	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Querstange 32,5 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 35 cm komplett	27431	●	
	Querstange 35 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 37,5 cm komplett	25610	●	
	Querstange 37,5 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 40 cm komplett	25611	●	
	Querstange 40 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 42,5 cm komplett	25612	●	
	Querstange 42,5 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 45 cm komplett	25613	●	
	Querstange 45 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 47,5 cm komplett	25614	●	●
	Querstange 47,5 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 50 cm komplett	25739	●	●
	Querstange 50 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 52,5 cm komplett	25615		●
	Querstange 52,5 cm Cross/Next 3A Rücken 55 cm komplett	26030		●
	Querstange 55 cm Cross/Next 3A Rücken 57,5 cm komplett	26031		●
	Querstange 57,5 cm Cross/Next 3A Rücken 60 cm komplett	26032		●

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
		●


2	Querstange 3A 35 cm kompl mod 4	28114	●	
	Querstange 3A 37,5 cm kompl mod 4	28115	●	
	Querstange 3A 40 cm kompl mod 4	28116	●	
	Querstange 3A 42,5 cm kompl mod 4	28117	●	●
	Querstange 3A 45 cm kompl mod 4	28118	●	●
	Querstange 3A 47,5 cm kompl mod 4	28695	●	●
	Querstange 3A 50 cm kompl mod 4	28696	●	●
	Querstange 3A 52,5 cm kompl mod 4	28697	●	●
	Querstange 3A 55 cm kompl mod 4	28698	●	●
	Querstange 3A 57,5 cm kompl mod 4	28699	●	●
	Querstange 3A 60 cm kompl mod 4	28700		●

Beinstütze



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Abdeckkappe Beinstütze Seitenrahm Cross	50287	●	●
2	Stopfen Beinstütze Cross schwa	50240	●	●
3	Flügelschraube Beinstütze WN 314.1 25-M 6 polyamid	80847	●	●
4	Schraube M6x30 M6S 8.8 DIN931 verzinkt	11555	●	●
1-5	Beinstütze enger Winkel nicht verriegelbar schwarz mod 2	25570-01	●	●
	Beinstütze Standard Schwarz mod 2	25574-01	●	●
	Beinstütze enger Winkel kurz shwarz mod 2	25571-01	●	
2-5	Beinstütze verriegelbar kurz enger Winkel schwarz mod 2	25572-01	●	
	Beinstütze verriegelbar enger Winkel schwarz mod 2	25573-01	●	
	Beinstütze verriegelbar Std Winkel schwarz mod 2	25575-01	●	●


Beinstütze winkelverstellbar Modell 1

[illegible]

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Scheibe NB6x16x1.0 schwarz Chrom	13034
2	Gelenkschutz Beinstütze winkelvestellbar	62176
3	Schraube M 6x 40 MVBF fzb	11234
4	Distanz beinstütze vrb Cross	20414
5	Knebelschraube Schiebegriffe Cross neu	80488
6	Schraube M6x30 M6S 8.8 DIN931 verzinkt	11555
7	Flügeschraube Beinstütze WN 314.1 25-M 6 polyamid	80847
1-7	Beinstütze Winkelverstellbar Cross Schwarz mod 2	25660-01
8	Siehe Abschnitt für Fußplatten	
9a	Konsole kissen beinstütze winkelvestellb Cross	24446-01
10	Flügelmutter für Beinstütze M6M M8 fzb	12006
11	Flügeschraube Beinstütze 60x22 M8x32 schwarz	80295

12	Drehknopf 40 M 6x17 Schwarz	80297
13	Polsterhalter fürwinkelverstb beinstütze schwarz	24421-01
14	Scheibe 6.4x17x3 DIN 7349 stahl fzb	13052
9a-14	Halter für Wadenplatte winkelverstb Cross schwarz	24544-01
9b-14	Halter für Wadenplatte FlipUp winkelverstb schwarz	27322-01
15	Flügelschraube Beinstütze Amputation 3015 M5 x 15 S Cross	80807
15-16	Wadenplatte Beinstütze 35/37.5 winkelverstb dunkelgrau	62105-60
	Wadenplatte Beinstütze 40/42.5 winkelverstb dunkelgrau	62104-60
	Wadenplatte Beinstütze 45/47.5 winkelverstellbar, dunkelgrau	62484-60
	Wadenplatte Beinstütze 50-60cm winkelverstellbar, dunkelgrau	62451-60
17	Bezug für Wadenplatte 35/37,5 für Wadenplatte 62105-60	62888-60
	Bezug für Wadenplatte 40/42.5 für Wadenplatte 62104-60	62889-60
	Bezug für Wadenplatte 45/47.5 für Wadenplatte 62484-60	62890-60
	Bezug für Wadenplatte 50-60 für Wadenplatte 62451-60	62906-60

Beinstütze winkelverstellbar Modell 3




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-8, 10	Beinstütze winkelverstellbar kpl mit Wadenplatte mod 3 schwarz	26100	●	●
2	Schraube K40x14 PT-KX schwarz Chrom	11419	●	●
3	Griffe vrb beinstütze	50842	●	●
4	Abdeckkappe 22x2 winkelverstellbare Beinstütze mod 3	51020	●	●
5	Schraube M6x30 M6S 8.8 DIN931 verzinkt	11555	●	●
6	Flügelschraube Beinstütze WN 314.1 25-M 6 polyamid	80847	●	●

			Cross 5	Cross 5 XL
7	Befestigung Wadenplatte winkelverstellbare Beinstütze mod 3	26122	●	●
8	Wadenplatte winkelverst. Beins mod 3	50844	●	●
9	Bezug für Wadenplatte Beinstütze wvb 26100/26207 dunkelgrau	62762-60	●	●
	Bezug für Wadenplatte Beinstütze wvb 26100/26207 Dartex	62762-63	●	●
10	PUR ring	50860	●	●
7-8, 10	Wadenplatte kompl vrb beinstütze	26136	●	●
1-6	Beinstütze verstellbar, Cross ohne Wadenplatte	27149	●	●

Amputationsbeinstütze

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1	Flügelschraube Beinstütze Amputation 3015 M5 x 15 S Cross	80807	●	●
2	Scheibe BRB 8.4/A2 rfr	13011	●	●
3	Schraube M 8x 35 MC6S fzb	11276	●	●
4	Verriegelungsrohr für Amputationsbeinstütze	25518-01	●	●
5	Stoppschraube M 8x 8 SK6SS schwarz Chrom hrc 45	11388	●	●
6	Achse beinstütze amputation kompl	25519-01	●	●
7	Konsole kissen beinstütze amputation	80809	●	●
8	Vierkantomutter höhe M 8 fzb	12056	●	●
9	Stützplatte Velours Amputationsbeinstütze	62335-60	●	●
	Stützplatte Dartex Amputationsbeinstütze	62335-63	●	●
	Stützplatte XL Velours rechts Amputationsbeinstütze	62452-60-1		●
	Stützplatte XL Velours links Amputationsbeinstütze	62452-60-2		●
	Stützplatte XL Dartex rechts Amputationsbeinstütze	62452-63-1		●
	Stützplatte XL Dartex links Amputationsbeinstütze	62452-63-2		●
10	Überzug Beinstütze Amputation grau für 25516/26205	62893-60	●	●
	Überzug Beinstütze Amp. Dartex für 25516-63/26205-63	62893-63	●	●
	Überzug Beinstütze Amp. XL, rechts, grau, für 26210-1	62450-60		●
	Überzug Beinstütze Amp. Cross XL re, Dartex für 26210-63-1	62450-63		●
	Überzug Beinstütze Amp. links, grau, für 26210-2	62761-60		●
	Überzug Beinstütze Amp. Cross XL links Dartex für 26210-63-2	62761-63		●




			Cross 5	Cross 5 XL
11	Schraubenschlüssel NV 4 Din 911	80141	●	●
12	Schraubenschlüssel NV 6 DIN611L 180mm	82625	●	●
1-12	Amputationsbeinstütze Cross kompl grau	25516-60	●	
	Amputationsbeinstütze Cross kompl Dartex	25516-63	●	
	Amputationsbeinstütze XL recht kompl grau	26210-60-1		●
	Amputationsbeinstütze XL links kompl grau	26210-60-2		●
	Amputationsbeinstütze XL recht kompl Dartex	26210-63-1		●
	Amputationsbeinstütze XL links kompl Dartex	26210-63-2		●


Gipsbeinauflage

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-9	Gipsbeinauflage für Cross rechts	27417-1
	Gipsbeinauflage für Cross links	27417-2
1	Gipsbeinauflage	
2	Wadenplatte Gipsbeinauflage	82520
3	Abdeckkappe	50287
4	Konsole kissen beinstütze	24446-01
5	Mutter für Beinstütze	12006
6	Flügelschraube Beinstütze	80295
7	Flügelschraube 40 M6x17	80297
8	Polsterhalter	24421-01
9	Scheibe 6.4x17x3 DIN 7349	13052
4-9	Halter für Wadenplatte	24544-01

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●



Fußplatte




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Schraube M 6x 25 MC6S 8.8 fzb	11033	●	●
2	Verschlussblock Fussplatte Cross Vinyl	20324	●	●
3	Befestigungsrohr Fußpl. x-kurz c/c 15 mm schwarz	82603	●	
	Befestigungsrohr Fußpl. kurz c/c 15 mm schwarz	81999	●	
	Befestigungsrohr Fußplatte std c/c 15 mm schwarz	81997	●	●
	Befestigungsrohr Fußpl. lang c/c 15 mm schwarz	81998	●	●
4	Mutter M 6 DIN 985-6 fzb	12017	●	●
5	Feder Fußplatte Cross Plast	80619	●	●
6	Schraube K40x 8 PT-KX Phil WN 1442 fzb	11344	●	●

Fußplatte...


Cross 5
Cross 5 XL

Pos.	Description	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
7	(Fußplatte mit Befestigungsrohr std 25 cm, 81997)			
	Fußplatte std 35 cm re mod 2	25641-1	●	
	Fußplatte std 35 cm li mod 2	25641-2	●	
	Fußplatte std 37.5 cm re mod 2	25642-1	●	
	Fußplatte std 37.5 cm li mod 2	25642-2	●	
	Fußplatte std 40 cm re mod 2	25643-1	●	
	Fußplatte std 40 cm li mod 2	25643-2	●	
	Fußplatte std 42.5 cm re mod 2	25644-1	●	
	Fußplatte std 42.5 cm li mod 2	25644-2	●	
	Fußplatte std 45 cm re mod 2	25645-1	●	
	Fußplatte std 45 cm li mod 2	25645-2	●	
	Fußplatte std 47.5 cm re mod 2	25736-1	●	●
	Fußplatte std 47.5 cm li mod 2	25736-2	●	●
	Fußplatte std 50-60 cm re mod 2	25646-1	●	●
	Fußplatte std 50-60 cm li mod 2	25646-2	●	●
7	(Fußplatte mit Befestigungsrohr kurz -8 cm, 81999)			
	Fußplatte kurz 35 cm re mod 2	25653-1	●	
	Fußplatte kurz 35 cm li mod 2	25653-2	●	
	Fußplatte kurz 37.5 cm re mod 2	25654-1	●	
	Fußplatte kurz 37.5 cm li mod 2	25654-2	●	
	Fußplatte kurz 40 cm re mod 2	25655-1	●	
	Fußplatte kurz 40 cm li mod 2	25655-2	●	
	Fußplatte kurz 42.5 cm re mod 2	25656-1	●	
	Fußplatte kurz 42.5 cm li mod 2	25656-2	●	
	Fußplatte kurz 45 cm re mod 2	25657-1	●	
	Fußplatte kurz 45 cm li mod 2	25657-2	●	
	Fußplatte kurz 47.5 cm re mod 2	25738-1	●	
	Fußplatte kurz 47.5 cm li mod 2	25738-2	●	
	Fußplatte kurz 50-60 cm re mod 2	25658-1	●	
	Fußplatte kurz 50-60 cm li mod 2	25658-2	●	

Cross 5
Cross 5 XL

7	(Fußplatte mit Befestigungsrohr lang +10 cm, 81998)			
	Fußplatte lang 35 cm re mod 2	25647-1	●	
	Fußplatte lang 35 cm li mod 2	25647-2	●	
	Fußplatte lang 37.5 cm re mod 2	25648-1	●	
	Fußplatte lang 37.5 cm li mod 2	25648-2	●	
	Fußplatte lang 40 cm re mod 2	25649-1	●	
	Fußplatte lang 40 cm li mod 2	25649-2	●	
	Fußplatte lang 42.5 cm re mod 2	25650-1	●	
	Fußplatte lang 42.5 cm li mod 2	25650-2	●	
	Fußplatte lang 45 cm re mod 2	25651-1	●	
	Fußplatte lang 45 cm li mod 2	25651-2	●	
	Fußplatte lang 47.5 cm re mod 2	25737-1	●	●
	Fußplatte lang 47.5 cm li mod 2	25737-2	●	●
	Fußplatte lang 50-60 cm re mod 2	25652-1	●	●
	Fußplatte lang 50-60 cm li mod 2	25652-2	●	●
8	Fußplatte vergrößerung XL 52.5-57.5	28443		●


Fußplatte cont.



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	Fußplattenvergrößerung S Kpl	28774	●	●
	Fußplattenvergrößerung M rechts	28775-1	●	●
	Fußplattenvergrößerung M links	28775-2	●	●
	Fußplattenvergrößerung L rechts	28776-1	●	●
	Fußplattenvergrößerung L links	28776-2	●	●
1	Fußplattenvergrößerung S		●	●
	Fußplattenvergrößerung M rechts		●	●
	Fußplattenvergrößerung M links		●	●
	Fußplattenvergrößerung L rechts		●	●
	Fußplattenvergrößerung L links		●	●
2	Sperrferse Armlehne	80661	●	●
3	Schraube M5x14 MF6S Zn8/P esloc	11237	●	●
4	Fixierungsplatte Fußplatte	83421	●	●
5	Sicherungsmutter M5	12168	●	●
6	Schraube M5x12 K6S 10.9	11208	●	●
7	Seitenführung	83420	●	●


[illegible]

Einteilige Fußplatte



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Fußbrett durchgehend kpl 35-37.5 cm	25936	●	
	Fußbrett durchgehend kpl 40-50 cm	25937	●	●
	Fußbrett durchgehende kpl 50-60 cm	26853	●	●
1	Fußplatte 35-37.5 cm f. durchgehendes Fußbrett	81130	●	
	Fußplatte 40-50 cm f. durchgehendes Fußbrett	81131	●	●
	Fußplatte 50-60 cm f. durchgehendes Fußbrett	81993	●	●
2	Schraube B 6 3.5x9.5 FXS schwarz Chrom	11384	●	●
3	Schraube M 5x 20 MF6S schwarz Chrom	11526	●	●
4	Schlossteil Fussplatte kompl L 94 mm	25931	●	
	Schlossteil Fußstütze kompl L 144 mm	25932	●	●
5	Befestigungsrohr Fußplatte links	25934	●	●
6	Befestigungsrohr Fußplatte rechts	25935	●	●
7	Schutzkappen durchg. Fußbrett	50830	●	●

Bremse



Cross 5								
Cross 5 XL								

9	Abdeckkappe bremsse rot Cross mod neu	51012
10	Bremshebelverlängerung Cross komplett	25515
1-8, 10	Bremsse Cross 5 mit Verl. re	27530-1
	Bremsse Cross 5 mit Verl. li	27530-2
11	Winkelgriff Bremsse Cross Paar rot	27574
	Winkelgriff Bremsse Cross Paar schwarz	25537
1-8, 11	Bremsse Cross 5 Winkelgriff re schwarzer Griff	27532-1
	Bremsse Cross 5 Winkelgriff li schwarzer Griff	27532-2
12	Einhandbremsse Cross 5 kompl re	27531-1
	Einhandbremsse Cross 5 kompl li	27531-2

[illegible]

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-9	Bremse Cross 5 Winkelgriff re roter Handgriff	27528-1
	Bremse Cross 5 Winkelgriff li roter Handgriff	27528-2
2	Stoppdetail Bremse Cross mod neu	50373
3	Schraube B 6 3.5x9.5 FXS schwarz Chrom	11384
4	Mutter M 6 DIN 985-6 fzb	12017
5	Scheibe innen Bremse mod 3	82564
6	Feder Bremse Cross	80796
7	Schraube M6x50 MC6S	11433
8	Scheibe außen Bremse mod 3	82575

Antriebsrad

			Cross 5	Cross 5 XL
Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
	20" Antriebsrad			
1	Rad 20 C5 HD/ohne Greifreifen ohne Achse	28420	●	●
	Rad 20 C5 HD/Alu Greifreifen ohne Achse	28474	●	●
	Rad 20 C5 HD/Zellgummi ohne Achse	28475	●	●
	Rad 20 C5 HD/Megagrip ohne Achse	28476	●	●
	Rad 20 C5 HD/Edelstahl ohne Achse	28477	●	●
	Rad 20 C5 Massiv/o.Greifreifen ohne Achse	27541	●	●
	Rad 20 C5 Massiv/Alu ohne Achse	27542	●	●
	Rad 20 C5 Massiv/Zellgummi ohne Achse	27543	●	●
	Rad 20 C5 Massiv/Megagrip ohne Achse	27957	●	●
	Rad 20 C5 Massiv/Edelstahl ohne Achse	27544	●	●
	Rad 20 C5 ohne Bereifung/o.GR ohne Achse	27545	●	●
	Rad 20" C5 mass. Schlauch Edelstahl	27683	●	●
	Rad 20" C5 mass. Schlauch Zellgummi	27684	●	●
	Rad 20" C5 mass. Schlauch Megagrip	27685	●	●
	Rad 20" C5 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27686	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe HD/ohne Greifreifen, ohne Achse	28478	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe HD/Megagrip ohne Achse	28479	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe HD/Edelstahl ohne Achse	28480	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe Massiv/ohne Greifreifen, ohne Achse	28076	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe Massiv/Megagrip ohne Achse	28077	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe Massiv/Edelstahl ohne Achse	28078	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe ohne Bereifung/Schlauch/Greifreifen/Achse	28079	●	●
	22" Antriebsrad			
1	Rad 22 C5 HD/o.Greifreifen ohne Achse	27546	●	●
	Rad 22 C5 HD/Alu ohne Achse	27547	●	●
	Rad 22 C5 HD/Zellgummi ohne Achse	27548	●	●
	Rad 22 C5 HD/Megagrip ohne Achse	27549	●	●
	Rad 22 C5 HD/Edelstahl ohne Achse	27550	●	●
	Rad 22 C5 Massiv/o.Greifreifen ohne Achse	27551	●	●
	Rad 22 C5 Massiv/Alu ohne Achse	27552	●	●
	Rad 22 C5 Massiv/Zellgummi ohne Achse	27553	●	●
	Rad 22 C5 Massiv/Megagrip ohne Achse	27554	●	●
	Rad 22 C5 Massiv/Edelstahl ohne Achse	27555	●	●
	Rad 22 C5 ohne Bereifung/o.GR	27556	●	●
	Rad 22" C5 mass. Schlauch Edelstahl	27687	●	●
1	Rad 22" C5 mass. Schlauch Zellgummi	27688	●	●
	Rad 22" C5 mass. Schlauch Megagrip	27689	●	●
	Rad 22" C5 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27690	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe HD/ohne Greifreifen, ohne Achse	28080	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe HD/Megagrip ohne Achse	28081	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe HD/Edelstahl ohne Achse	28082	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe Massiv/ohne Greifreifen, ohne Achse	28083	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe Massiv/Megagrip ohne Achse	28084	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe Massiv/Edelstahl ohne Achse	28085	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe ohne Bereifung/Schlauch/Greifreifen/Achse	28086	●	●


Antriebsrad...

Pos.	Description	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	24" Antriebsrad			
	Rad 24 C5 HD ohne Greifreifen schwarz ohne Achse	28860	●	●
	Rad 24 C5 HD/alu schwarz ohne Achse	28861	●	●
	Rad 24 C5 HD/Zellgummi schwarz ohne Achse	28862	●	●
	Rad 24 C5 HD/Megagrip schwarz ohne Achse	28863	●	●
	Rad 24 C5 HD/Edelstahl schwarz ohne Achse	28864	●	●
	Rad 24 C5 HD/Titan schwarz ohne Achse	28865	●	●
	Rad 24" C5 HD/Alu ohne Achse Marathon Plus	28603	●	●
	Rad 24" C5 HD/Zellgummi ohne Achse Marathon Plus	28604	●	●
	Rad 24" C5 HD/Megagrip ohne Achse Marathon Plus	28605	●	●
	Rad 24" C5 HD/Edelstahl ohne Achse Marathon Plus	28606	●	●
	Rad 24" C5 HD/Titan ohne Achse Marathon Plus	28607	●	●
	Rad 24" C5 HD/o.Greifreifen ohne Achse Marathon Plus	28608	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/o.Greifreifen ohne Achse	27563	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/Alu ohne Achse	27564	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/Zellgummi ohne Achse	27565	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/Megagrip ohne Achse	27566	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/Edelstahl ohne Achse	28844	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/Titan ohne Achse	27568	●	●
	Rad 24" C5 ohne Bereifung/o.GR ohne Achse	27569	●	●
	Rad 24" C5 mass. Schlauch Zellgummi	27692	●	●
	Rad 24" C5 mass. Schlauch Megagrip	27693	●	●
	Rad 24" C5 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27694	●	●
	Rad 24" C5 Ultra-Leicht/Grip ohne Achse	82555	●	
	Rad 24" C5 Ultra-Leicht/Titan ohne Achse	82534	●	
	Rad 24" C5 matte Nabe HD/ohne Greifreifen, ohne Achse	28087	●	●
	Rad 24" C5 matte Nabe HD/Megagrip ohne Achse	28088	●	●

1	Rad 24" C5 matte Nabe HD/Edelstahl ohne Achse	28089	●	●
	Rad 24" C5 matte Nabe Massiv/ohne Greifreifen, ohne Achse	28090	●	●
	Rad 24" C5 matte Nabe Massiv/Megagrip ohne Achse	28091	●	●
	Rad 24" C5 matte Nabe Massiv/Edelstahl ohne Achse	28092	●	●
	Rad 24" C5 matte Nabe o.Bereifung/Schlauch Greifreifen o Achse	28093	●	●
	Rad 24" Ultra-Leicht/titan ohne Achse	28095	●	
	26" Antriebsrad			
	Rad 26 C5 HD/alu	27570	●	●
	Rad 26 C5 HD/Edelstahl	27572	●	●
	Rad 26 C5 halbmassiv/Edelstahl	27992	●	●
	Rad 26 C5 matte Nabe HD/Edelstahl ohne Achse	28094	●	●
	Achse			
	Steckachse QR D12 Std Stahlnabe Cross, Prio, Crissy	82483	●	●
	Steckachse QR D12 Antriebsrad leicht	82581	●	●

Antriebsrad mit Trommelbrems

			Cross 5	Cross 5 XL
Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1	TB-Rad 20			
	TB-Rad 20 massiv/Alu	81337	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch Edelstahl	27695	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch Zellgummi	27696	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch Megagrip	27697	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27698	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch matte Nabe Edelstahl	28097	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch matte Nabe ohne Greifreifen, o Achse	28096	●	●
	TB-Rad 20 ND matte Nabe Edelstahl	28098	●	●
	TB-Rad 20 ND matte Nabe ohne Greifreifen, ohne Achse	28099	●	●
1	TB-Rad 22			
	TB-Rad 22 HD/Alu	81342	●	●
	TB-Rad 22 massiv/Alu	81339	●	●
	TB-Rad 22 massiv/Grip	81340	●	●
	TB-Rad 22 massiv/Stahl	81341	●	●
	TB-Rad 22 HD/Grip	81343	●	●
	TB-Rad 22 HD/Stahl	81344	●	●
	TB-Rad 22 mass. Schlauch Edelstahl	27255	●	●
	TB-Rad 22 mass. Schlauch Zellgummi	27699	●	●
	TB-Rad 22 mass. Schlauch Megagrip	27700	●	●
	TB-Rad 22 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27701	●	●
	TB-Rad 22" mass. Schlauch ohne Greifreifen, o Achse, matte Nabe	28100	●	●
	TB-Rad 22" mass. Schlauch Megagrip, matte Nabe	28101	●	●
	TB-Rad 22" mass. Schlauch Edelstahl, matte Nabe	28102	●	●
	TB-Rad 22" HD/Megagrip matte Nabe, HD/Kunststoff	28103	●	●
	TB-Rad 22" HD/Edelstahl matte Nabe	28104	●	●
	TB-Rad 22" HD ohne Greifreifen, ohne Achse, matte Nabe	28105	●	●




Antriebsrad mit Trommelbrems...

			Cross 5	Cross 5 XL
Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1	TB-Rad 24			
	TB-Rad 24 HD/Alu	81349	●	●
	TB-Rad 24 massiv/Alu	81346	●	●
	TB-Rad 24 massiv/Grip	81347	●	●
	TB-Rad 24 massiv/Stahl	81348	●	●
	TB-Rad 24 HD/Grip	81350	●	●
	TB-Rad 24, HD/ Edelstahl	81351	●	●
	TB-Rad 24 mass. Schlauch Edelstahl	27256	●	●
	TB-Rad 24 mass. Schlauch Zellgummi	27702	●	●
	TB-Rad 24 mass. Schlauch Megagrip	27703	●	●
	TB-Rad 24 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27704	●	●
	TB-Rad 24" mass. Schlauch o Greifreifen, o Achse, matte Nabe	28106	●	●
	TB-Rad 24" mass. Schlauch Megagrip, matte Nabe	28107	●	●
	TB-Rad 24" mass. Schlauch Edelstahl, matte Nabe	28108	●	●
	TB-Rad 24" HD/Megagrip matte Nabe	28109	●	●
	TB-Rad 24" HD/Edelstahl matte Nabe	28110	●	●
	TB-Rad 24" HD ohne Greifreifen, ohne Achse, matte Nabe	28111	●	●
	TB-Rad 26			
	TB-Rad 26 mass. Schlauch Greifreifen Edelstahl	28112	●	●
2-9	Montagesatz Trommelbremse Cross 5/Cross 5 XL	27627	●	●
2-9, 11	Trommelbremse C5 ohne Rad	27890	●	
	Trommelbremse C5 XL ohne Rad	27891		●
2	Steckachse Trommelbremse 138 mm, für Cross/M100	81325	●	●
3	Befestigungsplatte TB Cross 5	82566	●	●
4	Ankerplatte Cross 5 rechts	27590	●	●
	Ankerplatte Cross 5 links	27591	●	●
5	Schraube M6x55 MC6S	11351	●	●
6	Adapter Bremse 5 mm	51019	●	●
7	Sicherungsmutter M 6 Zn8/P4 DIN 985-6	12035	●	●

	Cross 5	Cross 5 XL		
8	Mutter M16x1 NV 24 B8 fzb	12052	●	●
9	Schnorr Scheibe 17x24x1.3 fzb	13084	●	●
11	TB Schiebegriff hvb. Cross 100mm Griffpolster, inkl. TB-Griff und Bowdenzug	27625-01	●	
	TB Schiebegriff hvb. Cross XL 100mm Griffpolster, inkl. TB-Griff und Bowdenzug	27626-01		●
12-13	Montagesatz Trommelbremse Cross 5 / Cross 5 XL niedrig	27628	●	●
14	Wire lock brake handle 100 mm 10 pcs	82854	●	●
	Wire lock brake handle 75 mm 10 pcs	82855	●	●


Trommelbremse, Standard Rückenrohr mit festen Schiebegriffen



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Griff für Trommelbremse	81804
2	Bremszug für Trommelbremse	81805
3	Schraube DG 50x20 WN 1552 A2	11504
4	Rückenrohr m Schiebegriff Twin für Trommelbremse, inkl. Handgriffpolster 75mm	27345-01


Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●

Einhandbetrieb




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Teleskopachse Einhandantrieb Cross 35-37.5 cm	27317	●	
	Teleskopachse Einhandantrieb Cross 40-42.5 cm / Next 35-37.5 cm	27318	●	
	Teleskopachse Einhandantrieb Cross 45-50 cm / Next 40-45 cm	27319	●	●
	Teleskopachse Einhandantrieb Cross 52.5-57.5 cm / Next 47.5-55 cm	27320		●
	Teleskopachse Einhandantrieb Cross 60 cm / Next 57.5 cm	27321		●
2-3	Einhandantr 20 Cross/Cross XL kpl	26534	●	●
	Einhandantr 22 Cross/Cross XL kpl	26533	●	●
	Einhandantr 24 Cross/Cross XL kpl	26522	●	●

Mantel und Schlauch



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Mantel 22 x 1 hochdruck	81125	●	●
	Mantel 24 Hochdruck schwarz	83329	●	●
	Mantel 24 Schwalbe Marathon Plus	83301	●	●
	Mantel Hochdruckbereifung 24x1 für Ultraleicht-Räder	82907	●	
2	Mantel 20 massiv	80787	●	●
	Mantel 22 massiv grau	81384	●	●
	Mantel 24 massiv grau	80768	●	●
3	Schlauch 20 Niederdruck	80132	●	●
	Schlauch 22, Hochdruck	80136	●	●
	Schlauch 24 Hochdruck	80560	●	●
	Schlauch Hochdruckbereifung 24x1 für Ultraleicht-Räder	82908	●	
4	Schlauch massiv 20"	82706	●	●
	Schlauch massiv 22"	82705	●	●
	Schlauch massiv 24"	82704	●	●
5	Felgenband 24" für Ultraleicht-Räder	82909	●	
	Felgenband 24"	97044	●	●

Greifreifen




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Montagesatz Greifreifen Alu/Megagrip/Zellgummi/Stahl	24514	●	●
2	20" Antriebsrad			
	Greifreifen D465 20" Alu	81109	●	●
	Greifreifen D465 20" Rutschfester Lackierung gross	81229	●	●
	Greifreifen D425 20" Zellg/Klips mont	24442	●	●
	Greifreifen D465 20" Stahl	21034	●	●
	Greifreifen D465 20" Stahl versiegelt	83006	●	●
	Greifreifen D465 20" Rutschfester Lackierung gross	83010	●	●
	22" Antriebsrad			
	Greifreifen D500 22" Alu	25636	●	●
	Greifreifen D500 22" Stahl	24395	●	●
	Greifreifen D500 22" schwarz	80895	●	●
	Greifreifen D469 22" Zellg/Klips mont	24551	●	●
	Greifreifen D500 22" Stahl versiegelt	83007	●	●
	Greifreifen D500 22" Rutschfester Lackierung gross	83011	●	●

2	24" Antriebsrad		Cross 5	Cross 5 XL
	Greifreifen D540 24" Alu	25181	●	●
	Greifreifen D540 24" Stahl	24023	●	●
	Greifreifen D540 24" Rutschfester Lackierung gross	82998	●	●
	Greifreifen D540 24" Zellg/Klips mont	80800	●	●
	Greifreifen D540 24" Stahl versiegelt	83008	●	●
	Greifreifen D540 24" Rutschfester Lackierung gross	83012	●	●
	26" Antriebsrad			
	Greifreifen D585 26" Alu	81508	●	●
	Greifreifen D585 26" Stahl	81510	●	●
	Greifreifen D585 26" Stahl	83009	●	●


Lenkrad, Vordergabel

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Schraube M 8x 1x40 MC6S 12.9 schwarz Zn8/P4	11305	●	●
2	Exzenterhülse gezackt	81994	●	●
3	Halter Vordergabel Cross	80606	●	●
	Lenkradgabelbef-Hemi	80899	●	●
	Halter Vordergabel niedrig Cross	83417	●	●
1, 3, 9-11, 13-19	Halter Vordergabel Cross Kpl	28147	●	●
	Lenkradgabelbef-Hemi Kpl	25763	●	●
	Halter Vordergabel niedrig Cross Kpl	28633	●	●
4	Schraube M 6x 75 MC6S 12.9 Schwarz Chrom	11338	●	●
5	Lenkrad			
6	Sicherung Radachse PA 6	51135	●	●
	Sicherung Radachse PA 6 (50 stück)	27954	●	●
7	Sicherungsmutter M 6 DIN 935-6 schwarz Zn8/P4	12035	●	●
4-7	Lenkrad 4" 100x30 massiv	27870	●	●
	Lenkrad 5" 125x30 massiv kompl	27865	●	●
	Lenkrad 6" 150x30 halb massiv kompl	27863	●	●
	Lenkrad 6" 150x30 massiv kompl	27869	●	●
	Lenkrad 6,5" 165x30 massiv	27866	●	●
	Lenkrad 8" 200x35 halb massiv kompl	27864	●	●
	Lenkrad 8" 200x50 halb massiv kompl	27868	●	●
	Lenkrad 8" 200x30 luftbereift kompl	27872	●	●
8	Vordergabel kurz 4" lenkrad ohne achse	26237-01	●	
	Vordergabel kurz ohne Achse schwarz	24554-01	●	●
	Vordergabel medium ohne Achse schwarz	24555-01	●	●
	Vordergabel lang ohne Achse schwarz	24556-01	●	●
	Vordergabel kurz exkl Achse 4 mm Schwarz	24832-01	●	●
	Vordergabel Medium ohne Achse 4 mm schwarz	24833-01	●	●
9	Sicherungsmutter 1/2 UNF Niedrig	12077	●	●
10	Scheibe BRB 13.5 schwarz Zn8/P4	13031	●	●
11	Scheibe 12.7x24x2.5 mit phase	13032	●	●
12	Achse vordergabel stahl Sting	83812	●	●




			Cross 5	Cross 5 XL
8-12	Vordergabel extrakurz für 4" Rad	26238	●	
	Vordergabel kurz Stahlachse	24677	●	●
	Vordergabel medium Stahlachse	24678	●	●
	Vordergabel lang Stahlachse	24679	●	●
	V-Gabel kurz verst. Stahlachse 4 mm	24834	●	●
	V-Gabel medium verst. Stahlach 4 mm	24835	●	●
13	Kugellager 1/2 EE4 2RS	80244	●	●
14	Scheibe 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040	●	●
15	Sicherungsmutter M 8x1 DIN 985 fzb	12051	●	●
16	Deckel Vordergabelbefestigung	51220	●	●
	Deckel f L-radgbefe-Hemi	50429	●	●
17	Scheibe BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001	●	●
18	Nutenstein	82922	●	●
19	Scheibe	13092	●	●

Verbreitungssatz



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-6	Verbreiterungssatz 10mm f. TB Cross 5	27533
1	Sicherungsmutter M 6 DIN 935-6 schwarz Chrom	12035
2	Distanzstück Verbreiterung f. AL-Aufnahme	51018
3	Adapter Bremse	51019
4	Distanzstück Nabenhülse	20508
5	Unterlegscheibe 17x24x1.3 fzb	13084
6	Mutter M16x1 NV 24 B8	12052

Sitz Bezug/Sitztiefenverlängerung Crossrücken 3A



	Cross 5	Cross 5 XL


Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
	Für Crossrücken 3A	
1	Markisendraht kurz länge=385mm Bezug Sitz	80617
	Markisendraht lang länge=450mm Bezug Sitz	80618
1-2	Bezug Sitz Basic kurz 35 cm Basic/Cross 3A schwarz	62718-60
	Bezug Sitz Basic kurz 37.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62719-60
	Bezug Sitz Basic kurz 40 cm Basic/Cross 3A schwarz	62720-60
	Bezug Sitz Basic kurz 42.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62721-60
	Bezug Sitz Basic kurz 45 cm Basic/Cross 3A schwarz	62722-60
	Bezug Sitz Basic kurz 47.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62978-60
	Bezug Sitz Basic kurz 50 cm Basic/Cross 3A schwarz	62979-60
	Bezug Sitz Basic kurz 52.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62980-60
	Bezug Sitz Basic kurz 55 cm Basic/Cross 3A schwarz	62981-60
	Bezug Sitz Basic kurz 57.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62982-60
	Bezug Sitz Basic kurz 60 cm Basic/Cross 3A schwarz	62983-60

1-2	Bezug Sitz Basic lang 35 cm Basic/Cross 3A schwarz	62728-60
	Bezug Sitz Basic lang 37.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62729-60
	Bezug Sitz Basic lang 40 cm Basic/Cross 3A schwarz	62730-60
	Bezug Sitz Basic lang 42.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62731-60
	Bezug Sitz Basic lang 45 cm Basic/Cross 3A schwarz	62732-60
	Bezug Sitz Basic lang 47.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62984-60
	Bezug Sitz Basic lang 50 cm Basic/Cross 3A schwarz	62985-60
	Bezug Sitz Basic lang 52.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62986-60
	Bezug Sitz Basic lang 55 cm Basic/Cross 3A schwarz	62987-60
	Bezug Sitz Basic lang 57.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62988-60
3	Sitztiefenverlängerung B35-40 cm	63291
	Sitztiefenverlängerung B42,5-50 cm	63292
	Sitztiefenverlängerung B52,5-60 cm	63293

	Cross 5	Cross 5 XL


This diagram shows the exploded view of a car seat base. The main component is a long, flat metal plate with four L-shaped brackets attached to its corners. Two callout boxes provide detailed views of the bracket assembly. The left callout box shows a bracket (1) with two screws (3) passing through it into the base plate. A spring (4) is shown below the screws. The right callout box shows a bracket (2) with two screws (3) passing through it into the base plate. A spring (4) is shown below the screws. At the bottom, a separate exploded view shows a bolt (5) passing through a circular component (6) and a nut (7). A washer (8) is also shown.

Rückenbezug Rücken Modell 2




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Bezug Rücken Cr/Ne verstellbar Rh justierbar 35/37.5 cm Crossrücken 2	62342-60	●	
	Bezug Rücken Cr/Ne verstellbar Rh justierbar 40/42.5 cm Crossrücken 2	62343-60	●	
	Bezug Rücken Cr/Ne verstellbar Rh justierbar 45 cm Crossrücken 2	62344-60	●	
	Bezug Rücken Cr/Ne verstellbar Rh justierbar 47.5/50 cm Crossrücken 2	62345-60	●	●
	Bezug Rücken Cr/Ne versth 52.5/55 cm schwarz	62430-60	●	●
	Bezug Rücken Cr/Ne versth 57.5 cm schwarz	62431-60		●
	Bezug Rücken Cross H55 SB 35/37.5	62758-60	●	
	Bezug Rücken Cross H55 SB 40/42.5	62466-60	●	
	Bezug Rücken Cross H55 SB 45	62467-60	●	
	Bezug Rücken Cross H55 SB 47.5/50	62468-60	●	●
	Bezug Rücken Cross H55 SB 52.5/55	62759-60	●	●
	Bezug Rücken Cross H55 SB 57.5/60	62760-60		●

Rückenbezug Rücken 3A






Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Rückenbezug 3A 35 - 40 cm Cross 3A	62953-60	●	
	Rückenbezug 3A 42.5 - 50 cm Cross 3A	62954-60	●	●
	Rückenbezug 3A 52.5 - 60 cm Cross 3A	62955-60		●
	Markisendraht L296 3A Crossrücken mod 3	82461	●	●
	Bezug Rücken hoch 3A 35-40cm Cross 3A	63014-60	●	
	Bezug Rücken hoch 3A 42.5-50cm Cross 3A	63015-60	●	●
	Bezug Rücken hoch 3A 52.5-60cm Cross 3A	63016-60		●
	Markisendraht L355 3A hoch Crossrücken mod 3	82586	●	●


Rückenbezug Rücken 2B



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1	Bezug Rücken B2B rb 35-40 cm	63257-60	Cross 5	Cross 5 XL
	Bezug Rücken B2B rb 42.5-50 cm	63258-60		
	Bezug Rücken B2B rb 52.5-60 cm	63259-60		
2	Bezug Rücken B2B hoch 35-40 cm	63260-60		
	Bezug Rücken B2B hoch 42.5-50 cm	63261-60		
	Bezug Rücken B2B hoch 52.5-60 cm	63262-60		
3	Verlängerungsteil Rücken 2B 35-40 cm mod 2	63273		
	Verlängerungsteil Rücken 2B 42,5-47,5 cm mod 2	63275		
	Verlängerungsteil Rücken 2B 50-55 cm mod 2	63276		
4	Zusatzpolster, Größe 20x15x1 cm	63272		
5	Verstärkung f. Bezug Zusatzpolster	51218		
4-5	Zusatzpolster komplett	28637		




Rückenbezug std



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Bezug Rücken std M100 37.5 cm	62523-70	●	
	Bezug Rücken std M100 40 cm	62524-70	●	
	Bezug Rücken std M100 42.5 cm	62525-70	●	
	Bezug Rücken std M100 45 cm	62526-70	●	
	Bezug Rücken std M100 47.5 cm	62527-70	●	
	Bezug Rücken std M100 50 cm	62528-70	●	
2	Bezug Rücken anpassbar 35-37,5 cm	62364-70	●	
	Bezug Rücken anpassbar 40-42,5 cm	62365-70	●	
	Bezug Rücken anpassbar 45 cm	62366-70	●	
	Bezug Rücken anpassbar 47,5-50 cm	62367-70	●	
3	Überzug Rücken 35 cm	62368-70	●	
	Überzug Rücken 37,5 cm	62454-70	●	
	Überzug Rücken 40 cm	62369-70	●	
	Überzug Rücken 42,5/45 cm	62370-70	●	
	Überzug Rücken 47,5/50 cm	62371-70	●	

Überzug Rücken Modell 2



[illegible][illegible]

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
	Überzug Rücken El/Cr/Act 35/37.5 cm dunkelgrau	62135-60
	Überzug Rücken El/Cr/Act 37.5 cm dunkelgrau	62387-60
	Überzug Rücken El/Cr/Act 40/42.5 cm dunkelgrau	62136-60
	Überzug Rücken Elite/Cross/Act 42.5 cm dunkelgrau	62388-60
	Überzug Rücken El/Cr/Act 45 cm dunkelgrau	62137-60
	Überzug Rücken Cross/Next 47.5 cm grau	62389-60
	Überzug Rücken Cross/Next 50 cm dunkelgrau	62305-60
	Überzug Rücken Cross/Next 52.5 cm grau	62432-60
	Überzug Rücken Cross/Next 55 cm grau	62433-60
	Überzug Rücken Cross/Next 57.5 cm grau	62434-60
	Überzug Rücken Cr/Ne 60cm	62435-60
	Überzug Rücken H55 35 cm Cross/Next dunkelgrau	62478-60
	Überzug Rücken H55 37.5 cm Cross/Next dunkelgrau	62479-60
	Überzug Rücken H55 40 cm Cross/Next dunkelgrau	62469-60
	Überzug Rücken H55 42.5 cm Cross/Next dunkelgrau	62470-60
	Überzug Rücken H55 45 cm Cross/Next dunkelgrau	62471-60
	Überzug Rücken H55 47.5 cm Cross/Next dunkelgrau	62472-60

	Überzug Rücken H55 50 cm Cross/Next dunkelgrau	62473-60
	Überzug Rücken H55 52.5 cm Cross/Next dunkelgrau	62480-60
	Überzug Rücken H55 55 cm Cross/Next dunkelgrau	62481-60
	Überzug Rücken H55 57.5 cm Cross/Next dunkelgrau	62482-60
	Überzug Rücken H55 60 cm Cross/Next dunkelgrau	62483-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 35 cm grau	62895-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 37.5 cm grau	62896-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 40 cm grau	62897-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 42.5 cm grau	62898-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 45 cm grau	62899-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 47.5 cm grau	62900-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 50 cm grau	62901-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 52.5 cm grau	62902-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfortm std/hoch 55 cm grau	62903-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 57.5 cm grau	62904-60
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 60 cm grau	62905-60
	Adapter Sitzbezug	28484

(Verbreiterte Rücken +5 cm)

Überzug Rücken 3A





	Cross 5	Cross 5 XL

Pos.	Description	Art. Nr.
1	Überzug Rücken Cross 3A 35 dunkelgrau	62941-60
	Überzug Rücken Cross 3A 37,5 dunkelgrau	62942-60
	Überzug Rücken Cross 3A 40 dunkelgrau	62943-60
	Überzug Rücken Cross 3A 42,5 dunkelgrau	62944-60
	Überzug Rücken Cross 3A 45 dunkelgrau	62945-60
	Überzug Rücken Cross 3A 47,5 dunkelgrau	62946-60
	Überzug Rücken Cross 3A 50 dunkelgrau	62947-60
	Überzug Rücken Cross 3A 52,5 dunkelgrau	62948-60
	Überzug Rücken Cross 3A 55 dunkelgrau	62949-60
	Überzug Rücken Cross 3A 57,5 dunkelgrau	62950-60
	Überzug Rücken Cross 3A 60 dunkelgrau	62951-60

	Cross 5	Cross 5 XL

2	Überzug Rücken 3A Komfort 35 dunkelgrau	62956-60	●	
	Überzug Rücken 3A Komfort 37,5 dunkelgrau	62957-60	●	
	Überzug Rücken 3A Komfort 40 dunkelgrau	62958-60	●	
	Überzug Rücken 3A Komfort 42,5 dunkelgrau	62959-60	●	
	Überzug Rücken 3A Komfort 45 dunkelgrau	62960-60	●	
	Überzug Rücken 3A Komfort 47,5 dunkelgrau	62961-60	●	●
	Überzug Rücken 3A Komfort 50 dunkelgrau	62962-60	●	●
	Überzug Rücken 3A Komfort 52,5 dunkelgrau	62963-60		●
	Überzug Rücken 3A Komfort 55 dunkelgrau	62964-60		●
	Überzug Rücken 3A Komfort 57,5 dunkelgrau	62965-60		●
	Überzug Rücken 3A Komfort 60 dunkelgrau	62966-60		●

Überzug Rücken 3A...



1

2


Cross 5	Cross 5 XL
●	
●	
●	
●	
●	
●	●
●	●
	●
	●
	●
	●

Cross 5	Cross 5 XL
●	
●	
●	
●	
●	
●	●
●	●
	●
	●
	●


Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Überzug Rücken 3A Tidy 35	63087-63
	Überzug Rücken 3A Tidy 37,5	63088-63
	Überzug Rücken 3A Tidy 40	63089-63
	Überzug Rücken 3A Tidy 42,5	63090-63
	Überzug Rücken 3A Tidy 45	63091-63
	Überzug Rücken 3A Tidy 47,5	63092-63
	Überzug Rücken 3A Tidy 50	63093-63
	Überzug Rücken 3A Tidy 52,5	63094-63
	Überzug Rücken 3A Tidy 55	63095-63
	Überzug Rücken 3A Tidy 57,5	63096-63
	Überzug Rücken 3A Tidy 60	63097-63

2	Shaumstoff Überzug Tidy 35	82877
	Shaumstoff Überzug Tidy 37,5	82878
	Shaumstoff Überzug Tidy 40	82879
	Shaumstoff Überzug Tidy 42,5	82880
	Shaumstoff Überzug Tidy 45	82881
	Shaumstoff Überzug Tidy 47,5	82882
	Shaumstoff Überzug Tidy 50	82883
	Shaumstoff Überzug Tidy 52,5	82884
	Shaumstoff Überzug Tidy 55	82885
	Shaumstoff Überzug Tidy 57,5	82886
	Shaumstoff Überzug Tidy 60	82887

Überzug Rücken 3A...



1



2

Cross 5	Cross 5 XL
---------	------------

●	
●	
●	
●	
●	
●	●
●	●
	●
	●
	●


Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Überzug Rücken hoch 3A 35 cm Cross 3A	63020-60
	Überzug Rücken hoch 3A 37.5 cm Cross 3A	63021-60
	Überzug Rücken hoch 3A 40 cm Cross 3A	63022-60
	Überzug Rücken hoch 3A 42.5 cm Cross 3A	63023-60
	Überzug Rücken hoch 3A 45 cm Cross 3A	63024-60
	Überzug Rücken hoch 3A 47,5 cm Cross 3A	63025-60
	Überzug Rücken hoch 3A 50 cm Cross 3A	63026-60
	Überzug Rücken hoch 3A 52.5 cm Cross 3A	63027-60
	Überzug Rücken hoch 3A 55 cm Cross 3A	63028-60
	Überzug Rücken hoch 3A 57.5 cm Cross 3A	63029-60
	Überzug Rücken hoch 3A 60 cm Cross 3A	63030-60

Cross 5	Cross 5 XL
---------	------------

●	
●	
●	
●	
●	
●	●
●	●
	●
	●
	●

2	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 35 cm	63033-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 37.5 cm	63034-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 40 cm	63035-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 42.5 cm	63036-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 45 cm	63037-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 47.5 cm	63038-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 50 cm	63039-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 52.5 cm	63040-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 55 cm	63041-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 57.5 cm	63042-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 60 cm	63043-60


Überzug Rücken 2B



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Überzug Rücken 3A/B2B 35 cm schwarz	63204-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 37.5 cm schwarz	63205-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 40 cm schwarz	63206-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 42.5 cm schwarz	63207-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 45 cm schwarz	63208-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 47.5 cm schwarz	63209-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 50 cm schwarz	63210-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 52.5 cm schwarz	63211-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 55 cm schwarz	63212-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 57.5 cm schwarz	63213-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 60 cm schwarz	63214-68	●	


Armlehne abnehmbares Polster

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	Armlehne abnehmbares Polster kurz rechts	28780-1	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster kurz links	28780-2	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang rechts	28781-1	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang links	28781-2	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster kurz rechts mit Fingerschraube	28782-1	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster kurz links mit Fingerschraube	28782-2	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang rechts mit Fingerschraube	28783-1	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang links mit Fingerschraube	28783-2	●	●
1	Armlehne abnehmbares Polster kurz rechts ohne Polster	28684	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang rechts ohne Polster	28685-1	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang links ohne Polster	28685-2	●	●
2	Sperrferse Armlehne	80661	●	●
3	Schraube B 8x19 RXS/A2 Ph st 4.2	11064	●	●
4	Armlehnenpolster M100 kurz rechts	82294-1	●	●
	Arm support pad M100 kurz links	82294-2	●	●
	Arm support pad M100 lang rechts	82295-1	●	●
	Arm support pad M100 lang links	82295-2	●	●
5	Schutzscheibe rechts	50316	●	●
	Schutzscheibe links	50317	●	●
6	Schraube M5x14 MF6S 10.9 schwarz Esloc	11237	●	●
7	Fingerschraube	82402	●	●




Armlehne...

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Velourspolster Armlehne kurz dunkelgrau	62282-60	●	●
	Velourspolster Armlehne lang dunkelgrau	62283-60	●	●
	Gelpolster Armlehne kurz kompl	26240-60	●	●
	Gelpolster Armlehne lang kompl	26241-60	●	●
	Armlehnenpolster kurz, Dartex	62282-63	●	●
	Armlehnenpolster lang, Dartex	62283-63	●	●
	Gelpolster Armlehne kurz Dartex kompl	26240-63	●	●
	Gelpolster Armlehne lang Dartex kompl	26241-63	●	●
2-5	Armlehne Cross höhenanp 25 cm rechts	25172-1	●	●
	Armlehne Cross höhenanp 25 cm links	25172-2	●	●
	Armlehne Cross höhenanp 38 cm rechts	25173-1	●	●
	Armlehne Cross höhenanp 38 cm links	25173-2	●	●
3	Schraube M 5x 14 MF6S 10.9 schwarz Chrom esloc	11237	●	●
4	Schutzscheibe Cross/M100 Nylon re	50316	●	●
	Schutzscheibe Cross/M100 Nylon li	50317	●	●
5	Sperrferse Armlehne 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●




Seitenschutz



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Seitenschutz konsole Cross 6005 T6 SS4107-06	80631	●	●
2	Sperrferse Armlehne 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●
3	Schraube M 5x 14 MF6S 10.9 schwarz Chrom esloc	11237	●	●
4	Schutzscheibe Cross/M100 Nylon re	50316	●	●
	Schutzscheibe Cross/M100 Nylon li	50317	●	●
1-4	Seitenschutz Cross rechts Kunststoff schwarz	25189-1	●	●
	Seitenschutz Cross links Kunststoff schwarz	25189-2	●	●

Spritzschutz



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Spritzschutz Carbon CrossElite Rechte Seite mit einstellbarer Halterung	27397-1	●	●
	Spritzschutz Carbon CrossElite Linke Seite mit einstellbarer Halterung	27397-2	●	●
1	Spritzschutz Carbon rechts ohne Befestigung	27414-1	●	●
	Spritzschutz Carbon links ohne Befestigung	27414-2	●	●
2	Sperrferse Armlehne 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●
3	Befestigung Spritzschutz Carbo	27396-01	●	●
4	Schraube M 5x 8 K6S schwarz Chrom	11304	●	●
5	Schraube M 5x 20 MF6S schwarz Chrom	11571	●	●
6	Sicherungsmutter M 5 DIN 935-6 Schwarz Chrom	12036	●	●
7	Unterlegscheibe 5.3x15x1.2	13004	●	●
8	Distanz armlehne	20231	●	●
9	Schraube M 6x 25 MC6S 12.9 schwarz Chrom	11317	●	●
10	Sicherungsmutter M 6 DIN 935-6 schwarz Chrom	12035	●	●

This exploded view diagram illustrates the assembly of the Bosch 5XL table saw. The components are numbered as follows:

- 1**: Main table saw body.
- 2**: Motor housing.
- 3**: Motor mounting bracket.
- 4**: Motor mounting plate.
- 5**: Motor mounting screws.
- 6**: Motor mounting pins.
- 7**: Motor mounting pins.
- 8**: Motor mounting pin.
- 9**: Motor mounting pin.
- 10**: Motor mounting pin.


Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-10	Oberschenkelstütze kurz, re Komplett	27391-1
	Oberschenkelstütze kurz, li Komplett	27391-2
	Oberschenkelstütze lang, re Komplett	27392-1
	Oberschenkelstütze lang, li Komplett	27392-2
1	Oberschenkelstütze kurz	82523
	Oberschenkelstütze lang	82524
2	Befestigung Oberschenkelstütze	82489
3	Befestigungsplatte Oberschenkelstütze	82490
4	Befestigungsplatte Armlehne	82408

Cross 5								
Cross 5 XL								

5	Verschlussmutter M 5 Kappe fzb	12168
6	Schraube M 5x 14 MF6S 10.9 schwarz Chrom esloc	11237
7	Schraube M 5x 10 MF6S 8.8 fzb	11689
8	Schraube MF6S M6 x 30 fzb Esloc	11639
9	Sicherungsmutter M 6	12169
10	Soft pad Obersch.stütze re	82488-1
	Soft pad Obersch.stütze li	82488-2

Cross 5						
	●	●	●	●	●	●

Seitenpelotte Crossrücken 3A


[illegible]

Cross 5							
	●	●	●	●	●	●	●
Cross 5 XL							
	●	●	●	●	●	●	●

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-12	Seitenpelotte, gepolstert inkl. Befestigung, für Crossrücken 3A	27395
1	Polster Seitenpelotte gebogen, klein, Dartex, Crossrücken 3A	82491
2	Halterung Seitenpelotte Crossrücken 3A	82507
3	Federring 6.1x9.9x1.6 DIN 7980	13014
4	Schraube M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208
5	Befestigung Armlehne Elite/Sting	80403
6	Verriegelungsansatz armlehne	80292
7	Flügelschraube Beinstütze Amputation 3015 M5 x 15 S Cross	80807
8	Unterlegscheibe 5.3x15x1.2	13004
9	Schraube M6x25 MF6S schwarz	11430


10	Schraube M 5x 14 MF6S 10.9 schwarz Chrom esloc	11237
11	Scheibe 5.3x10x0.5 DIN 137A fzb	13026
12	Mutter M6 FK4M H5.6 N12.7	12166
13	Montageblock Pelotte wegschwenkbar, R, kpl.	27947-1
	Montageblock Pelotte wegschwenkbar, L, kpl.	27947-2
14	Bügel Pelotte, 12 cm wegschwenkbar, L, kpl.	27948
15	Kissen Pelotte medium gebogen, schwarz, H 6,5 cm, T 17 cm	27949
	Kissen Pelotte groß gebogen, schwarz, H 9 cm, T 19 cm	27950

Seitenpelotte Crossrücken 3A...




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Seitenpelotte Bügel -45 mm	83002	●	●
2	Seitenpelotte Bügel -15 mm	83017	●	●
3	Seitenpelotte Bügel 0 mm	83018	●	●
4	Seitenpelotte Bügel +15 mm	83019	●	●
5	Seitenpelotte Bügel ssb -0 mm	83046	●	●
6	Seitenpelotte Bügel ssb -15 mm	83045	●	●
7	Bålstöd dynplåt ssb -45 mm	83001	●	●
8	Befestigung Seitenpelotte 3A Kompl	28146	●	●
9	Kissen Pelotte	83005	●	●

Tisch




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
	Klettband Tisch Plexi 27.5-50 cm	62103	●	●
	Tisch Plexi 45 cm für Sitzbreite 35 cm komplett	24417	●	
	Tisch Plexi 47.5 cm für rollstuhl 37.5 cm komplett	25187	●	
	Tisch Plexi 50 cm für Sitzbreite 40 cm komplett	24418	●	
	Tisch Plexi 52.5 cm für rollstuhl 42.5 cm kompl	25188	●	
	Tisch Plexi 55 cm für Sitzbreite 45 cm komplett	24419	●	
	Tisch Plexi 57.5 cm für Sitzbreite 47.5 cm komplett	25731	●	●
	Tisch Plexi 60 cm für Rollstuhl 50 cm kompl	24601	●	●
	Tisch Plexi 62.5 cm für Sitzbreite 52.5 cm komplett	26020		●
	Tisch Plexi 65 cm für Sitzbreite 55 cm komplett	26021		●
	Tisch Plexi 67.5 cm für Sitzbreite 57.5 cm komplett	26022		●
	Tisch Plexi 70 cm für Sitzbreite 60 cm komplett	26907		●

Tisch Hemi




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
2	Armlehnenpolster kurz Hemi Tis für Tisch Hemi, mit Klettband	81631	●	●
	Armlehnenpolster lang Hemi Tis für Tisch Hemi, mit Klettband	81632	●	●
3	Klett für Hemi Tisch 35-50 cm	81633	●	●
1-2	Tisch Hemi 35 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26556	●	
	Tisch Hemi 37.5 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26557	●	
	Tisch Hemi 40 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26558	●	
	Tisch Hemi 42.5 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26559	●	
	Tisch Hemi 45 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26560	●	
	Tisch Hemi 47.5 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26561	●	●
	Tisch Hemi 50 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26562	●	●
	Tisch Hemi 35 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26563	●	
	Tisch Hemi 37.5 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26564	●	
	Tisch Hemi 40 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26565	●	
	Tisch Hemi 42.5 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26566	●	
	Tisch Hemi 45 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26567	●	
	Tisch Hemi 47.5 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26568	●	●
	Tisch Hemi 50 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26569	●	●

Therapietisch halb




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1-9	Therapietisch halb, rechts wegklappbar, in Breite und Tiefe verstellbar, transparent	27352-1	●	●
	Therapietisch halb, links wegklappbar, in Breite und Tiefe verstellbar, transparent	27352-2	●	●
1	Platte Tisch Hemi	82420	●	●
2	Schraube M 6x 35 MF6S 8.8 schwarz Chrom	11287	●	●
3	Halterung Tisch Hemi	27356	●	●
4	Befestigungsplatte Armlehne	82408	●	●
5	Feststellrad M8x14x50 mm	400118	●	●
6	Schraube M 5x 8 MC6S schwarz Chrom	11414	●	●
7	Scheibe 5.3x10x0.5 DIN 137A fzb	13026	●	●
8	Abdeckkappe IFR 1515-1,5s Tisch Hemi	50972	●	●
9	Stoppschraube M6 x 10	11614	●	●

Kippschutz



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	Kippschutz multi Cross 5/6 Prio cc 59 cpl	28457	●	●
1	Schraube M6x40 MC6S 10.9 zink	11229	●	●
2	Sicherungsmutter M6	12017	●	●
3	Kippschutzrohr		●	●
4	Stift		●	●
5	Feder		●	●
6	Kippschutz extension multi	51201	●	●

Kippschutz Mod 2 Cross 5




	Cross 5	Cross 5 XL
●		
●		
●		
●		
●		
●		
●		
●		
●		

9	Verlängerungsteil Kippschutz	28467
10	Rad 40/5,2/12 Kippschutz	80727
11	Verschlussmutter M5 kupol	12168
12	Verlängerungsteil kurz	

	Cross 5	Cross 5 XL
●		
●		
●		
●		

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-12	Kippschutz mod 2 Std	28470
1	Schraube M6x30 MC6S	11019
2	Hülse Kippschutz mod 2	20530
3	Verschlussmutter M6 DIN 985-6	12017
4	Befestigungsrohr Mod 2	28468
5	Kippschutzrohr lang	25374
6	Schraube M5x55 MC6S 8.8	11686
7	Schraube M5x30 MC6S	11346
8	Schraube M5x50 MC6S 8.8	11687


Kippschutz Mod 2 niedrig Cross 5



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-8	Kippschutz mod 2 niedrig	28471
1	Schraube M6x30 MC6S	11019
2	Hülse Kippschutz mod 2	20530
3	Verschlussmutter M6 DIN 985-6	12017
4	Befestigungsrohr mod 2	28468
5	Kippschutzrohr lang	28466
6	Schraube M5x55 MC6S 8.8	11686
7	Rad 40/5,2/12 Kippschutz	80727
8	Verschlussmutter M5 kupol	12168


[illegible]

Speichenschutz




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Bef.Satz Sp.-Schutz (ab 7/05)	26276	●	●
1-2	Speichenschutz 20 Farbe grau Etac	25502-28	●	●
	Speichenschutz 20 Farbe gelb Etac	25502-29	●	●
	Speichenschutz 20 TB Farbe grau Etac	28816-28	●	●
	Speichenschutz 22 Farbe grau Etac	25503-28	●	●
	Speichenschutz 22 Farbe gelb Etac	25503-29	●	●
	Speichenschutz 22 TB Farbe grau Etac	28817-28	●	●
	Speichenschutz 24 Farbe grau Etac	25504-28	●	●
	Speichenschutz 24 Farbe Gelb Etac	25504-29	●	●
	Speichenschutz 24 TB Farbe grau Etac	28818-28	●	●

Tetraknöpfe




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Verschlussmutter M 5 DIN 985-6 fzb	12003	●	●
2	Scheibe 6.4x14x1.55 Al	13010	●	●
3	Feder 1.5 inv 6 L15	80019	●	●
4	Flachstahl tetraknopf schwarz	24040-01	●	●
5	Schraube M 5x 35 ECS fzb	11001	●	●
1-5	Tetraknöpfe komplett schwarz	24051-01	●	●

Stockhalter



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1-7	Stockhalter universal	27327	●	●
1	Befestigungsplatte Stockhalter	82390	●	●
2	Stockhalter M100	50866	●	●
3	Gummiband Cross	80621	●	●
4a	Schraube M 6x 40 MC6S 10.9 fzb	11229	●	●
4b	Schraube M 6x 14 MC6S svkr	11420	●	●
5	Schraube M6x12 MC6S 8.8 verzinkt	11577	●	●
6	Scheibe 6.4x14x1.5 DIN 134 schwarz Chrom	13058	●	●
7	Mutter M 6 DIN 985-6 fzb	12017	●	●

Kopfstütze



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Kopfstütze grau abwaschbar	28534-65	●	●
	Kopfstütze grau Velours	28534-60	●	●
	Kopfstütze mit Seitenstütze grau abwaschbar	28536-65	●	●
1	Schraube M5x12 K6S	11208	●	●
2	Gelenkhülse 5/6/1.5 PA	50285	●	●
3	Schraube M8x25	11706	●	●
4	Befestigung Kopfstütze	83288	●	●
5	Überzug für Kopfstütze Velours	63177-60	●	●
	Überzug für Kopfstütze abwaschbar	63177-65	●	●
	Überzug für Kopfstütze mit Seitenstütze	63185-65	●	●
6	Befestigung 350 mm	28533	●	●
7	Knebelschraube M8x25 mm schwarz	80684	●	●

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
8	Halterung für Kopfstütze 3A 35 cm	28125	●	
	Halterung für Kopfstütze 3A 37,5 cm	28126	●	
	Halterung für Kopfstütze 3A 40 cm	28127	●	
	Halterung für Kopfstütze 3A 42,5 cm	28128	●	
	Halterung für Kopfstütze 3A 45 cm	28129	●	
	Halterung für Kopfstütze 3A 47,5 cm	28130	●	
	Halterung für Kopfstütze 3A 50 cm	28131	●	
	Halterung für Kopfstütze 3A 52,5 cm	28132	●	
	Halterung für Kopfstütze 3A 55 cm	28133	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 57,5 cm	28134		●
	Halterung für Kopfstütze 3A 60 cm	28135		●
9	Halterung für Kopfstütze	25795	●	●

Infusionsständer

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Infusionsständer Kompl	28323	●	●
1	Infusionsständer	28338	●	●
2-7	Befestigung Infusionsständer	28339	●	●
2	Flügelschraube		●	●
3	Befestigung		●	●
4	Festungsteil		●	●
5	Mutter		●	●
6	Schraube		●	●
7	Scheibe		●	●

