

Monteringsvejledning (DK)

Varekurv til Tiger 2000

Mounting instruction (GB)

Shopping basket for the Tiger 2000

Montageanleitung (D)

Einkaufskorb für Tiger 2000

Montage handleiding (NL)

Accessoires-mand Tiger 2000


Monteringsanvisning (SE)

Varukorg till Serval

Monteringsvejledning

Varekurv til Tiger 2000

R82[®] 




1. Placér varekurven på stellet under sædet.
2. Varekurven monteres rundt om tværstængerne ved hjælp af velcrobåndene.

Mounting instructions

Shopping basket for the Tiger 2000

R82[®] 




1. Place the shopping basket on the frame under the seat.
2. Attach the shopping basket to the frame by fastening with velcro around the crossbar.

Montageanleitung

Einkaufskorb für Tiger 2000

R82[®] 




1. Den Einkaufskorb auf dem Gestell unter dem Sitz platzieren.
2. Befestigen Sie den Einkaufskorb am Gestell durch Umstülpen des Klettbandes um die Querstange.

Montage handleiding

Accessoires-mand Tiger 2000

R82[®]




1. Plaats de accessoires-mand op het frame onder de zitting.
2. Bevestig de accessoires-mand aan het frame door het klittenband om de twee dwarsbuizen van het frame te vouwen.

Monteringsanvisning

Varukorg till Serval

R82[®]



1. Placera varukorgen på underredet under sitsen.
2. Varukorgen monteras runt tvärstagen med hjälp av kardborrbanden.