



25575-01 25572-01  
25573-01




Benstöd med låsning

Lockable legrests

Beinstütze mit Sicherung

74017.2 2022-08-12

1



Benstöd med låsning

OBS! Kontrollera att den röda knappen är i låst läge, när benstödet monteras på chassi.

Lockable legrests

NOTE! Please make sure that the red button is in locked position when fitted on chair.

Beinstütze mit Sicherung

ACHTUNG! Kontrollieren Sie daß den roten Knopf gesichert ist wenn die Beinstützen auf den Gestell montiert werden.



Etac Supply Center AB  
Långgatan 12  
SE-334 33 Anderstorp  
www.etac.com

