



UB200637A / UB200637C






Monteringsatts – 28mm runt rör bygel & beslag / M100




Monteringssett – 28mm rundt rør bøjle & beslag / M100


Attachment kit – 28mm Lille Viking 2000 F/L bow / M100






75088B 12-08-23












UB200637A




Svenska

Art. nr.	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6x12	2
UB9173	Halvskål monteringsbeslag	4
UB9173A	Halvskål	4
UB9303	Fästklämma bygel 28 mm	6
UB9304	Fästklämma skål 28 mm	6
UB200006F	Monteringsvinkel lång	2
UB200008A	Beslag med tandskiva	2
UB200012H	Fästarm 200 mm vänster	1
UB200012G	Fästarm 200 mm höger	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200078	Platta för monteringsbeslag yttre	2

English

Art. no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6x12	2
UB9173	Tube protector mounting bracket	4
UB9173A	Half basin long	4
UB9303	Mounting clamp bow 28 mm	6
UB9304	Mounting clamp basin 28 mm	6
UB200006F	Mounting angle long	2
UB200008A	Bracket with cog washer	2
UB200012H	Mounting arm 200 mm left	1
UB200012G	Mounting arm 200 mm right	1
UB200017	Pressure part complete	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200078	Fittings bracket front round tubes 22-32 mm	2

UB200637C



Svenska

Art. nr.	Beskrivning	Antal
UB9057A	Spakvred M6x12	2
UB9173	Halvskål monteringsbeslag	4
UB9173A	Halvskål	4
UB9303	Fästklämma bygel 28 mm	6
UB9304	Fästklämma skål 28 mm	6
UB200006E	Monteringsvinkel kort	2
UB200008A	Beslag med tandskiva	2
UB200012H	Fästarm 200 mm vänster	1
UB200012G	Fästarm 200 mm höger	1
UB200017	Tryckdel inkl. gaskolv	1
UB200034	Bygelstopp	2
UB200078	Platta för monteringsbeslag yttre	2

English

Art. no.	Description	Qty
UB9057A	Latch lever M6x12	2
UB9173	Tube protector mounting bracket	4
UB9173A	Half basin long	4
UB9303	Mounting clamp bow 28 mm	6
UB9304	Mounting clamp basin 28 mm	6
UB200006E	Mounting angle short	2
UB200008A	Bracket with cog washer	2
UB200012H	Mounting arm 200 mm left	1
UB200012G	Mounting arm 200 mm right	1
UB200017	Pressure part complete	1
UB200034	Bolt for bow	2
UB200078	Fittings bracket front round tubes 22-32 mm	2

Etac
Box 203, 334 24 Anderstorp
Sweden
Tel +46 371 58 73 00
Fax +46 371 58 73 90
www.etac.com

