


REF 8400 6130

etac[®]

Skrubsats Etac Relax

Screw kit Etac Relax

Schraubensatz Etac Relax



75277.2 2022-09-08



sv

Denna skruvsats är endast avsedd för montering av Etac Relax i trä/plywood eller betongvägg. Vid montering av Etac Relax i andra väggmaterial, ska fästelement användas som säkerställer att applikationen kan bära de laster som produkten maximalt får utsättas för (se Etac Relax manual). Montering och bedömning av väggens bärförmåga ska utföras av sakkunnig person.



De mått som är angivna i denna instruktion avser endast håldimension. För övriga mått och anvisningar, se manual som medföljer produkten (kan även laddas ner från www.etac.com).



en

This screw set is only intended for mounting Etac Relax on a wood/plywood or concrete wall. When installing Etac Relax onto other wall materials, fixtures should be used to ensure the application can bear the maximum loads to which the product may be exposed (see Etac Relax manual). Mounting and assessment of the wall's load-bearing capacity should be carried out by a qualified person.



The dimensions stated in these instructions only refer to the hole dimensions. For any other dimensions or instructions, see the manual which accompanies the product (can also be downloaded from www.etac.com).



de

Dieser Schraubensatz ist ausschließlich für die Befestigung von Etac Relax an Wänden aus Holz/Sperrholz oder Beton vorgesehen. Wird Etac Relax an anderen Wandwerkstoffen befestigt, sind Befestigungsmittel zu verwenden, die sicherstellen, dass die Tragfähigkeit, für die das Produkt maximal vorgesehen ist, erreicht wird (siehe Handbuch für Etac Relax). Die Montage und Beurteilung der Tragfähigkeit der Wände muss durch eine sachkundige Person erfolgen.



Die in dieser Anleitung angegebenen Maße bezeichnen lediglich die Abmessungen der Löcher. Alle weiteren Maße sowie Anweisungen entnehmen Sie dem mit dem Produkt gelieferten Handbuch (auch als Download unter www.etac.com verfügbar).

