



# R82 Cricket

Kompakt klapvogn med  
smarte og fleksible løsninger

 **etac**<sup>®</sup>







# R82 Cricket

Cricket er en foldbar letvægtsklapvogn, designet til at opfylde dit og dit barns behov og livsstil. Denne brugervenlige klapvogn leveres i to størrelser. Da vognen kan tilpasses barnets vækst på mange områder, kan den benyttes i mange år fremover.

Cricket's letvægtsstel er et af de mest kompakte på markedet. Stellet er designet for at støtte og sikre stabilitet til klapvognen. 360° drejelige forhjul sikrer bekvem kørsel og gør klapvognen lettere at styre. Punkterfrie dæk giver exceptionel ydeevne.

Ydermere er Cricket godkendt til transport og opfylder krav i henhold til ISO 7176-19, mht. sikker transport i køretøjer.

Dansk design



34/39,5 cm




21- 43 cm



50/57 cm



max. 35/50 kg




Variabel rygvinkling - Indstil i to positioner, fra 110° til 125°.



Følger barnets vækst - tilpas sædedybde, sædebredde, samt højde på fodpladerne.



Spar tid og plads - let at klappe sammen og meget kompakt.



Fleksibel fodstøtte - Højde-, vinkeljusterbar og svingbar. Justér til det individuelle behov.

## Tilbehør



### Hynder

Flammesikre og vaskbare.  
Materiale: Convert Stretch.

Blå hynde str. 1.....	3187043111
Blå hynde str. 2.....	3187043211
Rød hynde str. 1.....	3187043112
Rød hynde str. 2.....	3187043212
Grå hynde str. 1.....	3187043114
Grå hynde str. 2.....	3187043214
Grøn hynde str. 1*.....	3187043113
Grøn hynde str. 2*.....	3187043213
Gul hynde str. 1*.....	3187043117
Gul hynde str. 2*.....	3187043217
Orange hynde str. 1*.....	3187043116
Orange hynde str. 2*.....	3187043216
Pink hynde str. 1*.....	3187043115
Pink hynde str. 2*.....	3187043215

\*Bestillingsvare -> længere leveringstid må forventes.



### Nakkepude, sort

For ekstra støtte.

Nakkepude, sort ..... 3187043150



### Kaleche

For beskyttelse i alt slags vejr.

Blå kaleche str. 1.....	3187043171
Blå kaleche str. 2.....	3187043271
Rød kaleche str. 1.....	3187043172
Rød kaleche str. 2.....	3187043272
Grå kaleche str. 1.....	3187043174
Grå kaleche str. 2.....	3187043274
Grøn kaleche str. 1*.....	3187043173
Grøn kaleche str. 2*.....	3187043273
Gul kaleche str. 1*.....	3187043177
Gul kaleche str. 2*.....	3187043277
Orange kaleche str. 1*.....	3187043176
Orange kaleche str. 2*.....	3187043276
Pink kaleche str. 1*.....	3187043175
Pink kaleche str. 2*.....	3187043275

\*Bestillingsvare -> længere leveringstid må forventes.



### Rygforlænger

Støtter den øverste del af brugers ryg.

Rygforlænger str. 1.....	3187043160-1
Rygforlænger str. 2.....	3187043160-2



## Tilbehør



**Kiler for reduktion af sædebredde**  
For ekstra komfort og positionering. Kilerne kan kun benyttes sammen med sidepuder.

Kile for reduktion af sædebredde, 3 cm ..... 3187043130-1  
Kile for reduktion af sædebredde, 5 cm ..... 3187043130-2  
Sædesider (par) ..... 3187043130



**Gribebøjle monteret i stel**  
For sikkerhed og støtte.

Gribebøjle i ramme str. 1 ..... 3187043182-1  
Gribebøjle i ramme str. 2 ..... 3187043182-2



**Kiler for lændestøtte**  
Str. 1: 11 x 15 x 27,5 cm (BxLxH)  
Str. 2: 14,5 x 15 x 27,4 cm (BxLxH).

Kiler for lændestøtte str. 1 .. 3187043140-1  
Kiler for lændestøtte str. 2 .. 3187043140-2




**Brystsele, polstret**  
Polstret, justerbar brystsele der giver støtte til overkroppen. Monteres nemt gennem de aflange huller i klapvognens rygbetræk. Selen klikkes sammen og justeres på bagsiden af klapvognens ryg. Den åbnes/lukkes nemt på forsiden.

Str. 1, diameter: 50-70 cm ..... 3185480-1  
Str. 2, diameter: 60-95 cm ..... 3185480-2




**Armlæn**  
For støtte til armene.

Armlæn str. 1 ..... 3187043120-1  
Armlæn str. 2 ..... 3187043120-2



**Rygsæk**  
Ekstra plads til opbevaring. Max. 5 kg.

Rygsæk til str. 1 ..... 3187043183-1  
Rygsæk til str. 2 ..... 3187043183-2



**Bord**  
En solid base for barnets legetøj. Bordet monteres i armlænene.

Bord str. 1 ..... 3187043180-1  
Bord str. 2 ..... 3187043180-2



**Indkøbskurv**  
Ekstra plads til opbevaring. Max. 10 kg.

Indkøbskurv str. 1 ..... 3187043184-1  
Indkøbskurv str. 2 ..... 3187043184-2



**Gribebøjle monteret i armlæn**  
For sikkerhed og støtte.

Gribebøjle i armlæn str. 1 ..... 3187043181-1  
Gribebøjle i armlæn str. 2 ..... 3187043181-2



**Lægbånd**  
For ekstra komfort.

Lægbånd str. 1 ..... 3187043190-1  
Lægbånd str. 2 ..... 3187043190-2



## Tilbehør



### Hælbånd

For korrekt positionering af fødderne.

Hælbånd ..... 3187043185



### Transportbeslag

Cricket opfylder transportkrav i henhold til ISO 7176-19.

Transportbeslag ..... 3187043188



### Ekstra låsemekanisme for fodplade

For ekstra sikkerhed.

Låsemekanisme fodplade ..... 3187043186



### Regnslag

Kræver montage af kaleche.

Regnslag str. 1 ..... 3187467-110


Regnslag str. 2 ..... 3187467-210



### Retningsspærre

For bedre koordinering af kørslen.

Retningsspærre ..... 3187043187



### Regnslag med hætte

Regnslag str. 4,

længde u. hætte: 76 cm ..... 3187465-410

Regnslag str. 5,

længde u. hætte: 88 cm ..... 3187465-510





## Bestilling og mål

Cricket stel (uden hynde)	Str. 1*	Str. 2
Varenr.	3187043100	3187043200
HMI-nr.	105306	105307
Ryglænsøjde (C <sub>1</sub> )	50 cm	57 cm
Rygbredde, indvendig (F)	27 cm	33 cm
Sædebredde (A)	34 cm	39,5 cm
Sædedybde (B)	21-31 cm	31-43 cm
Underbenslængde (D)	18-36 cm	22,5-37 cm
Max belastning	35 kg	50 kg
Max belastning ved transport	27 kg	43 kg

\* bestillingsvare -> længere leveringstid må forventes

### Cricket som standard


Sædeenhed	2 størrelser. Justerbar dybde og bredde. To-positions rygtilt 110° - 125°.
Stel	Foldbart. Udført i glasfiber og carbon. Stelfarve sort.
Fodstøtte	Højde- og vinkelregulerbar. Svinges nemt til siden uden brug af værktøj.
Hjul	180x37,5 mm svingbare forhjul og 280x37,5 mm baghjul. Punkterfrie.
Bremser	Fodbremser på baghjul.
Skubbeøjle	Vinkeljusterbar

### Hynder

Hynder	Flammesikre og vaskbare. Materiale: Convert Stretch.
Farver	Blå, rød og grå hynde er standard.
Farver øvrige*	Grøn, pink, orange eller gul hynde er bestillingsvarer*

\* bestillingsvare -> længere leveringstid må forventes

### Hyndefarver







Version 1 - 2022 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på [www.etac.dk](http://www.etac.dk).

Etac A/S  
Parallelvej 3, 8751 Gedved  
Tlf 79 68 58 33  
[info@etac.dk](mailto:info@etac.dk) - [www.etac.dk](http://www.etac.dk)

Etac, afdeling øst  
Handicaporganisationernes Hus  
Blekinge Boulevard 2  
2630 Taastrup

  
Creating Possibilities