

Catalyst 5

Lett og sammenleggbar kryssrammestol

Beskrivelse	Lev. artnr	HMS art.nr.	Setebredde (cm)	Setedybde (cm)	Setehøyde uten bytte av deler (cm)	Setehøyde med bytte av deler (cm)	Rygg høyde (cm)	Totalbredde (cm)	Totalvekt (kg)	Transportvekt (kg)
Catalyst 5 sb36 sd36 sh41-42	KI13811414	317501	36	36	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	60	13,9	7,9
Catalyst 5 sb36 sd38 sh41-42	KI13811415	317502	36	38	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	60	13,9	7,9
Catalyst 5 sb36 sd41 sh41-42	KI13811416	317503	36	41	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	60	14	8
Catalyst 5 sb36 sd43 sh41-42	KI13811417	317504	36	43	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	60	14,1	8,1
Catalyst 5 sb36 sd46 sh41-42	KI13811418	317505	36	46	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	60	14,1	8,1
Catalyst 5 sb38 sd36 sh41-42	KI13811514	317506	38	36	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	62	13,9	7,9
Catalyst 5 sb38 sd38 sh41-42	KI13811515	317507	38	38	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	62	13,9	7,9
Catalyst 5 sb38 sd41 sh41-42	KI13811516	317508	38	41	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	62	14	8
Catalyst 5 sb38 sd43 sh41-42	KI13811517	317509	38	43	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	62	14	8
Catalyst 5 sb38 sd46 sh41-42	KI13811518	317510	38	46	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	62	14	8
Catalyst 5 sb38 sd48 sh41-42	KI13811519	317511	38	48	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	62	14,1	8,1
Catalyst 5 sb38 sd51 sh41-42	KI13811520	317512	38	51	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	62	14,1	8,1
Catalyst 5 sb41 sd36 sh41-42	KI13811614	317513	41	36	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	65	13,9	7,9
Catalyst 5 sb41 sd38 sh41-42	KI13811615	317514	41	38	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	65	14	8
Catalyst 5 sb41 sd41 sh41-42	KI13811616	317515	41	41	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	65	14	8
Catalyst 5 sb41 sd43 sh41-42	KI13811617	317516	41	43	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	65	14,1	8,1
Catalyst 5 sb41 sd46 sh41-42	KI13811618	317517	41	46	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	65	14,1	8,1
Catalyst 5 sb41 sd48 sh41-42	KI13811619	317518	41	48	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	65	14,1	8,1
Catalyst 5 sb41 sd51 sh41-42	KI13811620	317519	41	51	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	65	14,2	8,2
Catalyst 5 sb43 sd36 sh41-42	KI13811714	317520	43	36	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	67	14	8
Catalyst 5 sb43 sd38 sh41-42	KI13811715	317521	43	38	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	67	14	8
Catalyst 5 sb43 sd41 sh41-42	KI13811716	317522	43	41	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	67	14	8
Catalyst 5 sb43 sd43 sh41-42	KI13811717	317523	43	43	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	67	14,1	8,1
Catalyst 5 sb43 sd46 sh41-42	KI13811718	317524	43	46	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	67	14,1	8,1
Catalyst 5 sb43 sd48 sh41-42	KI13811719	317525	43	48	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	67	14,2	8,2
Catalyst 5 sb43 sd51 sh41-42	KI13811720	317526	43	51	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	67	14,2	8,2
Catalyst 5 sb46 sd36 sh41-42	KI13811814	317527	46	36	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	70	14,1	8,1
Catalyst 5 sb46 sd38 sh41-42	KI13811815	317528	46	38	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	70	14,1	8,1
Catalyst 5 sb46 sd41 sh41-42	KI13811816	317529	46	41	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	70	14,1	8,1
Catalyst 5 sb46 sd43 sh41-42	KI13811817	317530	46	43	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	70	14,2	8,2
Catalyst 5 sb46 sd46 sh41-42	KI13811818	317531	46	46	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	70	14,2	8,2
Catalyst 5 sb46 sd48 sh41-42	KI13811819	317532	46	48	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	70	14,3	8,3

Catalyst 5

Lett og sammenleggbar kryssrammestol

Beskrivelse	Lev. artnr	HMS art.nr.	Setebredde (cm)	Setedybde (cm)	Setehøyde uten bytte av deler (cm)	Setehøyde med bytte av deler (cm)	Rygg høyde (cm)	Totalbredde (cm)	Totalvekt (kg)	Transportvekt (kg)
Catalyst 5 sb46 sd51 sh41-42	KI13811820	317533	46	51	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	70	14,3	8,3
Catalyst 5 sb48 sd38 sh41-42	KI13811915	317534	48	38	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	72	14,1	8,1
Catalyst 5 sb48 sd41 sh41-42	KI13811916	317535	48	41	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	72	14,2	8,2
Catalyst 5 sb48 sd43 sh41-42	KI13811917	317536	48	43	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	72	14,2	8,2
Catalyst 5 sb48 sd46 sh41-42	KI13811918	317537	48	46	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	72	14,2	8,2
Catalyst 5 sb48 sd48 sh41-42	KI13811919	317538	48	48	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	72	14,3	8,3
Catalyst 5 sb48 sd51 sh41-42	KI13811920	317539	48	51	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	72	14,3	8,3
Catalyst 5 sb51 sd41 sh41-42	KI13812016	317540	51	41	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	75	14,2	8,2
Catalyst 5 sb51 sd43 sh41-42	KI13812017	317541	51	43	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	75	14,2	8,2
Catalyst 5 sb51 sd46 sh41-42	KI13812018	317542	51	46	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	75	14,3	8,3
Catalyst 5 sb51 sd48 sh41-42	KI13812019	317543	51	48	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	75	14,3	8,3
Catalyst 5 sb51 sd51 sh41-42	KI13812020	317544	51	51	41-42	34-52	32-51 (standard 32-39)	75	14,4	8,4

