

Kombinationsöversikt

Lille Viking



74543.21 2025-03-05

Företag	Rullstol	Lille Viking	Monteringssats	Länkhjul	Begränsningar		
Alu Rehab	Netti 38–45, Netti Svipp, 38-45 cm.	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200618A	7 1¼" länkhjul Alu rehab artnr 22193 skall användas			
Alu Rehab	Netti I, II, III 48–60 cm. Netti Svipp 50-55 cm, Netti 4U 50-60 cm	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200618	7 1¼" länkhjul Alu rehab artnr 22193 skall användas			
Alu Rehab	Netti 4U 40–50	Lille Viking 2015 Flat bow mod 2 - 28618/28619 Lille Viking 2015 flat bow 27942/27943 Lille Viking Flat 2000+ - UB445010/UB4450101	UB200618A	7 1¼" länkhjul Alu rehab artnr 22193 skall användas			
Etac	Cross 6 37,5-47,5	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071 Lille Viking flat bow 2015 28618/28619	UB200624K	165–200 mm	Stolsbredd	Modell	Lägsta sittshöjd
	Cross 5 37,5-47,5				37,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	42 cm
	Cross 5 XL 47,5				40 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	41 cm
	Cross 37,5-47,5				42,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	40 cm
	Cross XL 47,5				45 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	39 cm
	Twin 37,5–47,5				47,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	38 cm
Etac	Transit III 40-45				47,5 cm	Cross XL, Cross 5 XL, Cross 6	40 cm
	Cross 6 50-52,5	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071 Lille Viking flat bow 2015 28618/28619	UB200624L	165–200 mm	Stolsbredd	Modell	Lägsta sittshöjd
	Cross 5 50,				50-52,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	38 cm
	Cross 5 XL 50-60,				50-60 cm	Cross XL, Cross 5 XL, Cross 6	40 cm
	Cross 50-57,5,						
	Cross XL 50-60,						
	Twin 50-55, Transit 50						

Företag	Rullstol	Lille Viking	Monteringssats	Länkhjul	Begränsningar
Etac	Next 37,5–47,5, Next Comfort 37,5–47,5	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200624N	165–200 mm	Ej i läge E samt på Next Comfort kan drivhjul ej placeras i bakersta balansläget.
					Stolsbredd 37,5 cm
					Modell Next
					Lägsta sittshöjd 42 cm
					40 cm Next 42,5-47,5cm Next 37,5-47,5 cm Next Comfort 42 cm
Etac	Next 50, Next Comfort 50	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200624M	165–200 mm	Ej i läge E samt på Next Comfort kan drivhjul ej placeras i bakersta balansläget.
					Stolsbredd 50-57,5 cm
					Modell Next
					Lägsta sittshöjd 40 cm
					50 cm Next Comfort 42 cm
Etac	M100/M100TR 50 cm	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637A	165–200 mm	Lägsta sittshöjd 45 cm
Etac	M100/M100TR 40-47,5 cm	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637C	165–200 mm	Lägsta sittshöjd 45 cm
Etac	Handivipp	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200628A	165–200 mm	
Etac	Prio	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071 Lille Viking flat bow 2015 28618/28619	82920	165–200 mm	Lägsta sittshöjd 45 cm
Etac/R82	MultiFrame stl 3 CombiFrame:x stl 3 & 4	Lille Viking 2015 Flat bow mod 2 - 28619 Lille Viking Flat bow 2015 - 27943	UB200624T	7" länkhjul 12.5"/22" drivhjul	
Handicare	Impera/Legend 2/Emineo 39-51	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626D	165–200 mm	
Handicare	Exigo	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637A	165–200 mm	
Hantverksdesign	HD 500 38-45	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626A	175–200 mm	Lägsta sittshöjd 45 cm

Företag	Rullstol	Lille Viking	Monteringssats	Länkhjul	Begränsningar
Hantverksdesign	HD 600/650 38-45	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626B	175–200 mm	Lägst sithöjd 45 cm
Hantverksdesign	HD 500 Humlan 52	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626G	175–200 mm	Lägst sithöjd 45 cm
Hantverksdesign	HD 650 Humlan 52	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626H	175–200 mm	Lägst sithöjd 45 cm
Hantverksdesign	HD Balance 24" 38/42/46/50	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626J samt separat tvärstag Tvärstag B38 - artnr 27640 Tvärstag B42 - artnr 27641 Tvärstag B46 - artnr 27642 Tvärstag B50 - artnr 27643	175–200 mm	Lägst sithöjd 45 cm
Hantverksdesign	HD Balance 16" 38/42/46/50	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626K samt separat tvärstag Tvärstag B38 - artnr 27640 Tvärstag B42 - artnr 27641 Tvärstag B46 - artnr 27642 Tvärstag B50 - artnr 27643	175–200 mm	Lägst sithöjd 45 cm
Invacare	Rea Focus 38-53	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200633F	165–200 mm	
Invacare	Rea Spirea I, II, III	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637A	165–200 mm	
Invacare	Rea Adapt	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637A	165–200 mm	
Invacare	Rea Bellis	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200633K	165–200 mm	Gäller Bellis med 24" drivhjul i högst sithöjd
Invacare	Rea Assist	Lille Viking 2015 Flat bow mod 2 - 28618/28619 Lille Viking 2015 Flat bow - 27942/27943 Lille Viking Flat 2000+ - UB445010/UB4450101	UB200637A	165–200 mm	
Invacare	Azalea/Azalea Assist	Lille Viking 2015 Flat bow mod 2 - 28618/28619 Lille Viking 2015 Flat bow - 27942/27943 Lille Viking Flat 2000+ - UB445010/UB4450101	UB200629D	165–200 mm	

Företag	Rullstol	Lille Viking	Monteringssats	Länkhjul	Begränsningar
Invacare	Rea 702	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200635A	165–200 mm	
Invacare	Rea 702 TV	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200635A	165–200 mm	
Invacare	Rea 703 LX	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200635A	165–200 mm	
Invacare	Rea 150	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200635A	165–200 mm	
OTTO Bock	Avantgarde 52,5	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637A	165–200 mm	
Sunrise Medical	Quickie Classic 160, Quickie GP Sving, Quickie Neon FF, Quickie Zippie, Breezy BasiX/Breezy Rubix XL, Breezy Relax, Breezy Relax XL	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637A	165–200 mm	